



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Phantom ML MIS Lumbar Surgical Access System

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Phantom ML MIS Lumbar Surgical Access System

SKU RM-PML-1

\$3,999 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Крючок прямой 40 mm	Специализированный узкий ретракционный крючок
1	Крючок прямой 50 mm	Специализированный узкий ретракционный крючок
1	Крючок прямой 60 mm	Специализированный узкий ретракционный крючок
1	Крючок прямой 70 mm	Специализированный узкий ретракционный крючок
1	Крючок прямой 80 mm	Специализированный узкий ретракционный крючок
1	Крючок прямой 90 mm	Специализированный узкий ретракционный крючок
1	Крючок прямой 100 mm	Специализированный узкий ретракционный крючок
1	Т-образная рукоятка управления поворотом	Ручка для ручной регулировки поворота
1	Вращающийся зажим для стола	Закрепляет конструкцию на боковой шине операционного стола

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Световодный кабель	Стандартный изгиб, 10 ft, нестерильный; передает свет от источника к ретрактору
1	Светодиодный источник света	Портативный/настольный осветительный прибор
1	Угловой шарнирный кронштейн	Многосуставной рычаг с реечным зажимом, соединяющий фиксатор с рамой
1	Поворотный ретрактор для поясничного доступа MIS	Основная несущая реечная рама 250 mm с верхней загрузкой для поясничного доступа
1	Реечный коннектор	Соединяет вспомогательные рейки с основной рамой
1	Поворотный центральный держатель лопатки	Рейка 130 mm с верхней загрузкой; удерживает центральную лопатку с контролем поворота
1	Контрретрактор Step Over с поворотом	Рычаг контрретракции с боковой загрузкой Sure-Lock, рейка 225 mm для латеральной стабильности
1 Pair	Скошенные лопатки (пара) 22 × 50 mm	Парные лопатки ретрактора со скошенными кончиками
1 Pair	Скошенные лопатки (пара) 22 × 60 mm	Парные лопатки ретрактора со скошенными кончиками
1 Pair	Скошенные лопатки (пара) 22 × 70 mm	Парные лопатки ретрактора со скошенными кончиками
1 Pair	Скошенные лопатки (пара) 22 × 80 mm	Парные лопатки ретрактора со скошенными кончиками
1 Pair	Скошенные лопатки (пара) 22 × 90 mm	Парные лопатки ретрактора со скошенными кончиками
1 Pair	Скошенные лопатки (пара) 22 × 100 mm	Парные лопатки ретрактора со скошенными кончиками
1 Pair	Скошенные лопатки (пара) 22 × 110 mm	Парные лопатки ретрактора со скошенными кончиками
1 Pair	Скошенные лопатки (пара) 22 × 120 mm	Парные лопатки ретрактора со скошенными кончиками
1	Контрлопатка с короткими зубцами 14 × 40 mm	Контрлопатка с короткими захватными зубцами
1	Контрлопатка с короткими зубцами 14 × 50 mm	Контрлопатка с короткими захватными зубцами

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Контрлопатка с короткими зубцами 14 × 60 mm	Контрлопатка с короткими захватными зубцами
1	Контрлопатка с короткими зубцами 14 × 70 mm	Контрлопатка с короткими захватными зубцами
1	Контрлопатка с короткими зубцами 14 × 80 mm	Контрлопатка с короткими захватными зубцами
1	Контрлопатка с короткими зубцами 14 × 90 mm	Контрлопатка с короткими захватными зубцами
1	Контрлопатка с короткими зубцами 14 × 100 mm	Контрлопатка с короткими захватными зубцами
1	Контрлопатка с короткими зубцами 14 × 110 mm	Контрлопатка с короткими захватными зубцами
1	Контрлопатка с короткими зубцами 14 × 120 mm	Контрлопатка с короткими захватными зубцами
1	Веерная лопатка с короткими зубцами 18 × 50 mm	Дистально расширяющаяся веерная лопатка с короткими зубцами
1	Веерная лопатка с короткими зубцами 18 × 60 mm	Дистально расширяющаяся веерная лопатка с короткими зубцами
2	Веерная лопатка с короткими зубцами 18 × 70 mm	Дистально расширяющаяся веерная лопатка с короткими зубцами
2	Веерная лопатка с короткими зубцами 18 × 80 mm	Дистально расширяющаяся веерная лопатка с короткими зубцами
2	Веерная лопатка с короткими зубцами 18 × 90 mm	Дистально расширяющаяся веерная лопатка с короткими зубцами
2	Веерная лопатка с короткими зубцами 18 × 100 mm	Дистально расширяющаяся веерная лопатка с короткими зубцами
2	Веерная лопатка с короткими зубцами 18 × 110 mm	Дистально расширяющаяся веерная лопатка с короткими зубцами
2	Веерная лопатка с короткими зубцами 18 × 120 mm	Дистально расширяющаяся веерная лопатка с короткими зубцами
1	Дилататор 8 mm	Инструмент для последовательного расширения тканей
1	Дилататор 13 mm	Инструмент для последовательного расширения тканей

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Дилататор 18 mm	Инструмент для последовательного расширения тканей
1	Дилататор 22 mm	Инструмент для последовательного расширения тканей
1	Обтуратор 18 mm	Инструмент для начального введения и направления
1	Обтуратор 22 mm	Инструмент для начального введения и направления
1	Стерилизационный короб	Контейнер для хранения, организации и повторной обработки

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Phantom ML MIS Lumbar Surgical Access System — это передовая малоинвазивная платформа для позвоночника с креплением к столу, разработанная для создания настраиваемых освещенных коридоров доступа при задней поясничной декомпрессии и спондилодезе. Благодаря использованию последовательной дилатации в сочетании с механикой поворотных лопаток с верхней загрузкой, эта система максимизирует видимость операционного поля в области межпозвонкового диска, минимизируя кранио-каудальные разрезы кожи и денервацию параспинальных мышц.

Разработанная для процедурной адаптивности, система Phantom ML MIS Lumbar Surgical Access System включает сверхмощный вращающийся зажим для стола, угловой шарнирный кронштейн, поворотное основание ретрактора 250 mm с верхней загрузкой, поворотный центральный держатель лопаток 130 mm и ретрактор с боковой загрузкой 225 mm. Система включает встроенный настольный светодиодный источник света с оптоволоконным кабелем длиной 10 ft, 4 последовательных дилататора (от 8 mm до 22 mm), 2 направляющих обтуратора, 7 прямых крючков, 8 пар скошенных лопаток (50–120 mm), 9 контрлопаток с короткими зубцами (40–120 mm) и 14 веерных лопаток с короткими зубцами (50–120 mm), расширяющихся дистально.

Изготовленная из медицинской хирургической нержавеющей стали и высокопрочных сплавов с антибликовым сатиновым покрытием, компания Retractor Maker предоставляет полную систему Phantom ML MIS Lumbar Surgical Access System нестерильной и полностью автоклавируемой в прочном алюминиевом стерилизационном контейнере со специальными лотками для организации инструментов.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest