



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Valve XS Ekartör Sistemi

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Valve XS Ekartör Sistemi

SKU RM-VXRS-1

\$999 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Lateral Yaklaşım için Valve XS Ekartör Sistemi	Çift Eklemlili konfigürasyon
1	Sadece Bıçak, Ball-Snap Kapatmalı	53 × 36 mm
1	Lateral Kaburga Ekartörü Aksesuarları (Dövülebilir)	60 × 35 mm
1	Valve XS Bağlantı Klempı Tip B	Yapısal klemp
1	Ekartör Çubuğu	9" (230 mm)
1	MICS CABG için Ekartör	Özel bileşen
1	Atriyum Lift Ekartör Kanadı Uygulama Enstrümanı	Özel uygulama aleti
1	Sadece Bıçak	30 × 35 mm
1	Sadece Bıçak	40 × 35 mm
1	Sadece Bıçak	50 × 35 mm
1	Sadece Bıçak	60 × 35 mm
1	Sadece Bıçak	70 × 35 mm
1	Sterilizasyon Kutusu	Saklama konteyneri

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Valve XS Ekartör Sistemi, küçük bir lateral minitorakotomi yoluyla gerçekleştirilen minimal invaziv kapak prosedürleri için özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir torasik ve kardiyak ekartör platformudur. Çift eklemlili artiküle ekartör çerçevesi kullanan bu sistem, interkostal kaburga gerilmesini minimize ederek ve kaburga kırıklarını önleyerek geniş bir operatif koridor oluşturur.

Hassas koroner ve kapak girişimleri için tasarlanan Valve XS Ekartör Sistemi; çift eklemlili lateral yaklaşım ekartör çerçevesi, Tip B bağlantı klempli, 9 inç (230 mm) ekartör çubuğu, özel bir MICS CABG ekartörü ve özel bir atriyum lift uygulama aleti içerir. Kanat seti, hastaya özel torasik derinliklere uyum sağlamak için 53 x 36 mm ball-snap bıçak, dövülebilir lateral kaburga aksesuarı (60 x 35 mm) ve 30 x 35 mm'den 70 x 35 mm'ye kadar değişen beş kademeli kanat içerir.

Tamamı manyetik olmayan, tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten ince saten kaplama ile üretilen Retractor Maker, Valve XS Ekartör Sistemini steril olmayan ve ağır hizmet tipi alüminyum sterilizasyon konteyneri içinde tam otoklavlanabilir olarak sunarak hızlı tepsi dönüşümü ve uzun süreli dayanıklılık sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest