



FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de Tibia Bennett

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador de Tibia Bennett

SKU RM-BTR-1

\$79 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Pequeño — valva de 45 mm	RM-BTR-1-1	\$79
Grande — valva de 63 mm	RM-BTR-1-2	\$89

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador de Tibia Bennett es un separador quirúrgico ortopédico especializado, diseñado específicamente para proporcionar una palanca confiable y exposición de tejidos blandos alrededor de la diáfisis y meseta tibial durante cirugías de rodilla y pierna. Diseñado con una hoja distal ancha y curva que se adapta a las cortezas de los huesos largos, este instrumento permite a los asistentes quirúrgicos separar compartimentos musculares anteriores y posteriores voluminosos con un esfuerzo físico mínimo.

Construido para una contra-tracción pesada en extremidades inferiores, esta serie de Separadores de Tibia Bennett se ofrece en dos configuraciones principales: un modelo Pequeño con un ancho de hoja de 45 mm (\$79) y un modelo Grande con un ancho de hoja expansivo de 63 mm (\$89). Ambos perfiles cuentan con longitudes totales seleccionables que abarcan de 9 ½ pulgadas a 9 ¾ pulgadas (con series de producción estándar que se ajustan a 9 ¼ pulgadas). Su labio de hoja liso y redondeado se envuelve de forma segura alrededor del hueso, protegiendo el periostio y los haces neurovasculares durante osteotomías y fijación de fracturas.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), Retractor Maker fabrica el Separador de Tibia Bennett para soportar un torque mecánico intenso y ciclos repetidos de autoclave, brindando una resistencia y confiabilidad excepcionales a las salas de trauma ortopédico en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest