



FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Sistema de acceso quirúrgico lumbar Phantom ML MIS

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Sistema de acceso quirúrgico lumbar Phantom ML MIS

SKU RM-PML-1

\$3,999 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Gancho recto 40 mm	Gancho de retracción estrecho especializado
1	Gancho recto 50 mm	Gancho de retracción estrecho especializado
1	Gancho recto 60 mm	Gancho de retracción estrecho especializado
1	Gancho recto 70 mm	Gancho de retracción estrecho especializado
1	Gancho recto 80 mm	Gancho de retracción estrecho especializado
1	Gancho recto 90 mm	Gancho de retracción estrecho especializado
1	Gancho recto 100 mm	Gancho de retracción estrecho especializado
1	Control de pivote con mango en T	Mango de control manual para ajuste de pivote
1	Abrazadera de mesa giratoria	Ancla el conjunto al riel lateral de la mesa de quirófano
1	Cable de luz	Curva estándar, 10 ft, no estéril; transmite la luz desde la fuente al separador
1	Fuente de luz LED	Unidad de iluminación portátil/de sobremesa
1	Brazo articulado en ángulo	Brazo multiarticulado con abrazadera de cremallera que conecta la abrazadera al marco

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Separador pivotante de base lumbar MIS	Marco de base estructural principal de cremallera de 250 mm de carga superior para acceso lumbar
1	Conector de cremallera	Conecta cremalleras auxiliares al marco principal
1	Soporte de valva central pivotante	Cremallera de 130 mm de carga superior; sostiene la valva central con control de pivote
1	Separador de paso lateral pivotante de contra-retracción	Brazo de contra-retracción de cremallera de 225 mm con Sure-Lock y carga lateral para estabilidad lateral
1 Par	Valvas biseladas (Par) 22 × 50 mm	Par de valvas de separador con puntas biseladas
1 Par	Valvas biseladas (Par) 22 × 60 mm	Par de valvas de separador con puntas biseladas
1 Par	Valvas biseladas (Par) 22 × 70 mm	Par de valvas de separador con puntas biseladas
1 Par	Valvas biseladas (Par) 22 × 80 mm	Par de valvas de separador con puntas biseladas
1 Par	Valvas biseladas (Par) 22 × 90 mm	Par de valvas de separador con puntas biseladas
1 Par	Valvas biseladas (Par) 22 × 100 mm	Par de valvas de separador con puntas biseladas
1 Par	Valvas biseladas (Par) 22 × 110 mm	Par de valvas de separador con puntas biseladas
1 Par	Valvas biseladas (Par) 22 × 120 mm	Par de valvas de separador con puntas biseladas
1	Contravalva de dientes cortos 14 × 40 mm	Contravalva con dientes de agarre cortos
1	Contravalva de dientes cortos 14 × 50 mm	Contravalva con dientes de agarre cortos
1	Contravalva de dientes cortos 14 × 60 mm	Contravalva con dientes de agarre cortos
1	Contravalva de dientes cortos 14 × 70 mm	Contravalva con dientes de agarre cortos
1	Contravalva de dientes cortos 14 × 80 mm	Contravalva con dientes de agarre cortos
1	Contravalva de dientes cortos 14 × 90 mm	Contravalva con dientes de agarre cortos
1	Contravalva de dientes cortos 14 × 100 mm	Contravalva con dientes de agarre cortos
1	Contravalva de dientes cortos 14 × 110 mm	Contravalva con dientes de agarre cortos

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Contravalva de dientes cortos 14 x 120 mm	Contravalva con dientes de agarre cortos
1	Valva de abanico de dientes cortos 18 x 50 mm	Valva de abanico de expansión distal con dientes cortos
1	Valva de abanico de dientes cortos 18 x 60 mm	Valva de abanico de expansión distal con dientes cortos
2	Valva de abanico de dientes cortos 18 x 70 mm	Valva de abanico de expansión distal con dientes cortos
2	Valva de abanico de dientes cortos 18 x 80 mm	Valva de abanico de expansión distal con dientes cortos
2	Valva de abanico de dientes cortos 18 x 90 mm	Valva de abanico de expansión distal con dientes cortos
2	Valva de abanico de dientes cortos 18 x 100 mm	Valva de abanico de expansión distal con dientes cortos
2	Valva de abanico de dientes cortos 18 x 110 mm	Valva de abanico de expansión distal con dientes cortos
2	Valva de abanico de dientes cortos 18 x 120 mm	Valva de abanico de expansión distal con dientes cortos
1	Dilatador 8 mm	Instrumento de dilatación tisular secuencial
1	Dilatador 13 mm	Instrumento de dilatación tisular secuencial
1	Dilatador 18 mm	Instrumento de dilatación tisular secuencial
1	Dilatador 22 mm	Instrumento de dilatación tisular secuencial
1	Obturador 18 mm	Instrumento de inserción inicial y guía
1	Obturador 22 mm	Instrumento de inserción inicial y guía
1	Caja de esterilización	Contenedor de almacenamiento para organización y reprocesamiento

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El sistema de acceso quirúrgico lumbar Phantom ML MIS es una plataforma avanzada de columna mínimamente invasiva montada en mesa, diseñada para proporcionar corredores de retracción iluminados y personalizables durante descompresiones y fusiones lumbares posteriores. Mediante el uso de dilatación seriada junto con una mecánica de valvas pivotantes de carga superior, este sistema maximiza la visibilidad quirúrgica en el espacio discal al tiempo que minimiza las incisiones cutáneas craneocaudales y la denervación del músculo paravertebral.

Diseñado para la adaptabilidad procedimental, el sistema de acceso quirúrgico lumbar Phantom ML MIS incluye una abrazadera de mesa giratoria de alta resistencia, un brazo articulado en ángulo, una base de separador pivotante de carga superior de 250 mm, un soporte de valva central pivotante de 130 mm y un separador de paso lateral de carga lateral de 225 mm. El sistema incorpora una fuente de luz LED de sobremesa integrada con un cable de fibra óptica de 10 ft, 4 dilatadores secuenciales (8 mm a 22 mm), 2 obturadores de guía, 7 ganchos rectos, 8 pares de valvas biseladas (50–120 mm), 9 contravalvas de dientes cortos (40–120 mm) y 14 valvas de abanico de dientes cortos (50–120 mm) que se expanden distalmente.

Mecanizado a partir de Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico y aleaciones de alta resistencia con un acabado satinado antirreflectante, Retractor Maker suministra el sistema de acceso quirúrgico lumbar Phantom ML MIS completo de forma no estéril y totalmente autoclavable dentro de un contenedor de esterilización de aluminio de alta resistencia con gradillas organizadoras dedicadas.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest