



RETRACTOR MAKER

CATÁLOGO 2026

SEPARADORES QUIRÚRGICOS · SISTEMAS · VALVAS · COMPONENTES

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Fabricante de separadores — por Retractor Maker

Donald Cameron

SOBRE NOSOTROS

Fabricante directo de separadores quirúrgicos

Retractor Maker es un fabricante directo de separadores quirúrgicos con sede en Sialkot, Pakistán. Fabricamos sistemas de separación, valvas y componentes para ocho especialidades quirúrgicas.

Cómo empezó Retractor Maker

Retractor Maker comenzó en 2023, pero nuestra experiencia con el instrumental quirúrgico se remonta a mucho antes.

Soy Saad Shahid y sigo trabajando con mi padre en Hospitech Traders, el negocio familiar de instrumental quirúrgico. Mi padre fundó Hospitech Traders en 1989, y llevamos muchos años fabricando y suministrando instrumental quirúrgico.

La idea de Retractor Maker surgió de uno de nuestros clientes. Un día, un cliente nos pidió un separador para cirugía abdominal. En ese momento no fabricábamos separadores, así que empecé a buscar los productos disponibles de otras empresas.

Lo que encontré me sorprendió. Algunos sistemas de separación completos se vendían por entre 60 000 y 65 000 USD. Estos precios me parecieron excesivamente caros, sobre todo sabiendo que ya contábamos con la maquinaria, los trabajadores y la experiencia de fabricación necesarios para producir nosotros mismos el instrumental quirúrgico.

¿Por qué no fabricamos nosotros mismos el separador y lo ofrecemos a un precio mucho más asequible? Esa fue la razón por la que fundé Retractor Maker.

QUÉ HACEMOS HOY

Empezamos a fabricarlos nosotros mismos

En lugar de comprar separadores a otra empresa y revenderlos, decidí fabricarlos en nuestro propio taller. Ya contábamos con la maquinaria y la estructura de fabricación gracias a nuestra experiencia con el instrumental quirúrgico. Utilizamos esos recursos para desarrollar y fabricar nuestros propios sistemas de separación.

Hoy en día, ofrecemos muchos de nuestros sistemas de separación a precios hasta un 90 % más bajos que los sistemas comparables de las principales marcas. Nuestro propósito no es simplemente fabricar separadores. Es hacerlos más asequibles y accesibles para hospitales, cirujanos y organizaciones médicas de todo el mundo.

Seguimos siendo parte del negocio de fabricación familiar

Retractor Maker nació de la experiencia que ya teníamos en la fabricación de instrumental quirúrgico. Sigo participando activamente en Hospitech Traders, trabajando junto a mi padre, al mismo tiempo que dirijo Retractor Maker como un negocio dedicado exclusivamente a los separadores quirúrgicos.

Especialidades quirúrgicas

Cirugía general · Urología · Cirugía cardiovascular · Otorrinolaringología · Cirugía plástica · Cirugía ortopédica y de columna · Neurocirugía · Obstetricia y ginecología.

Trabajamos directamente con hospitales, distribuidores de material médico, cirujanos y organizaciones sanitarias de todo el mundo. También trabajamos en configuraciones específicas y requisitos personalizados cuando un producto estándar no satisface las necesidades de un cliente.

Nuestro objetivo

Fabricar nosotros mismos los separadores y ofrecerlos a precios que pueden ser hasta un 90 % más bajos que los sistemas comparables de las principales marcas, para que más hospitales puedan permitirse el equipo que necesitan.

CATEGORÍAS DE PRODUCTOS

Ordenadas por el número de productos en cada categoría

Separadores Ortopédicos y de Columna

124 productos

PÁGINAS 5-52



Separadores para Cirugía General

118 productos

PÁGINAS 53-95



Separadores para ORL

109 productos

PÁGINAS 96-132



Separadores para Cirugía Plástica

61 productos

PÁGINAS 133-154



Separadores cardiovasculares

45 productos

PÁGINAS 155-171



Separadores de Obstetricia y Ginecología

26 productos


PÁGINAS 172-181



Separadores para Neurocirugía

20 productos


PÁGINAS 182-189



Separadores para Urología

4 productos

PÁGINAS 190-191





Separador Acetabular de Doble Punta Estrecho

SKU **RM-ARNDP-1**

PRECIO **\$99 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Estrecho — 32 mm blade	RM-ARNDP-1-1	\$99
Estándar — hoja de 44 mm	RM-ARNDP-1-2	\$99



Separador Femoral Anterior de Cóndilos

SKU **RM-AFCR-1**

PRECIO **\$99 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador Femoral Anterior de Cóndilos	Longitud de 5" (12.7 cm), hoja fenestrada dentada de 45 mm	\$99
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$99



Separador de cuello femoral anterior y borde anteromedial

SKU **RM-AFNAR-1**

PRECIO **\$49 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador de cuello femoral anterior y borde anteromedial	Longitud de 15" (37.46 cm), hoja curva, mango hexagonal	\$49
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$49



Separador del Borde Acetabular Anterolateral

SKU **RM-AAARR-1**

PRECIO **\$49 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Anterolateral Acetabular Rim Retractor	10" (25.4 cm) de longitud, hoja de 18 mm de ancho x 3.25" de profundidad	\$49
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$49



Separador rotuliano AORI

SKU **RM-APR-1**

PRECIO **\$69 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
5" (12.7 cm), extremo de trabajo de 10 mm	RM-APR-1-1	\$69
7" (17.8 cm), 10 mm extremo de trabajo	RM-APR-1-2	\$79



Separador de Cadera APC

SKU **RM-APCHR-1**

PRECIO **\$49 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Púa simple	10" (25.4 cm) — anclaje óseo específico en el borde acetabular
1	Púas dobles	10" (25.4 cm) — separación equilibrada de dos puntos para tejido blando y cápsula
1	Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte estándar



Separador B-Z

SKU **RM-BZR-1**

PRECIO **\$339 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
7.5 cm Profundidad (45° o 90°)	RM-BZR-1-1	\$339
10 cm de profundidad (45° o 90°)	RM-BZR-1-2	\$359



Separador B-Z Weitlaner

SKU **RM-BZWR-1**

PRECIO **\$339 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador B-Z Weitlaner	Longitud total de 28 cm, valvas romas 4x4 de 83 mm de profundidad, angulado a 90°	\$339
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$339



Separador Autoestático Beard para Bíceps Distal

SKU **RM-BDBSRR-1**

PRECIO **\$299 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
6.375" (16.19 cm)	RM-BDBSRR-1-1	\$299
7.5" (19.05 cm)	RM-BDBSRR-1-2	\$319



Separador Beard Distal Radius Wide Hohmann

SKU **RM-BDRWHR-1**

PRECIO **\$79 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador Beard Distal Radius Wide Hohmann	Longitud total de 5.37" (13.63 cm), hoja Hohmann ancha	\$79
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$79



Separador Autoestático Beckman-Weitlaner

SKU **RM-BWSRR-1**

PRECIO **\$149 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
14 cm	RM-BWSRR-1-1	\$149
16.5 cm	RM-BWSRR-1-2	\$154
21.5 cm	RM-BWSRR-1-3	\$159
24 cm	RM-BWSRR-1-4	\$164
30.5 cm	RM-BWSRR-1-5	\$169
31 cm	RM-BWSRR-1-6	\$174



Separador Autoestático Beckmann Adson

SKU **RM-BASRR-1**

PRECIO **\$49 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
25 mm Perfil del vástago	RM-BASRR-1-1	\$49
44 mm Perfil de vástago	RM-BASRR-1-2	\$59



Separador de Tibia Bennett

SKU **RM-BTR-1**

PRECIO **\$79 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Pequeño — valva de 45 mm	RM-BTR-1-1	\$79
Grande — valva de 63 mm	RM-BTR-1-2	\$89



Separador Hohmann Acodado

SKU **RM-BHR-ORTHO-1**

PRECIO **\$69 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
8"	RM-BHR-ORTHO-1-1	\$69
9 ¾"	RM-BHR-ORTHO-1-2	\$74
11"	RM-BHR-ORTHO-1-3	\$79
11 ½"	RM-BHR-ORTHO-1-4	\$84
12 ½"	RM-BHR-ORTHO-1-5	\$89






Sistema Separador Cervical Black Belt

SKU **RM-BBCRS-1**

PRECIO **\$2,499 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Marco separador (Derecho)	Configuración de marco para el lado derecho
1	Marco separador (Izquierdo)	Configuración de marco para el lado izquierdo
1	Marco separador (Offset)	Configuración de marco desplazado (offset)
2	Pinzas de inserción de valvas	Componentes utilizados para la inserción y fijación de valvas
14	Valvas dentadas	Opciones de valvas dentadas de 34 mm a 70 mm en múltiples tamaños
14	Valvas romas	Opciones de valvas romas de 34 mm a 70 mm en múltiples tamaños
12	Valvas dentadas de dos niveles	Opciones de valvas dentadas de dos niveles de 40 mm a 55 mm
6	Valvas romas de dos niveles	Opciones de valvas romas de dos niveles de 40 mm a 55 mm
1	Contenedor de esterilización	Contenedor para organización, almacenamiento y reprocesamiento



Separador de Rodilla Blount

SKU **RM-BKR-1**

PRECIO **\$64 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
6 7/8" (17.5 cm)	RM-BKR-1-1	\$64
7" (17.8 cm)	RM-BKR-1-2	\$69
10 1/4" (26.0 cm)	RM-BKR-1-3	\$74
10 3/8" (26.4 cm)	RM-BKR-1-4	\$79





Separadores deltoides Browne

SKU **RM-BDR-1**

PRECIO **\$109 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
10 ¾" (27.3 cm)	RM-BDR-1-1	\$109
11 ½" (29.2 cm)	RM-BDR-1-2	\$114
12 ¼" (31.1 cm)	RM-BDR-1-3	\$119



Separadores C

SKU **RM-CR-1**

PRECIO **\$69 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
12 ½" (31.8 cm)	RM-CR-1-1	\$69
14" (35.6 cm)	RM-CR-1-2	\$74



Separador de Raíz Nerviosa Campbell

SKU **RM-CNRR-1**

PRECIO **\$69 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Campbell Nerve Root Retractor	Longitud de 8 ¾" (22.2 cm), hoja de 10-10.5 mm de ancho	\$69
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$69



Separadores Capsulares

SKU **RM-CR-ORTHO-1**

PRECIO **\$64 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Diente único (Agudo)	RM-CR-ORTHO-1-1	\$64
Dientes dobles (Agudos o Romos)	RM-CR-ORTHO-1-2	\$69
Tres Puntas	RM-CR-ORTHO-1-3	\$74



Separador Estático para Túnel Carpiano

SKU **RM-CTSRR-1**

PRECIO **\$144 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador Estático para Túnel Carpiano	Longitud de 4 1/4" (10.79 cm), valvas romas, cierre de cremallera	\$144
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$144



Separador Cervical Caspar con Cremallera

SKU **RM-CCRWR-1**

PRECIO **\$289 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
16.5 cm	RM-CCRWR-1-1	\$289
22.3 cm	RM-CCRWR-1-2	\$299



Sistema de Separador para Microdiscectomía Lumbar Caspar

SKU **RM-CLMRS-1**

PRECIO **\$799 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Valva Lateral	40 mm
1	Valva Lateral	45 mm
1	Valva Lateral	50 mm
1	Valva Lateral	55 mm
1	Valva Lateral	60 mm
1	Valva Lateral	65 mm
1	Valva Lateral	75 mm
1	Espéculo	40 mm
1	Espéculo	45 mm
1	Espéculo	50 mm
1	Espéculo	55 mm
1	Espéculo	60 mm
1	Espéculo	65 mm
1	Espéculo	75 mm
1	Pinza Expulsora de Valvas	Pinzas para intercambio rápido de valvas
1	Marco Separador de Microdiscectomía Caspar	Marco de contraseparación
1	Caja de Esterilización	Contenedor de aluminio con bandeja organizadora




Separadores de Raíz Nerviosa Caspar

SKU **RM-CNRR-SERIES-1**

PRECIO **\$84 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
4 mm hoja	RM-CNRR-SERIES-1-1	\$84
6 mm hoja	RM-CNRR-SERIES-1-2	\$89
8 mm hoja	RM-CNRR-SERIES-1-3	\$94
Hoja de 10 mm	RM-CNRR-SERIES-1-4	\$99





Separador Caspar

SKU **RM-CR-21-1**

PRECIO **\$64 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador Caspar	21 cm de longitud, hoja de 17.0 x 67.0 mm, mango con anillo para el dedo	\$64
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$64



Separador Autoestático Caspar

SKU **RM-CSRR-SET-1**

PRECIO **\$649 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Chasis de marco de tijera de doble bisagra	Marco articulado de perfil bajo con cremallera y cierre de tornillo
1	Llave de ajuste manual	Llave de ajuste calibrada para ajuste de microtensión
1 Juego	Valvas laterales de puntas semi-romas	38 mm de profundidad (estilos seleccionables de 2, 3 o 4 puntas)
1 Juego	Valvas de gancho visceral planas alargadas	Módulos de valva atraumática lisa de 38 mm de profundidad
1	Caja protectora de transporte y almacenamiento	Estuche de transporte ajustado a medida



Separador Cervical Casper

SKU **RM-CCR-115-1**

PRECIO **\$199 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Chasis de Separador Cervical Casper	Marco de 11.5 cm, diseño transversal articulado de 4 brazos, apertura de 85 mm	\$199
Funda / Caja protectora	Embalaje individual para transporte	\$199



Marco de Retractor Cervical

SKU **RM-CRF-1**

PRECIO **\$109 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
16.5 cm Brazos rígidos	RM-CRF-1-1	\$109
25.5 cm Brazos articulados	RM-CRF-1-2	\$119



Separador Cervical de Tejidos Blandos

SKU **RM-CTR-13-1**

PRECIO **\$79 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador Cervical de Tejidos Blandos	Longitud total de 13 cm, punta de 1x1 dientes romos	\$79
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$79



Separador Chandler

SKU **RM-CHR-1**

PRECIO **\$69 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Pequeño (valva de 16.0 mm)	RM-CHR-1-1	\$69
Mediano (hoja de 20.0 mm)	RM-CHR-1-2	\$74
Grande (hoja de 25.0 mm)	RM-CHR-1-3	\$79



Separador de Incisión Inicial Charnley

SKU **RM-CIIR-399-1**

PRECIO **\$399 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Chasis de Pinza de Lazo Autoestático	Lazo de marco liso perimetral
1	Valva Corta de 4 Dientes Romos Curvada hacia Afuera	Extremo de trabajo de 25 mm x 32 mm
1	Valva Larga de 4 Dientes Romos Curvada hacia Afuera	Extremo de trabajo de 25 mm x 38 mm
1	Gancho de Tracción Desmontable	Ancla de enganche de tejido curvada
1	Cadena de Conexión de Tracción Metálica	Cordón de enlace mecánico
1	Conjunto de Peso de Suspensión por Gravedad	Peso de masa para tracción sostenida
1	Caja / Almacenamiento Protector	Embalaje de tránsito estándar



Separador Cervical/Lámina Cloward

SKU **RM-CCLR-1**

PRECIO **\$99 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Mandíbulas con Estriado Cruzado	RM-CCLR-1-1	\$99
Con Mandíbulas Dentadas	RM-CCLR-1-2	\$99



Separador de Valva Estilo Cloward

SKU **RM-CSBR-1**

PRECIO **\$84 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
13 x 75 mm	RM-CSBR-1-1	\$84
18 x 75 mm	RM-CSBR-1-2	\$89
20 x 75 mm	RM-CSBR-1-3	\$94
23 x 75 mm	RM-CSBR-1-4	\$99



Separador cervical tipo Cloward

SKU **RM-CSCR-17-1**

PRECIO **\$75 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Marco del separador cervical tipo Cloward	17 cm de longitud total, brazos articulados, cierre de cremallera	\$75
Funda protectora / Caja	Embalaje de transporte individual	\$75



Separador Cobra

SKU **RM-COBR-1**

PRECIO **\$79 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Punta Estándar — 12.0"	RM-COBR-1-1	\$79
Punta Aguda Estándar — 12.0"	RM-COBR-1-2	\$84
Modelo Ancho — 11.75"	RM-COBR-1-3	\$89
Pequeño modificado — 12.5"	RM-COBR-1-4	\$94
Doble extremo — 14.0"	RM-COBR-1-5	\$99
Modelo Profundo — 14.5"	RM-COBR-1-6	\$104
Grande modificado — 14.75"	RM-COBR-1-7	\$109



Separador Cobra con Apoyo para la Mano

SKU **RM-CRHR-1**

PRECIO **\$169 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador Cobra con Apoyo para la Mano	Longitud de 10.22", hoja de 32 mm, apoyo para la mano integrado	\$169
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$169



Separador de Fémur Tipo Cobra

SKU **RM-CSFR-1**

PRECIO **\$84 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador de Fémur Tipo Cobra	Longitud de 11.75" (29.84 cm), hoja curva tipo cobra, punta de gancho grande	\$84
Funda / Caja protectora	Embalaje de tránsito individual	\$84



Separadores para Ligamentos Colaterales

SKU **RM-CLR-1**

PRECIO **\$104 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador para Ligamentos Colaterales	Longitud total de 8" (20.3 cm), perfiles de hoja de 5 mm y 11 mm	\$104
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$104



Separador de Tejidos Blandos Colaterales

SKU **RM-CSTR-1**

PRECIO **\$69 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Collateral Soft Tissue Retractor	Longitud de 9 1/2", hoja de 45 mm, punta curva de 2 puntas de 11 mm	\$69
Funda protectora / Caja	Embalaje de transporte individual	\$69



Separador de Rodilla Cóncavo

SKU **RM-CKR-1**

PRECIO **\$105 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Valva estándar	RM-CKR-1-1	\$105
Hoja estrecha larga	RM-CKR-1-2	\$105



Separador de Raíz Nerviosa D'Errico

SKU **RM-DNRR-1**

PRECIO **\$49 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
22.8 cm (approx. 9.0") — 7.0 mm ancho x 11.0 mm largo — Discectomía lumbar estándar y movilización de raíz nerviosa	RM-DNRR-1-1	\$49
28.0 cm (approx. 11.0") — 7.0 mm de ancho x 11.0 mm de largo — Corredor quirúrgico profundo y acceso bariátrico a columna lumbar	RM-DNRR-1-2	\$54



Separador Gelpi Profundo

SKU **RM-DGR-SERIES-1**

PRECIO **\$68 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
3 1/2" - 4 1/2" — Aguda, Roma, Aguda angulada, 90°, Ángulo recto — Cirugía menor superficial, mano y exposición pediátrica	RM-DGR-SERIES-1-1	\$68
5 1/2" - 6 3/4" — Agudo, Romo, Agudo angulado, 90°, Ángulo recto — Acceso a tejidos blandos intermedios, plástica y cervical	RM-DGR-SERIES-1-2	\$74
7 1/2" - 7 3/4" — Agudo, Romo, Agudo Angulado, 90°, Ángulo Recto — Laminectomía lumbar estándar y retracción articular	RM-DGR-SERIES-1-3	\$84
9 1/4" - 12" — Agudo, Romo, Agudo Angulado, 90°, Ángulo Recto — Pelviana de cavidad profunda, bariátrica y fusión espinal multinivel	RM-DGR-SERIES-1-4	\$94



Separador Autoestático Deep Gelpi

SKU **RM-DGSRR-1**

PRECIO **\$129 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
7 ½" (aprox. 19.0 cm) — Chasis angulado, dientes agudos hacia afuera — Laminectomía lumbar estándar y exposición articular	RM-DGSRR-1-1	\$129
10 ½" (aprox. 26.7 cm) — Chasis angulado extendido, dientes agudos hacia afuera — Fusión espinal multinivel, bariátrica y pélvica profunda	RM-DGSRR-1-2	\$139



Separadores Humerales Dingo Modified

SKU **RM-DMHHR-1**

PRECIO **\$134 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Dingo Modified Humeral Head Retractor	Longitud de 10" (25.5 cm), punta curva dentada	\$134
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$134



Separador para Escariado Anterior Direct Access

SKU **RM-DAABR-1**

PRECIO **\$99 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Orientación izquierda — 9" (22.86 cm), valva de 57 mm	RM-DAABR-1-1	\$99
Orientación derecha — 9" (22.86 cm), valva de 57 mm	RM-DAABR-1-2	\$99



Separador Engh para Escotadura Intercondílea

SKU **RM-EINR-1**

PRECIO **\$79 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Engh Intercondylar Notch Retractor	Longitud de 8 ½" (206.4 mm), punta de 2.25"	\$79
Funda protectora / Caja	Embalaje de transporte individual	\$79



Separador Feler-Ducker

SKU **RM-FDR-1**

PRECIO **\$109 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Option A — 54x25 mm Izquierda / 76x38 mm Derecha	RM-FDR-1-1	\$109
Option B — 76x38 mm Izquierda / 54x25 mm Derecha	RM-FDR-1-2	\$109



Separador de Calcar Femoral

SKU **RM-FCR-1**

PRECIO **\$44 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador de Calcar Femoral	Ancho de punta de 25 mm, profundidad de 5.08 cm (2"), mango de anillo	\$44
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$44



Separador Femoral/Glúteo Medio y Menor

SKU **RM-FGR-1175-1**

PRECIO **\$44 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador Femoral/Glúteo Medio y Menor	Longitud de 11.75" (29.85 cm), hoja de 20 mm de ancho	\$44
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$44



Separadores Flared Cobra

SKU **RM-FCR-15-1**

PRECIO **\$69 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Orientación izquierda — gancho simple, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-1	\$69
Orientación izquierda — doble gancho, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-2	\$69
Orientación derecha — Rama única, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-3	\$69
Orientación derecha — Doble rama, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-4	\$69



Separador de Antebrazo con Hojas Giratorias

SKU **RM-FSBR-1**

PRECIO **\$74 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador de Antebrazo con Hojas Giratorias	Hoja de 5.12" (13.00 cm), mango de anillas, sistema de cremallera — 1	\$74
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual — 1	\$74



Separador Fukuda Kujat Style

SKU **RM-FKSR-1**

PRECIO **\$94 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador Fukuda Kujat Style	Longitud total de 9" (22.86 cm), hoja ancha dentada, mango en T — 1	\$94
Funda / Caja protectora	Embalaje de tránsito individual — 1	\$94



Separadores Estilo Fukuda

SKU **RM-FSR-SHLD-1**

PRECIO **\$89 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
6 1/2" (16.51 cm) — 30 mm o 35 mm	RM-FSR-SHLD-1-1	\$89
8 3/4" (22.23 cm) — 30 mm o 35 mm	RM-FSR-SHLD-1-2	\$94
9" (22.86 cm) — 30 mm o 35 mm	RM-FSR-SHLD-1-3	\$99



Separador Gelpi Crossover - Ángulos Profundos

SKU **RM-GCRDA-1**

PRECIO **\$124 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
3 1/2 in (9 cm) hoja	RM-GCRDA-1-1	\$94
5 1/2 in (14 cm) hoja	RM-GCRDA-1-2	\$104
6 1/2 in (16.5 cm) hoja	RM-GCRDA-1-3	\$114
7 1/2 in (19 cm) hoja	RM-GCRDA-1-4	\$119
8 in (20.3 cm) blade — Estándar	RM-GCRDA-1-5	\$124



Separador de Glenoides y Cóndilos

SKU **RM-GCR-7-1**

PRECIO **\$44 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador de Glenoides y Cóndilos	Longitud total de 7" (17.8 cm), hoja de gancho contorneada — 1	\$44
Funda / Caja protectora	Embalaje individual para tránsito — 1	\$44




Separadores para Glenoides

SKU **RM-GLR-SERIES-1**

PRECIO **\$88 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
8 ¾" - 9" — Orientación izquierda	RM-GLR-SERIES-1-1	\$88
8 ¾" - 9" — Orientación derecha	RM-GLR-SERIES-1-2	\$91
9 ½" - 10 ½" — Orientación izquierda	RM-GLR-SERIES-1-3	\$94
9 ½" - 10 ½" — Orientación derecha	RM-GLR-SERIES-1-4	\$97
11" - 11 ¾" — Orientación izquierda	RM-GLR-SERIES-1-5	\$100
11" - 11 ¾" — Orientación derecha	RM-GLR-SERIES-1-6	\$103



Separador de Trocánter Mayor

SKU **RM-GTR-1**

PRECIO **\$49 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador de Trocánter Mayor	Longitud de 14.875" (37.8 cm), hoja de 25 mm de ancho x 1.5" de profundidad — 1	\$49
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual — 1	\$49



Separador autoestático Harvey Jackson Self Retaining Retractor

SKU **RM-HJSRR-1**

PRECIO **\$229 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Harvey Jackson Self Retaining Retractor	Longitud total de 28 cm, valvas de 45 x 32 mm, 3x3 ganchos afilados — 1	\$229
Funda / Caja protectora	Embalaje de tránsito individual — 1	\$229



Separador de Raíz Nerviosa Hess

SKU **RM-HNRR-1**

PRECIO **\$69 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
10.0 cm — Hoja de 3.0 mm - 4.0 mm — Estándar	RM-HNRR-1-1	\$69
10.0 cm — Hoja de 5.0 mm - 7.0 mm — Estándar	RM-HNRR-1-2	\$69
12.0 cm	RM-HNRR-1-3	\$74
17.5 cm	RM-HNRR-1-4	\$79



Separador Hibbs

SKU **RM-HBR-24-1**

PRECIO **\$39 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
51 mm largo x 19 mm ancho — 24 cm	RM-HBR-24-1-1	\$39
76 mm long x 25 mm wide — 24 cm	RM-HBR-24-1-2	\$41
82 mm largo x 25 mm ancho — 24 cm	RM-HBR-24-1-3	\$43
101 mm largo x 25 mm ancho — 24 cm	RM-HBR-24-1-4	\$45



Separador Hohmann Posterior Inferior

SKU **RM-HPIR-11-1**

PRECIO **\$74 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Mango izquierdo para doblar #7 — 11" (27.94 cm)	RM-HPIR-11-1-1	\$74
Mango derecho mediano para doblar #7 — 11" (27.94 cm)	RM-HPIR-11-1-2	\$74



Separador Hohmann

SKU **RM-HR-12IN-1**

PRECIO **\$74 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
15 mm Wide Blade — 12" (30.48 cm)	RM-HR-12IN-1-1	\$74
17 mm Wide Blade — 12" (30.48 cm)	RM-HR-12IN-1-2	\$79



Separador Hohmann Mango Extra Largo Curvado

SKU **RM-HRBELH-1**

PRECIO **\$69 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
9 3/4" (24.76 cm) — Mango acodado extralargo	RM-HRBELH-1-1	\$69
10.0" (25.40 cm) — Mango acodado extra largo	RM-HRBELH-1-2	\$79



Separador Hohmann en Ángulo Recto

SKU **RM-HRRA-1**

PRECIO **\$79 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
9 ½" Longitud total — 24.13 cm de longitud, mango de 7", curvatura en ángulo recto de 40 mm	RM-HRRA-1-1	\$84
9 ¾" Longitud total — 24.76 cm de longitud, mango de 7", curvatura en ángulo recto de 18 mm	RM-HRRA-1-2	\$79



Separador Hohmann con punta redondeada

SKU **RM-HRRE-1**

PRECIO **\$74 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
8 ½" (21.91 cm) — Hoja redonda de 19 mm	RM-HRRE-1-1	\$74
9 ¾" (24.76 cm) — Hoja redonda de 19 mm	RM-HRRE-1-2	\$79
11.0" (27.94 cm) — 19 mm hoja redonda	RM-HRRE-1-3	\$84
11 ½" (29.21 cm) — 19 mm hoja redonda	RM-HRRE-1-4	\$89
12.0" (30.48 cm) — 19 mm hoja redonda	RM-HRRE-1-5	\$94
12 ½" (30.80 cm) — 19 mm hoja redonda	RM-HRRE-1-6	\$99



Separador Hohmann con Punta Cuadrada

SKU **RM-HRSE-1**

PRECIO **\$74 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
8 ½" (21.59 cm) — Hoja curva con extremo distal cuadrado	RM-HRSE-1-1	\$74
9 ½" (24.13 cm) — Hoja curva con extremo distal cuadrado	RM-HRSE-1-2	\$79



Separadores Hohmann Angulados

SKU **RM-HRA-1**

PRECIO **\$69 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
6 ½" Longitud Total — 16.51 cm longitud, punta angulada de 4 mm	RM-HRA-1-1	\$69
11" Longitud total — 27.94 cm longitud, 7" mango, 17 mm angulación	RM-HRA-1-2	\$79



Separadores Hohmann de Hoja Cuadrada

SKU **RM-HRSB-1**

PRECIO **\$74 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
8 ½" (21.59 cm) — Perfil de hoja cuadrado, mango extra largo	RM-HRSB-1-1	\$74
9 ½" (24.13 cm) — Perfil de hoja cuadrada, mango extralargo	RM-HRSB-1-2	\$79



Separadores Holscher

SKU **RM-HLSR-1**

PRECIO **\$43 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
7 mm de Ancho — 9 ½" (24.13 cm)	RM-HLSR-1-1	\$43
9 mm de Ancho — 9 ½" (24.13 cm)	RM-HLSR-1-2	\$46
13 mm Ancho — 9 ½" (24.13 cm)	RM-HLSR-1-3	\$49



Separador de Raíz Nerviosa Holsher

SKU **RM-HNRR-235-1**

PRECIO **\$44 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador de Raíz Nerviosa Holsher	23.5 cm de longitud total, hoja roma descendente ancha	\$44
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$44



Separador de cabeza humeral

SKU **RM-HHR-ORTHO-1**

PRECIO **\$84 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
8 ¾" (22.23 cm) — Vástago curvo, hoja anular angulada	RM-HHR-ORTHO-1-1	\$84
9.0" (22.86 cm) — Vástago curvo, hoja anular angulada	RM-HHR-ORTHO-1-2	\$89
10.0" (25.40 cm) — Vástago curvo, hoja de anillo angulada	RM-HHR-ORTHO-1-3	\$94
11.0" (27.94 cm) — Vástago curvo, hoja anular angulada	RM-HHR-ORTHO-1-4	\$99





Image-Line ACF Retractor With Distraction Classic Set

SKU **RM-ILACF-1**

PRECIO **\$4,499 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Medidor de profundidad	Codificado por colores
2	Mango Twist Lock	Agarre de silicona
1	Marco longitudinal	Estándar
1	Marco transversal	Estándar
2	Valva roma	30 mm, plata
2	Valva roma	35 mm, azul
2	Valva roma	40 mm, rojo
2	Valva roma	55 mm, negro
2	Valva roma	60 mm, oro
2	Valva roma	65 mm, azul marino
2	Valva roma	70 mm, verde claro
2	Valva roma	75 mm, naranja
1	Valva de dientes cortos	30 mm, plata
1	Valva de dientes cortos	35 mm, azul
1	Valva de dientes cortos	40 mm, rojo
1	Valva de dientes cortos	45 mm, verde
1	Valva de dientes cortos	50 mm, violeta
1	Valva de dientes cortos	55 mm, negro
1	Valva de dientes cortos	60 mm, oro
1	Valva de dientes cortos	65 mm, azul marino
1	Valva de dientes largos	30 mm, plata
1	Valva de dientes largos	35 mm, azul
1	Valva de dientes largos	40 mm, rojo
1	Valva de dientes largos	45 mm, verde
1	Valva de dientes largos	50 mm, violeta
1	Valva de dientes largos	55 mm, negro
1	Valva de dientes largos	60 mm, oro
1	Valva de dientes largos	65 mm, azul marino
2	Micro-valva, roma	14 x 35 mm, azul
2	Micro-valva, roma	14 x 40 mm, rojo
2	Micro-valva, roma	14 x 45 mm, verde
2	Micro-valva, roma	14 x 50 mm, violeta
2	Micro-valva, roma	14 x 55 mm, negro
2	Micro-valva, roma	14 x 60 mm, oro
2	Micro-valva, dientes cortos	14 x 35 mm
2	Micro-valva, dientes cortos	14 x 40 mm
2	Micro-valva, dientes cortos	14 x 45 mm
2	Micro-valva, dientes cortos	14 x 50 mm
2	Micro-valva, dientes cortos	14 x 55 mm
2	Micro-valva, dientes cortos	14 x 60 mm
2	CVB Twist Drill	8 mm de profundidad, 5/4" de longitud
1	Guía de broca para distractor CVB	Izquierda
1	Guía de broca para distractor CVB	Derecha
1	Distractor de cuerpo vertebral	Izquierdo, cremallera de 100 mm
1	Distractor de cuerpo vertebral	Derecho, cremallera de 100 mm
2	Destornillador CVB	Mango de silicona
1	Distractor multinivel	Izquierdo, cremallera de 120 mm, extensión de 90 mm
1	Distractor multinivel	Derecho, cremallera de 120 mm, extensión de 90 mm
1	Porta-injertos óseos	Punta de 8 x 15 mm, longitud 210 mm
1	Impactador de injerto óseo	3 mm
1	Impactador de injerto óseo	5 mm
1	Impactador de injerto óseo	8 mm
1	Cortador de injerto	Profundidad ajustable 8.75", ancho 7 mm
1	Calibrador ACF	9"
1	Caja de esterilización	Estuche adaptado





Separador de Johnson para Neuroma

SKU **RM-JNR-1**

PRECIO **\$74 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
8.0 cm	RM-JNR-1-1	\$74
10.0 cm	RM-JNR-1-2	\$79
11.0 cm	RM-JNR-1-3	\$84
14.0 cm	RM-JNR-1-4	\$89



Cuadro separador de hombro Kolbel

SKU **RM-KSRF-23-1**

PRECIO **\$159 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Pequeño — valva de 36 mm x 36 mm	RM-KSRF-23-1-1	\$159
Mediano — 53 mm x 36 mm blade	RM-KSRF-23-1-2	\$169
Grande — valva de 68 mm x 36 mm	RM-KSRF-23-1-3	\$179



Separador de tejidos blandos Kolbel

SKU **RM-KSTR-8IN-1**

PRECIO **\$119 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador de tejidos blandos Kolbel	Dimensiones / Detalles: Longitud total de 8" (20.32 cm), hoja curva con puntas romas · Cantidad incluida: 1	\$119
Funda / Caja protectora	Dimensiones / Detalles: Embalaje de transporte individual · Cantidad incluida: 1	\$119



Separador Lateral para la Almohadilla Adiposa

SKU **RM-LFPR-10IN-1**

PRECIO **\$84 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Lateral Fat Pad Retractor	Dimensiones / Detalles: longitud total de 10" (25.4 cm), hoja curva pulida de 41 mm de ancho · Cantidad incluida: 1	\$84
Funda / Caja protectora	Dimensiones / Detalles: Embalaje de tránsito individual · Cantidad incluida: 1	\$84



Separadores Laterales para Tejidos Blandos

SKU **RM-LSTR-ORTHO-1**

PRECIO **\$84 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
9.75 in — Hoja de 20 mm	RM-LSTR-ORTHO-1-1	\$84
9.87 in — Hoja de 22 mm	RM-LSTR-ORTHO-1-2	\$89





Separador Lumbar Anterior Lobster

SKU **RM-LALR-1**

PRECIO **\$3,999 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
6	Clamp de retracción Lobster	—
1	Clamp de mesa Lobster con poste vertical y acoplador de marco	—
1	Marco Lobster	—
2	Separador giratorio Mayo Lobster, Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético)	2¼" x 2"
1	Separador giratorio Mayo Lobster, Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético)	3½" x 2"
1	Separador giratorio Deaver Lobster, Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético)	2¼" x 4½"
1	Separador giratorio Harrington Lobster, Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético)	2" x 5"
1	Separador giratorio maleable Lobster, Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético)	2" x 6½"
1	Separador giratorio maleable Lobster, Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético)	3" x 6½"
1	Separador giratorio tipo Valla Lobster, Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético)	4" x 6"
2	Separador giratorio Renal Lobster, Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético)	1" x 4"
2	Separador giratorio Renal Lobster, Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético)	1" x 6"
2	Separador giratorio Renal Lobster, Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético)	1" x 8"
1	Separador giratorio Esplácnico Lobster, Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético)	1½" x 6"
1	Separador giratorio Esplácnico Lobster, Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético)	2" x 4½"
1	Separador giratorio Esplácnico Lobster, Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético)	2" x 6"
1	Separador giratorio Esplácnico Lobster, Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético)	2" x 8"
1	Caja de esterilización	—



Separador de Raíz Nerviosa Love

SKU **RM-LNRR-MAT-1**

PRECIO **\$24 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Perfil recto	Longitudes disponibles: 17.5 cm o 21.5 cm · Función clínica principal: Acceso interlaminar lineal directo y movilización de raíz de salida · Precio (USD): \$24.00 / \$29.00
1	Perfil en ángulo de 45 grados	Longitudes disponibles: 17.5 cm o 21.5 cm · Función clínica principal: Descompresión del receso lateral y protección de la raíz nerviosa subarticular · Precio (USD): \$24.00 / \$29.00
1	Perfil en ángulo de 90 grados	Longitudes disponibles: 17.5 cm o 21.5 cm · Función clínica principal: Exploración foraminial profunda y sostén del saco dural medial · Precio (USD): \$24.00 / \$29.00
1	Funda / Caja protectora	Longitudes disponibles: Embalaje de tránsito estándar · Función clínica principal: — · Precio (USD): Incluido





Separador de Raíz Nerviosa Love, Bayoneta

SKU **RM-LNRR-BAY-21-1**

PRECIO **\$29 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador de Raíz Nerviosa Love (Bayoneta)	Dimensiones / Detalles: 21 cm de longitud total, vástago en bayoneta, hoja cóncava para nervio · Cantidad incluida: 1	\$29
Funda / Caja protectora	Dimensiones / Detalles: Embalaje de transporte individual · Cantidad incluida: 1	\$29



Separador de Pie y Tobillo de Perfil Bajo

SKU **RM-LPFAR-1**

PRECIO **\$84 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
7.5 inches	RM-LPFAR-1-1	\$84
8.75 inches	RM-LPFAR-1-2	\$89




Separador para Hemilaminectomía Markham-Meyerding

SKU **RM-MMHR-17-1**

PRECIO **\$124 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Pequeño — valva de 40 mm x 25 mm	RM-MMHR-17-1-1	\$104
Mediano — 50 mm x 25 mm blade	RM-MMHR-17-1-2	\$114
Grande — valva de 60 mm x 25 mm	RM-MMHR-17-1-3	\$124



Separador Rígido para Microdiscectomía tipo McCulloch

SKU **RM-MMRRF-14-1**

PRECIO **\$384 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador Rígido para Microdiscectomía tipo McCulloch	Dimensiones / Detalles: 14 cm de longitud total, chasis rígido no articulado, accionamiento por engranaje · Cantidad incluida: 1	\$384
Funda / Caja protectora	Dimensiones / Detalles: Embalaje individual para tránsito · Cantidad incluida: 1	\$384



Separador de Raíz Nerviosa Tipo McCulloch

SKU **RM-MNRR-1**

PRECIO **\$64 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
12.8 cm	RM-MNRR-1-1	\$64
14.5 cm	RM-MNRR-1-2	\$74



Separador para Reparación de Meniscos

SKU **RM-MRR-5IN-1**

PRECIO **\$59 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador para Reparación de Meniscos	Dimensiones / Detalles: 5" (12.7 cm) de longitud total, hoja deflectora curva pulida · Cantidad incluida: 1	\$59
Funda / Caja protectora	Dimensiones / Detalles: Embalaje de tránsito individual · Cantidad incluida: 1	\$59



Separador Meyerding

SKU **RM-MDR-18-1**

PRECIO **\$99 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Extremo de trabajo Romo	Longitud total: 18 cm · Función clínica principal: Desplazamiento atraumático de músculo paraespinal y sujeción de tejido blando · Precio (USD): \$99.00
1	Extremo de trabajo Agudo	Longitud total: 18 cm · Función clínica principal: Sujeción firme en fascia fibrosa densa e inserciones tendinosas · Precio (USD): \$99.00
1	Extremo de trabajo Dentado	Longitud total: 18 cm · Función clínica principal: Anclaje óseo antideslizante en la lámina y el borde de la carilla articular · Precio (USD): \$99.00
1	Extremo de trabajo en forma de Silla	Longitud total: 18 cm · Función clínica principal: Alojamiento de paquetes musculares contorneados y acceso a descompresión espinal · Precio (USD): \$99.00
1	Funda protectora / Caja	Longitud total: Embalaje de tránsito estándar · Función clínica principal: — · Precio (USD): Incluido



Separador Meyerding con Cremallera

SKU **RM-MRWR-18-1**

PRECIO **\$84 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
32 mm × 25 mm de ancho	RM-MRWR-18-1-1	\$84
41 mm × 25 mm Ancho	RM-MRWR-18-1-2	\$89
50 mm × 25 mm Ancho	RM-MRWR-18-1-3	\$94
57 mm × 25 mm Ancho	RM-MRWR-18-1-4	\$99



Separadores para Rodilla Mínimamente Invasivos

SKU **RM-MIKR-1**

PRECIO **\$79 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
19 cm Longitud total	RM-MIKR-1-1	\$79
20 cm de longitud total	RM-MIKR-1-2	\$84
22 cm Longitud total	RM-MIKR-1-3	\$89



Separador de Raíz Nerviosa MIS

SKU **RM-MIS-NRR-17-1**

PRECIO **\$84 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
4.7 mm Hoja ancha	RM-MIS-NRR-17-1-1	\$84
7.3 mm Hoja Ancha	RM-MIS-NRR-17-1-2	\$89



Separadores Tipo Modified Fukuda Type Retractors

SKU **RM-MFTR-SHLD-1**

PRECIO **\$89 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Modified Fukuda Type Retractor	Separador ortopédico manual de palanca humeral, hoja de anillo fenestrada	\$89
Funda / Caja protectora	Embalaje individual para transporte	\$89



Separador de Rótula

SKU **RM-PTR-9IN-1**

PRECIO **\$84 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador de Rótula	9" (22.86 cm) de longitud, almohadilla de 22 mm, hoja de 16 mm, punta de gancho	\$84
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$84



Separador PCL

SKU **RM-PCLR-25-1**

PRECIO **\$99 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador PCL	25 cm (10") de longitud total, punta de 21 mm, matriz de púas de 4 mm	\$99
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$99



SEPARADOR DE AMPUTACIÓN PERCY

SKU **RM-PAR-1**

PRECIO **\$399 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
24.3 cm	RM-PAR-1-1	\$399
35.0 cm	RM-PAR-1-2	\$449
42.0 cm	RM-PAR-1-3	\$499



Separador Autoestático Perkins

SKU **RM-PSRR-99-1**

PRECIO **\$99 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Patrón de Dientes Sólidos Estándar — 13 cm, Izquierda o Derecha	RM-PSRR-99-1-1	\$99
2 Dientes y hoja puntiaguda — 11 cm	RM-PSRR-99-1-2	\$99
2 Dientes y hoja puntiaguda — 13 cm	RM-PSRR-99-1-3	\$99
3 Ramas y hoja puntiaguda — 11 cm	RM-PSRR-99-1-4	\$99
3 Ramas y hoja puntiaguda — 13 cm	RM-PSRR-99-1-5	\$99
Hoja Fenestrada Curva — 13 cm, Izquierda o Derecha	RM-PSRR-99-1-6	\$99
Valva de púa sólida — 12.7 cm, izquierda o derecha	RM-PSRR-99-1-7	\$99



Sistema de Acceso Quirúrgico Lumbar Anterior Phantom AL

SKU **RM-PAL-1**

PRECIO **\$3,999 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
4	Valva 25 × 60 mm	Valva de retracción de profundidad superficial
4	Valva 25 × 80 mm	Valva de retracción de profundidad media-superficial
4	Valva 25 × 100 mm	Valva de retracción de profundidad intermedia
4	Valva 25 × 120 mm	Valva de retracción de profundidad estándar
4	Valva 25 × 140 mm	Valva de retracción de profundidad extendida
4	Valva 25 × 160 mm	Valva de retracción para corredor quirúrgico profundo
4	Valva 25 × 180 mm	Valva de retracción para corredor quirúrgico extra profundo
4	Valva 25 × 200 mm	Valva de retracción de máximo alcance
1	Anillo retractor	Marco circular central de 300 mm de diámetro para el retractor
2	Barra de extensión	Extiende o posiciona el conjunto del marco del retractor
6	Abrazadera de anillo	Asegura los soportes y componentes al anillo retractor
6	Soporte de valva pivotante	Proporciona montaje ajustable de valvas sobre el anillo
1	Llave hexagonal	Llave manual de 225 mm para el ajuste y montaje del marco
2	Brazo con soporte de anillo	Sostiene y conecta el anillo retractor a los soportes de la mesa
2	Abrazadera de mesa rotatoria	Ancla la estructura de soporte a los rieles laterales de la mesa de operaciones
1	Herramienta destornillador hexagonal	Herramienta especializada para el ajuste del sistema
1	Caja de esterilización	Contenedor de almacenamiento de aluminio perforado para reprocesamiento





Sistema de acceso quirúrgico lumbar Phantom ML MIS

SKU **RM-PML-1**

PRECIO **\$3,999 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Gancho recto 40 mm	Gancho de retracción estrecho especializado
1	Gancho recto 50 mm	Gancho de retracción estrecho especializado
1	Gancho recto 60 mm	Gancho de retracción estrecho especializado
1	Gancho recto 70 mm	Gancho de retracción estrecho especializado
1	Gancho recto 80 mm	Gancho de retracción estrecho especializado
1	Gancho recto 90 mm	Gancho de retracción estrecho especializado
1	Gancho recto 100 mm	Gancho de retracción estrecho especializado
1	Control de pivote con mango en T	Mango de control manual para ajuste de pivote
1	Abrazadera de mesa giratoria	Ancla el conjunto al riel lateral de la mesa de quirófano
1	Cable de luz	Curva estándar, 10 ft, no estéril; transmite la luz desde la fuente al separador
1	Fuente de luz LED	Unidad de iluminación portátil/de sobremesa
1	Brazo articulado en ángulo	Brazo multiarticulado con abrazadera de cremallera que conecta la abrazadera al marco
1	Separador pivotante de base lumbar MIS	Marco de base estructural principal de cremallera de 250 mm de carga superior para acceso lumbar
1	Conector de cremallera	Conecta cremalleras auxiliares al marco principal
1	Soporte de valva central pivotante	Cremallera de 130 mm de carga superior; sostiene la valva central con control de pivote
1	Separador de paso lateral pivotante de contra-retracción	Brazo de contra-retracción de cremallera de 225 mm con Sure-Lock y carga lateral para estabilidad lateral
1 Par	Valvas biseladas (Par) 22 x 50 mm	Par de valvas de separador con puntas biseladas
1 Par	Valvas biseladas (Par) 22 x 60 mm	Par de valvas de separador con puntas biseladas
1 Par	Valvas biseladas (Par) 22 x 70 mm	Par de valvas de separador con puntas biseladas
1 Par	Valvas biseladas (Par) 22 x 80 mm	Par de valvas de separador con puntas biseladas
1 Par	Valvas biseladas (Par) 22 x 90 mm	Par de valvas de separador con puntas biseladas
1 Par	Valvas biseladas (Par) 22 x 100 mm	Par de valvas de separador con puntas biseladas
1 Par	Valvas biseladas (Par) 22 x 110 mm	Par de valvas de separador con puntas biseladas
1 Par	Valvas biseladas (Par) 22 x 120 mm	Par de valvas de separador con puntas biseladas
1	Contravalva de dientes cortos 14 x 40 mm	Contravalva con dientes de agarre cortos
1	Contravalva de dientes cortos 14 x 50 mm	Contravalva con dientes de agarre cortos
1	Contravalva de dientes cortos 14 x 60 mm	Contravalva con dientes de agarre cortos
1	Contravalva de dientes cortos 14 x 70 mm	Contravalva con dientes de agarre cortos
1	Contravalva de dientes cortos 14 x 80 mm	Contravalva con dientes de agarre cortos
1	Contravalva de dientes cortos 14 x 90 mm	Contravalva con dientes de agarre cortos
1	Contravalva de dientes cortos 14 x 100 mm	Contravalva con dientes de agarre cortos
1	Contravalva de dientes cortos 14 x 110 mm	Contravalva con dientes de agarre cortos
1	Contravalva de dientes cortos 14 x 120 mm	Contravalva con dientes de agarre cortos
1	Valva de abanico de dientes cortos 18 x 50 mm	Valva de abanico de expansión distal con dientes cortos
1	Valva de abanico de dientes cortos 18 x 60 mm	Valva de abanico de expansión distal con dientes cortos
2	Valva de abanico de dientes cortos 18 x 70 mm	Valva de abanico de expansión distal con dientes cortos
2	Valva de abanico de dientes cortos 18 x 80 mm	Valva de abanico de expansión distal con dientes cortos
2	Valva de abanico de dientes cortos 18 x 90 mm	Valva de abanico de expansión distal con dientes cortos
2	Valva de abanico de dientes cortos 18 x 100 mm	Valva de abanico de expansión distal con dientes cortos
2	Valva de abanico de dientes cortos 18 x 110 mm	Valva de abanico de expansión distal con dientes cortos
2	Valva de abanico de dientes cortos 18 x 120 mm	Valva de abanico de expansión distal con dientes cortos
1	Dilatador 8 mm	Instrumento de dilatación tisular secuencial
1	Dilatador 13 mm	Instrumento de dilatación tisular secuencial
1	Dilatador 18 mm	Instrumento de dilatación tisular secuencial
1	Dilatador 22 mm	Instrumento de dilatación tisular secuencial
1	Obturador 18 mm	Instrumento de inserción inicial y guía
1	Obturador 22 mm	Instrumento de inserción inicial y guía
1	Caja de esterilización	Contenedor de almacenamiento para organización y reprocesamiento





Separador de Rodilla Ranawat

SKU **RM-RKR-95-1**

PRECIO **\$79 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador de Rodilla Ranawat	Longitud de 9 ½" (24.13 cm), hoja de 90° de 17 x 34 mm (Roma o Afilada)	\$79
Funda / Caja Protectora	Embalaje individual para tránsito	\$79



Separador Hohmann Inverso

SKU **RM-RHR-85-1**

PRECIO **\$69 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Reverse Hohmann Retractor	Longitud de 8 ½" (21.59 cm), hoja asimétrica de puntas romas, mango fenestrado	\$69
Funda / Caja protectora	Embalaje de tránsito individual	\$69



Separador para Rodilla Total en S

SKU **RM-STKR-6IN-1**

PRECIO **\$59 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Hoja única 10 mm — 6" length, hoja de 10 mm de ancho	RM-STKR-6IN-1-1	\$59
Hoja única 20 mm — 6" length, hoja de 20 mm de ancho	RM-STKR-6IN-1-2	\$59
Configuración de doble extremo — 6" de longitud, extremos duales de 5 mm & 13 mm	RM-STKR-6IN-1-3	\$59



Separador de Raíz Nerviosa Sandhu

SKU **RM-SNRR-243-1**

PRECIO **\$54 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Sandhu Nerve Root Retractor	Longitud total de 24.3 cm, hoja roma de 3.2 mm, vástago maleable de 90°	\$54
Funda / Caja protectora	Embalaje de tránsito individual	\$54



Separador de Saxena para Injerto Óseo

SKU **RM-SBGR-1**

PRECIO **\$124 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
16.5 cm Variant — Estriado o Estriado cruzado	RM-SBGR-1-1	\$124
25.5 cm Variante — Serrada o con serrado cruzado	RM-SBGR-1-2	\$149



Separador de Raíz Nerviosa Scoville

SKU **RM-SNRR-235-1**

PRECIO **\$29 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador de Raíz Nerviosa Scoville	Longitud total de 23.5 cm, punta contorneada angulada, vástago delgado	\$29
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$29



Separador Autoestático Scoville

SKU **RM-SSRR-150-1**

PRECIO **\$259 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Marco de riel guía autoestático	Riel deslizante de base principal diseñado para exposiciones neuroquirúrgicas y de cavidad espinal
1	Valva lateral de punta única afilada desmontable	Valva de garra única de 50 mm diseñada para anclarse profundamente bajo líneas de incisión pesadas
1	Valva lateral dentada sólida desmontable	Valva de retracción ósea sólida de 60 mm x 25 mm equipada con puntas dentadas estructuradas
1	Engranaje de bloqueo de tornillo manual integrado	Ensamblaje de rosca que asegura la extensión horizontal exacta reduciendo la fatiga del usuario
2	Brazos de pinza de separación ergonómicos	Mangos ligeros de doble brazo fabricados con bordes perimetrales completamente lisos
1	Caja / Almacenamiento protector	Embalaje de tránsito estándar



Separador autoestático Scoville-Haverfield

SKU **RM-SHSRR-150-1**

PRECIO **\$339 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Chasis autoestático con ramas articuladas	Chasis articulado de acción tipo tijera que se inclina hacia abajo fuera de la línea de visión
1	Valva lateral desmontable de punta afilada única	Valva de garra única de 50 mm diseñada para anclarse profundamente bajo los márgenes de la incisión
1	Valva lateral dentada sólida desmontable	Pala de retracción ósea sólida de 60 mm x 25 mm equipada con una punta microdentada
1	Bloqueo manual integrado por engranaje de tornillo	Mecanismo de rosca central que proporciona una sujeción abierta inmutable para limitar la fatiga
2	Brazos de pinza retractores ergonómicos	Brazos de mango ligeros y estructurados forjados con perímetros completamente lisos
1	Caja / Almacenamiento protector	Embalaje estándar de transporte



Separador Autoestático Scoville-Richter

SKU **RM-SRSRR-155-1**

PRECIO **\$395 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Guía de bastidor base autoestática	Chasis de barra deslizante principal diseñado para mantener exposiciones pequeñas y resistentes en su lugar
1	Valva lateral semipuntiaguda desmontable de 3 puntas	Accesorio de punta de garra de 62 mm x 37 mm diseñado para asegurar superficies de tejido profundo
1	Valva lateral semipuntiaguda desmontable de 4 puntas	Accesorio de punta de garra de 62 mm x 52 mm diseñado para separar márgenes de tejido más amplios
1	Engranaje de bloqueo de tornillo manual integrado	Abrazadera de rotación mecánica que proporciona una sujeción de expansión inmutable para minimizar la fatiga
2	Brazos de pinza de retracción ergonómicos	Perfiles de mango doble ligeros, construidos con bordes perimetrales completamente lisos
1	Caja / Almacenamiento protector	Embalaje de tránsito estándar



Juego de Separadores Cervicales SHADOWLINE Trimline

SKU **RM-STCSRS-1**

PRECIO **\$2,999 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Medidor de profundidad codificado por colores	Instrumentos y marcos — estándar
2	Mango de separador de bloqueo (carga lateral)	Instrumentos y marcos — estándar
1	Marco separador transversal de desvío	Instrumentos y marcos — doble bisagra, carga lateral
1	Marco separador transversal	Instrumentos y marcos — doble bisagra, carga lateral (apertura de 120 mm)
1	Estuche de instrumentos	Almacenamiento y protección — bandeja organizadora
1	Caja de esterilización	Almacenamiento y protección — contenedor perforado
2	Valva para tejido plateada	Valvas para tejido romo (pares) — 30 mm x 23 mm
2	Valva para tejido azul	Valvas para tejido romo (pares) — 35 mm x 23 mm
2	Valva para tejido roja	Valvas para tejido romo (pares) — 40 mm x 23 mm
2	Valva para tejido verde	Valvas para tejido romo (pares) — 45 mm x 23 mm
2	Valva para tejido violeta	Valvas para tejido romo (pares) — 50 mm x 23 mm
2	Valva para tejido negra	Valvas para tejido romo (pares) — 55 mm x 23 mm
2	Valva para tejido dorada	Valvas para tejido romo (pares) — 60 mm x 23 mm
2	Valva para tejido azul marino	Valvas para tejido romo (pares) — 65 mm x 23 mm
2	Valva para tejido verde claro	Valvas para tejido romo (pares) — 70 mm x 23 mm
2	Valva para tejido naranja	Valvas para tejido romo (pares) — 75 mm x 75 mm
2	Valva para músculo estrecha azul	Valvas para músculo estrechas (dientes cortos, pares) — 35 mm x 14 mm
2	Valva para músculo estrecha roja	Valvas para músculo estrechas (dientes cortos, pares) — 40 mm x 14 mm
2	Valva para músculo estrecha verde	Valvas para músculo estrechas (dientes cortos, pares) — 45 mm x 14 mm
2	Valva para músculo estrecha violeta	Valvas para músculo estrechas (dientes cortos, pares) — 50 mm x 14 mm
2	Valva para músculo estrecha negra	Valvas para músculo estrechas (dientes cortos, pares) — 55 mm x 14 mm
2	Valva para músculo estrecha dorada	Valvas para músculo estrechas (dientes cortos, pares) — 60 mm x 14 mm
1	Valva para músculo lateral plateada	Valvas para músculo laterales (dientes cortos, individuales) — 30 mm x 23 mm
1	Valva para músculo lateral azul	Valvas para músculo laterales (dientes cortos, individuales) — 35 mm x 23 mm
1	Valva para músculo lateral roja	Valvas para músculo laterales (dientes cortos, individuales) — 40 mm x 23 mm
1	Valva para músculo lateral verde	Valvas para músculo laterales (dientes cortos, individuales) — 45 mm x 23 mm
1	Valva para músculo lateral violeta	Valvas para músculo laterales (dientes cortos, individuales) — 50 mm x 23 mm
1	Valva para músculo lateral negra	Valvas para músculo laterales (dientes cortos, individuales) — 55 mm x 23 mm
1	Valva para músculo lateral dorada	Valvas para músculo laterales (dientes cortos, individuales) — 60 mm x 23 mm
1	Valva para músculo lateral azul marino	Valvas para músculo laterales (dientes cortos, individuales) — 65 mm x 23 mm
1	Valva para músculo medial plateada	Valvas para músculo mediales (dientes largos, individuales) — 30 mm x 23 mm
1	Valva para músculo medial azul	Valvas para músculo mediales (dientes largos, individuales) — 35 mm x 23 mm
1	Valva para músculo medial roja	Valvas para músculo mediales (dientes largos, individuales) — 40 mm x 23 mm
1	Valva para músculo medial verde	Valvas para músculo mediales (dientes largos, individuales) — 45 mm x 23 mm
1	Valva para músculo medial violeta	Valvas para músculo mediales (dientes largos, individuales) — 50 mm x 23 mm
1	Valva para músculo medial negra	Valvas para músculo mediales (dientes largos, individuales) — 55 mm x 23 mm
1	Valva para músculo medial dorada	Valvas para músculo mediales (dientes largos, individuales) — 60 mm x 23 mm
1	Valva para músculo medial azul marino	Valvas para músculo mediales (dientes largos, individuales) — 65 mm x 23 mm
2	Valva para tejido estrecha azul	Valvas para tejido estrechas (romas, pares) — 35 mm x 14 mm
2	Valva para tejido estrecha roja	Valvas para tejido estrechas (romas, pares) — 40 mm x 14 mm
2	Valva para tejido estrecha verde	Valvas para tejido estrechas (romas, pares) — 45 mm x 14 mm
2	Valva para tejido estrecha violeta	Valvas para tejido estrechas (romas, pares) — 50 mm x 14 mm
2	Valva para tejido estrecha negra	Valvas para tejido estrechas (romas, pares) — 55 mm x 14 mm
2	Valva para tejido estrecha dorada	Valvas para tejido estrechas (romas, pares) — 60 mm x 14 mm





Separador para Exposición Glenoidea en Artroplastia de Hombro

SKU **RM-SAR-GE-775-1**

PRECIO **\$79 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador para Exposición Glenoidea en Artroplastia de Hombro	Longitud de 7 ¾" (19.68 cm), hoja de 40 mm de ancho, mango ergonómico en T	\$79
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$79



Separador Sofield

SKU **RM-SFR-SERIES-1**

PRECIO **\$46 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Tamaño #1 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-1	\$46
Tamaño #2 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-2	\$46
Tamaño #3 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-3	\$46
Tamaño #4 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-4	\$46
Tamaño #5 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-5	\$46
Tamaño #6 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-6	\$46



Separadores Hohmann Apilables

SKU **RM-SHR-1**

PRECIO **\$89 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
8 ¼" (20.96 cm) — Hoja estándar, ancha o curva	RM-SHR-1-1	\$89
9 ¼" (23.50 cm) — Hoja Estándar, Ancha o Doblada	RM-SHR-1-2	\$99



Separador para Laminectomía Super-Slide

SKU **RM-SSLR-1**

PRECIO **\$2,499 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Marco del separador	Marco estructural principal del sistema de separación
4	Valvas pequeñas	Opciones de valvas pequeñas de 2" de profundidad para retracción quirúrgica
4	Valvas medianas	Opciones de valvas de profundidad media de 3"
4	Valvas grandes	Opciones de valvas de mayor profundidad de 4"
4	Valvas suplementarias	Opciones de valvas de profundidad extendida de 4¾"
1	Caja de esterilización	Contenedor para organizar y almacenar el juego completo



Placa Retractora Quirúrgica de Plomo para Mano

SKU **RM-SLHRP-199-1**

PRECIO **\$199 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Surgical Lead Hand Retractor Plate	Placa retractora de plomo maleable con forma de mano para adultos	\$199
Funda / Caja Protectora	Embalaje de transporte estándar	\$199



Separador con Mango en T y Hoja Angulada

SKU **RM-THRAB-1**

PRECIO **\$99 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
8.0" (20.32 cm) — 110×32 mm o 120×32 mm dentado	RM-THRAB-1-1	\$99
11.0" (27.94 cm) — 110×32 mm o 120×32 mm dentada	RM-THRAB-1-2	\$109
14.0" (35.56 cm) — 110×32 mm o 120×32 mm dentado	RM-THRAB-1-3	\$139





Separador Espinal Taylor

SKU **RM-TSR-1**

PRECIO **\$74 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
7 ¼" (18.42 cm) — 3" (7.62 cm) profundidad — Laminectomía posterior cervical y torácica, columna adolescente	RM-TSR-1-1	\$74
7 ½" (19.05 cm) — 3" o 4" profundidad — Laminectomía lumbar y discectomía estándar para adulto	RM-TSR-1-2	\$79
8.0" (20.32 cm) — 4" (10.16 cm) de profundidad — Exposiciones para fusión lumbar profunda, columna bariátrica y sacra	RM-TSR-1-3	\$89



Separador de Raíz Nerviosa Toennis

SKU **RM-TNRR-15-1**

PRECIO **\$29 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador de Raíz Nerviosa Toennis	Longitud total de 15 cm, vástago esbelto, punta de gancho contorneada lisa	\$29
Funda / Caja protectora	Empaque de transporte individual	\$29



Separador del componente glenoesférico para artroplastia de hombro total y reversa

SKU **RM-TRSAGCR-26-1**

PRECIO **\$109 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador del componente glenoesférico para artroplastia de hombro total y reversa	Longitud de 10 ¼" (26.03 cm), punta doble de 24 mm, mango ergonómico	\$109
Funda / Caja protectora	Embalaje de tránsito individual	\$109




Sistema de Separador Tubular

SKU **RM-TRS-MIS-1**

PRECIO **\$2,199 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCION
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 12-14 mm, longitud 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 12-14 mm, longitud 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 12-14 mm, longitud 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 12-14 mm, longitud 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 12-14 mm, longitud 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 12-14 mm, longitud 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 12-14 mm, longitud 90 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 14-16 mm, length 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 14-16 mm, longitud 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 14-16 mm, longitud 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 14-16 mm, longitud 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 14-16 mm, longitud 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 14-16 mm, longitud 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 14-16 mm, longitud 90 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 16-18 mm, longitud 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 16-18 mm, longitud 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 16-18 mm, longitud 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 16-18 mm, longitud 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 16-18 mm, longitud 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 16-18 mm, longitud 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 16-18 mm, longitud 90 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 18-20 mm, longitud 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 18-20 mm, longitud 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 18-20 mm, longitud 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 18-20 mm, longitud 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 18-20 mm, longitud 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 18-20 mm, longitud 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 18-20 mm, longitud 90 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 27-29 mm, longitud 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 27-29 mm, longitud 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 27-29 mm, longitud 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 27-29 mm, longitud 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 27-29 mm, longitud 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 27-29 mm, longitud 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diámetro 27-29 mm, longitud 90 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Diámetro 6 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Diámetro 8 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Diámetro 10 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Diámetro 12 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Diámetro 14 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Diámetro 16 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Diámetro 18 mm
1	Tubular Flexible Arm	Brazo de sujeción articulado multije
1	Table Clamp Set	Montaje para riel de mesa de operaciones
1	Sterilization Box	Estuche ajustado para reprocesamiento organizado





Separador de Rodilla Wallace

SKU **RM-WKR-5IN-1**

PRECIO **\$79 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador de Rodilla Wallace	Longitud total de 5" (12.7 cm), bastidor autorretentivo de doble brazo, engranaje de bloqueo de tornillo	\$79
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$79



Separador de Discectomía Williams

SKU **RM-WDR-1**

PRECIO **\$94 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
50 mm x 20 mm (Izquierda o Derecha)	RM-WDR-1-1	\$94
70 mm x 20 mm (Izquierda o Derecha)	RM-WDR-1-2	\$99



Separador para Fractura de Radio Distal Williams

SKU **RM-WDRFR-45-1**

PRECIO **\$189 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Hoja Curva Izquierda — 4.5" (11.43 cm) longitud, ramas anguladas romas, curva a la izquierda	RM-WDRFR-45-1-1	\$189
Hoja Curva Derecha — 4.5" (11.43 cm) longitud, ramas anguladas romas, curva a la derecha	RM-WDRFR-45-1-2	\$189




Separador para Microdiscectomía Lumbar Williams

SKU **RM-WSDR-153-1**

PRECIO **\$149 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
50 mm - 70 mm profundidad (10 o 20 mm) — Izquierdo o Derecho	RM-WSDR-153-1-1	\$149
80 mm - 90 mm de profundidad (10 o 20 mm) — Lado izquierdo o Lado derecho	RM-WSDR-153-1-2	\$149
110 mm profundidad (10 o 20 mm) — Lado izquierdo o Lado derecho	RM-WSDR-153-1-3	\$149




Separador Autoestático Wiltse-Gelpi

SKU **RM-WGSRR-1**

PRECIO **\$99 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
28.0 cm Diseño — Brazos con curvatura externa, puntas agudas, cierre de cremallera	RM-WGSRR-1-1	\$99
Diseño de 30.5 cm — Brazos con curvatura externa, puntas agudas, cierre de cremallera	RM-WGSRR-1-2	\$109





Set de Separador Image-Line ACF con Sistema de Distracción y Liberación Rápida

SKU **RM-ILACF-QR-1**

PRECIO **\$4,999 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Medidor de profundidad	Codificado por colores
2	Mango con resorte	Mecanismo de liberación rápida
1	Marco longitudinal	Estándar de liberación rápida
1	Marco longitudinal (Panther Coated)	Superficie con absorción de reflejos
1	Marco transversal	Estándar de liberación rápida
1	Marco transversal (Panther Ceramic)	Recubrimiento cerámico no reflectante
2	Valva roma	30 mm, plata
2	Valva roma	35 mm, azul
2	Valva roma	40 mm, rojo
2	Valva roma	45 mm, verde
2	Valva roma	50 mm, violeta
2	Valva roma	55 mm, negro
2	Valva roma	60 mm, oro
2	Valva roma	65 mm, azul marino
2	Valva roma	70 mm, verde claro
2	Valva roma	75 mm, naranja
1	Valva, dientes cortos	30 mm, plata
1	Valva, dientes cortos	35 mm, azul
1	Valva, dientes cortos	40 mm, rojo
1	Valva, dientes cortos	45 mm, verde
1	Valva, dientes cortos	50 mm, violeta
1	Valva, dientes cortos	55 mm, negro
1	Valva, dientes cortos	60 mm, oro
1	Valva, dientes cortos	65 mm, azul marino
1	Valva, dientes largos	30 mm, plata
1	Valva, dientes largos	35 mm, azul
1	Valva, dientes largos	40 mm, rojo
1	Valva, dientes largos	45 mm, verde
1	Valva, dientes largos	50 mm, violeta
1	Valva, dientes largos	55 mm, negro
1	Valva, dientes largos	60 mm, oro
1	Valva, dientes largos	65 mm, azul marino
2	Micro-valva, roma	14 x 35 mm, azul
2	Micro-valva, roma	14 x 40 mm, rojo
2	Micro-valva, roma	14 x 45 mm, verde
2	Micro-valva, roma	14 x 50 mm, violeta
2	Micro-valva, roma	14 x 55 mm, negro
2	Micro-valva, roma	14 x 60 mm, oro
2	Micro-valva, dientes cortos	14 x 35 mm
2	Micro-valva, dientes cortos	14 x 40 mm
2	Micro-valva, dientes cortos	14 x 45 mm
2	Micro-valva, dientes cortos	14 x 50 mm
2	Micro-valva, dientes cortos	14 x 55 mm
2	Micro-valva, dientes cortos	14 x 60 mm
1	Broca helicoidal CVB	8 mm de profundidad, 5/4" de longitud
1	Guía de broca distractora CVB, izquierda	Estándar
1	Guía de broca distractora CVB, derecha	Estándar
1	Distractor de cuerpo vertebral, izquierdo	Cremallera de 100 mm
1	Distractor de cuerpo vertebral, derecho	Cremallera de 100 mm
2	Destornillador CVB, mango de silicona	Estándar
1	Distractor multinivel, izquierdo	Cremallera de 120 mm, extensión de 90 mm
1	Distractor multinivel, derecho	Cremallera de 120 mm, extensión de 90 mm
1	Porta-injertos óseos	Punta de 8 x 15 mm, longitud de 210 mm
1	Impactador de injerto óseo	3 mm
1	Impactador de injerto óseo	5 mm
1	Impactador de injerto óseo	8 mm
1	Cortador de injertos	Profundidad ajustable 8.75", 7 mm de ancho
1	Calibrador ACF	9"
1	Caja de esterilización	Caja organizadora de alta resistencia






Separador para Columna Posterior Bookwalter

SKU **RM-BPSR-1**

PRECIO **\$2,399 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Poste de Campo	12" (30.5 cm)
1	Acoplador de Poste	Estándar
1	Barra Horizontal	1" de diámetro (2.5 cm)
6	Cremalleras Estándar	Fijas (Sin inclinación)
4	Mecanismos de Cremallera Articulada	Multi-ángulo
1	Segmento de Anillo Semicircular	8½" de diámetro (21.6 cm)
1	Segmento de Anillo Recto	4" de diámetro (10.2 cm)
1	Segmento de Anillo Recto	6" de diámetro (15.2 cm)
1	Segmento de Anillo Recto	8" de diámetro (20.3 cm)
2	Valvas Meyerding	¾" x 2½" (1.7 x 5.9 cm)
2	Valvas Meyerding	1" x 3½" (2.5 x 8.5 cm)
2	Valvas Meyerding	2" x 3¾" (5.1 x 9.5 cm)
2	Ganchos Scoville	Pequeños
2	Ganchos Scoville	Grandes
2	Rastrillos de 3 Puntas	¾" Ancho x ¾" Profundidad (1.7 x 1.9 cm)
2	Rastrillos de 4 Puntas	¾" Ancho x ½" Profundidad (1.9 x 0.8 cm)
2	Rastrillos de 6 Puntas	1" Ancho x ½" Profundidad (2.5 x 0.8 cm)
1	Caja de Esterilización	Estuche protector



Tedan Phantom CS-1600 Juego de Retractor Cervical

SKU **RM-TPCS1600-SET-1**

PRECIO **\$2,899 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
10 Pares (20 Cuchillas en Total)	Cuchillas de Retractor de Borde Romo	Longitudes que van de 30 mm a 75 mm (incrementos de 5 mm)
6 Pares (12 Cuchillas en Total)	Cuchillas de Retractor de Borde Micro-Romo	Longitudes que van de 35 mm a 60 mm (incrementos de 5 mm)
8 Cuchillas	Cuchillas de Retractor Dentadas Largas	Longitudes que van de 30 mm a 65 mm (incrementos de 5 mm)
1 Par (2 Cuchillas en Total)	Cuchillas de Paleta	Compatibilidad con marco distractor multidireccional estándar
2 Mangos	Mangos de Retractor de Carga Lateral	Diseño ergonómico de liberación por torsión para cambios rápidos de cuchillas modulares
1 Medidor	Medidor de Profundidad Codificado por Colores	Calibrado para una rápida medición de la profundidad de tejidos blandos
1 Conjunto	Broca de Torsión con Mango Impulsor	Conjunto de broca de arranque manual para tornillos de distracción
1 Guía	Guía de Perforación Dual	Para asegurar un espaciado paralelo exacto entre los tornillos de distracción vertebrales
1 Guía	Guía de Perforación Simple	Para la colocación independiente o modular de tornillos de distracción
1 Broca	Broca de Torsión	Broca de repuesto dedicada para la perforación piloto de tornillos de distracción
2 Destornilladores	Destornilladores de Distracción	Destornilladores de instalación manual de agarre seguro para pines estilo Caspar
1 Herramienta	Herramienta de Medición con Calibrador	Medidor de precisión para confirmar la altura del disco y las tolerancias de la brecha del implante
1 Herramienta	Compactador de Hueso con Protector	Herramienta de asiento quirúrgico de doble extremo con perfil de 6 mm x 10 mm
1 Contenedor	Caja de Esterilización	Bandeja quirúrgica organizativa resistente hecha a medida





Separador Autoestático ALM

SKU **RM-ASRR-1**

PRECIO **\$89 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
7 cm (aprox. 2.75"), 4x4 dientes agudos o romos	RM-ASRR-1-1	\$89
10 cm (aprox. 4.0"), 4x4 dientes agudos o romos	RM-ASRR-1-2	\$99



Separadores Autoestáticos Amidiestros

SKU **RM-ASRR-AMB-1**

PRECIO **\$239 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
4x3 disposición de dientes	RM-ASRR-AMB-1-1	\$239
4x4 disposición de dientes	RM-ASRR-AMB-1-2	\$249
7x7 teeth layout	RM-ASRR-AMB-1-3	\$259




Juego de dos Separadores Army-Navy

SKU **RM-ANR-SET-1**

PRECIO **\$49 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador Army-Navy	21 cm de longitud total, hojas de doble extremo	\$49
Funda protectora / Caja	Embalaje de tránsito estándar	\$49



Separador Autoestático Balfour Baby

SKU **RM-BBSRR-1**

PRECIO **\$299 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1 Juego (2 valvas)	Valvas Laterales	60 mm de profundidad
1	Valva Central Balfour	21 mm de ancho x 24 mm de profundidad
1	Marco de Separador Balfour	125 x 90 mm




Separador Balfour

SKU **RM-BR-STD-1**

PRECIO **\$299 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Marco separador Balfour	200 x 155 mm, 200 x 235 mm o 200 x 265 mm
1 par	Valvas de retracción lateral	Integradas/desmontables (60 mm o 90 mm de profundidad)
1	Valva central ajustable	47 x 80 mm, 62 x 76 mm o 80 x 80 mm
1	Embalaje protector de almacenamiento	Caja de transporte individual



Separador Autoestático Balfour USA

SKU **RM-BUSRR-1**

PRECIO **\$399 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
4 Juegos (8 valvas en total)	Valvas laterales	65 mm, 85 mm, 105 mm y 155 mm de profundidad
1	Valva Central Balfour	70 mm de ancho x 70 mm de profundidad
1	Valva Central Recta	70 mm de ancho x 100 mm de profundidad
1	Marco Balfour	Marco de soporte estructural central con tornillo de bloqueo



Separador Boley

SKU **RM-BR-16-1**

PRECIO **\$85 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador Boley	Longitud total de 16 cm, hojas de doble extremo	\$85
Funda / Caja protectora	Embalaje individual para tránsito	\$85



Separador Brewster

SKU **RM-BRW-1**

PRECIO **\$159 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Clase 'E' (1.9 × 3.8 cm)	RM-BRW-1-1	\$159
Clase 'D' (4.4 × 2.5 cm)	RM-BRW-1-2	\$164
Clase 'C' (5.1 × 3.5 cm)	RM-BRW-1-3	\$169
Clase 'B' (5.7 × 4.4 cm)	RM-BRW-1-4	\$174
Clase 'A' (6.3 × 4.7 cm)	RM-BRW-1-5	\$179



Separador Brunner

SKU **RM-BRUN-1**

PRECIO **\$54 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
89 × 19 mm	RM-BRUN-1-1	\$54
101 × 25 mm	RM-BRUN-1-2	\$56
120 × 25 mm	RM-BRUN-1-3	\$58
130 × 29 mm	RM-BRUN-1-4	\$60
140 × 29 mm	RM-BRUN-1-5	\$62
159 × 29 mm	RM-BRUN-1-6	\$64
178 × 29 mm	RM-BRUN-1-7	\$69




Separador Children's Hospital

SKU **RM-CHR-PED-1**

PRECIO **\$39 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador Children's Hospital	Longitud total de 14 cm, hojas pediátricas de doble extremo	\$39
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$39



Separador Collin Hartmann en forma de S

SKU **RM-CHSR-1**

PRECIO **\$29 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador Collin Hartmann en forma de S	16 cm de longitud total, extremos duales de 52x33 mm y 30x21 mm	\$29
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$29



Separador Cope de Doble Extremo

SKU **RM-CRDE-1**

PRECIO **\$29 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Cope Retractor Double Ended	18 cm de longitud total, hojas dobles de 6.0 mm y 11.0 mm	\$29
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$29



Separador Crile de Doble Extremo

SKU **RM-CRDE-RET-1**

PRECIO **\$29 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Estilo #1 — 11 × 3 mm (1/8" × 7/16") & 20 × 6 mm (1/4" × 13/16")	RM-CRDE-RET-1-1	\$29
Estilo #2 — 1/4" × 1/2" & 3/8" × 7/8"	RM-CRDE-RET-1-2	\$35



Separador Czerny de Doble Extremo

SKU **RM-CRDE-CZ-1**

PRECIO **\$44 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador Czerny de Doble Extremo	17.5 cm de longitud total, valvas de doble extremo de 38 × 22 mm	\$44
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$44





Separador Deaver

SKU **RM-DR-STD-1**

PRECIO **\$59 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
18 cm L x 10 mm / 19 mm W — Exposición pediátrica, abdominal superficial y tiroidea	RM-DR-STD-1-1	\$59
20 cm L x 13 mm / 16 mm / 26 mm W — Exposición estándar para apendicectomía y laparotomía menor	RM-DR-STD-1-2	\$63
21 cm L x 23 mm W — Separación pélvica y de pared abdominal intermedia	RM-DR-STD-1-3	\$69
23 cm L x 26 mm W — Exposición estándar para laparotomía exploratoria en adultos	RM-DR-STD-1-4	\$71
26 cm L x 26 mm W — Acceso ginecológico y pélvico profundo	RM-DR-STD-1-5	\$73
30 cm L x 26 mm / 38 mm / 50 mm W — Desplazamiento visceral amplio y de hígado	RM-DR-STD-1-6	\$75
30 cm L x 76 mm / 101 mm W — Sujeción visceral bariátrica y de pared abdominal extra ancha	RM-DR-STD-1-7	\$81
33 cm L x 26 mm W — Cirugía oncológica pélvica y retroperitoneal profunda	RM-DR-STD-1-8	\$85
36 cm L x 26 mm W — Exposición aórtica y bariátrica de máximo alcance	RM-DR-STD-1-9	\$87



Separador Deaver con Mango Delgado

SKU **RM-DRTH-1**

PRECIO **\$59 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
12" (aprox. 30.5 cm) — 25, 38, 50, o 75 mm — Retracción estándar de pared abdominal y vísceras pélvicas	RM-DRTH-1-1	\$59
13" (aprox. 33.0 cm) — 25, 38, 50, o 75 mm — Acceso profundo retroperitoneal, bariátrico y ortopédico de cadera	RM-DRTH-1-2	\$64





Separadores Deaver con Mango Hueco

SKU **RM-DRHGH-1**

PRECIO **\$64 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
7" (approx. 17.8 cm) — Exposición pediátrica y de herida abdominal superficial	RM-DRHGH-1-1	\$64
8" – 8 ½" (approx. 20.3 – 21.6 cm) — Separación estándar para apendicectomía, tiroides y pélvica	RM-DRHGH-1-2	\$66
9" – 10" (approx. 22.9 – 25.4 cm) — Exposición estándar para laparotomía exploradora en adultos	RM-DRHGH-1-3	\$70
10 ½" (approx. 26.7 cm) — Campos quirúrgicos ginecológicos y pélvicos profundos	RM-DRHGH-1-4	\$74
12" – 13" (approx. 30.5 – 33.0 cm) — Desplazamiento visceral profundo y elevación de hígado/bazo	RM-DRHGH-1-5	\$76
14" (approx. 35.6 cm) — Alcance máximo para cirugía bariátrica y retroperitoneal	RM-DRHGH-1-6	\$80




Separador de Garra Profunda (Deep Rake)

SKU **RM-DRR-1**

PRECIO **\$68 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
38 mm de profundidad — 57 mm wide x 38 mm deep — Retracción muscular y subcutánea intermedia	RM-DRR-1-1	\$68
51 mm Profundidad — 57 mm ancho x 51 mm profundidad — Exposición estándar de pared abdominal y articulaciones ortopédicas	RM-DRR-1-2	\$72
63 mm Profundidad — 57 mm de ancho x 63 mm de profundidad — Desplazamiento de suelo pélvico profundo y músculo paravertebral	RM-DRR-1-3	\$76
76 mm Depth — 57 mm wide x 76 mm deep — Exposición bariátrica de máxima profundidad y palanca muscular fuerte	RM-DRR-1-4	\$80



Separador Denis-Browne

SKU **RM-DBR-SET-1**

PRECIO **\$499 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Marco base circular autoestático	Chasis de 175 mm x 150 mm que permite visibilidad en todas las direcciones
2 (1 Par)	Valvas intercambiables para tejido poco profundo	Puntas curvas de 40 mm x 30 mm ideales para capas delicadas
2 (1 Par)	Valvas intercambiables para tejido profundo	Puntas curvas de 40 mm x 40 mm optimizadas para tejidos voluminosos
4	Cierres de pasador intercambiables de deslizamiento rápido	Mecanismo de anclaje de deslizamiento y bloqueo para reducir la tensión en los dedos
1	Caja / Almacenamiento protector	Embalaje de transporte estándar



Separador Autoestático Desai

SKU **RM-DSRR-1**

PRECIO **\$129 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador Autoestático Desai	Longitud de 7.25" (18.41 cm), valvas de lazo abierto a 90°, cierre de cremallera	\$129
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$129



Separador Dockhorn

SKU **RM-DOCK-1**

PRECIO **\$64 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
12.0 mm × 40.0 mm hoja	RM-DOCK-1-1	\$64
14.0 mm × 55.0 mm hoja	RM-DOCK-1-2	\$69



Separador Abdominal Doyen

SKU **RM-DAR-25-1**

PRECIO **\$94 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
90 mm Hoja ancha — 25 cm	RM-DAR-25-1-1	\$94
100 mm Hoja ancha — 25 cm	RM-DAR-25-1-2	\$99
115 mm Hoja ancha — 25 cm	RM-DAR-25-1-3	\$104




Separador Doyen

SKU **RM-DR-22-1**

PRECIO **\$99 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Hoja de 30 x 30 mm — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-1	\$89
hoja de 32 x 40 mm — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-2	\$94
40 x 50 mm hoja — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-3	\$99
40 x 60 mm hoja — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-4	\$104
45 x 75 mm hoja — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-5	\$109
65 x 85 mm hoja — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-6	\$114




Separador Farabeuf

SKU **RM-FBR-SET-1**

PRECIO **\$24 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
12 cm (aprox. 4.7") juego	RM-FBR-SET-1-1	\$24
15 cm (aprox. 6.0") juego	RM-FBR-SET-1-2	\$29



Separador de Farr

SKU **RM-FSR-1**

PRECIO **\$34 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
4 cm — Hoja plana o punta aguda	RM-FSR-1-1	\$34
5 cm — Hoja plana o Punta aguda	RM-FSR-1-2	\$36
5.5 cm — Hoja plana o Punta aguda	RM-FSR-1-3	\$38
6 cm — Hoja Plana o Punta Aguda	RM-FSR-1-4	\$40
7.8 cm — Hoja Plana o Punta Aguda	RM-FSR-1-5	\$42
14 cm — Hoja plana o punta aguda	RM-FSR-1-6	\$44



Separador Deaver de fibra óptica

SKU **RM-FODR-1**

PRECIO **\$139 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Separador Deaver de fibra óptica	Mango de 8" (20.3 cm), hoja curva de 1" (25 mm), haz de fibra óptica
1	Adaptador universal para cable de luz	Se conecta a los cables de fibra óptica estándar de quirófano
1	Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte estándar



Separador Fischl Shoe Horn

SKU **RM-FSHR-16-1**

PRECIO **\$24 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador Fischl Shoe Horn	Longitud total de 16 cm, hoja de espátula curva tipo calzador	\$24
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$24



Separador Goelet

SKU **RM-GLR-185-1**

PRECIO **\$44 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador Goelet	Longitud 18.5 cm, valvas dobles de 38 mm y 45 mm — 1	\$44
Funda / Caja protectora	Embalaje de tránsito individual — 1	\$44



Separador Autoestático Golligher

SKU **RM-GSRR-SET-1**

PRECIO **\$299 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Chasis de marco abdominal autoestático	Marco de anillo estructural multiuso para acceso en cirugía general profunda
2	Valvas laterales sólidas desmontables	Paneles laterales de superficie plana (profundidad de 51 mm o 102 mm)
2	Valvas centrales desmontables	Valvas ligeramente curvas contorneadas para estructuras de órganos internos (51 mm o 102 mm)
3	Cierres de tornillo deslizantes individuales	Pernos de bloqueo mecánico de trinquete ajustados a cada valva para reducir la fatiga
2	Brazos ergonómicos para pinzas de retracción	Perfiles de mango ligeros con bordes perimetrales suaves
1	Caja / Almacenamiento protector	Embalaje de tránsito estándar



Separador Autoestático Gosset

SKU **RM-GSR-SET-1**

PRECIO **\$349 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Marco de riel deslizante autoestático	Chasis base disponible con vástagos mecánicos rectos o curvos
2 (1 Par)	Valvas laterales de alambre fijas	Valvas atraumáticas tipo lazo de 63 mm x 35 mm
1	Valva central sólida desmontable	Paleta de retracción de tejido ligeramente curva de 60 mm x 65 mm (en configuración de 3 valvas)
1	Engranaje de bloqueo de doble tornillo deslizante	Sistema de tornillo de bloqueo manual multipunto para anclar la posición del riel
2	Mangos de extensión ergonómicos	Rieles de mango ligeros contorneados con bordes exteriores completamente lisos
1	Caja / Embalaje protector	Embalaje de tránsito estándar



Separador Esplácnico Harrington

SKU **RM-HSR-SPL-1**

PRECIO **\$69 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
127 mm largo x 38 mm ancho — 30.5 cm o 31.8 cm	RM-HSR-SPL-1-1	\$69
127 mm largo x 63 mm ancho — 30.5 cm o 31.8 cm	RM-HSR-SPL-1-2	\$69
190 mm largo x 63 mm ancho — 30.5 cm o 31.8 cm	RM-HSR-SPL-1-3	\$74



Harrington Splanchnic Retractor With Fiber Optic

SKU **RM-HSR-FO-1**

PRECIO **\$189 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Harrington Splanchnic Retractor With Fiber Optic	Hoja de 127 × 62 mm, haz de luz, canal de succión-irrigación — 1
1	Accesorio universal para cable de luz	Se conecta a cables de fibra óptica estándar de quirófano — 1
1	Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte estándar — 1




Separador Harrington Sweetheart

SKU **RM-HSR-1**

PRECIO **\$129 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
4 × 12.8 cm	RM-HSR-1-1	\$129
6.5 × 12.8 cm	RM-HSR-1-2	\$134
6.5 × 14.6 cm	RM-HSR-1-3	\$139
9 × 25.5 cm	RM-HSR-1-4	\$144
11.5 × 25.5 cm	RM-HSR-1-5	\$149



Separador Hasson en S

SKU **RM-HSR-LAP-1**

PRECIO **\$24 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Diseño rígido — 10.0 mm o 13.0 mm	RM-HSR-LAP-1-1	\$24
Diseño maleable — 10.0 mm o 13.0 mm	RM-HSR-LAP-1-2	\$44



Separador de Heridas Heiss

SKU **RM-HWR-1**

PRECIO **\$94 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Patrón de 5×5 Dientes — 10×10 mm o 15×10 mm (Agudo / Romo)	RM-HWR-1-1	\$94
6×6 Dientes — 10×10 mm o 15×10 mm (Agudo / Romo)	RM-HWR-1-2	\$99



Separador Autoestático Holzimer

SKU **RM-HSRR-4IN-1**

PRECIO **\$49 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador autoestático Holzimer — 4" (10 cm) de longitud, 4×4 dientes externos (Agudos o Romos)	RM-HSRR-4IN-1-1	\$49



Separador de Garfio (Hook Retractor)

SKU **RM-HKR-165-1**

PRECIO **\$14 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
1 Diente (Gancho simple) — Puntas agudas o romas	RM-HKR-165-1-1	\$14
2 Dientes — Puntas agudas o romas	RM-HKR-165-1-2	\$16
3 Ramas — Puntas agudas o romas	RM-HKR-165-1-3	\$18
4 Dientes — Puntas agudas o romas	RM-HKR-165-1-4	\$20



Separador Kelly

SKU **RM-KLR-26-1**

PRECIO **\$89 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
55 mm × 60 mm	RM-KLR-26-1-1	\$89
70 mm × 40 mm	RM-KLR-26-1-2	\$94
95 mm × 60 mm	RM-KLR-26-1-3	\$99



Separador Kelly con Mango Ergonómico

SKU **RM-KLR-GH-1**

PRECIO **\$94 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	38 mm largo × 51 mm ancho	Longitudes disponibles: 24 cm o 26 cm · Estilos de mango: Hollow Grip o Lightweight Grip · Precio (USD): \$94.00 / \$99.00
1	51 mm largo × 63 mm ancho	Longitudes disponibles: 24 cm o 26 cm · Estilos de mango: Hollow Grip o Lightweight Grip · Precio (USD): \$94.00 / \$99.00
1	63 mm largo × 76 mm ancho	Longitudes disponibles: 24 cm o 26 cm · Estilos de mango: Hollow Grip o Lightweight Grip · Precio (USD): \$94.00 / \$99.00
1	76 mm largo × 89 mm ancho	Longitudes disponibles: 24 cm o 26 cm · Estilos de mango: Hollow Grip o Lightweight Grip · Precio (USD): \$94.00 / \$99.00
1	89 mm largo × 76 mm ancho	Longitudes disponibles: 24 cm o 26 cm · Estilos de mango: Hollow Grip o Lightweight Grip · Precio (USD): \$94.00 / \$99.00
1	Funda protectora / Caja	Longitudes disponibles: Embalaje de transporte estándar · Estilos de mango: — · Precio (USD): Incluido



Separador Kelly-Mango Lamb

SKU **RM-KLR-LH-1**

PRECIO **\$94 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	51 mm largo × 63 mm ancho	Longitud total: 24 cm · Rol clínico primario: Retracción de pared abdominal estándar y muscular intermedia · Precio (USD): \$94.00
1	63 mm largo × 76 mm ancho	Longitud total: 24 cm · Rol clínico primario: Desplazamiento visceral de laparotomía y suelo pélvico profundo · Precio (USD): \$94.00
1	76 mm largo × 89 mm ancho	Longitud total: 24 cm · Rol clínico primario: Exposición visceral bariátrica y pared abdominal de ancho máximo · Precio (USD): \$94.00
1	Funda protectora / Caja	Longitud total: Embalaje de tránsito estándar · Rol clínico primario: — · Precio (USD): Incluido



Separador Kirschner

SKU **RM-KR-SET-1**

PRECIO **\$449 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Marco de base de riel guía autoestático	Chasis ovalado o cuadrado (240×240 mm o 340×240 mm)
4 a 6 valvas	Valvas tisulares romas modulares	Elección de juego de par de 2 valvas o juego completo de 4 valvas
4	Cierres de pasador de retención individuales	Mecanismos de anclaje de deslizamiento y bloqueo para asegurar las valvas
2	Vástagos de pinzas de retracción ergonómicos	Mangos estructurados ultraligeros con bordes exteriores suaves
1	Caja / Almacenamiento protector	Embalaje de transporte estándar



Separador Kocher Langenbeck

SKU **RM-KLR-GEN-1**

PRECIO **\$44 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Hojas estrechas (ej. 25×6, 35×8 mm)	Longitudes y mangos disponibles: 20.3 o 22 cm (anillo / hueco) · Función clínica principal: Retracción en tiroides, tendones y cirugía menor · Precio (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Hojas medianas (ej. 28×15, 41×14 mm)	Longitudes y mangos disponibles: 20.3 o 22 cm (anillo / hueco) · Función clínica principal: Apendicectomía estándar, hernia y acceso articular ortopédico · Precio (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Hojas profundas (ej. 70×14, 80×16 mm)	Longitudes y mangos disponibles: 20.3 o 22 cm (anillo / hueco) · Función clínica principal: Sujeción muscular profunda y exposición reconstructiva de cadera o pelvis · Precio (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Funda / Caja protectora	Longitudes y mangos disponibles: Embalaje de tránsito estándar · Función clínica principal: — · Precio (USD): Incluido



Separador Kocher

SKU **RM-KCR-1**

PRECIO **\$49 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Diseño de 20.3 cm con hoja de 20 mm x 12 mm	Función clínica principal: Bordes de heridas superficiales y elevación del lóbulo tiroideo · Precio (USD): \$49.00
1	Diseño de 21 cm con hojas de 8×25, 12×40, 12×45 mm	Función clínica principal: Retracción intermedia de tejidos blandos y apendicectomía · Precio (USD): \$54.00
1	Diseño de 21 cm con hojas de 12×60, 12×65 mm	Función clínica principal: Retracción fascial profunda y sujeción de músculos de extremidades · Precio (USD): \$54.00
1	Diseño de 23 cm con hojas de 18×40, 20×38, 20×60 mm	Función clínica principal: Laparotomía estándar en adultos y exposición de articulaciones ortopédicas · Precio (USD): \$64.00
1	Diseño de 23 cm con hojas de 25×60, 30×75, 40×75 mm	Función clínica principal: Desplazamiento muscular amplio en cirugía pélvica y de cadera · Precio (USD): \$64.00
1	Funda / Caja protectora	Función clínica principal: Embalaje de tránsito estándar · Precio (USD): Incluido



Separador Koenig

SKU **RM-KNR-17-1**

PRECIO **\$49 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Con hoja fenestrada	Dimensiones disponibles: 13×13 mm o 13×16 mm · Función clínica principal: Visualización directa a través de la hoja de vasos/estructuras subyacentes · Precio (USD): \$49.00
1	Sin hoja fenestrada	Dimensiones disponibles: 13×13 mm o 13×16 mm · Función clínica principal: Barrera sólida para sujeción de tejido blando y retracción de bordes de herida · Precio (USD): \$49.00
1	Funda / Caja protectora	Dimensiones disponibles: Embalaje de tránsito estándar · Función clínica principal: — · Precio (USD): Incluido



Separador Koerte

SKU **RM-KTR-24-1**

PRECIO **\$54 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador Koerte	Dimensiones / Detalles: 24 cm de longitud total, 8 dientes afilados, mango de anillo con aro antideslizante · Cantidad incluida: 1	\$54
Funda / Caja protectora	Dimensiones / Detalles: Embalaje de tránsito individual · Cantidad incluida: 1	\$54



Separador Krasky

SKU **RM-KRK-28-1**

PRECIO **\$99 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador Krasky	Dimensiones / Detalles: 28 cm longitud total, hoja de 50 × 25 mm, 6 dientes afilados · Cantidad incluida: 1	\$99
Funda / Caja protectora	Dimensiones / Detalles: Embalaje de tránsito individual · Cantidad incluida: 1	\$99



Separador Digital Lahey Finger Retractor

SKU **RM-LFR-12-1**

PRECIO **\$24 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
1 Diente / Gancho simple	RM-LFR-12-1-1	\$24
2 Dientes	RM-LFR-12-1-2	\$29
3 Ramas	RM-LFR-12-1-3	\$34



Separador Lahey

SKU **RM-LR-HH-1**

PRECIO **\$39 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
18 cm (aprox. 7")	RM-LR-HH-1-1	\$39
20.3 cm (aprox. 8")	RM-LR-HH-1-2	\$49



Separador Langenbeck Green

SKU **RM-LGR-1**

PRECIO **\$44 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
17 cm	RM-LGR-1-1	\$44
y 22 cm	RM-LGR-1-2	\$49



Separador Langenbeck-Mango Sólido

SKU **RM-LRSH-203-1**

PRECIO **\$49 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Estilo #1	Dimensiones (Largo x Ancho): 32 mm de largo x 10 mm de ancho · Función clínica primaria: Retración enfocada en bordes de heridas y tejido blando superficial · Precio (USD): \$49.00
1	Estilo #2	Dimensiones (Largo x Ancho): 38 mm de largo x 10 mm de ancho · Función clínica primaria: Retración fascial intermedia y exposición de tendones · Precio (USD): \$49.00
1	Estilo #3	Dimensiones (Largo x Ancho): 38 mm de largo x 12 mm de ancho · Función clínica primaria: Apendicectomía estándar en adultos, hernia y acceso ortopédico articular · Precio (USD): \$49.00
1	Estilo #4	Dimensiones (Largo x Ancho): 38 mm de largo x 16 mm de ancho · Función clínica primaria: Desplazamiento muscular amplio y sujeción profunda de tejidos blandos · Precio (USD): \$49.00
1	Funda / Caja protectora	Dimensiones (Largo x Ancho): Embalaje de transporte estándar · Función clínica primaria: — · Precio (USD): Incluido



Separador Leriche Retractor-Atraumatic Wide Blade

SKU **RM-LRAW-1**

PRECIO **\$94 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
25.5 cm	RM-LRAW-1-1	\$94
y 27 cm	RM-LRAW-1-2	\$99



Separador Little

SKU **RM-LTR-195-1**

PRECIO **\$54 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
10 mm x 12 mm	RM-LTR-195-1-1	\$54
16 mm x 12 mm	RM-LTR-195-1-2	\$59



Sistema Separador General Lobster

SKU **RM-LGRS-1**

PRECIO **\$2,699 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Marco Lobster	—
1	Clamp de mesa Lobster con poste vertical y marco	—
6	Clamp de separador Lobster	—
2	Separador giratorio Mayo Lobster	¾" x 2"
1	Separador giratorio Fence Lobster	4" x 6"
1	Separador giratorio esplácnico Lobster	2" x 6"
1	Separador giratorio Deaver Lobster	2¼" x 4½"
1	Separador giratorio maleable Lobster (perforado)	2" x 6½"
1	Separador giratorio maleable Lobster (perforado)	3" x 6½"
1	Separador Harrington Sweetheart Lobster	2" x 5"
1	Separador giratorio Kelly Lobster, modificado	3" x 2½"
1	Separador giratorio Kelly Lobster, modificado	3" x 4"
1	Caja de esterilización	—



Lone Star Retractor (Cirugía de Colon, Recto, Cabeza y Cuello)


SKU **RM-LSR-CRHN-1**

PRECIO **\$399 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Aro pequeño — 14.1 cm x 14.1 cm (Colorrectal)	RM-LSR-CRHN-1-1	\$384
Aro estándar — 18.6 cm x 8.9 cm (Colorrectal)	RM-LSR-CRHN-1-2	\$399
Aro grande — 25.0 cm x 25.0 cm (Colorectal)	RM-LSR-CRHN-1-3	\$414





Separador Lone Star (Cirugía General, Cabeza y Cuello)

SKU **RM-LSR-GHN-1**

PRECIO **\$499 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Aro pequeño — 22.0 cm x 11.3 cm (Cirugía General/Cabeza y Cuello)	RM-LSR-GHN-1-1	\$484
Aro Estándar — 28.3 cm x 18.3 cm (General/Cabeza y Cuello)	RM-LSR-GHN-1-2	\$499
Aro grande — 32.5 cm x 18.3 cm (General/Cabeza y Cuello)	RM-LSR-GHN-1-3	\$514



Separador de Brazo Martin

SKU **RM-MAR-1**

PRECIO **\$799 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Acoplador	Se sujeta firmemente al riel lateral de la mesa de quirófano mientras sostiene y bloquea la barra en forma de L en su lugar
1	Barra en forma de L	Se inserta en el acoplador para servir como el marco de soporte estructural principal vertical y horizontal
1	Brazo articulado	Se conecta a la barra en forma de L para proporcionar movimiento multi eje y posicionamiento bloqueado para instrumentos separadores sobre el sitio quirúrgico



Separador Digital Mathieu

SKU **RM-MFR-16-1**

PRECIO **\$34 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador Digital Mathieu	Dimensiones / Detalles: 16 cm de longitud total, 8.0 mm de ancho, 3 dientes en cada extremo (Agudos o Romos) · Cantidad incluida: 1	\$34
Funda / Caja protectora	Dimensiones / Detalles: Embalaje de transporte individual · Cantidad incluida: 1	\$34



Separador Mathieu

SKU **RM-MTR-20-1**

PRECIO **\$44 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
42 mm × 13 mm / 42 mm × 26 mm	RM-MTR-20-1-1	\$44
47 mm × 13 mm / 46 mm × 26 mm	RM-MTR-20-1-2	\$54



Separador Abdominal Mayo

SKU **RM-MAR-28-1**

PRECIO **\$109 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Estándar — 11 in, hoja curva de 70 mm	RM-MAR-28-1-1	\$109



Juego de dos Separadores Mayo-Collins

SKU **RM-MCR-SET-1**

PRECIO **\$49 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Estándar — 5 7/8 in, hojas de doble extremo	RM-MCR-SET-1-1	\$49



Separador Digital Meyerding

SKU **RM-MFR-178-1**

PRECIO **\$39 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	3 Puntas, Agudas	Dimensiones (Largo x Ancho): 9.5 mm x 3.9 mm · Función clínica principal: Agarre dérmico antideslizante y elevación de colgajos cutáneos pequeños · Precio (USD): \$39.00
1	Perfil Dentado	Dimensiones (Largo x Ancho): 3.1 mm x 6.3 mm · Función clínica principal: Exposición focalizada de vainas tendinosas y sujeción de márgenes fibrosos · Precio (USD): \$39.00
1	Perfil Dentado	Dimensiones (Largo x Ancho): 4.7 mm x 15.8 mm · Función clínica principal: Retracción fascial intermedia y reconstrucción tendinosa · Precio (USD): \$39.00
1	Perfil Romo	Dimensiones (Largo x Ancho): 3.1 mm x 9.5 mm · Función clínica principal: Retracción neurovascular atraumática y exposición digital · Precio (USD): \$39.00
1	Perfil Romo	Dimensiones (Largo x Ancho): 6.3 mm x 17.4 mm · Función clínica principal: Elevación amplia de tejidos blandos y exposición de ligamentos de la mano · Precio (USD): \$39.00
1	Funda / Caja protectora	Dimensiones (Largo x Ancho): Embalaje de tránsito estándar · Función clínica principal: — · Precio (USD): Incluido



Separador Middledorpf

SKU **RM-MDR-28-1**

PRECIO **\$49 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
7.0 mm x 14.0 mm	RM-MDR-28-1-1	\$49
22.0 mm x 20.0 mm	RM-MDR-28-1-2	\$54
30.0 mm x 26.0 mm	RM-MDR-28-1-3	\$59



Separador Morris Sencillo

SKU **RM-MRSE-23-1**

PRECIO **\$49 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador Morris Sencillo	Longitud total de 230 mm (23 cm), hoja sólida en forma de L, mango fenestrado	\$49
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$49



Separador de Murphy de Punta Esférica

SKU **RM-MBR-35-1**

PRECIO **\$39 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Punta esférica de 2.0 mm	RM-MBR-35-1-1	\$39
Punta esférica de 3.0 mm	RM-MBR-35-1-2	\$39
4.0 mm Punta esférica	RM-MBR-35-1-3	\$39



Separador Murphy

SKU **RM-MR-195-1**

PRECIO **\$44 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
2 Dientes (8.0 mm de ancho)	RM-MR-195-1-1	\$44
3 Ramas (13.0 mm de ancho)	RM-MR-195-1-2	\$49
4 Dientes (18.0 mm de ancho)	RM-MR-195-1-3	\$54
6 Dientes (28.0 mm ancho)	RM-MR-195-1-4	\$59



Separador Neonatal T Ribbon

SKU **RM-NTRR-265-1**

PRECIO **\$49 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
2.5 cm x 1.25 cm	RM-NTRR-265-1-1	\$49
3.8 cm x 1.40 cm	RM-NTRR-265-1-2	\$54
4.5 cm x 1.60 cm	RM-NTRR-265-1-3	\$59



Separadores Ollier

SKU **RM-OR-SERIES-1**

PRECIO **\$74 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
8 ½" (21.59 cm)	RM-OR-SERIES-1-1	\$74
9.0" (22.86 cm)	RM-OR-SERIES-1-2	\$79



Separador Parker - Juego de Dos

SKU **RM-PR-SET-1**

PRECIO **\$44 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
5 in	RM-PR-SET-1-1	\$44
5 1/2 in	RM-PR-SET-1-2	\$49
6 in	RM-PR-SET-1-3	\$54
7 in	RM-PR-SET-1-4	\$59
7 1/4 in	RM-PR-SET-1-5	\$64



Separador Parker-Mott - Juego de Dos

SKU **RM-PMR-SET-1**

PRECIO **\$49 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separadores Parker-Mott	Longitud total de 15.3 cm, valvas sólidas asimétricas de doble extremo	\$49
Funda / Caja protectora	Empaque de transporte estándar	\$49




Separador Parker-Tommy

SKU **RM-PTR-16-1**

PRECIO **\$39 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador Parker-Tommy	Longitud total de 16 cm, hojas curvas asimétricas de doble extremo	\$39
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$39



Separadores Deaver Pediátricos

SKU **RM-PDR-1**

PRECIO **\$69 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
17.5 cm (6.9")	RM-PDR-1-1	\$69
20.0 cm (7.9")	RM-PDR-1-2	\$74
22.0 cm (8.7")	RM-PDR-1-3	\$79



Separador Maleable Pediátrico (Ribbon)

SKU **RM-PRR-1**

PRECIO **\$44 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
17.5 cm (6.9")	RM-PRR-1-1	\$44
20.0 cm (7.9")	RM-PRR-1-2	\$49
22.0 cm (8.7")	RM-PRR-1-3	\$54



Separador Digital Rake Finger Retractor

SKU **RM-RFR-153-1**

PRECIO **\$29 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
1 Diente (Gancho simple) — Puntas romas o agudas	RM-RFR-153-1-1	\$29
2 Dientes — Puntas romas o agudas	RM-RFR-153-1-2	\$34
3 Ramas — Puntas romas o agudas	RM-RFR-153-1-3	\$39
4 Dientes — Puntas romas o agudas	RM-RFR-153-1-4	\$44



Separador Redler

SKU **RM-RDR-5IN-1**

PRECIO **\$49 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador Redler	Longitud total de 5" (12.7 cm), hoja funcional cónica, mango ergonómico delgado	\$49
Funda / Caja Protectora	Empaque de tránsito individual	\$49



Separador Abdominal Ricard

SKU **RM-RAR-SET-1**

PRECIO **\$229 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Marco base autoestático	Chasis con vástagos curvos para mejorar el acceso visual
2 (1 Par)	Valvas laterales sólidas desmontables	Paneles laterales anchos y cóncavos (Opción A: 50×58 mm / Opción B: 60×80 mm)
1	Valva central desmontable	Placa plana asimétrica (Opción A: 55×70 mm / Opción B: 80×90 mm)
1	Bloqueo de tornillo de rosca especial	Engranaje de bloqueo de rotación manual para retener la expansión de las valvas
1	Mango de gancho compacto	Agarre minimalista integrado diseñado para ahorrar espacio de instrumentación
1	Caja / Almacenamiento protector	Embalaje de tránsito estándar



Separador Richardson Eastman

SKU **RM-RER-SERIES-1**

PRECIO **\$54 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
10 ¼" (approx. 26.0 cm) — Hojas cóncavas dobles en ángulo recto	RM-RER-SERIES-1-1	\$54
10 ½" (approx. 26.7 cm) — Hojas cóncavas dobles en ángulo recto	RM-RER-SERIES-1-2	\$59
10 ¾" (approx. 27.3 cm) — Hojas cóncavas dobles en ángulo recto	RM-RER-SERIES-1-3	\$64
11 ¼" (approx. 28.6 cm) — Hojas cóncavas dobles en ángulo recto	RM-RER-SERIES-1-4	\$69



Separador Richardson con Mango Ergonómico

SKU **RM-RRGH-1**

PRECIO **\$64 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
9 ½" (24.13 cm) — Mango hueco, Lamb o ligero	RM-RRGH-1-1	\$64
10.0" (25.40 cm) — Mango hueco, tipo Lamb o ligero	RM-RRGH-1-2	\$69
11.0" (27.94 cm) — Mango hueco, tipo Lamb o ligero	RM-RRGH-1-3	\$74



Separador Richardson con Mango en Anillo

SKU **RM-RRLH-1**

PRECIO **\$54 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
9 ½" (24.13 cm) — Hoja curva en ángulo recto, mango en anillo	RM-RRLH-1-1	\$54
10.0" (25.40 cm) — Hoja curva en ángulo recto, mango en anillo	RM-RRLH-1-2	\$59



Separador Rochard

SKU **RM-RR-1**

PRECIO **\$1,699 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
2	Abrazadera para riel	Accesorio de fijación al riel de la mesa de operaciones
2	Barra lateral de mesa	26" (Marco de montaje)
1	Barra transversal de mesa	21" (Marco de montaje)
1	Dispositivo de fijación Rochard	Mecanismo de fijación del marco
1	Separador abdominal Rochard	50 x 90 mm
1	Separador abdominal Rochard	50 x 105 mm
1	Separador abdominal Rochard	50 x 120 mm



Separador Rose de Doble Extremo

SKU **RM-RRDE-1**

PRECIO **\$44 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
5.0" (12.7 cm) — 11.5x12 mm / 10x14.5 mm ramas romas	RM-RRDE-1-1	\$44
5 1/2" (13.97 cm) — 11.5x12 mm / 10x14.5 mm ramas romas	RM-RRDE-1-2	\$49



Separador Roux - Doble Extremo

SKU **RM-RRDE-14-1**

PRECIO **\$54 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Hoja pequeña — 19 mm de ancho x 25 mm de largo	RM-RRDE-14-1-1	\$54
Hoja mediana — 22 mm wide x 41 mm long	RM-RRDE-14-1-2	\$59
Valva grande — 25 mm de ancho x 41 mm de largo	RM-RRDE-14-1-3	\$64
Actualización de juego de tres — Combinado pequeño, mediano y grande	RM-RRDE-14-1-4	\$94



Separador S de doble extremo

SKU **RM-SSDER-1**

PRECIO **\$29 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
10.0 cm (approx. 4.0") — Extremos dobles de 15×11 mm / 14×10 mm	RM-SSDER-1-1	\$29
11.5 cm (approx. 4.5") — 15×11 mm / 14×10 mm extremos dobles	RM-SSDER-1-2	\$34



Separador Sauerbruch

SKU **RM-SBR-9IN-1**

PRECIO **\$69 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
$\frac{3}{8}$ " × 1 $\frac{3}{4}$ " (aprox. 16 × 44 mm) — 9" (22.86 cm)	RM-SBR-9IN-1-1	\$69
2 $\frac{1}{8}$ " × $\frac{7}{8}$ " (aprox. 54 × 22 mm) — 9" (22.86 cm)	RM-SBR-9IN-1-2	\$69
$\frac{7}{8}$ " × 2 $\frac{1}{2}$ " (aprox. 22 × 64 mm) — 9" (22.86 cm)	RM-SBR-9IN-1-3	\$69
$\frac{3}{4}$ " × 2 $\frac{7}{8}$ " (aprox. 19 × 73 mm) — 9" (22.86 cm)	RM-SBR-9IN-1-4	\$69



Juego de dos Separadores Seeburger

SKU **RM-SRS-14-1**

PRECIO **\$54 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separadores Seeburger	Longitud total de 14 cm, mango plano, hojas curvas	\$54
Funda / Caja protectora	Empaque de tránsito estándar	\$54



Separador Senn Forward

SKU **RM-SFR-625-1**

PRECIO **\$49 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Senn Forward Retractor	Longitud de 6.25" (15.87 cm), punta frontal con dientes poco profundos, mango plano	\$49
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$49



Separador Senn Green

SKU **RM-SGR-14-1**

PRECIO **\$27 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
6 mm x 10 mm Hoja — 14 cm	RM-SGR-14-1-1	\$27
6 mm x 20 mm Hoja — 14 cm	RM-SGR-14-1-2	\$29



Separador Senn Miller

SKU **RM-SMR-SERIES-1**

PRECIO **\$29 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
15.0 cm Reach — 10x9 mm hoja plana / 10x11 mm rastrillo de 3 puntas	RM-SMR-SERIES-1-1	\$29
15.5 cm Reach — 10x9 mm hoja plana / 10x11 mm rastrillo de 3 puntas	RM-SMR-SERIES-1-2	\$34
16.0 cm Reach — 10x9 mm hoja plana / 10x11 mm rastrillo de 3 puntas	RM-SMR-SERIES-1-3	\$39
Alcance de 20.0 cm — Hoja plana de 10x9 mm / rastrillo de 3 dientes de 10x11 mm	RM-SMR-SERIES-1-4	\$49



Separador Senn con Mango en T

SKU **RM-STHR-45-1**

PRECIO **\$54 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador Senn con Mango en T	Longitud 4.5" (11.43 cm), rastrillo multidentado (Romo o Agudo), mango en T	\$54
Funda / Caja protectora	Embalaje individual para transporte	\$54



Separador Strandell Stille

SKU **RM-SSR-17-1**

PRECIO **\$44 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador Strandell Stille	Longitud total de 17 cm, hoja curva de 6 x 15 mm (aguda o roma)	\$44
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$44



Separadores US Army, Juego de Dos

SKU **RM-USAR-SET-21-1**

PRECIO **\$49 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separadores US Army	Longitud total de 21 cm, hojas de doble extremo de 38x22 mm y 41x25 mm	\$49
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte estándar	\$49



Separador Volkman Retractor-USA Pattern

SKU **RM-VRUP-223-1**

PRECIO **\$64 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
2 Dientes (Romo / Agudo) — 8 mm - 11 mm	RM-VRUP-223-1-1	\$64
3 Ramas (Romas / Agudas) — 11 mm - 18 mm	RM-VRUP-223-1-2	\$69
4 Dientes (Romo / Agudo) — 18 mm - 26 mm	RM-VRUP-223-1-3	\$74
6 Dientes (Romo / Agudo) — 26 mm - 40 mm	RM-VRUP-223-1-4	\$79



Separador Volkman

SKU **RM-VR-SERIES-1**

PRECIO **\$64 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
2 Dientes (Romo / Agudo) — 8 mm - 11 mm	RM-VR-SERIES-1-1	\$64
3 Ramas (Romas / Agudas) — 10 mm - 18 mm	RM-VR-SERIES-1-2	\$69
4 Dientes (Romo / Agudo) — 13 mm - 28 mm	RM-VR-SERIES-1-3	\$74
6 Dientes (Romo / Agudo) — 18 mm - 28 mm	RM-VR-SERIES-1-4	\$79
8 Prongs (Romo / Agudo) — 28 mm - 42 mm	RM-VR-SERIES-1-5	\$84



Separador W.M. Lemmon Deaver

SKU **RM-WMLDR-395-1**

PRECIO **\$119 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
25 mm Hoja ancha — 25 mm de ancho x 235 mm de superficie de trabajo	RM-WMLDR-395-1-1	\$119
50 mm Hoja ancha — 50 mm de ancho x 235 mm superficie de trabajo	RM-WMLDR-395-1-2	\$119



Separador Weitlaner

SKU **RM-WR-SERIES-1**

PRECIO **\$94 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
4" a 4 ½" (10-11.5 cm) — 2x2 o 2x3 ramas	RM-WR-SERIES-1-1	\$94
5" a 5 ½" (13-14 cm) — 3x4 dientes	RM-WR-SERIES-1-2	\$99
6 ½" (16.5 cm) — 3x4 dientes	RM-WR-SERIES-1-3	\$104
8" (20 cm) — 3x4 ganchos	RM-WR-SERIES-1-4	\$109
9 ½" to 10" (24-25.5 cm) — 5x6 dientes	RM-WR-SERIES-1-5	\$114



Separador Autoestático Ancho

SKU **RM-WSRR-35-1**

PRECIO **\$139 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador Autoestático Ancho	Hojas lisas de 3.5" (8.89 cm) de ancho, puntas de 10x12 mm, chasis con cremallera	\$139
Funda / Caja protectora	Embalaje de tránsito individual	\$139



Separador Maleable en Cinta Zalkind

SKU **RM-ZMRR-1**

PRECIO **\$44 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
10 cm	RM-ZMRR-1-1	\$44
18 cm	RM-ZMRR-1-2	\$49
20 cm	RM-ZMRR-1-3	\$54
21 cm	RM-ZMRR-1-4	\$59
26 cm	RM-ZMRR-1-5	\$64
30 cm	RM-ZMRR-1-6	\$69
33 cm	RM-ZMRR-1-7	\$69




Separador Bookwalter (Estándar)

SKU **RM-SBR-1**

PRECIO **\$2,499 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Poste de campo Bookwalter	12" (30.5 cm)
1	Barra horizontal Bookwalter	Estándar
1	Acoplador de poste Bookwalter	Alta resistencia
1	Barra flexible horizontal Bookwalter	1" de diámetro (2.5 cm)
2	Trinquetes estándar Bookwalter	Sin inclinación
7	Mecanismos de trinquete basculante Bookwalter	Multi-ángulo
1	Anillo ovalado mediano	10½" x 14½" (26.7 x 36.8 cm)
1	Anillo segmentado mediano	10½" x 19" (26.7 x 48.3 cm)
2	Valvas Balfour	2¾" x 3" (6.7 x 7.6 cm)
4	Valvas Kelly	2" x 3" (5.1 x 7.6 cm)
4	Valvas Kelly	2" x 4" (5.1 x 10.2 cm)
4	Valvas Kelly	2" x 5" (5.1 x 12.7 cm)
4	Valvas Kelly	2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)
4	Valvas Kelly	2" x 7" (5.1 x 17.8 cm)
1	Valva maleable	3" x 6" (7.6 x 15.2 cm)
2	Valvas maleables	2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)
1	Caja de esterilización	Estuche organizador perforado



Sistema de Retractores Omni

SKU **RM-OR-1**

PRECIO **\$2,499 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Poste de campo estéril con abrazadera Omni	Abrazadera para riel de mesa y poste de alta resistencia
1	Marco Wishbone estándar	Marco de anillo estructural tipo horquilla dividida
1	Brazo de extensión articulado	19" (48.3 cm) para mayor alcance y flexibilidad
8	Soportes de valva SnapClamp	Abrazaderas de marco deslizable de conexión rápida
2	Retractores giratorios Mayo	2¾" x 2" (7.0 x 5.1 cm)
1	Retractor giratorio Mayo	3½" x 2" (8.9 x 5.1 cm)
1	Retractor giratorio Fence	Valva ancha para pared muscular de 4" x 6" (10.2 x 15.2 cm)
1	Retractor giratorio esplácnico	Valva visceral profunda de 2" x 4½" (5.1 x 11.4 cm)
1	Retractor giratorio esplácnico	Valva visceral profunda de 2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)
2	Retractores giratorios para vena renal	Valvas vasculares estrechas de 1" x 6" (2.5 x 15.2 cm)
1	Retractor giratorio Deaver	Valva curva de 2¾" x 4½" (7.0 x 11.4 cm)
1	Retractor giratorio maleable ranurado	Tira flexible de 2" x 6½" (5.1 x 16.5 cm)
1	Retractor giratorio maleable ranurado	Tira flexible de 3" x 6½" (7.6 x 16.5 cm)
1	Retractor giratorio Harrington (Sweetheart)	Valva en forma de corazón de 2" x 5" (5.1 x 12.7 cm)
1	Caja de almacenamiento	Estuche de madera con ranuras acolchadas personalizadas





Sistema de Separador Bariátrico Bookwalter

SKU **RM-BBRS-1**

PRECIO **\$1,899 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Poste de campo	18" (45.7 cm)
1	Barra horizontal	Estándar
1	Acoplador de poste	Estándar
6	Mecanismo de cremallera inclinable	Multiangular
1	Extensor de cremallera	Extensión estándar
1	Cremallera de giro	Ángulo variable
1	Aro ovalado	Mediano
1	Valva Kelly	2" x 3" (5.1 x 7.6 cm)
1	Valva Kelly	2" x 4" (5.1 x 10.2 cm)
1	Valva Kelly	2" x 8" (5.1 x 20.3 cm)
1	Valva Balfour	3½" x 2½" (8.9 x 7.0 cm)
1	Valva maleable	3" x 10" (7.6 x 25.4 cm)
1	Valva maleable	2" x 8" (5.1 x 20.3 cm)
1	Valva maleable	2" x 10" (5.1 x 25.4 cm)
1	Valva maleable	4" x 8" (10.2 x 20.3 cm)
1	Valva Harrington	2½" x 8" x 3½" (6.4 x 20.3 x 8.9 cm)
1	Caja de esterilización	Estuche protector




Separador Quirúrgico Bookwalter para Cirugía General

SKU **RM-BGSR-1**

PRECIO **\$1,999 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Poste de campo	12" (30.5 cm)
1	Barra horizontal	Estándar
1	Acoplador de poste	Estándar
1	Barra flexible horizontal	1" de diámetro (2.5 cm)
2	Cremalleras estándar	Sin inclinación
6	Mecanismos de cremallera con inclinación	Multiangular
1	Aro ovalado, mediano	10½" x 14½" (26.7 x 36.8 cm)
1	Aro segmentado, mediano	10½" x 19" (26.7 x 48.3 cm)
1	Valva Balfour	2½" x 3" (6.7 x 7.6 cm)
2	Valvas Kelly	2" x 3" (5.1 x 7.6 cm)
1	Valva Kelly	2" x 4" (5.1 x 10.2 cm)
1	Valva Kelly	2" x 5" (5.1 x 12.7 cm)
1	Valva Kelly	2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)
1	Valva maleable	3" x 6" (7.6 x 15.2 cm)
2	Valvas maleables	2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)
1	Valva maleable	1½" x 6" (3.8 x 15.2 cm)
1	Valva Harrington	1" x 5½" x 2½" (2.5 x 14.3 x 6.4 cm)
1	Valva Gelpi	Estándar
1	Caja de esterilización	Estuche protector





Sistema Separador Thompson

SKU **RM-TRS-1**

PRECIO **\$2,499 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
2	Abrazadera de riel Elite	Montaje para riel lateral de alta resistencia de 22" (55.9 cm)
1	Brazo de doble ángulo	22" (7" x 9" x 7" / 17.8 x 22.9 x 17.8 cm)
1	Brazo de ángulo lateral	19" (12" x 7" / 30.5 x 17.8 cm) @ 45° (3/8" de diámetro)
2	Brazos de ángulo lateral	17" (10" x 7" / 25.4 x 17.8 cm) @ 45° (3/8" de diámetro)
1	Barra transversal bilateral (articulada)	34" (11 1/2" x 8 1/2" x 11 1/2" / 29.2 x 21.6 x 29.2 cm)
3	Cam Clip-On	Clips deslizantes de marco con conexión rápida
1	Mango de microajuste	10" (25.4 cm) con tornillo de tensión de precisión
3	Valvas Balfour con labio	83 x 73 mm, 83 x 123 mm, 83 x 175 mm
3	Valvas Balfour anchas	Intercambiables, sujeción amplia de pared muscular
1	Valva Harrington (Sweetheart)	114 x 254 mm (4 1/2" x 10") para sujeción de órganos profundos
9	Valvas intercambiables Kelly	3" x 3 1/2" (7.6 x 8.9 cm) estándar en ángulo recto
1	Juego de valvas maleables intercambiables	25x190 mm, 51x254 mm, 76x254 mm, 102x254 mm
2	Valvas intercambiables St. Marks	51 x 152 mm (2" x 6") con borde de labio profundo
1	Caja de almacenamiento	Estuche de madera con ranuras de acolchado personalizadas




Separador para Cirugía Rectal/Transanal Bookwalter

SKU **RM-BRTASR-1**

PRECIO **\$2,199 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Poste de campo	12" (30 cm)
2	Acopladores de poste de Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético)	1" x 1" (2.5 cm x 2.5 cm)
2	Barras flexibles horizontales	1" Diámetro (2.5 cm)
1	Barra de extensión vertical	12" (30 cm)
5	Cremalleras de inclinación	Multiangulares estándar
1	Anillo pequeño de medio círculo	8 1/2" (21.3 cm) DI
1	Anillo perineal segmentado	9 1/2" x 14 1/2" (23.8 cm x 36.3 cm)
2	Valvas rectales	3/8" x 3 1/4" (2.2 cm x 9.7 cm)
2	Valvas rectales	3/8" x 2 1/8" (2.2 cm x 7.2 cm)
2	Valvas maleables	1" x 3 1/2" (2.5 cm x 10 cm)
2	Valvas maleables	1/2" x 4" (1.3 cm x 8.8 cm)
2	Valvas maleables	3/4" x 4" (1.9 cm x 10 cm)
2	Valvas Deaver	1" x 3 1/2" (2.5 cm x 8.8 cm)
1	Caja de esterilización	Estuche protector





Separador Bookwalter

SKU **RM-BR-1**

PRECIO **\$1,999 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Poste de campo Bookwalter	12" (30.5 cm)
1	Barra horizontal Bookwalter	Estándar
1	Acoplador de poste Bookwalter	Estándar
1	Barra flexible horizontal Bookwalter	1" de diámetro (2.5 cm)
2	Cremalleras estándar Bookwalter	Fijas
5	Mecanismos de cremallera basculantes Bookwalter	Multiangulares
1	Aro ovalado Bookwalter, mediano	10½" x 14½" (26.7 x 36.8 cm)
1	Aro segmentado Bookwalter, mediano	10½" x 19" (26.7 x 48.3 cm)
2	Valvas Balfour Bookwalter	2½" x 3" (6.7 x 7.6 cm)
1	Valva Kelly Bookwalter	2" x 3" (5.1 x 7.6 cm)
1	Valva Kelly Bookwalter	2" x 4" (5.1 x 10.2 cm)
1	Valva Kelly Bookwalter	2" x 5" (5.1 x 12.7 cm)
1	Valva Kelly Bookwalter	2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)
1	Valva maleable Bookwalter	3" x 6" (7.6 x 15.2 cm)
2	Valvas maleables Bookwalter	2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)
1	Valva Harrington Bookwalter	1" x 5½" x 2½" (2.5 x 14.3 x 6.4 cm)
1	Caja de almacenamiento de madera	Estuche protector ajustado



Sistema Separador Bookwalter para Incisiones Pequeñas

SKU **RM-BSIRS-1**

PRECIO **\$2,199 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Poste de Campo	Varilla de soporte vertical de 12" (30 cm)
1	Acoplador de Poste de Acero Inoxidable	Abrazadera de riel de alta resistencia de 1" x 1" (2.5 x 2.5 cm)
1	Barra Flexible Horizontal	Brazo multiarticulado de 1" de diámetro (2.5 cm)
1	Anillo Sólido Redondo Pequeño	Diámetro Interno (ID) de 8½" (21.3 cm)
1	Anillo Segmentado Ovalado Pequeño	Marco articulado reconfigurable de 8½" x 14" (20 x 35 cm)
6	Trinquetes de Inclinación	Bloqueos mecánicos de marco de perfil bajo
2	Valvas Maleables	1" x 3½" (2.5 x 12.5 cm)
2	Valvas Maleables	¾" x 4" (1.9 x 10 cm)
2	Valvas Maleables	2" x 6" (5 x 15 cm)
2	Valvas Deaver	Valvas pélvicas curvas de 1" x 3½" (2.5 x 8.8 cm)
2	Valvas Kelly	Valvas de ángulo recto poco profundas de 2" x 1½" (5 x 3.8 cm)
2	Valvas Kelly	Valvas de ángulo recto de 1" x 2½" (2.5 x 6.3 cm)
2	Valvas Kelly	Valvas de ángulo recto de 1" x 3" (2.5 x 7.5 cm)
2	Valvas de Rastrillo Profundo	Garras de múltiples dientes de ¾" de profundidad x ¾" de ancho (1.9 x 1.7 cm)
2	Valvas Richardson	Valvas de labio plano poco profundo de ¾" x 2" (1.9 x 5 cm)
2	Valvas Richardson	Valvas de labio plano poco profundo de 1" x 1½" (2.5 x 3.1 cm)
2	Valvas Richardson	Valvas de labio plano poco profundo de ¾" x 1" (1.9 x 2.5 cm)
1	Caja de Esterilización	Contenedor organizador perforado personalizado






Sistema Separador de Cirugía General Básica Bookwalter StrongArm

SKU **RM-BSABGRS-1**

PRECIO **\$1,499 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Soporte StrongArm PLUS de montaje superior	Ajustable en altura / Articulado
1	Aro ovalado, mediano	10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)
1	Abrazadera de riel reforzada	Compatible con riel de mesa
4	Mecanismo de trinquete basculante	Multiángulo
1	Valva Balfour	2½" × 3" (6.7 × 7.6 cm)
1	Valva Harrington	1" × 5½" × 2½" (2.5 × 14.3 × 6.4 cm)
2	Valvas maleables	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Caja de esterilización	Estuche protector



Sistema de Separación para Cirugía General Bookwalter StrongArm

SKU **RM-BSAGSRS-1**

PRECIO **\$2,199 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Soporte StrongArm PLUS de montaje superior	Ajustable en altura / Articulado
1	Abrazadera de riel reforzada	Compatible con riel de mesa
2	Mecanismos de cremallera	Estándar no basculante
6	Mecanismos de cremallera basculante	Multiangular
1	Anillo segmentado	10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)
1	Anillo segmentado	10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)
1	Valva Balfour	2½" × 3" (6.7 × 7.6 cm)
2	Valvas Kelly	2" × 3" (5.1 × 7.6 cm)
1	Valva Kelly	2" × 4" (5.1 × 10.2 cm)
1	Valva Kelly	2" × 5" (5.1 × 12.7 cm)
1	Valva Kelly	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Valva Harrington	1" × 5½" × 2½" (2.5 × 14.3 × 6.4 cm)
1	Valva Gelpi	Estándar
1	Valva maleable	3" × 6" (7.6 × 15.2 cm)
2	Valvas maleables	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Valva maleable	1½" × 6" (3.8 × 15.2 cm)
1	Caja de esterilización	Estuche protector





Separador Bookwalter Personalizado

SKU **RM-CBR-1**

PRECIO **\$2,999 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
Configurable	Hardware de montaje (opciones disponibles)	Postes de campo estándar (12", 18"), soportes StrongArm PLUS de montaje superior, abrazaderas de riel de alta resistencia, acopladores de postes, barras horizontales, barras horizontales flexibles, barras de extensión
Configurable	Marcos de anillo (opciones disponibles)	Anillos ovales sólidos, anillos redondos sólidos, anillos ovales segmentados, anillos redondos segmentados, segmentos de medio círculo, segmentos de anillo rectos (4", 6", 8"), anillos perineales con muescas
Configurable	Mecanismos de trinquete (opciones disponibles)	Trinquetes estándar sin inclinación, trinquetes de inclinación multiangulares, trinquetes de giro, extensores de trinquete, mecanismos de bloqueo de bajo perfil
Configurable	Valvas rígidas y maleables (opciones disponibles)	Kelly, Balfour, Harrington, Deaver, maleables, Richardson, Meyering, Gelpi, vaginales laterales/posteriores, valvas renales Wylie y rectales, garras de rastrillo profundo
Configurable	Almacenamiento y embalaje (opciones disponibles)	Cajas de esterilización perforadas, bandejas con insertos personalizados, contenedores de transporte protectores, embalaje de marca privada OEM



Juego de Accesorios Rectal/Trans-Anal

SKU **RM-RTAAS-1**

PRECIO **\$499 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
2	Valvas rectales	7/8" x 2 1/8" (2.2 x 7.2 cm)
2	Valvas rectales	7/8" x 3 1/8" (2.2 x 9.7 cm)
1	Aro sólido redondo pequeño	8.5" (21.3 cm) Diámetro Interno (ID)
1	Caja de esterilización	Organizador de almacenamiento protector



Juego de Accesorios para Incisiones Pequeñas

SKU **RM-SIAS-1**

PRECIO **\$449 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Valva de gancho Gelpi	Perfil estándar de punta fina
1	Valva Kelly	1" x 1 1/2" (2.5 x 3.8 cm)
1	Valva Kelly	1" x 2 1/2" (2.5 x 6.3 cm)
1	Aro sólido circular pequeño	8.5" (21.3 cm) Diámetro interno (ID)
1	Caja de esterilización	Organizador de almacenamiento dedicado




Sistema Bookwalter StrongArm

SKU **RM-BSA-1**

PRECIO **\$899 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Brazo de posicionamiento Bookwalter StrongArm	Sistema de posicionamiento articulado completo de 3 articulaciones
1	Poste de campo	Disponible en longitudes de 12" (30 cm) o 18" (45 cm)



Separadores Hepáticos Snake

SKU **RM-SLR-SERIES-1**

PRECIO **\$299 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Modelo con Punta Triangular	RM-SLR-TRI-1	\$299
Modelo con Punta de Banda Gástrica	RM-SLR-GB-1	\$299
Modelo con Punta Circular	RM-SLR-CIR-1	\$299
Modelo con Punta Enganchada	RM-SLR-HOOK-1	\$299
Modelo con Punta Poligonal	RM-SLR-POLY-1	\$299
Juego Completo de 5 Modelos	RM-SLR-SERIES-1	\$1,399



Separador en Abanico con 5 Dedos

SKU **RM-FR5F-299-1**

PRECIO **\$299 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
5 mm — Articulado	RM-FR5F-5A-1	\$299
5 mm — No Articulado	RM-FR5F-5N-1	\$299
10 mm — Articulado	RM-FR5F-10A-1	\$299
10 mm — No Articulado	RM-FR5F-10N-1	\$299



Separador en Abanico de 3 Dedos

SKU **RM-FR3F-299-1**

PRECIO **\$299 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
5 mm — Articulado	RM-FR3F-5A-1	\$299
5 mm — No Articulado	RM-FR3F-5N-1	\$299
10 mm — Articulado	RM-FR3F-10A-1	\$299
10 mm — No Articulado	RM-FR3F-10N-1	\$299



Retractor Articulado Esofágico

SKU **RM-EAR-299-1**

PRECIO **\$299 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Vástago de 5 mm	RM-EAR-5-1	\$299
Vástago de 10 mm	RM-EAR-10-1	\$299



Retractor de Abanico Estilo Cometa

SKU **RM-KSFR-299-1**

PRECIO **\$299 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
5 mm — Eje Recto	RM-KSFR-5S-1	\$299
5 mm — Eje Curvo	RM-KSFR-5C-1	\$299
10 mm — Eje Recto	RM-KSFR-10S-1	\$299
10 mm — Eje Curvo	RM-KSFR-10C-1	\$299



Brazo Único Iron Intern

SKU **RM-IIISA-SERIES-1**

PRECIO **\$999 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Modelo Estándar de 17"	RM-IIISA-1-1	\$999
Modelo Estándar de 22"	RM-IIISA-2-1	\$1,199
Jumbo de Uso Pesado de 22"	RM-IIISA-3-1	\$1,299
Variante Dúplex de 22"	RM-IIISA-4-1	\$1,399
Variante Plegable de 22"	RM-IIISA-5-1	\$1,499
Modelo Estándar de 26"	RM-IIISA-6-1	\$1,599
Jumbo de Uso Pesado de 26"	RM-IIISA-7-1	\$1,699



Iron Intern Hydra Doble Brazo

SKU **RM-IIHDA-SERIES-1**

PRECIO **\$1,699 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Modelo Hydra Estándar de 22"	RM-IIHDA-1-1	\$1,699
Jumbo de Alta Resistencia de 22"	RM-IIHDA-2-1	\$1,799
Jumbo de Alta Resistencia de 26"	RM-IIHDA-3-1	\$1,999





Kit Retractor Stieber Rib Grip

SKU **RM-SRGRK-4999-1**

PRECIO **\$4,999 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Plataforma Central Lees	Conecta la barra transversal principal al accesorio especializado de doble brazo Hydra Yoke.
1	Brazo Doble Hydra Yoke	Convierte una configuración de un solo poste en un marco rígido de doble brazo para acceso bilateral.
1	Poste Vertical con Palomilla	Poste de soporte vertical estándar; debe montarse en el lado izquierdo de la mesa.
1	Poste Vertical con Muesca en V	Poste vertical de doble anclaje que proporciona equilibrio al marco y estabilidad antirrotación.
1	Barra Horizontal de Dos Piezas	Barra transversal horizontal de alta resistencia que se bloquea en la zona superior del pecho/abdomen.
2	Abrazaderas de Carril Swinger 3/D Ranuradas	Bloquea de forma segura los postes de soporte verticales directamente en los rieles de la cama de operaciones.
1	Plataforma Pequeña Stieber (Izquierda)	Carcasa del trinquete que guía la hoja del retractor del lado izquierdo hacia adelante o hacia atrás.
1	Plataforma Pequeña Stieber (Derecha)	Carcasa del trinquete que guía la hoja del retractor del lado derecho hacia adelante o hacia atrás.
1	Plataforma Grande Stieber (Izquierda)	Ala anatómica exterior que proporciona palanca estructural en el campo operatorio izquierdo.
1	Plataforma Grande Stieber (Derecha)	Ala anatómica exterior que proporciona palanca estructural en el campo operatorio derecho.
2	Mangos Giratorios Stieber	Mangos de accionamiento insertables utilizados para avanzar o retraer manualmente las hojas dentadas.
1	Aguja Stieber	Herramienta especializada de pasador de ajuste utilizada para bloquear o aflojar de forma segura los ensamblajes de la plataforma.
2	Hoja Dentada Stieber (Tamaño 4A)	Hoja estructural de alta resistencia de profundidad media (se envía con mangos Tipo A o Tipo B).
2	Hoja Dentada Stieber (Tamaño 5A)	Hoja estructural de alta resistencia de perfil profundo (se envía con mangos Tipo A o Tipo B).
1	Almacenamiento Protector / Caja	Estuche de tránsito y almacenamiento de alta resistencia estándar.
Tipo de Conexión Mecánica	Variante de Mango de Hoja	Detalle del Rango de Movimiento
Configuración de Pasador Fijo / Permanente Extremo Ranurado / Intercambiable	Mangos Tipo A	Restringe la rotación de la hoja estrictamente a un único plano.
	Mangos Tipo B	Ofrece rotación completa en múltiples planos; ideal para levantar márgenes costales difíciles.





Separador Alar

SKU **RM-AR-1**

PRECIO **\$29 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Alar Retractor	Longitud total de 15 cm, hoja de 22 x 13 mm	\$29
Protective Sleeve / Box	Empaque de tránsito individual	\$29



Separador Mastoides Allport

SKU **RM-AMR-1**

PRECIO **\$59 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador Mastoides Allport	Longitud total de 10.2 cm, dientes afilados 4x4	\$59
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$59



Separador de Labio Superior Arnett Le Fort

SKU **RM-ALFULR-1**

PRECIO **\$49 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Arnett Le Fort Upper Lip Retractor	Instrumento de exposición de labio superior maxilofacial	\$49
Funda protectora / Caja	Embalaje individual de transporte	\$49



Separador Nasal Aufricht Daniel

SKU **RM-ADNR-1**

PRECIO **\$29 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Aufricht Daniel Nasal Retractor	Longitud total 11 cm, hoja de 50 x 10 mm	\$29
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$29



Separador Nasal Aufricht

SKU **RM-ANR-6IN-1**

PRECIO **\$59 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Sin succión (estándar)	RM-ANR-6IN-1-1	\$59
Con tubo de succión	RM-ANR-6IN-1-2	\$199



Separador Nasal Aufricht - Fibra Óptica

SKU **RM-ANR-FO-1**

PRECIO **\$149 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Separador Nasal Aufricht - Fibra Óptica	Longitud de 6 ¼" (15.9 cm), hoja cóncava de 7.0 mm, haz de luz
1	Adaptador universal de guía de luz	Compatible con cables de fibra óptica estándar de quirófano
1	Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte estándar



Separador Nasal Aufricht Walter

SKU **RM-AWNR-1**

PRECIO **\$69 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador Nasal Aufricht Walter	Longitud total de 13.5 cm, hojas de doble extremo de 42 x 7 mm	\$69
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$69



Separador Austin para Tejidos y Mejillas

SKU **RM-ATCR-1**

PRECIO **\$45 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Austin Tissue and Cheek Retractor	Separador intraoral compacto en ángulo recto	\$45
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$45



Separador de cuello condilar Awty

SKU **RM-ACNR-1**

PRECIO **\$59 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador de cuello condilar Awty	22 cm de longitud total, hoja condilar curva	\$59
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$59



Separador Nasal Barsky

SKU **RM-BNR-1**

PRECIO **\$64 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador Nasal Barsky	Longitud de 3 ¾" (9.5 cm), hoja de 10 x 55 mm	\$64
Funda / Caja protectora	Empaque de transporte individual	\$64



Separador Intraoral Bauer para Escotadura Sigmoidea

SKU **RM-BSNIOR-1**

PRECIO **\$79 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Sin Guía de Luz (Izquierda o Derecha)	RM-BSNIOR-1-1	\$79
Con Guía de Luz de Fibra Óptica (Izquierda o Derecha)	RM-BSNIOR-1-2	\$149



Separadores Endaurales de Bellucci

SKU **RM-BER-1**

PRECIO **\$174 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Valva sólida con 2 dientes romos	RM-BER-1-1	\$174
Valva sólida con 2 dientes agudos	RM-BER-1-2	\$174



Separador de Labios y Mejillas Bishop

SKU **RM-BLCR-1**

PRECIO **\$24 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador de Labios y Mejillas Bishop	Longitud total de 13.5 cm, hojas de doble extremo de 27 mm	\$24
Funda / Caja protectora	Embalaje individual para transporte	\$24



Separador Traqueal Bosc

SKU **RM-BOTR-1**

PRECIO **\$29 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Orientación izquierda	RM-BOTR-1-1	\$29
Orientación derecha	RM-BOTR-1-2	\$29



Separador Traqueal Bosc Tipo Resorte

SKU **RM-BTR-ST-1**

PRECIO **\$59 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador Traqueal Bosc Tipo Resorte	Longitud total de 7 cm, valvas curvas de acción por resorte	\$59
Funda / Caja protectora	Embalaje individual para transporte	\$59



Separador de Canal Mandibular Bremerich

SKU **RM-BMCR-1**

PRECIO **\$44 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
18 cm	RM-BMCR-1-1	\$44
22.5 cm	RM-BMCR-1-2	\$49



Separador Nasal de Doble Extremo Cerkas

SKU **RM-CDENR-1**

PRECIO **\$69 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Pequeño (10×7 mm & 15×7 mm)	RM-CDENR-1-1	\$69
Grande (30×8 mm & 35×10 mm)	RM-CDENR-1-2	\$74



Separador Nasal Cerkas con Peso - Separador de Columela Gruber

SKU **RM-CNRW-1**

PRECIO **\$79 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador de columela con peso Cerkas / Gruber	Hoja de gancho contorneada con peso esférico calibrado	\$79
Funda / Caja protectora	Embalaje de tránsito individual	\$79



Separador Combinado de Mejillas y Heridas

SKU **RM-CWCR-1**

PRECIO **\$69 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Combination Wound and Cheek Retractor	Separador oral y de heridas de doble extremo — 1	\$69
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual — 1	\$69



Separador Condilar

SKU **RM-CONDR-1**

PRECIO **\$44 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
8 mm x 27 mm	RM-CONDR-1-1	\$44
10 mm x 44 mm	RM-CONDR-1-2	\$49



Separador Alar Converse de Doble Extremo

SKU **RM-CARDE-1**

PRECIO **\$49 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Apertura ancha de 10 mm	RM-CARDE-1-1	\$49
14 mm Apertura ancha	RM-CARDE-1-2	\$54



Separador Nasal Converse

SKU **RM-CNR-45-1**

PRECIO **\$69 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Sin Fibra Óptica	RM-CNR-45-1-1	\$69
Con Fibra Óptica	RM-CNR-45-1-2	\$209



Separador nasal Converse, 10 cm

SKU **RM-CNR-10CM-1**

PRECIO **\$14 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
10 mm × 16 mm	RM-CNR-10CM-1-1	\$14
12 mm × 30 mm	RM-CNR-10CM-1-2	\$19
12 mm × 40 mm	RM-CNR-10CM-1-3	\$24
12 mm × 50 mm	RM-CNR-10CM-1-4	\$29



Separador Alar Nasal Cottle / Gancho

SKU **RM-CANR-1**

PRECIO **\$44 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Bola en Lado Izquierdo — 14.0 cm longitud, 10 mm anchura, rama con bola en el lado izquierdo	RM-CANR-1-1	\$44
Bola en Lado Derecho — 14.0 cm longitud, 10 mm anchura, rama con bola en el lado derecho	RM-CANR-1-2	\$44



Separador Nasal Cottle - 4 Dientes Romos

SKU **RM-CNR4BP-1**

PRECIO **\$44 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador Nasal Cottle - 4 Dientes Romos	Longitud de 6" (15.0 cm), rastrillo de 10.0 mm de ancho, 4 dientes romos	\$44
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$44




Separador Cottle tipo Gancho de 2 Puntas

SKU **RM-CRH2P-1**

PRECIO **\$49 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Ramas con Punta de Bola — 6 ¾" longitud, 12 mm anchura	RM-CRH2P-1-1	\$49
Dientes de extremo agudo — 6 ¾" length, 12 mm width	RM-CRH2P-1-2	\$49



Separador de Mejilla Cronin

SKU **RM-CCR-ORAL-1**

PRECIO **\$24 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Cronin Cheek Retractor	Longitud total de 16 cm, hoja curva de 19 mm de ancho	\$24
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$24



Separador para Labio y Nariz Cronin

SKU **RM-CLNR-1**

PRECIO **\$49 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Cronin Lip & Nostril Retractor	Longitud total de 6" (15.2 cm), 14 mm de ancho, doble extremo	\$49
Funda / Caja protectora	Empaque de tránsito individual	\$49



Separador de Canal Mandibular Dumbach

SKU **RM-DMCR-1**

PRECIO **\$49 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Curvo Izquierda — 23 cm	RM-DMCR-1-1	\$49
Curvo Derecha — 23 cm	RM-DMCR-1-2	\$49



Separador Lateral Dunn Dautrey

SKU **RM-DDLR-135-1**

PRECIO **\$29 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Dunn Dautrey Lateral Retractor	Longitud total de 13.5 cm, hoja lateral angulada	\$29
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$29



Separador Fisch con Articulación

SKU **RM-FRWJ-1**

PRECIO **\$109 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
2 dientes derecha / placa dentada izquierda — 17 cm	RM-FRWJ-1-1	\$109
2 dientes izquierda / placa dentada derecha — 17 cm	RM-FRWJ-1-2	\$109



Separador de Cuello Flexible

SKU **RM-FNR-1**

PRECIO **\$29 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Configuración de 2 dientes — Extremos agudos o romos	RM-FNR-1-1	\$29
Configuración de 3 ramas — Extremos agudos o romos	RM-FNR-1-2	\$34
Configuración de 4 dientes — Extremos agudos o romos	RM-FNR-1-3	\$39



Separador Fomon

SKU **RM-FMR-17-1**

PRECIO **\$44 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Configuración estándar — 17 cm de longitud, punta de bola de 5 x 10 mm, Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético)	RM-FMR-17-1-1	\$44
Configuración aislada — 17 cm de longitud, punta de bola de 5 x 10 mm, recubrimiento dieléctrico	RM-FMR-17-1-2	\$54



Separador de Succión Gerbault Tebbett's

SKU **RM-GTSR-1**

PRECIO **\$209 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
14 cm — Separador con aspiración	RM-GTSR-1-1	\$194
18 cm — Separador con aspiración — Estándar	RM-GTSR-1-2	\$209
Configuración de succión dual y fibra óptica — Separador con punta de 3 orificios, línea de succión y haz de fibra óptica	RM-GTSR-1-3	\$209



Separador Gifford-Jansen

SKU **RM-GJR-115-1**

PRECIO **\$84 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Diseño de 3x3 Dientes — Puntas agudas o romas	RM-GJR-115-1-1	\$84
4x4 Disposición de ramas — Puntas agudas o romas	RM-GJR-115-1-2	\$89



Separador de úvula Goodyear

SKU **RM-GUR-18-1**

PRECIO **\$34 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
6 1/4 in (15.9 cm)	RM-GUR-18-1-1	\$26
7 3/8 in (18.7 cm) — Estándar, 15 mm hoja	RM-GUR-18-1-2	\$34



Separador de Tiroides Green

SKU **RM-GTR-223-1**

PRECIO **\$44 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador de Tiroides Green	Longitud total de 22.3 cm, hoja de bucle de alambre abierto curva, mango de anillo — 1	\$44
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual — 1	\$44



Separador para Rinoplastia Gruber

SKU **RM-GRR-NOSE-1**

PRECIO **\$89 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador para Rinoplastia Gruber	Diseño de ganchos dobles de 10 mm de ancho, mango plano — 1	\$89
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual — 1	\$89




Separador de Mejillas Hajek

SKU **RM-HCR-175-1**

PRECIO **\$24 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Hajek Cheek Retractor	Longitud total 17.5 cm, hoja de mejilla atraumática, agarre cómodo — 1	\$24
Funda / Caja protectora	Embalaje de tránsito individual — 1	\$24



Separador Coronoides de Hargis con Cadena

SKU **RM-HCRWC-1**

PRECIO **\$49 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Separador Coronoides de Hargis	19 cm de longitud total, hoja coronoides ranurada — 1
1	Cadena de retracción integrada	Cadena de eslabones de Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético)
1	Funda / Caja protectora	Embalaje de tránsito individual — 1



Separador del Cuerpo Mandibular de Hargis

SKU **RM-HMBR-17-1**

PRECIO **\$44 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Hargis Mandibular Body Retractor	Longitud total 17 cm, punta de gancho de 13 mm — 1	\$44
Funda / Caja protectora	Embalaje de tránsito individual — 1	\$44



Separador de Rama Medial de Hargis

SKU **RM-HMRR-1**

PRECIO **\$59 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Orientación hacia el lado izquierdo — 7 3/4" (19.7 cm)	RM-HMRR-1-1	\$59
Orientación lado derecho — 7 3/4" (19.7 cm)	RM-HMRR-1-2	\$59



Separador Helms

SKU **RM-HLR-11-1**

PRECIO **\$109 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador Helms	Longitud total de 11 cm, 2 valvas romas suaves, cierre de tornillo	\$109
Funda / Caja protectora	Embalaje individual para transporte	\$109



Separador Henahan

SKU **RM-HNHR-1**

PRECIO **\$44 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
17 cm (approx. 6.7") — Tamaño 2 Hoja roma	RM-HNHR-1-1	\$44
20 cm (approx. 7.9") — Hoja roma tamaño 2	RM-HNHR-1-2	\$49



Separador Endaural Henner

SKU **RM-HER-475-1**

PRECIO **\$189 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
4 1/2 in (11.4 cm)	RM-HER-475-1-1	\$179
4 3/4 in (12.06 cm) — Estándar	RM-HER-475-1-2	\$189



Separador House Hand

SKU **RM-HHR-6IN-1**

PRECIO **\$69 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
House Hand Retractor	Longitud de 6" (15.24 cm), hojas de doble extremo de 5×16 mm y 9×25 mm	\$69
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$69



Separador Traqueal Jackson

SKU **RM-JTR-14-1**

PRECIO **\$29 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador Traqueal Jackson	Longitud total de 14 cm, punta afilada angulada de 8.0 mm, mango plano	\$29
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$29




Separador Traqueal Jackson de Doble Extremo

SKU **RM-JTR-DE-17-1**

PRECIO **\$39 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Jackson Tracheal Retractor-Double Ended	Longitud total de 17 cm, valvas delgadas curvas de doble extremo	\$39
Funda / Caja protectora	Embalaje individual para tránsito	\$39



Separador Mastoides Jansen

SKU **RM-JMR-1**

PRECIO **\$69 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
3"	RM-JMR-1-1	\$69
3 ¼"	RM-JMR-1-2	\$74
3 ½"	RM-JMR-1-3	\$79
4"	RM-JMR-1-4	\$84
4 ¼"	RM-JMR-1-5	\$89
4 ½"	RM-JMR-1-6	\$94



Separador Autoestático Jolls Friedman

SKU **RM-JFSRR-1**

PRECIO **\$94 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Jolls Friedman Self Retaining Retractor	Dimensiones / Detalles: 6" (15.24 cm) de longitud, valvas curvas fenestradas, bloqueo por tornillo	\$94
Funda / Caja protectora	Dimensiones / Detalles: Embalaje de tránsito individual	\$94



Separador de tejidos blandos Kreidler

SKU **RM-KSTR-21-1**

PRECIO **\$44 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador de tejidos blandos Kreidler	Dimensiones / Detalles: longitud total de 21 cm, hoja de 5 x 20 mm de ancho · Cantidad incluida: 1	\$44
Funda protectora / Caja	Dimensiones / Detalles: Embalaje de tránsito individual · Cantidad incluida: 1	\$44



Separador de Tiroides Lahey

SKU **RM-LTR-203-1**

PRECIO **\$49 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador de Tiroides Lahey	Dimensiones / Detalles: longitud total de 20.3 cm (8"), hoja en ángulo recto de 25 mm con labio · Cantidad incluida: 1	\$49
Funda / Caja protectora	Dimensiones / Detalles: Embalaje de tránsito individual · Cantidad incluida: 1	\$49



Separador Levasseur Merrill

SKU **RM-LMR-25-1**

PRECIO **\$69 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador Levasseur Merrill	Dimensiones / Detalles: 25 cm de longitud total, hoja de canal para osteotomía de 12.5 / 27 mm · Cantidad incluida: 1	\$69
Funda / Caja protectora	Dimensiones / Detalles: Embalaje de transporte individual · Cantidad incluida: 1	\$69




Separador Levasseur Merrill de Fibra Óptica

SKU **RM-LMR-FO-1**

PRECIO **\$139 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Levasseur Merrill Retractor Fiber Optic	Dimensiones / Detalles: 25 cm de longitud, hoja de 12.5 / 27 mm, haz de luz de fibra óptica · Cantidad incluida: 1
1	Adaptador universal para cable de luz	Dimensiones / Detalles: Se conecta a cables de luz de quirófano estándar · Cantidad incluida: 1
1	Funda / Caja protectora	Dimensiones / Detalles: Embalaje de transporte estándar · Cantidad incluida: 1



Separador de Labios y Mejillas

SKU **RM-LCR-26-1**

PRECIO **\$49 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador de Labios y Mejillas	Dimensiones / Detalles: 26 cm de longitud total, hoja atraumática curva, mango plano · Cantidad incluida: 1	\$49
Funda / Caja protectora	Dimensiones / Detalles: Embalaje de tránsito individual · Cantidad incluida: 1	\$49



Separador de Úvula Lothrop

SKU **RM-LUR-1**

PRECIO **\$44 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
17 cm	RM-LUR-1-1	\$44
25 cm	RM-LUR-1-2	\$49



Separador de Úvula Love

SKU **RM-LUR-17-1**

PRECIO **\$59 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Hoja de 18 mm de ancho	RM-LUR-17-1-1	\$59
Hoja de 20 mm de ancho	RM-LUR-17-1-2	\$64



Separador Traqueal Luer S

SKU **RM-LSTR-1**

PRECIO **\$24 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
10 cm	RM-LSTR-1-1	\$24
13 cm	RM-LSTR-1-2	\$29
14 cm	RM-LSTR-1-3	\$34



Separador Traqueal Lukens

SKU **RM-LTR-634-1**

PRECIO **\$79 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador Traqueal Lukens	Dimensiones / Detalles: 6 ¾" (17.1 cm) de longitud, hojas dobles curva de 10 mm y angular de 7 mm · Cantidad incluida: 1	\$79
Funda / Caja protectora	Dimensiones / Detalles: Embalaje de tránsito individual · Cantidad incluida: 1	\$79



Separador de Canal Mandibular

SKU **RM-MCR-17-1**

PRECIO **\$29 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador de Canal Mandibular	Dimensiones / Detalles: 17 cm de longitud total, hoja de canal de 8 mm de ancho · Cantidad incluida: 1	\$29
Funda / Caja protectora	Dimensiones / Detalles: Embalaje de tránsito individual · Cantidad incluida: 1	\$29



Separador de Labios y Mejillas Martin-Simplex

SKU **RM-MSCLR-1**

PRECIO **\$24 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
10 cm	RM-MSCLR-1-1	\$24
4 ½ inches / 11 cm	RM-MSCLR-1-2	\$29




Separador de Tiroides McBurney

SKU **RM-MTR-19-1**

PRECIO **\$49 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Estándar — 7.5 in, hoja de 16x10 mm	RM-MTR-19-1-1	\$49



Separador Antral McCabe

SKU **RM-MAR-658-1**

PRECIO **\$99 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Estándar — 6 5/8 in	RM-MAR-658-1-1	\$99



Separador para Rama Medial y Reborde Orbitario

SKU **RM-MRORR-29-1**

PRECIO **\$49 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Medial Ramus & Orbital Rim Retractor	Dimensiones / Detalles: 29 cm de longitud total, hoja craneofacial curva anatómica · Cantidad incluida: 1	\$49
Funda / Caja protectora	Dimensiones / Detalles: Embalaje de tránsito individual · Cantidad incluida: 1	\$49



Separador de Rama Medial

SKU **RM-MRR-195-1**

PRECIO **\$99 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Variante de modelo izquierdo	Longitud total: 19.5 cm · Función clínica principal: Protección de tejidos blandos mediales en osteotomías sagitales del lado izquierdo · Precio (USD): \$99.00
1	Variante de modelo derecho	Longitud total: 19.5 cm · Función clínica principal: Protección de tejidos blandos mediales en osteotomías sagitales del lado derecho · Precio (USD): \$99.00
1	Funda / Caja protectora	Longitud total: Embalaje de tránsito estándar · Función clínica principal: — · Precio (USD): Incluido



Separador Millard Cottle con Anillo para Dedo

SKU **RM-MCRFR-1**

PRECIO **\$24 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador Millard Cottle con Anillo para Dedo	5.5 cm de longitud, hoja de 2 puntas afiladas de 5 x 12 mm, anillo para dedo	\$24
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$24



Separador Minnesota

SKU **RM-MNR-55-1**

PRECIO **\$39 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Patrón estándar (sin succión)	RM-MNR-55-1-1	\$39
Con Tubo de Succión	RM-MNR-55-1-2	\$49



Separador de Pilar Anterior Mollison

SKU **RM-MAPR-22-1**

PRECIO **\$44 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador de Pilar Anterior Mollison	22 cm de longitud total, hojas delgadas dobles de 10 mm, mango en ángulo	\$44
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$44



Separador Mollison

SKU **RM-MLR-155-1**

PRECIO **\$99 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador Mollison	15.5 cm de longitud total, 4x4 puntas agudas, cierre de cremallera	\$99
Funda / Caja protectora	Embalaje individual para tránsito	\$99



Separador Muco-perióstico

SKU **RM-MPR-ORAL-1**

PRECIO **\$54 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador Muco-perióstico	Separador intraoral manual, hoja curva atraumática, mango plano	\$54
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$54



Separador de Piel Nasal

SKU **RM-NSR-6IN-1**

PRECIO **\$44 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador de Piel Nasal	Longitud total de 6" (15 cm), hoja curva de 16 mm de ancho, mango ergonómico	\$44
Funda / Caja Protectora	Embalaje de tránsito individual	\$44




Separador y Guía de Bisturí Neivert

SKU **RM-NKGR-1**

PRECIO **\$39 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Pequeño — 6 3/4 in	RM-NKGR-1-1	\$39
Estándar — 7 3/4 in	RM-NKGR-1-2	\$44



Separador Alveolar Obwegeser

SKU **RM-OAR-22-1**

PRECIO **\$49 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador Alveolar Obwegeser	Longitud total de 22 cm, hoja alveolar curva entallada	\$49
Funda / Caja protectora	Embalaje de tránsito individual	\$49



Separador de Mentón Obwegeser

SKU **RM-OCR-16-1**

PRECIO **\$44 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Obwegeser Chin Retractor	16 cm de longitud total, hoja de mentón en silla curva	\$44
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$44



Separador de Canal Mandibular de Obwegeser

SKU **RM-OMCR-1**

PRECIO **\$44 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
8 mm Channel Size	RM-OMCR-1-1	\$44
Canal de 10 mm	RM-OMCR-1-2	\$49




Separador del Borde Mandibular de Obwegeser

SKU **RM-OMRR-20-1**

PRECIO **\$49 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Obwegeser Mandibular Rim Retractor	Longitud total de 20 cm, hoja curva para borde mandibular	\$49
Funda / Caja protectora	Embalaje individual para tránsito	\$49




Separador para Espina Nasal de Obwegeser

SKU **RM-ONSR-22-1**

PRECIO **\$49 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Obwegeser Nasal Spine Retractor	Longitud total de 22 cm, hoja con muesca para espina nasal	\$49
Funda / Caja protectora	Empaque de tránsito individual	\$49



Separador de Ramas Obwegeser

SKU **RM-ORR-22-1**

PRECIO **\$49 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador de Ramas Obwegeser	22 cm de longitud total, hoja de rama curva anatómica	\$49
Funda / Caja protectora	Empaque de tránsito individual	\$49




Separador de Tejidos Blandos Obwegeser

SKU **RM-OSTR-1**

PRECIO **\$39 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador de Tejidos Blandos Obwegeser	Longitud total de 8 ¾" (22.2 cm)	\$39
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$39



Separador de Mejillas Orringer

SKU **RM-OCR-4IN-1**

PRECIO **\$49 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador de Mejillas Orringer	Longitud de 4" (10.16 cm), ancho de 3" (8 cm), alambre elástico autorretentivo	\$49
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$49



Separador autoestático Paparella-Weitlaner

SKU **RM-PWSRR-5IN-1**

PRECIO **\$89 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador autoestático Paparella-Weitlaner	Longitud total de 5" (12.7 cm), 2x2 dientes (13 mm), 33 mm de apertura, cierre de cremallera	\$89
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$89



Separador Intraoral Pterigoideo Petri

SKU **RM-PPIOR-23-1**

PRECIO **\$79 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Petri Pterygoid Intra Oral Retractor	Longitud total de 23 cm, hoja pterigoidea de 25.5 mm de ancho	\$79
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$79



Separador Intraoral Petri Pterygoid con Fibra Óptica

SKU **RM-PPIOR-FO-23-1**

PRECIO **\$149 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Separador Intraoral Petri Pterygoid con Fibra Óptica	Longitud de 23 cm, hoja de 25.5 mm de ancho, haz de luz de fibra óptica
1	Adaptador universal de cable de luz	Se conecta a cables de luz estándar de quirófano
1	Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte estándar



Separador del Borde Piriforme

SKU **RM-PRR-17-1**

PRECIO **\$49 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Pequeño — 17 cm	RM-PRR-17-1-1	\$44
Estándar — 18.5 cm, hoja de 45x7 mm	RM-PRR-17-1-2	\$49



Separador Autoestático Plester

SKU **RM-PSRR-109-1**

PRECIO **\$109 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Patrón Estándar Desmontable — 4", 5" (aprox. 11 cm), ramas finas semi-agudas, hoja sólida Izquierda o Derecha	RM-PSRR-109-1-1	\$109
Patrón de dientes extra finos 2:2 — 11 cm o 13 cm, disposición de dientes extra finos 2x2 asimétrica	RM-PSRR-109-1-2	\$109
Patrón Asimétrico 3 Ramas Izquierda — 13 cm, 3 ramas semi-agudas a la izquierda con hoja lisa a la derecha	RM-PSRR-109-1-3	\$109



Separador para Rama Mandibular

SKU **RM-RR-MAX-1**

PRECIO **\$69 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Pequeño — 17 cm, valva de 11/15x70 mm	RM-RR-MAX-1-1	\$59
Estándar — 22 cm, hoja de 11x70 mm	RM-RR-MAX-1-2	\$69
Grande — 22 cm, valva de 12/22x70 mm	RM-RR-MAX-1-3	\$79



Separador de Cóndilo Reich

SKU **RM-RCR-1**

PRECIO **\$49 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
18 cm Longitud total — Perfil de 80° o 110°	RM-RCR-1-1	\$49
19 cm Longitud total — Perfil de 80° o 110°	RM-RCR-1-2	\$59



Separador del Puente Nasal Sailer

SKU **RM-SNBR-235-1**

PRECIO **\$49 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Sailer Nasal Bridge Retractor	23.5 cm de longitud total, hoja curva de 15-20 mm x 50 mm	\$49
Funda / Caja protectora	Embalaje individual para transporte	\$49



Separador para Espina Nasal Sailer

SKU **RM-SNSR-49-1**

PRECIO **\$49 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Sailer Nasal Spine Retractor	Separador manual con hoja con muesca para espina nasal, mango plano	\$49
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$49



Separador de Tejidos Blandos Sailer

SKU **RM-SSTR-15-1**

PRECIO **\$44 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Pequeño — 15 cm, valva de 7x25 mm	RM-SSTR-15-1-1	\$39
Estándar — 15 cm, hoja de 10x35 mm	RM-SSTR-15-1-2	\$44
Mediano-Grande — 15 cm, 12x55 mm blade	RM-SSTR-15-1-3	\$49
Grande — 15 cm, valva de 14x70 mm	RM-SSTR-15-1-4	\$54
X-Grande — 15 cm, hoja de 16x80 mm	RM-SSTR-15-1-5	\$59



Separador de cuello condilar Salzburg

SKU **RM-SCNR-225-1**

PRECIO **\$49 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Modelo de lado derecho — Longitud de 22.5 cm, hoja para cuello condilar curva a la derecha	RM-SCNR-225-1-1	\$49
Modelo de lado izquierdo — 22.5 cm de longitud, valva para cuello condilar curva a la izquierda	RM-SCNR-225-1-2	\$49



Separador del Borde Mandibular Salzburg

SKU **RM-SMRR-23-1**

PRECIO **\$49 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Salzburg Mandibular Rim Retractor	Longitud total de 23 cm, hoja de borde mandibular curva	\$49
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$49



Separador de Tejidos Blandos Salzburg

SKU **RM-SSTR-1**

PRECIO **\$44 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
13 cm Variante — Hoja roma de un solo extremo	RM-SSTR-1-1	\$44
14 cm Variante — Hoja roma de un solo extremo	RM-SSTR-1-2	\$49



Separador Schuknecht Fisch

SKU **RM-SFR-13-1**

PRECIO **\$114 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
2 Dientes (Disposición 2:2) — 13 cm de longitud, dientes semiagudos 2:2, desmontable	RM-SFR-13-1-1	\$114
3 Dientes (Disposición 3:3) — 13 cm de longitud, ramas 3:3 semiagudas, desmontable	RM-SFR-13-1-2	\$124




Separador Shea con guía de fibra óptica

SKU **RM-SRFOG-22-1**

PRECIO **\$139 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Shea Retractor With Fiber Optic Guide	Longitud de 22 cm, hoja de 14.5 mm de ancho, haz de luz integrado
1	Adaptador universal para cable de luz	Se conecta a cables de fibra óptica estándar de quirófano
1	Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte estándar



Separador Nasal Sheen Angulado

SKU **RM-SNRA-65-1**

PRECIO **\$49 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Sheen Nasal Retractor Angled	Longitud total de 6 ½" (165 mm), hoja sólida de 10 mm, chasis angulado	\$49
Funda / Caja protectora	Embalaje individual para transporte	\$49



Separador para Escotadura Sigmoidea

SKU **RM-SNR-22-1**

PRECIO **\$64 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador para Escotadura Sigmoidea	22 cm de longitud total, hoja cóncava de 9.5 / 16 mm, punta totalmente curvada	\$64
Funda / Caja protectora	Embalaje individual para transporte	\$64



Separador para Escotadura Sigmoidea con Guía de Fibra Óptica

SKU **RM-SNRFOG-22-1**

PRECIO **\$139 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Separador para Escotadura Sigmoidea con Guía de Fibra Óptica	22 cm de longitud, hoja de 9.5 / 16 mm, canal de fibra óptica
1	Adaptador universal para cable de luz	Se conecta a cables de fibra óptica estándar de quirófano
1	Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte estándar



Separador Sistrunk

SKU **RM-STR-153-1**

PRECIO **\$49 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador Sistrunk	15.3 cm de longitud total, hojas de doble extremo de 3/8" (9.5 mm), mango plano	\$49
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$49



Separador Endeural Autoestático Snitman

SKU **RM-SSER-108-1**

PRECIO **\$99 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador Endeural Autoestático Snitman	Longitud total de 10.8 cm, ganchos afilados de 3×3, cierre de cremallera	\$99
Funda Protectora / Caja	Embalaje de transporte individual	\$99



Separador Sternberg de Doble Extremo

SKU **RM-SDER-1**

PRECIO **\$24 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
14 cm Base — Extremos de alambre opuestos en forma de U	RM-SDER-1-1	\$24
37 cm Macro-Reach — Extremos de alambre opuestos en forma de U	RM-SDER-1-2	\$34



Separador Nasal Swivel Ring

SKU **RM-SRNR-11-1**

PRECIO **\$59 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Swivel Ring Nasal Retractor	Longitud total de 11 cm, hoja de 8 mm de ancho, anillo giratorio de 360°	\$59
Funda / Caja protectora	Embalaje de tránsito individual	\$59



Separador Nasal Terry

SKU **RM-TNR-6IN-1**

PRECIO **\$44 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Terry Nasal Retractor	Longitud total de 6" (152 mm), hoja de 5 x 46 mm, mango ergonómico	\$44
Funda protectora / Caja	Embalaje de transporte individual	\$44



Separador Maleable Tessier (Cinta)

SKU **RM-TMRR-22-1**

PRECIO **\$44 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Hoja estrecha — 22 cm length, espátula maleable estrecha — Exploración del piso orbitario, acceso al canto medial, craneofacial pediátrico	RM-TMRR-22-1-1	\$44
Hoja mediana — 22 cm length, espátula maleable mediana — Exposición estándar del reborde orbitario, arco cigomático y osteotomías maxilares	RM-TMRR-22-1-2	\$44
Hoja Ancha — 22 cm de longitud, espátula maleable ancha — Elevación de colgajo frontal amplio, abordaje coronal y protección del globo ocular	RM-TMRR-22-1-3	\$44
Paquete de juego de tres — Combinado estrecho, medio y ancho — Juego de bandeja maleable craneofacial completo para todos los corredores óseos faciales	RM-TMRR-22-1-4	\$94



Gancho Traqueal / Retractor

SKU **RM-THR-6IN-1**

PRECIO **\$29 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Estándar — 6 in, 15.2 cm	RM-THR-6IN-1-1	\$29
Grande — 7 in, 18 cm	RM-THR-6IN-1-2	\$34
X-Grande — 7.5 in, 19 cm	RM-THR-6IN-1-3	\$39



Separador de tejidos blandos Wassmund

SKU **RM-WSTR-21-1**

PRECIO **\$49 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador de tejidos blandos Wassmund	Longitud total de 21 cm, hoja lisa de 33 x 20 mm, mango plano	\$49
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$49



Separador Williger

SKU **RM-WLR-13-1**

PRECIO **\$79 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador Williger (3 Puntas) — 13 cm	RM-WLR-13-1-1	\$79
Separador Williger (4 Puntas) — 13 cm	RM-WLR-13-1-2	\$89



Separador Autoestático Wullstein Weitlaner

SKU **RM-WWSRR-1**

PRECIO **\$44 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Compacto (4", 4 ¼", 4 ½") — Recto / Curvo; 2x2 o 2x3 ramas	RM-WWSRR-1-1	\$44
Intermedio (5 ⅛", 5.5", 6", 6 ½") — Recto / Curvo; 2x3, 3x3, o 3x4 dientes	RM-WWSRR-1-2	\$59
Extendido (8", 9 ½", 10") — Recto / Curvo; 3x3 o 3x4 dientes	RM-WWSRR-1-3	\$79



Retractor FK (Feyh-Kastenbauer)

SKU **RM-FK-1**

PRECIO **\$4,999 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Marco básico FK-WO TORS con adaptador	Conjunto del marco estructural principal
1	Adaptador para marco básico FK-WO TORS	Adaptador de conexión de montaje
1	Adaptador para pinzas de agarre de tumores o tubo de succión	Adaptador de montaje para instrumentos auxiliares
1	Clip de luz	Conexión lateral de cable
2	Retractores de mejillas	Perfil curvo
1	Tubo de succión para humo	4.0 x 170 mm
10 pcs	Protector dental	Sin látex, no autoclavable
1	Valva de mandíbula	11 cm
1	Valva laríngea	17 cm, cóncava
1	Valva lingual	Curva
1	Valva lingual	Curva, abierta hacia el lado derecho
1	Valva lingual	Curva, abierta hacia el lado izquierdo
1	Valva TORS según Weinstein-O'Malley	Perfil TORS estándar
2	Valva TORS pequeña, izquierda	Configuración compacta para el lado izquierdo
2	Valva TORS pequeña, derecha	Configuración compacta para el lado derecho
1	Caja de esterilización	Bandeja preformada para el set FK-WO TORS





Separador Anderson Bear Claw

SKU **RM-ABCR-1**

PRECIO **\$49 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
3 garras agudas, 4 3/4" (12.1 cm)	RM-ABCR-1-1	\$49
5 garras agudas, 4 3/4" (12.1 cm)	RM-ABCR-1-2	\$59



Separador Biggs Face Lift (Ritidectomía)

SKU **RM-BFLR-1**

PRECIO **\$79 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador Biggs Face Lift (Ritidectomía)	Longitud de 8" (20.3 cm), hoja fenestrada de 5.2 cm	\$79
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$79



Separador Biggs para Ritidectomía con Fibra Óptica

SKU **RM-BFLR-FO-1**

PRECIO **\$99 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Separador Biggs para Ritidectomía con Fibra Óptica	Longitud de 9" (229 mm), hoja de 52 mm, haz de fibra óptica
1	Adaptador universal para cable de luz	Compatible con terminales Storz, Olympus, Wolf, ACMI
1	Funda / Caja protectora	Embalaje de tránsito estándar



Separador para mamoplastia Biggs estrecho

SKU **RM-BMRN-1**

PRECIO **\$89 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Biggs Mammoplasty Retractor narrow	Longitud de 6" (15.2 cm), hoja curva estrecha de 3 cm	\$89
Funda / Caja protectora	Embalaje individual para transporte	\$89



Separador para Mamoplastia Biggs estándar

SKU **RM-BMRS-1**

PRECIO **\$69 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador para mamoplastia Biggs estándar	Longitud de 8" (20.3 cm), hoja de 50.0 mm de ancho	\$69
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$69



Separador Biggs para Mamoplastia, con Fibra Óptica

SKU **RM-BMRFO-1**

PRECIO **\$239 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Biggs Mammoplasty Retractor, Fiber Optics	Hoja fenestrada de 50 mm, guía de luz, tubo de succión
1	Universal Light Cable Fitting	Conector para cables de fibra óptica estándar de quirófano
1	Protective Sleeve / Box	Empaque de tránsito estándar



Separador de Dedos Blair

SKU **RM-BFR-1**

PRECIO **\$94 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
4 Dientes, extremo romo	RM-BFR-1-1	\$94
4 Dientes, extremo agudo	RM-BFR-1-2	\$94



Separador Breast Engler Retractor

SKU **RM-BER-OPT-1**

PRECIO **\$139 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Breast Engler Retractor	Hoja de 65 × 12 mm con haz de fibra óptica integrado
1	Adaptador universal para cable de luz	Se conecta a cables de luz estándar de quirófano
1	Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte estándar



Separador Orbital Clodius

SKU **RM-COR-1**

PRECIO **\$24 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador Orbital Clodius	Separador manual periorbital y de blefaroplastia	\$24
Funda / Caja protectora	Embalaje individual para tránsito	\$24



Separador para Levantamiento de Cejas Coronal

SKU **RM-CBLR-1**

PRECIO **\$49 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Coronal Brow Lift Retractor	Longitud de 7 ¼" (18.4 cm), cabezal de 70.0 mm, 7 ganchos afilados	\$49
Funda protectora / Caja	Embalaje de transporte individual	\$49



Separador de Piel y Tejido Curtin

SKU **RM-CSTR-SKIN-1**

PRECIO **\$49 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador de Piel y Tejido Curtin	Longitud total de 14 cm, cabezal de 15.0 mm de ancho, 6 ganchos agudos	\$49
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$49



Separador de Nervios Daniel para Frente Endoscópica

SKU **RM-DEFNR-1**

PRECIO **\$54 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Daniel Endoscopic Forehead Nerve Retractor	Alcance de 9 ¾" (17 cm), perfil de punta curva a la izquierda	\$54
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$54



Separador Palpebral Desmarres

SKU **RM-DER-1**

PRECIO **\$49 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Configuración estándar — 5 ½" (14 cm) de longitud, valva de silla en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) — Retracción palpebral de rutina y protección del globo ocular	RM-DER-1-1	\$49
Configuración aislada — 5 ½" (14 cm) de longitud, recubrimiento de polímero dieléctrico — Seguridad electroquirúrgica durante cauterio y corte por radiofrecuencia	RM-DER-1-2	\$79



Separador EMORY Endo-Plastic Retractor

SKU **RM-EEPR-1**

PRECIO **\$309 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
EMORY Endo-Plastic Retractor	10" (254 mm) de longitud, punta de 1" (25.4 mm), canal para endoscopio de 10 mm	\$309
Funda / Caja protectora	Empaque de tránsito individual	\$309





Separador Mamario Epstein

SKU **RM-EBR-1**

PRECIO **\$244 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
90 x 27 mm (L x A)	RM-EBR-1-1	\$204
110 x 27 mm (L x W)	RM-EBR-1-2	\$214
140 x 27 mm (L x A)	RM-EBR-1-3	\$224
150 x 25 mm (L x A)	RM-EBR-1-4	\$234
150 x 30 mm (L x A)	RM-EBR-1-5	\$244
150 x 36 mm (L x A)	RM-EBR-1-6	\$254
160 x 27 mm (L x A)	RM-EBR-1-7	\$264
180 x 25 mm (L x A)	RM-EBR-1-8	\$274
190 x 36 mm (L x A)	RM-EBR-1-9	\$284
220 x 27 mm (L x W)	RM-EBR-1-10	\$294




Separador Ferreira breast augmentation Retractor

SKU **RM-FBAR-1**

PRECIO **\$99 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Ferreira breast augmentation Retractor	Mango de 5 1/4" (130 mm), hoja curva cónica de 25 x 171 mm	\$99
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$99






Separador para Aumento Mamario Ferreira - Fibra Óptica

SKU **RM-FBAR-FO-1**

PRECIO **\$129 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Separador para Aumento Mamario Ferreira - Fibra Óptica	Longitud de 5 1/8", hoja curva de 25 x 171 mm, haz de fibra óptica
1	Adaptador universal para cable de luz	Se conecta a cables de luz estándar de quirófano
1	Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte estándar



Separador Facial Ferreira Face Lift Retractor

SKU **RM-FFLR-1**

PRECIO **\$49 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Ferreira Face Lift Retractor	Longitud total de 4 1/4" (108 mm), hoja curva de 22 mm de ancho	\$49
Funda / Caja protectora	Embalaje de tránsito individual	\$49



Separador para Lifting Facial de Fibra Óptica Ferreira

SKU **RM-FFOFLR-1**

PRECIO **\$99 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Ferreira Fiber Optic Face Lift Retractor	Longitud de 4 1/4" (108 mm), hoja de 22 mm, haz de fibra óptica
1	Adaptador universal para cable de luz	Se conecta a cables de luz de quirófano estándar
1	Funda / Caja protectora	Embalaje de tránsito estándar



Separadores Freeman Face Lift

SKU **RM-FFLR-SERIES-1**

PRECIO **\$62 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
20 mm - 22 mm — Recta	RM-FFLR-SERIES-1-1	\$62
20 mm - 22 mm — Totalmente curva	RM-FFLR-SERIES-1-2	\$64
35 mm - 36 mm — Recta	RM-FFLR-SERIES-1-3	\$66
35 mm - 36 mm — Totalmente curva	RM-FFLR-SERIES-1-4	\$68
37 mm - 38 mm — Recta	RM-FFLR-SERIES-1-5	\$70
37 mm - 38 mm — Totalmente curva	RM-FFLR-SERIES-1-6	\$72



Separador de Colgajos Freeman

SKU **RM-FFR-8-1**

PRECIO **\$19 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
½" (12 mm) de Ancho — Curva o Recta	RM-FFR-8-1-1	\$19
1" (24 mm) de ancho — Curvo o recto	RM-FFR-8-1-2	\$24



Freeman Flap Retractor With Fiber Optic Illumination

SKU **RM-FFR-FO-1**

PRECIO **\$89 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
13 mm Hoja Ancha — 8" longitud total, 13 mm hoja, haz de fibra óptica	RM-FFR-FO-1-1	\$89
25 mm Hoja ancha — 8" de longitud total, 25 mm de hoja, haz de fibra óptica	RM-FFR-FO-1-2	\$94



Separador Freeman Mini Rake

SKU **RM-FMRR-1**

PRECIO **\$44 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Freeman Mini Rake Retractor	Longitud de 4 ¾" (12.0 cm), cabezal de 1" de ancho, 4 ganchos afilados — 1	\$44
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual — 1	\$44



Separador Freeman Rake Retractor

SKU **RM-FRR-7-1**

PRECIO **\$44 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Rastrillo de 22 mm de ancho — 7" (18 cm)	RM-FRR-7-1-1	\$44
Rastrillo de 38 mm de ancho — 7" (18 cm)	RM-FRR-7-1-2	\$49



Separador de Gonzalez Gluteal en L

SKU **RM-GGLR-1**

PRECIO **\$39 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
18.1 cm (18 cm) — 20 mm	RM-GGLR-1-1	\$39
20.0 cm — 20 mm	RM-GGLR-1-2	\$44



Separador Glúteo de Gonzalez en Forma de S

SKU **RM-GGSR-1**

PRECIO **\$39 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
18.1 cm (18 cm) — 20 mm	RM-GGSR-1-1	\$39
20.0 cm — 20 mm	RM-GGSR-1-2	\$44



Separador Gorney Rake

SKU **RM-GRR-3IN-1**

PRECIO **\$49 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
3 in (7.5 cm), 38 mm de ancho — Estándar	RM-GRR-3IN-1-1	\$49
4 1/4 in (10.8 cm), 38 mm de ancho	RM-GRR-3IN-1-2	\$59



Separadores de Mano Hayes

SKU **RM-HHR-1**

PRECIO **\$49 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
5 1/4" (13.3 cm)	RM-HHR-1-1	\$49
5 1/2" (14.0 cm)	RM-HHR-1-2	\$59
6 1/4" (15.9 cm)	RM-HHR-1-3	\$69



Separador Hoyos Distal

SKU **RM-HDR-1**

PRECIO **\$349 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
7.5 cm Variante Corta — 7.5 cm (aprox. 3.0")	RM-HDR-1-1	\$349
15.0 cm Long Variant — 15.0 cm (aprox. 6.0")	RM-HDR-1-2	\$399



Separador Proximal de Hoyos

SKU **RM-HPR-20-1**

PRECIO **\$499 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Hoyos Proximal Retractor	Longitud total de 20 cm, mango con TC integrado, hoja curva proximal	\$499
Funda / Caja protectora	Embalaje individual para transporte	\$499



Separador Hoyos Remora

SKU **RM-HRR-1**

PRECIO **\$499 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Hoyos Remora Retractor	Hoja curva dentada, haz de fibra óptica integrado, tubo de succión
1	Adaptador universal para cable de luz	Se conecta a fuentes de luz de fibra óptica estándar de quirófano
1	Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte estándar



Separador delicado de doble extremo Kasden

SKU **RM-KDEDR-1**

PRECIO **\$29 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador delicado de doble extremo Kasden	Dimensiones / Detalles: 6 ½" (16.5 cm) de longitud total, hojas dobles delicadas, mango de aluminio	\$29
Funda / Caja protectora	Dimensiones / Detalles: Embalaje de tránsito individual	\$29



Separador Aislado de Doble Extremo Kawamoto

SKU **RM-KDEIR-1**

PRECIO **\$34 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador Aislado de Doble Extremo Kawamoto	Dimensiones / Detalles: Longitud de 6" (152 mm), hojas aisladas en L de 14 x 16 mm	\$34
Funda / Caja protectora	Dimensiones / Detalles: Embalaje de tránsito individual	\$34



Separador de Saco Lagrimal Knapp

SKU **RM-KLSR-1**

PRECIO **\$39 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	1 diente (Gancho simple)	Anchos disponibles: 5.0 mm · Vástagos y puntas disponibles: Rígido o flexible (Agudo / Romo) · Precio (USD): \$39.00 – \$49.00
1	2 dientes	Anchos disponibles: 5.0 mm o 6.0 mm · Vástagos y puntas disponibles: Rígido o flexible (Agudo / Romo) · Precio (USD): \$39.00 – \$49.00
1	3 dientes	Anchos disponibles: 6.0 mm o 8.0 mm · Vástagos y puntas disponibles: Rígido o flexible (Agudo / Romo) · Precio (USD): \$39.00 – \$49.00
1	4 dientes	Anchos disponibles: 6.0 mm o 8.0 mm · Vástagos y puntas disponibles: Rígido o flexible (Agudo / Romo) · Precio (USD): \$39.00 – \$49.00
1	Funda / Caja protectora	Anchos disponibles: Embalaje de tránsito estándar · Vástagos y puntas disponibles: — · Precio (USD): Incluido




Separador Autoestático Knapp

SKU **RM-KSRR-10-1**

PRECIO **\$79 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador Autoestático Knapp	Dimensiones / Detalles: 10 cm de longitud total, 26 mm de ancho, 4x4 dientes (Recto/Angulado, Agudo/Romo) · Función Clínica Primaria: Exposición autoestática del saco lagrimal y microincisiones · Precio (USD): \$79.00	\$79
Funda / Caja Protectora	Dimensiones / Detalles: Embalaje de transporte estándar · Función Clínica Primaria: — · Precio (USD): Incluido	\$79



Separador de Heridas Logan

SKU **RM-LWS-4CM-1**

PRECIO **\$199 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Bastidor guía inferior con trinquete	Chasis base principal que sirve como guía para expandir los bordes del tejido
1	Soporte de brazo deslizante	Componente de soporte móvil que se ajusta horizontalmente a lo largo del riel
2	Mecanismos de ajuste de tornillo	Engranajes de tornillo de bloqueo de precisión para desplazar y asegurar los brazos en su posición
2	Puntas de separación dentadas	Extremos de mandíbula antideslizantes con dientes 3 x 3 afilados curvados hacia afuera
1	Caja/Almacenamiento protector	Embalaje estándar de transporte



Separador Mamario Marx

SKU **RM-MBR-27-1**

PRECIO **\$119 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Marx Breast Retractor	Dimensiones / Detalles: 27 cm de longitud total, hoja curva de 30 x 125 mm · Cantidad incluida: 1	\$119
Funda / Caja protectora	Dimensiones / Detalles: Empaque de tránsito individual · Cantidad incluida: 1	\$119



Separador Maxwell Flap Retractor

SKU **RM-MFR-4IN-1**

PRECIO **\$29 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Diseño de 22 mm de ancho	RM-MFR-4IN-1-1	\$29
diseño de 38 mm de ancho	RM-MFR-4IN-1-2	\$34



Separador Meyerding con Gancho Cutáneo

SKU **RM-MSHR-1**

PRECIO **\$44 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
16 cm (approx. 6.3")	RM-MSHR-1-1	\$44
22.86 cm (9.0")	RM-MSHR-1-2	\$49



Separador Miller Rake

SKU **RM-MRR-514-1**

PRECIO **\$39 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Perfil de puntas romas	Dimensiones / Detalles: 5 ¼" de longitud, 15 mm de ancho, 9 dientes romos · Función clínica principal: Elevación segura de colgajos cutáneos sin riesgo de punción · Precio (USD): \$39.00
1	Perfil de puntas agudas	Dimensiones / Detalles: 5 ¼" de longitud, 15 mm de ancho, 9 dientes agudos · Función clínica principal: Sujeción segura y antideslizante en dermis densa y fascia fibrosa · Precio (USD): \$39.00
1	Funda / Caja protectora	Dimensiones / Detalles: Embalaje de transporte estándar · Función clínica principal: — · Precio (USD): Incluido



Retractor de Piel Moberg

SKU **RM-MSR-1**

PRECIO **\$44 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
17 cm Variant	RM-MSR-1-1	\$44
Variante de 18 cm	RM-MSR-1-2	\$49



Separador Ragnell-Davis de doble extremo

SKU **RM-RDDR-49-1**

PRECIO **\$49 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
2.5×8 mm / 5×15 mm — 15, 15.5, 16 cm (Plana / Redonda)	RM-RDDR-49-1-1	\$49
3×9 mm / 5×17 mm — 15, 15.5, 16 cm (Plana / Redonda)	RM-RDDR-49-1-2	\$49
4×8 mm / 6×15 mm — 15, 15.5, 16 cm (Plano / Redondo)	RM-RDDR-49-1-3	\$49



Separador Mamario Ring con Iluminación por Fibra Óptica

SKU **RM-RBR-FO-339-1**

PRECIO **\$339 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Ring Breast Retractor With Fiber Optic Illumination	Separador mamario manual, hoja en anillo, haz de luz integrado
1	Adaptador universal para cable de luz	Se conecta a cables de fibra óptica estándar de quirófano
1	Funda / Caja protectora	Embalaje de tránsito estándar



Separador Rollet

SKU **RM-RLR-5IN-1**

PRECIO **\$39 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Estándar — 13 cm, 4 dientes agudos, punta de 4.5 mm	RM-RLR-5IN-1-1	\$39
Grande — 13.5 cm, 4 romos, punta de 7.0 mm	RM-RLR-5IN-1-2	\$44



Separador Abdominal Saldanha-Solz

SKU **RM-SSAR-235-1**

PRECIO **\$199 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador Abdominal Saldanha-Solz	Longitud total de 23.5 cm, hoja curva optimizada para tejidos	\$199
Funda protectora / Caja	Embalaje de transporte individual	\$199




Separador Endoscópico Sculpo

SKU **RM-SER-180-1**

PRECIO **\$229 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Separador Endoscópico Sculpo	Hoja de 180 x 25 mm, llave de paso de bloqueo, mango chapado en oro
1	Tornillo de bloqueo del canal del endoscopio	Integra endoscopios de 5 mm o 10 mm de forma segura
1	Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte estándar



Separador de Piel Sisson

SKU **RM-SSR-105-1**

PRECIO **\$84 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador de Piel Sisson	Longitud total de 10.5 cm, gancho de 1×1 puntas afiladas, mango plano	\$84
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$84



Separador Spring Wire

SKU **RM-SWR-1**

PRECIO **\$44 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
8.6 cm - 8.9 cm — 1×1, 3×3, o 4×4 ganchos	RM-SWR-1-1	\$44
11.5 cm - 13.0 cm — 1×1, 3×3, o 4×4 dientes	RM-SWR-1-2	\$48
22.8 cm Macro — 1×1, 3×3, o 4×4 púas	RM-SWR-1-3	\$60



Separador para Lifting Cervical Talei "Benetrator 2"

SKU **RM-TNRB2-9IN-1**

PRECIO **\$159 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Talei Necklift Retractor "Benetrator 2"	Longitud total de 9" (22.86 cm), hoja curva ancha, tubo de succión integrado	\$159
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$159



Separador Talei Necklift Retractor Narrow "Le Petit Benetrator"

SKU **RM-TNR-9IN-1**

PRECIO **\$159 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Talei Necklift Retractor Narrow "Le Petit Benetrator"	Longitud total de 9" (22.86 cm), hoja curva ultradelgada, mango plano	\$159
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$159



Separador Mamario Tebbetts

SKU **RM-TBR-64-1**

PRECIO **\$64 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
9 cm x 24 mm — Con Dientes o Sin Dientes — Acceso inframamario, disección de bolsillo periareolar	RM-TBR-64-1-1	\$64
15 cm x 24 mm — Con Dientes o Sin Dientes — Creación de bolsillo subpectoral profundo y aumento mamario transaxilar	RM-TBR-64-1-2	\$64



Separador Mamario Tebbetts de Doble Extremo

SKU **RM-TDEBR-1**

PRECIO **\$69 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
23 cm Diseño de alcance — 37x70 mm hoja larga / 22x54 mm hoja corta — Aumento inframamario estándar y disección de bolsillo periareolar	RM-TDEBR-1-1	\$69
Alcance de 31 cm (12.25") — Hoja larga de 37x70 mm / Hoja corta de 22x54 mm — Creación de bolsillo subpectoral profundo, aumento transaxilar y mamoplastia de revisión	RM-TDEBR-1-2	\$89




Separador de aumento mamario Tebbetts Fiber Optic

SKU **RM-TFOBAR-1**

PRECIO **\$259 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Sin Fuente de Luz — 13 tamaños seleccionables (Con/Sin Dientes) — Adaptador universal de cable de fibra óptica (Storz/Wolf/Olympus/ACMI)	RM-TFOBAR-1-1	\$259
Con Fuente LED Inalámbrica — 13 tamaños seleccionables (Con/Sin Dientes) — Unidad de luz LED inalámbrica a batería (batería AA, esterilizable por gas)	RM-TFOBAR-1-2	\$335



Separador de aumento de pecho de fibra óptica Tebbetts, mango doble

SKU **RM-TFOBARDH-1**

PRECIO **\$259 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Sin Fuente de Luz — 13 tamaños seleccionables (Con/Sin Dientes) — Adaptador universal de cable de fibra óptica (Storz/Wolf/Olympus/ACMI)	RM-TFOBARDH-1-1	\$259
Con Fuente LED Inalámbrica — 13 tamaños seleccionables (Con/Sin Dientes) — Unidad de luz LED inalámbrica a batería (batería AA, esterilizable por gas)	RM-TFOBARDH-1-2	\$335



Separador Mamario Tebbetts tipo Espátula

SKU **RM-TSBR-125-1**

PRECIO **\$89 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
25 mm wide x 185 mm long — 12 ½" (31.5 cm) — Elevación estándar de bolsillo subpectoral y acceso inframamario en adultos	RM-TSBR-125-1-1	\$89
38 mm wide x 190 mm long — 12 ½" (31.5 cm) — Desplazamiento del músculo pectoral ancho y bolsillos de reconstrucción grandes	RM-TSBR-125-1-2	\$99



Separador de mano universal de Tupper

SKU **RM-TUHR-1**

PRECIO **\$699 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Mesa de mano	Superficie operativa central
2	Soportes de cadena elevados	Soportes perimetrales del marco
2	Ganchos porta-cadena	Puntos de fijación fijos
2	Ganchos porta-cadena deslizantes	Puntos de fijación ajustables
4	Cadenas de bolas con ganchos para piel	21 cm
6	Cadenas de bolas para fijación de brazo/muñeca	26 cm
1 Set	Bandas elásticas	5 piezas



Separador Vickers de Bajo Perfil

SKU **RM-VLPR-SERIES-1**

PRECIO **\$199 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
2x2 Ramas romas	RM-VLPR-SERIES-1-A	\$199
3x3 Dientes romos	RM-VLPR-SERIES-1-B	\$219
Valvas sólidas (cara lisa)	RM-VLPR-SERIES-1-C	\$199



Separador para Abdominoplastia Yancoskie

SKU **RM-YAR-75-1**

PRECIO **\$99 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador para Abdominoplastia Yancoskie	Longitud de 7 ½" (19.0 cm), rastrillo de 152 mm de ancho, 6 dientes afilados alineados	\$99
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$99



Separador Yancoskie Coronal Lift

SKU **RM-YCLR-9IN-1**

PRECIO **\$119 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Yancoskie Coronal Lift Retractor	Longitud total 9" (22.9 cm), rastrillo de 150 mm de ancho, 6 ganchos afilados de contrapeso	\$119
Funda / Caja protectora	Empaque de tránsito individual	\$119




Sistema de Separador Quirúrgico de Mano Bookwalter

SKU **RM-BHSRS-1**

PRECIO **\$999 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
2	Valva Mini-Bookwalter, Gancho Simple	Mini Estándar — punta afilada o roma
2	Valva Mini-Bookwalter, Gancho Doble	Mini Estándar — punta afilada o roma
2	Valva Mini-Bookwalter, Gancho Triple	Mini Estándar — punta afilada o roma
2	Valva Mini-Bookwalter, Gancho Cuádruple	Mini Estándar — punta afilada o roma
1	Cremallera de Torsión Mini-Bookwalter	Mini Estándar
4	Mecanismo de Cremallera Mini Basculante Bookwalter	Mini Estándar
1	Aro Partido Mini-Bookwalter	7" (17.5 cm)
1	Caja de Esterilización	Estuche protector





Sistema Separador Hoyos Retractor System

SKU **RM-HRS-1**

PRECIO **\$1,999 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Hoyos Distal Retractor Short	Opción de valva de retracción distal corta para acceso cercano a las incisiones
1	Hoyos Distal Retractor Long	Opción de valva de retracción distal larga para un alcance tisular más profundo
1	Hoyos Proximal Retractor Long	Componente de valva de retracción proximal larga para elevación de límites proximales
1	Remora Retractor	Valva de tracción especializada diseñada para reducir el deslizamiento
1	Interlocking Support Rod	Conecta los brazos del separador a la estructura principal superior
1	Table Clamp for Hoyos Retractor System	Ancla el poste vertical al riel de la mesa de operaciones
1	Hoyos Horizontal Extension Bar	Extiende la estructura horizontalmente sobre el campo quirúrgico
1	Hoyos Vertical Post	Columna vertical primaria que soporta el marco de montaje





Separador de Pulmón Allison

SKU **RM-ALR-1**

PRECIO **\$79 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Lactante / Pediátrico — 20 mm x 23 cm	RM-ALR-1-1	\$79
Pediatric Compact — 30 mm x 11 cm	RM-ALR-1-2	\$89
Estándar — 40 mm x 25.5 cm	RM-ALR-1-3	\$99
Adulto intermedio — 42 mm x 29 cm	RM-ALR-1-4	\$109
Adulto Ancho — 54 mm x 31 cm	RM-ALR-1-5	\$119
Adulto extra ancho — 65 mm x 31 cm	RM-ALR-1-6	\$129



Separador Costal Baby-Haight

SKU **RM-BHRS-52-1**

PRECIO **\$289 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Marco guía de expansión lineal ultraminiatura	Pista de deslizamiento con microrranuras construida para parámetros quirúrgicos neonatales
2	Valvas laterales fenestradas desmontables (Par 1)	Minipaletas de tejido de 9 mm x 10 mm diseñadas para limitar la necrosis por presión
2	Valvas laterales fenestradas desmontables (Par 2)	Minipaletas de tejido de 9 mm x 20 mm para corredores infantiles más profundos
1	Bloqueo de tornillo de paso fino integrado	Tornillo de mariposa giratorio de perfil bajo para control de ancho paso a paso
2	Brazos de extensión ergonómicos tipo microfórceps	Perfiles de mango ligeros y aerodinámicos con bordes exteriores lisos
1	Caja / Almacenamiento protector	Embalaje de transporte estándar




Aproximador de Costillas Bailey

SKU **RM-BRC-1**

PRECIO **\$159 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Bailey Rib Contractor	20 cm de longitud total, compresor mecánico con puntas de garra	\$159
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$159



Separador Mamario Bugge Takedown I.M.A

SKU **RM-BTIMAR-499-1**

PRECIO **\$499 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Chasis del separador Bugge Takedown I.M.A	Riel de elevación mecánica con apertura de 110 mm
1 Par	Valvas laterales principales	Valvas de elevación esternal contorneadas de 40 mm x 100 mm
1 Set	Valvas de trabajo integradas	Ensamblaje de extremo de trabajo extendido de 40 mm x 150 mm
1	Funda / Caja protectora	Embalaje estándar de transporte



Separador Costal Burford

SKU **RM-BRS-SERIES-1**

PRECIO **\$359 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Opción 3 (Apertura compacta) — 200 mm maximum spread — 1 pair 47x62 mm + 1 pair 65x62 mm lateral blades	RM-BRS-SERIES-1-1	\$359
Opción 1 (Apertura mediana) — 260 mm maximum spread — 1 pair 47x62 mm + 1 pair 65x62 mm lateral blades	RM-BRS-SERIES-1-2	\$379
Opción 2 (Apertura máxima) — 300 mm maximum spread — 1 pair 47x62 mm + 1 pair 65x62 mm lateral blades	RM-BRS-SERIES-1-3	\$399



Separador Costal Castaneda

SKU **RM-CRS-SERIES-1**

PRECIO **\$309 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Opción 1 — 10.5 mm x 32 mm — 65 mm maximum spread — Toracotomía neonatal, reparación de coartación, ligadura de ductus arterioso persistente (PDA) en lactantes	RM-CRS-SERIES-1-1	\$309
Opción 2 — 12.0 mm x 45 mm — 70 mm maximum spread — Reparación cardíaca congénita en lactantes, división de anillo vascular	RM-CRS-SERIES-1-2	\$329
Opción 3 — 15.0 mm x 60 mm — 120 mm maximum spread — Toracotomía pediátrica y adolescente, colocación de derivación pulmonar	RM-CRS-SERIES-1-3	\$349



Separador Externo Castaneda

SKU **RM-CSR-1**

PRECIO **\$374 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Perfil neonatal	RM-CSR-1-1	\$374
Perfil para lactantes	RM-CSR-1-2	\$384
Perfil Adulto	RM-CSR-1-3	\$389



Separador Atrial Cooley

SKU **RM-CAR-1**

PRECIO **\$64 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Modelo pequeño	RM-CAR-1-1	\$64
Modelo mediano	RM-CAR-1-2	\$69
Modelo grande	RM-CAR-1-3	\$74



Separador Costal Cooley

SKU **RM-CRS-SERIES-2**

PRECIO **\$319 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Perfil para lactantes — 12 mm x 16 mm — 95 mm de apertura máxima — Acceso torácico neonatal y de lactantes, cirugía cardíaca congénita	RM-CRS-SERIES-2-1	\$319
Pediatric Profile — 15 mm x 30 mm — Apertura máxima de 140 mm — Procedimientos cardíacos pediátricos y toracotomía	RM-CRS-SERIES-2-2	\$329
Perfil adulto estándar — 21 mm x 44 mm — 150 mm de apertura máxima — Toracotomía, lobectomía y resección pulmonar estándar en adultos	RM-CRS-SERIES-2-3	\$339
Perfil adulto grande — 35 mm x 50 mm — 200 mm de apertura máxima — Cirugía torácica bariátrica, exposiciones mediastínicas profundas	RM-CRS-SERIES-2-4	\$349



Separador Externo Cooley

SKU **RM-CSR-STD-1**

PRECIO **\$354 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Perfil Infantil — 145.0 mm × 140.0 mm × 21.0 mm × 45.0 mm	RM-CSR-STD-1-1	\$354
Perfil Adulto — 200.0 mm × 180.0 mm × 32.0 mm × 50.0 mm	RM-CSR-STD-1-2	\$364
Perfil extra grande — 178.0 mm × 152.0 mm × 102.0 mm × 29.0 mm	RM-CSR-STD-1-3	\$374



Separador externo de Cooley

SKU **RM-CSTR-PED-1**

PRECIO **\$359 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Perfil neonatal — 85.0 mm × 55.0 mm × 16.0 mm × 14.0 mm	RM-CSTR-PED-1-1	\$359
Pediatric Profile — 115.0 mm × 80.0 mm × 30.0 mm × 15.0 mm	RM-CSTR-PED-1-2	\$369




Separadores Coryllos

SKU **RM-COR-THOR-1**

PRECIO **\$99 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
22 mm × 82 mm — 9 ½" - 10"	RM-COR-THOR-1-1	\$99
43 mm × 108 mm — 9 ½" - 10"	RM-COR-THOR-1-2	\$109
65 mm × 115 mm — 9 ½" - 10"	RM-COR-THOR-1-3	\$119



Separador Aórtico Crawford

SKU **RM-CAR-VASC-1**

PRECIO **\$44 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Modelo pequeño — 19 cm length, hoja de 15.0 mm	RM-CAR-VASC-1-1	\$44
Modelo grande — 19 cm de longitud, valva de 15.0 mm	RM-CAR-VASC-1-2	\$49



Separador de Venas Cushing

SKU **RM-CVR-1**

PRECIO **\$49 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
20.3 cm (approx. 8.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-1	\$49
22.8 cm (approx. 9.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-2	\$52
24.2 cm (approx. 9.5") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-3	\$55
25.5 cm (approx. 10.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-4	\$58
30.5 cm (approx. 12.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-5	\$61
35.5 cm (approx. 14.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-6	\$64
40.0 cm (approx. 15.75") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-7	\$67



Separador autoestático Darling Popliteal

SKU **RM-DPSRR-1**

PRECIO **\$109 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Option A — 54 mm × 25 mm Izquierda / 76 mm × 38 mm Derecha — Abordaje de arteria poplítea profunda con desplazamiento muscular lateral	RM-DPSRR-1-1	\$109
Option B — 76 mm × 38 mm Izquierda / 54 mm × 25 mm Derecha — Abordaje de arteria poplítea profunda con desplazamiento muscular medial	RM-DPSRR-1-2	\$109



Separador DeBakey

SKU **RM-DBR-15-1**

PRECIO **\$72 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador DeBakey	Longitud total de 15.3 cm, puntas agudas de 1×1	\$72
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$72



Separador Costal DeBakey

SKU **RM-DRS-SET-1**

PRECIO **\$449 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Bastidor de riel de expansión paralelo de alta resistencia	Riel deslizante que proporciona ensanchamiento óseo estructural lineal (150 mm o 200 mm)
6 (3 pares)	Valvas laterales desmontables tipo gancho	3 pares de valvas intercambiables con bordes curvos antideslizantes
1	Cierre de tornillo de tensión integrado	Perno de bloqueo de rotación manual para minimizar la fatiga del usuario
2	Brazos de extensión ergonómicos para pinzas	Mangos ligeros con bordes exteriores atraumáticos lisos
1	Caja / Almacenamiento protector	Embalaje de tránsito estándar





Separador Vascular Lobster Expandido

SKU **RM-EVLR-1**

PRECIO **\$2,999 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
6	Pinza para separador Lobster	—
1	Abrazadera de mesa Lobster con poste vertical y acoplador de marco	—
1	Brazo de extensión articulado Lobster	—
1	Marco Lobster	—
2	Separador giratorio Lobster Mayo	2¾" x 2"
1	Separador giratorio Lobster Mayo	3¾" x 2"
1	Separador giratorio Lobster Deaver	2¾" x 4½"
1	Separador Lobster Harrington Sweetheart	2" x 5"
1	Separador giratorio Lobster maleable (perforado)	2" x 6½"
1	Separador giratorio Lobster maleable (perforado)	3" x 6½"
1	Separador giratorio Lobster Fence	4" x 6"
2	Separador giratorio Lobster Renal	1" x 6"
1	Separador giratorio Lobster Esplácnico	2" x 4½"
1	Separador giratorio Lobster Esplácnico	2" x 6"
1	Caja de esterilización	—



Separador Costal Finochietto (Modif)

SKU **RM-FMR-299-1**

PRECIO **\$299 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Marco de riel horizontal aerodinámico	Riel de deslizamiento plano que admite ampliación manual de acceso profundo (apertura de 120 mm)
2 (Par fijo)	Valvas curvas fijas	Valvas laterales fenestradas de 14 mm x 15 mm contorneadas a las superficies costales
1	Conjunto de cierre de tornillo rotatorio	Engranaje de apriete para asegurar una retracción quirúrgica óptima
2	Brazos de extensión ergonómicos	Mangos ligeros de separación de tejidos para disminuir la fatiga del usuario
1	Caja / Almacenamiento protector	Embalaje de tránsito estándar





Separador Costal Finochietto

SKU **RM-FRS-SERIES-1**

PRECIO **\$329 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Marco de guía paralela aerodinámico	Chasis de barra lineal diseñado para deslizarse y ensanchar los huesos
2 (Par fijo)	Valvas anguladas fijas	Bloques laterales de agarre óseo con fenestraciones circulares
1	Bloqueo de tornillo giratorio integrado	Bloqueo estructural manual posicionado para retener de forma segura la expansión del marco
2	Brazos de extensión ergonómicos	Mangos estructurados ligeros optimizados para reducir la fatiga del usuario
1	Caja / Almacenamiento protector	Embalaje de transporte estándar



Separador Costal Finochietto-Baby

SKU **RM-FBRS-100-1**

PRECIO **\$299 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Marco de riel guía de deslizamiento paralelo	Sistema de riel en miniatura diseñado para deslizarse y abrirse en espacios pediátricos reducidos
2 (Par fijo)	Valvas anguladas fijas	Bloques laterales de agarre óseo de 31 mm x 31 mm con fenestraciones circulares
1	Cierre de tornillo giratorio integrado	Bloqueo estructural manual posicionado para mantener de forma segura la expansión del marco
2	Brazos de extensión ergonómicos	Mangos estructurados ultraligeros diseñados con bordes suaves
1	Caja / Almacenamiento protector	Embalaje de tránsito estándar



Separador Costal Finochietto-Infant

SKU **RM-FIRS-SERIES-1**

PRECIO **\$319 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Marco de guía horizontal delicado	Diseño de barra deslizante compacta optimizada para toracotomía infantil
2 (Par fijo)	Valvas anguladas fijas	Módulos laterales fenestrados de 14x15 mm o 15x15 mm
1	Bloqueo de tornillo giratorio	Perno de bloqueo de seguridad manual que fija la retracción y limita la fatiga
2	Brazos ergonómicos cónicos	Mangos estructurados ligeros fabricados con bordes exteriores completamente lisos
1	Caja / Almacenamiento protector	Empaque de transporte estándar




Separador Externo I.M.A Modelo Francés

SKU RM-FPIMASR-429-1

PRECIO \$429 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Riel de bastidor de guía deslizante principal	Chasis lateral diseñado para guiar y separar las estructuras torácicas
1	Componente de hoja externa ancha	Paleta plana lisa de 100 mm x 20 mm para la distribución de la fuerza externa
2	Hojas externas de garras asimétricas	Ganchos de tracción curvos dobles diseñados con profundidades de garra de 28 mm o 32 mm
3	Cierres de tornillo de tensión para hojas	Mecanismos de bloqueo independientes instalados para mantener cada hoja en su lugar
2	Brazos ergonómicos de pinzas retráctiles	Vigas de mango ligeras y aerodinámicas con perfiles exteriores lisos
1	Caja / Almacenamiento protector	Embalaje de tránsito estándar



Separador Externo I.M.A. Modelo Francés para Miniesternotomía

SKU RM-FPMS-429-1

PRECIO \$429 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Marco de riel deslizante de línea media de bajo perfil	Riel de barra guía miniaturizado optimizado para abordajes de miniesternotomía
1	Componente de válvula externa miniatura	Placa rectangular lisa de 30 mm x 20 mm para distribución de fuerza en la pared ósea
2	Válvulas de micro-garra externa	Ganchos de fijación curvos dobles con extremos de trabajo de 43 mm o 50 mm de profundidad
3	Bloqueos de tornillo manuales integrados	Ensamblajes de rosca de giro rápido para asegurar los ajustes de apertura individuales
2	Brazos de extensión aerodinámicos	Diseño de chasis ligero acabado con bordes exteriores completamente lisos
1	Caja / Almacenamiento protector	Embalaje de tránsito estándar



Separador Costal Haight

SKU RM-HRS-329-1

PRECIO \$329 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Viga de expansión de vía horizontal	Chasis deslizante que permite el ensanchamiento estructural manual durante la toracotomía
2 (Par fijo)	Válvulas anguladas fijas	Placas laterales de sujeción ósea de 30 mm x 30 mm con fenestraciones tisulares
1	Tornillo de bloqueo de rosca giratoria	Pinza de retención mecánica que asegura una sujeción estable al nivel de retracción elegido
2	Brazos ergonómicos de retracción	Perfiles de mango ligeros fabricados con bordes exteriores completamente lisos
1	Caja / Almacenamiento protector	Empaque estándar de transporte





Valva Central para Separador Henly

SKU **RM-HRCB-1**

PRECIO **\$48 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
19 mm largo x 15 mm ancho — Montaje en vástago Henly estándar	RM-HRCB-1-1	\$48
25 mm long x 15 mm wide — Montaje de vástago Henly estándar	RM-HRCB-1-2	\$50
32 mm de largo x 15 mm de ancho — Montaje para vástago Henly estándar	RM-HRCB-1-3	\$52
76 mm long x 15 mm wide — Montaje de vástago Henly estándar	RM-HRCB-1-4	\$54




Chasis de Separador Henly

SKU **RM-HRF-6CM-1**

PRECIO **\$124 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Henly Retractor Frame	Capacidad de apertura de 6 cm, chasis con cremallera y anillos, zócalo para valva central	\$124
Funda / Caja de protección	Embalaje de tránsito individual	\$124



Separador de Valvas Leaflet Retractor

SKU **RM-LFR-22-1**

PRECIO **\$49 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Hoja de 5.0 mm de ancho	Longitud total: 22 cm · Función clínica principal: Cirugía valvular pediátrica, comisurotomía e inspección de la cúspide aórtica · Precio (USD): \$49.00
1	Hoja de 8.0 mm de ancho	Longitud total: 22 cm · Función clínica principal: Retracción de la valva mitral en adultos y exposición cordal subvalvular · Precio (USD): \$49.00
1	Funda / Caja protectora	Longitud total: Embalaje de tránsito estándar · Función clínica principal: — · Precio (USD): Incluido




Separador para Mini-esternotomía McCarthy con Elevador Universal

SKU **RM-MMSR-1**

PRECIO **\$699 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Barras dobles del separador torácico	Marco de separación primario modificado de 5 pulgadas para separación esternal
1	Abrazadera universal dividida	Abrazadera de montaje especializada para asegurar accesorios del marco
1	Abrazadera universal	Bloque de sujeción multiusos para la integración de componentes
1	Soporte principal	Soporte de montaje primario para sostener los brazos auxiliares del retractor
1	Soporte para tubos	Asegura los tubos quirúrgicos dentro de la disposición del campo operatorio
1	Barra transversal en ángulo recto	Barra transversal estructural para el posicionamiento de elementos auxiliares del retractor
1	Retractor de cesta de alambre grande (Maleable)	Cesta de alambre maleable ancha para el desplazamiento suave de tejidos
2	Retractor de cesta de alambre pequeño (Maleable)	Cestas de alambre maleable compactas para retracción de tejido focalizada



Separador Torácico Mercedes

SKU **RM-MTR-SERIES-1**

PRECIO **\$329 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Marco de base de riel semicircular resistente	Ensamblaje de acción compuesta que proporciona torque mecánico
4 (2 Pares)	Hojas laterales desmontables tipo gancho	2 pares de hojas fenestradas intercambiables (48x68 mm o 70x75 mm)
1	Engranaje de ajuste de tornillo central	Mecanismo de bloqueo manual para asegurar las configuraciones y limitar la fatiga manual
2	Vigas de pinzas retractoras ergonómicas	Marcos de mango ligeros diseñados con bordes exteriores lisos
1	Caja / Almacenamiento protector	Embalaje de tránsito estándar






Separador de Válvula Mitral

SKU **RM-MVR-1**

PRECIO **\$899 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Soporte principal	Componente de soporte estructural principal del sistema de retracción
1	Separador esternal Cooley	Componente de retracción del esternón
1	Brazo lateral	Proporciona soporte estructural adicional y posicionamiento
3	Clamp universal	Conecta y asegura los componentes compatibles dentro del sistema
1	Valva tricuspídea	Opción de valva para exposición quirúrgica cardíaca
1	Valva de retracción grande	Opción de valva de mayor tamaño para retracción de tejido
3	Valva de retracción pequeña	Opciones de valvas pequeñas para retracción de tejido
1	Caja de esterilización	Organiza y protege el juego completo durante el almacenamiento y reprocesamiento



Separador Costal Morse

SKU **RM-MRS-SERIES-1**

PRECIO **\$239 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Opción A — 22 x 27 mm / 200 mm Spread	RM-MRS-SERIES-1-A	\$239
Option B — 30 x 28 mm / Apertura de 210 mm	RM-MRS-SERIES-1-B	\$259
Option C — 42 x 28 mm / Apertura de 210 mm	RM-MRS-SERIES-1-C	\$279
Option D — 55 x 28 mm / Apertura de 210 mm	RM-MRS-SERIES-1-D	\$299





Separador Costal Morse-Favaloro

SKU **RM-MFRS-160-1**

PRECIO **\$269 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Bastidor de riel guía deslizante paralelo	Riel guía de aluminio ligero que sirve como chasis de expansión
4 (2 pares)	Valvas laterales anguladas móviles	Cuatro valvas ajustables multiposición de 17 mm x 22 mm que se adaptan a las costillas
1	Cierre de tornillo de rosca	Perno de bloqueo integrado que asegura las valvas en la retracción óptima
2	Brazos de pinza retractora ergonómicos	Mangos de aluminio cónicos diseñados con bordes exteriores lisos
1	Caja / Almacenamiento protector	Embalaje de tránsito estándar



Separador Epicárdico Parsonnet

SKU **RM-PER-1**

PRECIO **\$44 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Extra pequeño	RM-PER-1-1	\$44
Pequeño	RM-PER-1-2	\$49
Mediano	RM-PER-1-3	\$54
Grande	RM-PER-1-4	\$59



Separador de Válvula Aórtica Ross

SKU **RM-RAVR-25-1**

PRECIO **\$89 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Tamaño #1 — 5/8" x 3/8" (aprox. 16 x 16 mm)	RM-RAVR-25-1-1	\$89
Tamaño #2 — 1/2" x 7/8" (aprox. 13 x 22 mm)	RM-RAVR-25-1-2	\$89
Tamaño #3 — 3/4" x 1" (aprox. 19 x 25 mm)	RM-RAVR-25-1-3	\$89
Tamaño #4 — 3/4" x 1 1/8" (aprox. 19 x 29 mm)	RM-RAVR-25-1-4	\$89
Tamaño #5 — 1 1/8" x 1 1/8" (aprox. 29 x 29 mm)	RM-RAVR-25-1-5	\$89
Tamaño #6 — 1 3/8" x 7/8" (aprox. 35 x 22 mm)	RM-RAVR-25-1-6	\$89



Separador de Venas Sachs

SKU **RM-SVR-22-1**

PRECIO **\$54 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Modelo de hoja lisa — Longitud de 22 cm, valva curva roma	RM-SVR-22-1-1	\$54
Modelo de Hoja Dentada — 22 cm de longitud, borde de hoja dentado	RM-SVR-22-1-2	\$54
Modelo de gancho agudo — 22 cm length, gancho curvo agudo	RM-SVR-22-1-3	\$54



Separador de Pulmón y Músculo Semb

SKU **RM-SLMR-89-1**

PRECIO **\$89 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
25.5 cm Modelo contorneado — 25.5 cm con agarre contorneado	RM-SLMR-89-1-1	\$89
25.0 cm Modelo con mango plano — 25.0 cm con mango plano	RM-SLMR-89-1-2	\$89



Sistema Separador ThoraGate Rib Up

SKU **RM-TRURS-1**

PRECIO **\$1,499 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Separador ThoraGate Rib Up	Marco del retractor torácico principal y conjunto de elevación
1	Brazo flexible	Brazo de soporte articulado para el posicionamiento de los elementos del separador
1	Pie estabilizador por succión	Unidad de base que ayuda al equilibrio mecánico del sistema
2	Valvas inferiores (diferentes tamaños)	Valvas intercambiables para el enganche de la costilla inferior
3	Valvas superiores (diferentes tamaños)	Valvas intercambiables para la elevación de la costilla superior



Separador Costal Tuffier

SKU **RM-TRS-160-1**

PRECIO **\$299 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Marco de guía deslizante horizontal	Riel guía de barra paralela que proporciona expansión estructural bajo compresión
2 (Par fijo)	Valvas laterales anchas fijas	Paneles angulados de 45 mm x 45 mm con dentado interno para agarre óseo
1	Bloqueo por tornillo manual	Engranaje de bloqueo roscado que asegura los parámetros de apertura y reduce la fatiga manual
2	Brazos de extensión ergonómicos	Mangos estilizados y ligeros diseñados con bordes suaves
1	Caja / Almacenamiento protector	Embalaje de tránsito estándar




Sistema Separador Valve XS

SKU **RM-VXRS-1**

PRECIO **\$999 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Sistema de retracción Valve XS para abordaje lateral	Configuración de doble articulación
1	Valva con cierre de bola	53 x 36 mm
1	Accesorio para separador costal lateral (Maleable)	60 x 35 mm
1	Abrazadera de conexión Valve XS Tipo B	Abrazadera estructural
1	Varilla de retracción	9" (230 mm)
1	Separador para MICS CABG	Componente dedicado
1	Instrumento aplicador para valva de elevación del atrio	Herramienta de aplicación dedicada
1	Valva única	30 x 35 mm
1	Valva única	40 x 35 mm
1	Valva única	50 x 35 mm
1	Valva única	60 x 35 mm
1	Valva única	70 x 35 mm
1	Caja de esterilización	Contenedor de almacenamiento





Vascular Lobster System

SKU **RM-VLS-1**

PRECIO **\$2,699 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCION
1	Lobster Frame	—
1	Lobster Table Clamp with Vertical Post & Frame	—
8	Lobster Retractor Clamp	—
2	Lobster Mayo Swivel Retractor	¾" x 2"
1	Lobster Mayo Swivel Retractor	3½" x 2"
1	Lobster Fence Swivel Retractor	4" x 6"
1	Lobster Splanchnic Swivel Retractor	2" x 4½"
1	Lobster Splanchnic Swivel Retractor	2" x 6"
2	Lobster Renal Swivel Retractor	1" x 6"
1	Lobster Deaver Swivel Retractor	¾" x 4½"
1	Lobster Malleable Swivel Retractor (perforated)	2" x 6½"
1	Lobster Malleable Swivel Retractor (perforated)	3" x 6½"
1	Lobster Harrington Sweetheart Retractor	2" x 5"
1	Sterilization Box	—



Separador Willauer-Deaver


SKU **RM-WDR-395-1**

PRECIO **\$99 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
25 mm Hoja ancha — 25 mm de ancho x 108 mm de superficie de trabajo	RM-WDR-395-1-1	\$99
50 mm Hoja ancha — 50 mm de ancho x 108 mm superficie de trabajo	RM-WDR-395-1-2	\$149






Separador de Vena Renal Wylie

SKU **RM-WRVR-1**

PRECIO **\$89 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
11 3/4" (29.85 cm) — Hoja vascular curva lisa	RM-WRVR-1-1	\$89
12.0" (30.48 cm) — Hoja vascular curva lisa	RM-WRVR-1-2	\$94
12 1/2" (31.75 cm) — Hoja vascular curva lisa	RM-WRVR-1-3	\$99
12 3/4" (32.39 cm) — Hoja vascular curva lisa	RM-WRVR-1-4	\$104
13.0" (33.02 cm) — Hoja vascular curva roma	RM-WRVR-1-5	\$109



Sistema Separador Rultract

SKU **RM-RRS-1**

PRECIO **\$1,499 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Poste de mezcla doble con punta estriada/abrazadera	Proporciona la interfaz de montaje principal y el ajuste de la abrazadera
1	Conjunto de rastrillo con clip de presión	Sujeta y mantiene el tejido quirúrgico con un accesorio de clip de presión
1	Poste superior estriado	Conecta la sección superior del marco y estabiliza el conjunto del poste



Sistema de Separador IMA Bookwalter

SKU **RM-BIRS-1**

PRECIO **\$1,499 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Barra de extensión vertical	12" (30 cm)
1	Acoplador de poste	Estándar
1	Barra horizontal	Estándar
2	Mecanismo de cremallera IMA	Microgiro (<1 mm)
1	Barra transversal IMA	12" (30 cm)
2	Valvas de separación IMA	Perfil IMA estándar
1	Caja de esterilización	Estuche protector



Separador Vaginal Breisky

SKU **RM-BVR-1**

PRECIO **\$89 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	100 mm x 25 mm — 28 cm a 36 cm	Exposición vaginal superficial e introito — \$89.00
1	100 mm x 35 mm / 40 mm — 28 cm a 36 cm	Sujeción amplia de la pared vaginal anterior/posterior — \$89.00
1	130 mm x 20 mm / 30 mm — 28 cm a 36 cm	Exposición intermedia de la cúpula vaginal — \$94.00
1	130 mm x 40 mm — 28 cm a 36 cm	Reconstrucción profunda del suelo pélvico — \$94.00
1	140 mm x 35 mm — 28 cm a 36 cm	Acceso cervical en histerectomía vaginal — \$99.00
1	160 mm x 20 mm / 35 mm — 28 cm a 36 cm	Acceso a cúpula profunda en anatomía múltipara — \$99.00
1	180 mm x 25 mm — 28 cm a 36 cm	Acceso apical y pélvico de máxima profundidad — \$104.00
1	Funda / Caja protectora	Embalaje estándar — Incluido



Separador Universal Delee

SKU **RM-DUR-1**

PRECIO **\$129 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador Universal Delee	Longitud total de 24 cm, valva curva de 50 x 70 mm	\$129
Funda / Caja protectora	Embalaje de tránsito individual	\$129





Separador Vaginal Doyen

SKU **RM-DVR-1**

PRECIO **\$79 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador Vaginal Doyen	Separador vaginal manual de hoja ancha con mango de anillo	\$79
Funda protectora / Caja	Embalaje de transporte individual	\$79



Separador Vaginal Eastman

SKU **RM-EVR-1**

PRECIO **\$59 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
76 mm x 38 mm — 18 cm	RM-EVR-1-1	\$59
88 mm x 38 mm — 18 cm	RM-EVR-1-2	\$62
101 mm x 38 mm — 18 cm	RM-EVR-1-3	\$64



Separador Obstétrico Guttman

SKU **RM-GOR-1**

PRECIO **\$94 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
7.5 cm Extensión de Hoja — 50 mm x 70 mm base con 7.5 cm de extensión	RM-GOR-1-1	\$94
11.0 cm Extensión de hoja — 50 mm x 70 mm base con 11 cm extensión	RM-GOR-1-2	\$99



Separador para Histerectomía Heaney

SKU **RM-HEHR-1**

PRECIO **\$84 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
44 mm x 25 mm — 17 cm o 27 cm	RM-HEHR-1-1	\$84
70 mm x 25 mm — 17 cm o 27 cm	RM-HEHR-1-2	\$84
73 mm x 28.5 mm — 17 cm o 27 cm	RM-HEHR-1-3	\$89
114 mm x 25 mm — 17 cm o 27 cm	RM-HEHR-1-4	\$89



Separador Vaginal Heaney Simon

SKU **RM-HSVR-1**

PRECIO **\$139 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
27.0 cm (10.6") — Perfiles pequeño, mediano, grande	RM-HSVR-1-1	\$139
29.2 cm (11.5") — Perfiles pequeño, mediano, grande	RM-HSVR-1-2	\$149




Separador Vaginal Jackson

SKU **RM-JVR-1**

PRECIO **\$44 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
75 mm x 38 mm	RM-JVR-1-1	\$44
90 mm x 38 mm	RM-JVR-1-2	\$49
100 mm x 38 mm	RM-JVR-1-3	\$54



Separador Vaginal Kelly Sims

SKU **RM-KSVR-1**

PRECIO **\$84 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
18 cm	RM-KSVR-1-1	\$84
20 cm	RM-KSVR-1-2	\$89
23 cm	RM-KSVR-1-3	\$94
26 cm	RM-KSVR-1-4	\$99



Separador Vaginal Kristeller

SKU **RM-KVR-1**

PRECIO **\$44 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Hojas estrechas (75×10, 110×14, 110×17 mm)	Longitudes disponibles: 18 cm o 22 cm · Función clínica principal: Exposición pediátrica, en pacientes nulíparas y canal vaginal estrecho · Precio (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Hojas medianas (75×23, 80×25, 115×23 mm)	Longitudes disponibles: 18 cm o 22 cm · Función clínica principal: Examen vaginal estándar en adultos y cirugía pélvica menor · Precio (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Hojas anchas/profundas (100×32, 115×26, 115×29, 115×32 mm)	Longitudes disponibles: 18 cm o 22 cm · Función clínica principal: Reparación profunda del suelo pélvico e histerectomía vaginal en pacientes multiparas · Precio (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Funda / Caja protectora	Longitudes disponibles: Embalaje de tránsito estándar · Función clínica principal: — · Precio (USD): Incluido



Separador Vaginal Lateral Ebonizado

SKU **RM-LEVR-63-1**

PRECIO **\$79 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador Vaginal Lateral Ebonizado	Dimensiones / Detalles: parámetro de tamaño 6.3 cm, hoja ebonizada apta para láser · Cantidad incluida: 1	\$79
Funda / Caja protectora	Dimensiones / Detalles: embalaje de tránsito individual · Cantidad incluida: 1	\$79



Separador Vaginal Lateral No Conductor

SKU **RM-LNCVR-63-1**

PRECIO **\$69 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Perfil de vástagos abiertos (Open Shanks)	Ancho de hoja: 6.3 cm · Función clínica primaria: Mayor espacio para instrumental intraoperatorio durante LEEP/LLETZ · Precio (USD): \$69.00
1	Perfil de vástagos alargados cerrados (Closed Elongated Shanks)	Ancho de hoja: 6.3 cm · Función clínica primaria: Desplazamiento optimizado de la mucosa vaginal lateral y ablación láser · Precio (USD): \$69.00
1	Funda / Caja protectora	Ancho de hoja: Embalaje de tránsito estándar · Función clínica primaria: — · Precio (USD): Incluido



Separador Vaginal de Paredes Laterales

SKU **RM-LWVR-1**

PRECIO **\$109 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
23 cm	RM-LWVR-1-1	\$109
26 cm	RM-LWVR-1-2	\$114
28 cm	RM-LWVR-1-3	\$119



Separador Lone Star Retractor (Ginecología y Urología Masculina)

SKU **RM-LSR-GMU-1**

PRECIO **\$399 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Aro pequeño — 16.6 cm x 16.2 cm (Ginecología/Urología)	RM-LSR-GMU-1-1	\$384
Aro estándar — 25.3 cm x 11.3 cm (Ginecología/Urología)	RM-LSR-GMU-1-2	\$399
Aro grande — 32.5 cm x 18.3 cm (Ginecología/Urología)	RM-LSR-GMU-1-3	\$414



Separador Vaginal O'Sullivan-O'Conner

SKU **RM-OSVR-28-1**

PRECIO **\$399 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Chasis principal del marco del separador	Dimensiones (largo x ancho): Marco de 28 cm (diseño curvo u ovalado) · Cantidad incluida: 1 marco · Precio (USD): Incluido en el juego (\$399.00)
1	Valva intercambiable pequeña	Dimensiones (largo x ancho): Valva roma de 1.3 cm x 4.7 cm · Cantidad incluida: 1 valva · Precio (USD): Incluido en el juego
1	Valva intercambiable mediana	Dimensiones (largo x ancho): Valva roma de 3.8 cm x 8.9 cm · Cantidad incluida: 1 valva · Precio (USD): Incluido en el juego
1	Valva intercambiable grande	Dimensiones (largo x ancho): Valva roma de 4.4 cm x 8.9 cm · Cantidad incluida: 1 valva · Precio (USD): Incluido en el juego
1	Caja de transporte / almacenamiento protectora	Dimensiones (largo x ancho): Embalaje de transporte estándar · Cantidad incluida: 1 caja · Precio (USD): Incluido en el juego



Separador Pélvico Romo

SKU **RM-PRB-105-1**

PRECIO **\$89 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador Pélvico Romo	10 ½" (26.67 cm) de longitud, hoja roma sólida de 1" de ancho	\$89
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$89



Separador de Pared Vaginal Redundante No Conductor

SKU **RM-RNWR-7IN-1**

PRECIO **\$99 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Mediano — 7 in, 9.0x2.0 cm blade	RM-RNWR-7IN-1-1	\$99
Grande — 7 in, valva de 9.0x2.5 cm	RM-RNWR-7IN-1-2	\$109
X-Grande — 7 in, hoja de 9.0x3.0 cm	RM-RNWR-7IN-1-3	\$119



Separador de Pared Vaginal Redundante

SKU **RM-RWR-18-1**

PRECIO **\$89 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Mediano — 18 cm, 5.7×2.2 cm blade	RM-RWR-18-1-1	\$89
Grande — 18 cm, valva de 7.0×2.2 cm	RM-RWR-18-1-2	\$99
X-Grande — 18 cm, hoja de 10.8×3.0 cm	RM-RWR-18-1-3	\$109



Separador Vaginal Autoestático Rigby

SKU **RM-RSRVR-18-1**

PRECIO **\$69 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Rigby Self-Retaining Vaginal Retractor	Longitud total de 18 cm, valvas lisas de 63.5 mm de profundidad, cierre de cremallera	\$69
Funda / Caja protectora	Empaque de tránsito individual	\$69



Separador Vaginal Sims

SKU **RM-SVR-19-1**

PRECIO **\$91 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
63.5 mm × 25 mm — Pulido o Ebonizado	RM-SVR-19-1-1	\$91
76.0 mm × 32 mm — Pulido o Ebonizado	RM-SVR-19-1-2	\$93
82.5 mm × 32 mm — Pulido o Ebonizado	RM-SVR-19-1-3	\$95
82.5 mm × 38 mm — Pulido o Ebonizado	RM-SVR-19-1-4	\$97
89.0 mm × 41 mm — Pulido o Ebonizado	RM-SVR-19-1-5	\$99



Separador Vaginal Sims — Mango Hueco Ergonómico

SKU **RM-SVRHGH-23-1**

PRECIO **\$89 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
70 mm x 25 mm — 23 cm	RM-SVRHGH-23-1-1	\$89
76 mm x 38 mm — 23 cm	RM-SVRHGH-23-1-2	\$94
90 mm x 38 mm — 23 cm	RM-SVRHGH-23-1-3	\$99



Separador Pélvico St. Marks

SKU **RM-SMPR-1**

PRECIO **\$79 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
11 ½" Variante con labio — 11 ½" (29.2 cm)	RM-SMPR-1-1	\$79
13" Variante con reborde — 13" (33.0 cm)	RM-SMPR-1-2	\$84
13" Variante sin reborde — 13" (33.0 cm)	RM-SMPR-1-3	\$89






Sistema de Separador Bookwalter GYN

SKU **RM-BGRS-1**

PRECIO **\$1,699 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Poste de Campo	12" (30 cm)
1	Acoplador de Poste	Estándar
1	Barra Horizontal	Estándar
4	Mecanismos de Trinquete con Inclinación	Multi-ángulo
1	Anillo Perineal con Muecas	9½" x 14½" (24.1 x 36.8 cm)
2	Valvas Vaginales Laterales	1" x 3" (2.5 x 7.6 cm)
1	Valva Vaginal Posterior	1" x 4½" (2.5 x 11.4 cm)
1	Valva Deaver	1" x 5" (2.5 x 12.7 cm)
1	Valva Deaver	1" x 3½" (2.5 x 8.9 cm)
1	Caja de Esterilización	Estuche protector




Sistema Separador de Cirugía Pélvica Bookwalter GYN Magrina

SKU **RM-BGMPRS-1**

PRECIO **\$1,499 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Poste de campo	12" (30 cm)
1	Acoplador de poste	Estándar
1	Barra flexible horizontal	Multiarticulada estándar
1	Aro perineal con muescas	9½" x 14½" (24.1 x 36.8 cm)
4	Trinquete de inclinación giratorio	Estándar con retención de aro
2	Valvas laterales vaginales	1" x 3" (2.5 x 7.6 cm)
1	Valva Deaver	1" x 3½" (2.5 x 8.9 cm)
1	Valva Deaver	1" x 5" (2.5 x 12.7 cm)
1	Valva posterior vaginal	1" x 4½" (2.5 x 11.4 cm)
1	Caja de esterilización	Estuche protector





Sistema de Cirugía Ginecológica Bookwalter StrongArm

SKU **RM-BSAGYNS-1**

PRECIO **\$1,599 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Montaje Superior StrongArm Plus con Abrazadera a Riel	Articulado / Compatible con Riel de Mesa
4	Cremallera de Inclinación Autoestática	Estándar Multiangular
1	Aro Perineal con Muecas	9½" x 14½" (24.1 x 36.8 cm)
2	Valvas Vaginales Laterales	1" x 3" (2.5 x 7.6 cm)
1	Valva Vaginal Posterior	1" x 4½" (2.5 x 11.5 cm)
1	Valva Deaver	1" x 3½" (2.5 x 8.9 cm)
1	Valva Deaver	1" x 5" (2.5 x 12.7 cm)
1	Caja de Esterilización	Estuche Protector




Separador para Cirugía Perineal Bookwalter

SKU **RM-BPRS-1**

PRECIO **\$2,199 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Poste de Campo	12" (30 cm)
2	Acopladores de Poste	Estándar
1	Barra Horizontal	Estándar
1	Barra de Extensión Vertical	12" (30 cm)
5	Mecanismos de Trinquete Inclinables	Multiangulares Estándar
1	Segmentos de Medio Círculo	8½" de diámetro (21.6 cm)
1	Aro Perineal con Muecas	9½" x 14½" (24.1 x 36.8 cm)
2	Valvas Vaginales Posteriores	1" x 4½" (2.5 x 11.4 cm)
1	Valva Deaver	1" x 5" (2.5 x 12.7 cm)
1	Valva Deaver	1" x 3½" (2.5 x 8.9 cm)
2	Valvas Maleables	½" x 4" (1.3 x 10.2 cm)
2	Valvas Maleables	¾" x 4" (1.9 x 10.2 cm)
2	Valvas Maleables	1" x 5" (2.5 x 12.7 cm)
1	Caja de Esterilización	Estuche protector





Adaptador Mayfield Ajustable

SKU **RM-AMA-1**

PRECIO **\$1,199 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Adaptador Mayfield Ajustable	Proporciona una plataforma de montaje segura para sistemas de fijación craneal tipo Mayfield en mesas quirúrgicas sin orificios receptores integrados
2	Soportes finales ajustables	Aseguran el adaptador a los rieles laterales de la mesa de operaciones y se adaptan a diferentes anchos de mesa
Múltiples	Orificios de montaje	Permiten el ajuste lateral y el posicionamiento flexible de la unidad base del cabezal



Separador Adson-Cerebellum

SKU **RM-ACR-1**

PRECIO **\$159 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Pequeño — 6.5 in, 22 mm de profundidad	RM-ACR-1-1	\$149
Estándar — 7.5 in, 22 mm de profundidad	RM-ACR-1-2	\$159
Grande — 9.5 in, 22 mm de profundidad	RM-ACR-1-3	\$174



Separador Cerebeloso Adson Autoestático

SKU **RM-ASCR-1**

PRECIO **\$199 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Pequeño — 6.5 in, 4x4 dientes	RM-ASCR-1-1	\$189
Estándar — 7.5 in, 4x4 dientes	RM-ASCR-1-2	\$199
Grande — 9.5 in, 4x4 ganchos	RM-ASCR-1-3	\$214



Separador Cerebelar Autoestático Anderson-Adson

SKU **RM-AASCR-1**

PRECIO **\$199 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Pequeño — 6.5 in, 4x4 dientes agudos	RM-AASCR-1-1	\$189
Estándar — 7.5 in (19 cm), 4x4 dientes agudos, profundidad de 13 mm	RM-AASCR-1-2	\$199
Grande — 9.5 in, 4x4 ganchos agudos	RM-AASCR-1-3	\$214



Budde Halo Retractor

SKU **RM-BHR-1**

PRECIO **\$2,499 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Anillo de Halo	Diseño circular de doble bisagra
3	Brazo flexible de Halo	9 in (229 mm)
2	Soporte de montaje Budde Halo	Abrazaderas de montaje de alta resistencia
2	Varilla de soporte Budde Halo	Diámetro de 5/16 in
1	Bandeja para compresas Budde Halo	Bandeja perforada integrada
1	Mini prensa Budde Halo	Bloque de sujeción de Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético)
2	Retractores curvos Budde	Retractores cerebrales cónicos
2	Microhojas de retracción TEW	Microhojas de Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético)
2	Llaves de ajuste de Halo	Herramientas de bloqueo del sistema
1	Caja de esterilización	Bandeja organizadora perforada






Separador de Cuero Cabelludo Autoestático Contour

SKU **RM-CSRSR-1**

PRECIO **\$99 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
3x4 Dientes romos	RM-CSRSR-1-1	\$99
3x4 Dientes agudos	RM-CSRSR-1-2	\$99



Separador de Descompresión Cushing

SKU **RM-CDR-215-1**

PRECIO **\$59 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador de Descompresión Cushing	Longitud de 21.5 cm, hoja de silla fenestrada de 13 x 19 mm	\$59
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$59



Separador de Nervios Dandy

SKU **RM-DNR-20-1**

PRECIO **\$25 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Recto — 20 cm de longitud total, gancho recto — Exploración de nervio craneal de línea directa y movilización de raíces	RM-DNR-20-1-1	\$25
Angulado Curvo Derecha — 20 cm longitud total, gancho curvo a la derecha — Navegación de receso lateral y nervios de base de cráneo del lado derecho	RM-DNR-20-1-2	\$25
Angulado Curvo Izquierda — 20 cm longitud total, gancho curvo a la izquierda — Navegación de receso lateral y nervios de base de cráneo del lado izquierdo	RM-DNR-20-1-3	\$25




Set de Separador Greenberg

SKU **RM-GRK-1**

PRECIO **\$3,499 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
2	Abrazaderas primarias de separador Greenberg	Ajuste estándar para cabezal (6 in / 152 mm) — se bloquea directamente en Mayfield o postes de soporte rígidos
4	Abrazaderas secundarias de separador Greenberg	Ajuste de barra estándar (12 in / 305 mm) — conecta las barras primarias y secundarias para construir el marco exterior
4	Brazos retractores largos de separador Greenberg	Longitud 9.5 in (241 mm) — brazos de fricción articulados que sostienen y posicionan las valvas del separador
1	Apoyamanos de separador Greenberg	Longitud 10 in (254 mm) — plataforma de soporte ergonómica para estabilizar las manos del cirujano
1	Bandeja de algodones de separador Greenberg	6.75 in x 3 in (172 mm x 76 mm) — se monta en el marco para sostener cotonoides/algodones empapados en solución salina
1	Estuche de esterilización de separador Greenberg	17 in x 10 in x 2.375 in — caja organizadora perforada de alta resistencia
1	Valva de retracción cónica maleable Greenberg	9 in, ancho 1/4 in x 3/4 in (6 x 19 mm) — valva extra ancha para retracción cortical amplia
1	Valva de retracción cónica maleable Greenberg	9 in, ancho 5/32 in x 1/2 in (4 x 16 mm) — valva de ancho medio para exposición lobar y subtemporal
1	Valva de retracción cónica maleable Greenberg	9 in, ancho 1/2 in x 1/2 in (3 x 13 mm) — valva estándar para acceso interhemisférico profundo o cisternal
1	Valva de retracción cónica maleable Greenberg	9 in, ancho 3/32 in x 3/4 in (2.4 x 9.5 mm) — valva cónica fina para vías estrechas de la base del cráneo
1	Valva de retracción cónica maleable Greenberg	9 in, ancho 1/16 in x 1/4 in (1.6 x 6 mm) — microvalva para retracción delicada de nervios y vasos




Separador Greenberg Simplicity

SKU **RM-GSR-1**

PRECIO **\$2,499 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Barra Primaria Greenberg	6" (15 cm) — anclaje rígido de punto único al poste del cabezal
1	Barra Secundaria Flotante Greenberg	12" (30 cm) — riel secundario focalizado para montar brazos flexibles
4	Brazos Separadores Largos Greenberg	9.5" (24 cm) — brazos flexibles de fricción multiaxiales para sujeción precisa de valvas
1	Apoyamanos Greenberg	10" (25 cm) — plataforma de soporte de antebrazo ajustable
1	Bandeja para Compresas Greenberg	3" x 6 1/4" (7.5 x 16.8 cm) — se monta en el marco para almacenar compresas neuroquirúrgicas e instrumental
1	Caja de Esterilización Compacta	Distribución moldeada a medida — caja esterilizadora y organizadora compacta y perforada
1	Valva Separadora Cónica Maleable	9" x 1/4" x 3/4" — valva extra ancha para una protección cortical extensa
1	Valva Separadora Cónica Maleable	9" x 5/32" x 1/2" — valva de ancho medio para retracción lobar
1	Valva Separadora Cónica Maleable	9" x 1/8" x 1/2" — valva estándar para acceso interhemisférico profundo
1	Valva Separadora Cónica Maleable	9" x 3/32" x 1/2" — valva cónica fina para vías cisternales estrechas
1	Valva Separadora Cónica Maleable	9" x 1/16" x 1/4" — microvalva para separación delicada de nervios y vasos





Separador de Nervios Hoen

SKU **RM-HNR-22-1**

PRECIO **\$24 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Hoen Nerve Retractor	22 cm de longitud total, punta nerviosa atraumática curva	\$24
Funda / Caja Protectora	Embalaje de tránsito individual	\$24



Separador de Leyla

SKU **RM-LR-1**

PRECIO **\$1,199 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Base de fijación para dos brazos flexibles	Bloque de montaje central que ancla ambos brazos flexibles a la barra de soporte
2	Brazos flexibles	Brazos de fricción multiarticulados que rotan 360 grados para un posicionamiento preciso
2	Soportes para espátulas cerebrales planas	Adaptadores de montaje terminales que conectan las espátulas a los brazos flexibles
1	Articulación de rótula para fijación a mesa	Junta multiaxial que permite la angulación flexible de la barra de soporte en el riel de la mesa
1	Barra de soporte para fijación	Columna de Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) macizo que eleva el sistema sobre la línea del campo quirúrgico
1	Cabezal de acoplamiento	Bloque de abrazadera reforzado que bloquea la barra de soporte a los rieles laterales de la mesa de operaciones
2	Sujetadores para espátulas cerebrales planas	Mecanismos de sujeción de precisión que agarran firmemente espátulas cerebrales planas o flexibles
1	Caja de almacenamiento de madera	Caja protectora a medida para el almacenamiento seguro, transporte y control de inventario





Cabezal Mayfield

SKU **RM-MHR-1**

PRECIO **\$699 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Modelo Adulto	RM-MHR-1-A	\$699
Modelo pediátrico	RM-MHR-1-P	\$799



Cabezal Mayfield Skull Clamp

SKU **RM-MSC-1**

PRECIO **\$2,499 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Sistema estándar Mayfield Skull Clamp	Proporciona fijación craneal rígida y posicionamiento estable de la cabeza durante la cirugía
2	Pines craneales adicionales	Pines de fijación de repuesto para procedimientos adultos o pediátricos
1	Caja de esterilización de aluminio con tapete de silicona	Protege, organiza, almacena y esteriliza el sistema completo



Separador Cerebelar Miskimon

SKU **RM-MCR-19-1**

PRECIO **\$139 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador Cerebelar Miskimon	Dimensiones / Detalles: longitud total de 19 cm, 7x7 dientes afilados hacia afuera, cierre de trinquete · Cantidad incluida: 1	\$139
Funda / Caja protectora	Dimensiones / Detalles: Embalaje de transporte individual · Cantidad incluida: 1	\$139





Separador Oldberg

SKU **RM-OR-21-1**

PRECIO **\$49 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
13.0 mm Hoja Ancha	RM-OR-21-1-1	\$49
15.0 mm Wide Blade	RM-OR-21-1-2	\$49
Hoja de 19.0 mm de ancho	RM-OR-21-1-3	\$49



Separador de Nervios Scoville

SKU **RM-SNR-165-1**

PRECIO **\$29 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Separador de Nervios Scoville	16.5 cm de longitud total, punta angulada contorneada, vástago delgado	\$29
Funda / Caja Protectora	Embalaje de tránsito individual	\$29



Separador de Nervios Smithwick

SKU **RM-SNR-29-1**

PRECIO **\$29 USD**

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO
Pequeño — 17 cm, gancho romo curvo	RM-SNR-29-1-1	\$29
Mediano — 21 cm, gancho romo curvo	RM-SNR-29-1-2	\$29
Estándar — 29 cm, gancho romo curvo	RM-SNR-29-1-3	\$29




Greenberg Retractor

SKU **RM-GR-1**

PRECIO **\$3,999 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
2	Barras Primarias	6" (15 cm) — se monta directamente en los postes rígidos del cabezal
4	Barras Secundarias Flotantes	12" (30 cm) — extiende el perímetro de soporte exterior alrededor de la craneotomía
4	Brazos Flexibles de Retracción Largos	9.5" (24 cm) — brazos de fricción multiarticulados para el posicionamiento de valvas
2	Apoyamanos	10" (25 cm) — proporciona soporte físico para el antebrazo para reducir la fatiga del cirujano
1	Valva de Retracción Cónica	¼" a ¾" (6 mm a 19 mm) — valva extra ancha para retracción cortical extensa
1	Valva de Retracción Cónica	5/32" a ¾" (4 mm a 16 mm) — valva de ancho medio para acceso lobar y subtemporal
1	Valva de Retracción Cónica	⅝" a ½" (3 mm a 12.5 mm) — valva estándar para corretores interhemisféricos profundos
1	Valva de Retracción Cónica	3/32" a ⅝" (2.4 mm a 9 mm) — valva cónica fina para vías estrechas de base de cráneo
1	Valva de Retracción Cónica	1/16" a ¼" (1.5 mm a 6 mm) — microvalva para retracción nerval/vascular delicada
1	Bandeja de Aluminio para Algodones	3" x 6¼" (7.5 cm x 16.8 cm) — se monta en el marco para organizar los algodones quirúrgicos
1	Bandeja de Esterilización	17" x 10" x 2½" (43 cm x 25 cm x 6.3 cm) — bandeja organizadora perforada de alta resistencia



Marco craneal multipropósito Sugita

SKU **RM-SMH-SET-1**

PRECIO **\$4,999 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Smart Fix C Holder	Chasis de abrazadera en C rígida que conecta el marco base a la mesa de operaciones
1	Smart Fix Box Joint	Bloque conector articulado que incluye 2 tornillos de fijación dedicados
1	Smart Fix Stopper Sleeve	Collar guía de bloqueo que evita el desplazamiento axial del marco
1 Set	Smart Fix Head Pin, Standard	Pin de fijación de cráneo cónico para craneotomía adulta estándar
1 Set	Smart Fix Head Pin, Long	Pin de fijación de cráneo extendido para perfiles óseos calvarios gruesos
1	Flexible Base Unit	Base de articulación multiarticulada que une los accesorios de la mesa
1	Frame Unit	Arco estructural principal semicircular que proporciona montaje de accesorios de 360°
1 Set	Spring Scalp Hook Retractors	Retractores de margen del cuero cabelludo de tensión elástica para sujeción hemostática
1	Spring Hook Adjustor	Mecanismo de dial de tensión que controla la tracción del gancho para el cuero cabelludo
1 Set	Retractor Slide Adjustor II	Montaje deslizante de microavance de precisión para espátulas cerebrales
1	Hand Rest (Central)	Estabilizador ergonómico del antebrazo y la muñeca para el microcirujano
1	Hand Rest R	Barra de soporte anatómica para el antebrazo del lado derecho
1	Hand Rest L	Barra de soporte anatómica para el antebrazo del lado izquierdo
1	Adjustable Hand Rest with Dome Screw	Apoyamanos articulado con ajuste de bloqueo de cúpula esférica
1	Adjustable Hand Rest with Slide	Apoyamanos deslizante longitudinal para ángulos operativos variables
1	Instrument Receptacle	Bandeja de soporte estéril para cánulas de succión y microinstrumentos
1	Cotton Plate	Plataforma de preparación para compresas neuroquirúrgicas y algodones
1	Cotton Plate Adjustor	Brazo de posicionamiento articulado para la plataforma de algodón
1	Sub Hole Attachment	Soporte de montaje auxiliar para retractores cerebrales periféricos
1	Sterilization Box	Contenedor de tránsito organizacional de aluminio/Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) hecho a medida





Separador Autoestático Judd-Masson

SKU **RM-JMSR-399-1**

PRECIO **\$399 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Marco base autoestático de alta resistencia	Chasis multipunto diseñado para una amplia visibilidad 3D
2	Valvas laterales planas fijas	Paneles de 69 mm de profundidad orientados hacia afuera con fenestraciones protectoras de 90 grados
1	Componente de valva central ajustable	Valva plana sólida configurada para adaptarse de forma segura a estructuras de órganos internos
1	Conjunto de doble bloqueo de cremallera manual	Clips de bloqueo mecánicos dobles que gestionan los ajustes de expansión para ambos sistemas de valvas
2	Brazos de pinzas retráctiles ergonómicos	Mangos estructurados ligeros fabricados con bordes suaves protectores de tejido
1	Caja / Almacenamiento protector	Embalaje de tránsito estándar



Separador Urológico Turner-Warwick

SKU **RM-TWUR-549-1**

PRECIO **\$549 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Marco base circular autoestático	Chasis de anillo rígido de 180 mm x 140 mm diseñado para visibilidad de 360 grados
6	Valvas de garra ajustables con puntas dobles curvas	Valvas de separación multidireccionales de 13 mm x 14 mm para tejido fibroso
6	Cierres de pasador de retención de deslizamiento rápido	Sujetadores manuales ranurados que bloquean la tensión del tejido de forma segura
2	Brazos ergonómicos de pinza de separación	Marcos de mango estructurados ligeros forjados con perímetros suaves
1	Caja / Almacenamiento protector	Embalaje de transporte estándar





Separador Urology Lobster Expanded Retractor

SKU **RM-ULER-1**

PRECIO **\$3,499 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
8	Clamp para separador Lobster	—
1	Clamp de mesa Lobster con poste vertical y acoplador de marco	—
1	Brazo de extensión articulado Lobster	—
1	Marco Lobster	—
2	Valva giratoria Mayo Lobster	2" × 2"
2	Valva giratoria Mayo Lobster	2¾" × 2"
1	Valva giratoria Deaver Lobster	2¾" × 4½"
1	Valva giratoria Deaver Lobster	1½" × 6"
1	Valva Harrington Sweetheart Lobster	2" × 5"
1	Valva Harrington Lobster	2.5" × 6"
1	Valva giratoria maleable Lobster (Perforada)	2" × 6½"
1	Valva giratoria maleable Lobster (Perforada)	3" × 6½"
1	Valva giratoria maleable Marshall Lobster para vejiga	3" × 6"
1	Valva giratoria Fence Lobster	4" × 6"
1	Valva giratoria Splanchnic Lobster	2" × 4½"
1	Caja de esterilización	—




Sistema Separador de Urología Bookwalter

SKU **RM-BURS-1**

PRECIO **\$2,399 USD**

LISTA DE COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Poste de Campo	12" (30.5 cm)
1	Acoplador de Poste	Estándar
1	Barra Flexible Horizontal	1" de diámetro (2.5 cm)
8	Mecanismos de Cremallera Basculantes	Multi-ángulo
1	Aro Segmentado	10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)
1	Aro Segmentado	8½" × 14" (21.6 × 35.6 cm)
1	Valva Maleable	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Valva Maleable	1½" × 6" (3.8 × 15.2 cm)
2	Valvas Kelly	1" × 2½" (2.5 × 6.4 cm)
1	Valva Kelly	1" × 1½" (2.5 × 3.8 cm)
2	Valvas Kelly	2" × 2½" (5.1 × 6.4 cm)
3	Valvas Vaginales Laterales	1" × 3" (2.5 × 7.6 cm)
1	Valva Renal Wylie	1" × 7" (2.5 × 17.8 cm)
1	Caja de Esterilización	Estuche protector



PEDIDOS Y ASISTENCIA

Cómo hacer un pedido a Retractor Maker

Pedidos y pago

- Envíenos su lista de instrumentos con los códigos de artículo, tamaños, cantidades y país de destino a través del formulario de solicitud de presupuesto, por correo electrónico o WhatsApp.
- Confirmamos la configuración, el precio, el plazo de entrega y el envío en un presupuesto por escrito.
- El pago se realiza por adelantado mediante transferencia bancaria a nuestra cuenta corporativa. El pago con tarjeta de crédito o débito se puede disponer a petición del cliente.

Plazos de entrega

- En existencias: envío en 5 días hábiles y, a continuación, unos 7 días de entrega mundial.
- Bajo pedido: 17-20 días hábiles de fabricación y, a continuación, unos 9 días de entrega mundial.

Solicitar muestras

- Las muestras están disponibles para distribuidores, hospitales y proveedores médicos que evalúen nuestros instrumentos para compras por volumen.
- Envíenos los códigos de artículo y las cantidades que necesita; le presupuestaremos las muestras y el envío a su país. Las muestras en existencias se envían en 5 días hábiles.

Cuidado y esterilización

- Limpie los instrumentos rápidamente después de usarlos, aclare y seque por completo, e inspeccione las hojas, los dientes y los trinquetes.
- Los retractores de acero inoxidable son aptos para la esterilización por vapor (autoclave); siga el ciclo validado de su centro.
- Guárdelos en un lugar limpio y seco, en bandejas o soportes que protejan las hojas y las puntas.

Las guías completas están disponibles en retractormanufacturer.com: Pedidos y pago, Solicitar muestras y Cuidado y esterilización.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest