



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Miller Rake Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Miller Rake Retractor

SKU RM-MRR-514-1

\$39 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Perfil de Pontas Rombas (Blunt)	Dimensões / Detalhes: 5 ¼" de comprimento, 15 mm de largura, 9 dentes rombos · Função Clínica Primária: Elevação segura de retalho cutâneo com risco zero de perfuração · Preço (USD): \$39.00
1	Perfil de Pontas Agudas (Sharp)	Dimensões / Detalhes: 5 ¼" de comprimento, 15 mm de largura, 9 dentes agudos · Função Clínica Primária: Fixação segura e antiderrapante em derme densa e fáscia fibrosa · Preço (USD): \$39.00
1	Luva Protetora / Caixa	Dimensões / Detalhes: Embalagem Padrão de Transporte · Função Clínica Primária: — · Preço (USD): Incluso

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Miller Rake Retractor é um afastador especializado para cirurgia dermatológica e plástica, desenvolvido especificamente para fornecer uma elevação ampla e antiderrapante de retalhos de pele e exposição de tecido subcutâneo. Projetado com uma cabeça expansiva de 9 dentes, este instrumento permite que os cirurgiões apliquem contra-tração manual uniforme em planos cutâneos e subcutâneos sem causar rasgamento dérmico focal ou isquemia de borda.

Construído em uma configuração de tamanho padrão para otimizar a destreza manual, esta configuração do Miller Rake Retractor apresenta um comprimento total de 5 ¼ polegadas (13.3 cm) combinado com uma largura de ponta de trabalho de 15.0 mm (\$39). Fabricado manualmente com Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), o instrumento incorpora um layout denso de 9 dentes estilo ancinho, customizável

em dois perfis de ponta distintos: pontas rombas (Blunt) para manipulação segura do tecido minimizando o trauma, ou pontas agudas (Sharp) para um engate de tecido altamente confiável e firme em planos fibrosos densos. O cabo plano ergonômico garante controle sem fadiga para os assistentes cirúrgicos.

Forjado com um acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Miller Rake Retractor para suportar ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, fornecendo aos centros de cirurgia estética, plástica e reconstrutiva em todo o mundo durabilidade excepcional, resistência à corrosão e total confiabilidade em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest