



製品パンフレット

Biggs Mammoplasty Retractor narrow (乳房形成術用レトラクター ナロー)

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines



Biggs Mammoplasty Retractor narrow (乳房形成術用レトラクター ナロー)

SKU RM-BMRN-1

\$89 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Biggs Mammoplasty Retractor narrow	全長 6" (15.2 cm)、3 cm幅ナロー湾曲ブレード	\$89
保護スリーブ / 箱	個別輸送用パッケージ	\$89

製品詳細

Biggs Mammoplasty Retractor narrowは、美容および再建乳房手術において、愛護的でクリアな軟部組織の露出を提供するために設計された、必須の手持ち式形成外科用レトラクターです。解剖学的なプロファイルで設計されており、術者は最小限の対抗牽引の負担で、最適なレバレッジを効かせながら実質組織や筋フラップを挙上することができます。

精密な乳腺ポケット剥離用に構築されたこのBiggs Mammoplasty Retractor narrowモデルは、全長6インチ (15.2 cm) とコンパクトな3 cm幅のブレードを特徴としています。強く湾曲したシャフトは、乳房の解剖学的な曲線にスムーズに適合するように設計されており、局所的な軟部組織の挫傷や裂傷を引き起こすことなく、深部の胸筋下および腺下のポケットの遮るものがないクリアな術野を確保します。

反射を抑えたサテンマット仕上げのプレミアム医療グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から鍛造されたRetractor MakerのBiggs Mammoplasty Retractor narrowは、繰り返しの院内滅菌サイクルに耐えるよう製造されており、世界中の乳腺外科医や形成外科医に優れた人間工学的バランス、耐食性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest