



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Green Schilddrüsen-Wundhaken

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Green Schilddrüsen-Wundhaken

SKU RM-GTR-223-1

\$44 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Green Schilddrüsen-Wundhaken	22.3 cm Gesamtlänge, gebogenes offenes Drahtschlingenblatt, Ringgriff — 1	\$44
Schutzhülle / Box	Einzeltransportverpackung — 1	\$44

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Green Schilddrüsen-Wundhaken ist ein klassischer Retraktor für die endokrine und allgemeine Chirurgie, der speziell für die atraumatische Verdrängung von Weichteilgewebe bei Schilddrüsen- und Nebenschilddrüsenoperationen entwickelt wurde. Dank des fenestrierten, offenen Drahtschlingenblatts ermöglicht dieses Instrument dem OP-Team die sanfte Mobilisierung der Mm. sternohyoideus, sternothyroideus und omohyoideus von der Schilddrüse, ohne Gewebequetschungen oder fokale Muskelischämien zu verursachen.

Optimiert für gezielte Schilddrüsenexpositionen verfügt diese Konfiguration des Green Schilddrüsen-Wundhakens über eine Gesamtlänge von 22.3 cm. Das Arbeitsende besteht aus einem vollständig gebogenen Drahtschlingenprofil, das einen breiten Oberflächenkontakt bietet und gleichzeitig Licht und Sicht direkt durch die Fensterung passieren lässt. Der ergonomische Ringgriff reduziert die Ermüdung der Hand und bietet eine außergewöhnliche Hebelwirkung, was eine rutschfeste Stabilität während der empfindlichen Dissektion des Nervus laryngeus recurrens gewährleistet.

Gefertigt aus medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einem reflexionsfreien Satin-Finish, stellt Retractor Maker den Green Schilddrüsen-Wundhaken nach strengsten klinischen Standards her. Er bietet hohe Korrosionsbeständigkeit, strukturelle Stabilität und vollständige Autoklavierbarkeit für den Einsatz in Operationssälen und endokrinen Zentren weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest