



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Humeral Head Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Humeral Head Retractor

SKU RM-HHR-ORTHO-1

\$84 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
8 ¾" (22.23 cm) — Gebogener Schaft, abgewinkeltes Ringblatt	RM-HHR-ORTHO-1-1	\$84
9.0" (22.86 cm) — Gebogener Schaft, abgewinkeltes Ringblatt	RM-HHR-ORTHO-1-2	\$89
10.0" (25.40 cm) — Gebogener Schaft, gewinkeltes Ringblatt	RM-HHR-ORTHO-1-3	\$94
11.0" (27.94 cm) — Gebogener Schaft, abgewinkeltes Ringblatt	RM-HHR-ORTHO-1-4	\$99

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Humeral Head Retractor ist ein spezialisiertes chirurgisches Instrument für die Orthopädie, das gezielt für eine zuverlässige Knochenhebelwirkung und Weichteilverdrängung bei der anatomischen und inversen Schulterendoprothetik entwickelt wurde. Mit seinem anatomisch gebogenen Schaft und dem gewinkelten Ringblatt-Profil umschließt dieser Retraktor den proximalen Humerus sicher und hebt ihn posterior vom Glenoidrand weg, ohne in umliegende neurovaskuläre Zonen abzurutschen.

Die Humeral Head Retractor-Serie wurde für eine umfassende prozedurale Anpassungsfähigkeit bei unterschiedlichen Patientengrößen entwickelt und wird in vier wählbaren Gesamtlängen angeboten: 8 ¾ Zoll (\$84), 9 Zoll (\$89), 10 Zoll (\$94) und eine verlängerte 11-Zoll-Version (\$99) für tiefe muskuläre oder bariatrische Zugangswege. Die konturierten Blattkanten verteilen den Gegenzug gleichmäßig auf den kortikalen Knochen, während der Heavy-Duty-Griff dem Assistenten eine dauerhafte manuelle Zugkraft ermöglicht und die Ermüdung der Hand während des Glenoid-Reamings und der Komponentenplatzierung reduziert.

Geschmiedet aus hochwertigem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) in medizinischer Qualität mit reflexionsfreiem Satin-Matt-Finish, fertigt Retractor Maker den Humeral Head Retractor so, dass er enormen orthopädischen Drehmomenten und wiederholten Autoklavenzyklen standhält. Damit bietet er Teams in der Schulterrekonstruktion und Sportmedizin weltweit höchste klinische Haltbarkeit, Korrosionsbeständigkeit und chirurgische Präzision.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest