



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор Caspar Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ретрактор Caspar Retractor

SKU RM-CR-21-1

\$64 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Caspar Retractor	длина 21 см, лезвие 17.0 × 67.0 mm, рукоятка с кольцом	\$64
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$64

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор Caspar Retractor — это специализированный ручной хирургический инструмент, разработанный для обеспечения стабильной и глубокой ретракции мягких тканей и экспозиции краев раны при ортопедических, спинальных и реконструктивных операциях. Благодаря удлинённому Г-образному лезвию, этот инструмент позволяет ассистенту поддерживать постоянную противотягу на плотных мышечных лоскутах с минимальными физическими усилиями.

Созданная для точной работы в глубоких полостях, данная стандартная модель Caspar Retractor имеет общую длину 21 см (\$64) и рабочую часть размером 17.0 mm в ширину и 67.0 mm в длину. Лезвие снабжено мягким дистальным выступом (губкой), который надёжно удерживает слои фасций и мышц, предотвращая случайное соскальзывание во время резекции кости. Встроенная эргономичная рукоятка с кольцом под палец гарантирует надёжный захват, улучшает контроль в узких операционных полях и значительно снижает утомляемость рук хирурга при длительных операциях.

Изготовленный из медицинской нержавеющей стали с антибликовым сатинированным покрытием, Caspar Retractor от Retractor Maker производится в соответствии со строгими клиническими стандартами, обеспечивающими высокую прочность на разрыв, исключительную коррозионную стойкость и полную пригодность к автоклавированию для использования в операционных по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest