



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Jolls Friedman Otostatik Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Jolls Friedman Otostatik Ekartör

SKU RM-JFSRR-1

\$94 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Jolls Friedman Otostatik Ekartör	Boyutlar / Detaylar: 6" (15.24 cm) uzunluk, fenestralı kavisli çeneler, vidalı kilit	\$94
Koruyucu Kılıf / Kutu	Boyutlar / Detaylar: Bireysel taşıma ambalajı	\$94

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Jolls Friedman Otostatik Ekartör, tiroid ve paratiroid prosedürleri sırasında yumuşak doku ve strap kaslarının sürekli, eller serbest şekilde ekarte edilmesini sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış uzman bir endokrin ve servikal cerrahi ekartördür. Ön boyun anatomisine uyum sağlayan kavisli yapısıyla bu alet, asistana ihtiyaç duymadan veya cerrahi alanı daraltmadan geniş bir görüş penceresi sunar.

Klinik standartlara uygun olarak üretilen bu Jolls Friedman Otostatik Ekartör konfigürasyonu, 6 inç (15.24 cm) toplam uzunluğa sahiptir. Çalışma uçları, sternokleidomastoid ve strap kaslarını kas liflerini ezmeden güvenli bir şekilde tutan, pürüzsüz ve fenestralı yüzeylere sahip anatomik kavisli bir çene profiline sahiptir. Alt kısımdaki mekanik vidalı kilit sistemi, karşı traksiyon altında kaymadan sıkıca kilitlenen hassas ayarlanabilir gerginlik kontrolü sağlar.

Yansıma yapmayan saten mat kaplamalı, birinci sınıf cerrahi sınıf Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen Retractor Maker markalı Jolls Friedman Otostatik Ekartör, hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretilmiştir. Dünya çapındaki endokrin, KBB ve genel cerrahi ekiplerine olağanüstü dayanıklılık, korozyon direnci ve tam klinik güvenilirlik sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest