



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de Biggs pour lifting facial, avec fibre optique

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de Biggs pour lifting facial, avec fibre optique

SKU RM-BFLR-FO-1

\$99 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Biggs Face Lift Retractor, With Fiber optic	Longueur 9" (229 mm), lame 52 mm, faisceau de fibres optiques
1	Adaptateur universel pour câble de lumière	Compatible avec les raccords Storz, Olympus, Wolf, ACMI
1	Étui / Boîte de protection	Emballage de transport standard

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de Biggs pour lifting facial avec fibre optique est un instrument de chirurgie plastique éclairé de qualité supérieure, conçu pour offrir une élévation tissulaire exceptionnelle couplée à un éclairage direct et sans ombre lors des procédures de reconstruction faciale. En canalisant une lumière froide directement sous les lambeaux cutanés décollés, cet instrument élimine les zones d'ombre et permet aux chirurgiens d'identifier clairement les branches du nerf facial et les réseaux vasculaires délicats.

Conçu pour la chirurgie esthétique de précision, ce modèle d'écarteur de Biggs présente une longueur totale de 9 pouces (229 mm) et une large lame de 52 mm. La lame est profilée avec un rebord de rétention lisse pour maintenir une traction sûre sur les tissus cutanés sans provoquer de nécrose de pression focale. Il intègre un faisceau de fibres optiques doté d'un connecteur universel compatible avec les câbles de lumière hospitaliers standard (Storz, Olympus, Wolf et ACMI), permettant une connexion fluide aux sources lumineuses existantes du bloc opératoire.

Fabriqué entièrement en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), Retractor Maker livre l'écarteur de Biggs pour lifting facial avec fibre optique non stérile et entièrement autoclavable, offrant une durabilité et une clarté optique exceptionnelles pour les cliniques de chirurgie esthétique haut de

gamme du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest