



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Low Profile para Pé e Tornozelo

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Low Profile para Pé e Tornozelo

SKU RM-LPFAR-1

\$84 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
7.5 inches	RM-LPFAR-1-1	\$84
8.75 inches	RM-LPFAR-1-2	\$89

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Low Profile para Pé e Tornozelo é um instrumento cirúrgico ortopédico indispensável, projetado especificamente para fornecer alavancagem óssea confiável e deslocamento de tecidos moles em espaços articulares estreitos da podologia e do tornozelo. Projetado com uma haste de perfil baixo, este instrumento permite que os cirurgiões trabalhem confortavelmente em campos operatórios confinados sem que corpos volumosos de afastadores obstruam furadeiras cirúrgicas, parafusos ou imagens fluoroscópicas.

Construído para acomodar profundidades de tecido variadas, a série de Afastadores Low Profile para Pé e Tornozelo é oferecida em dois comprimentos totais: 7.5 inches (19.05 cm, \$84) para procedimentos de antepé e mediopé, e 8.75 inches (22.22 cm, \$89) para exposições mais profundas do retopé e da articulação do tornozelo. Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), o instrumento oferece perfis de lâmina estruturais em layouts de geometria reta e curva para se adaptar a bordas ósseas complexas. Sua ponta em bico contornada assenta-se firmemente atrás do osso cortical, enquanto o cabo ergonômico proporciona contra-tração manual estável.

Forjado com um acabamento fosco acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador Low Profile para Pé e Tornozelo para suportar torques ortopédicos pesados e ciclos repetidos de autoclave hospitalar, proporcionando aos especialistas em podologia, trauma e ortopedia de pé e tornozelo em todo o mundo uma durabilidade clínica inabalável e precisão cirúrgica.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest