



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador de Raiz Nervosa Toennis

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador de Raiz Nervosa Toennis

SKU RM-TNRR-15-1

\$29 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Afastador de Raiz Nervosa Toennis	15 cm de comprimento total, haste delgada, ponta em gancho de contorno suave	\$29
Luva Protetora / Caixa	Embalagem individual para transporte	\$29

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador de Raiz Nervosa Toennis é um retrator neurocirúrgico e espinhal especializado, projetado especificamente para fornecer mobilização e proteção segura e não traumática de raízes nervosas delicadas e do saco tecal durante a discectomia lombar posterior. Projetado com uma haste de corpo ultra-delgada, este afastador permite que os cirurgiões de coluna manipulem elementos neurais suavemente em janelas interlaminares estreitas sem obstruir a visualização microscópica ou superlotar microinstrumentos delicados.

Construído para suportar ciclos de esterilização em autoclave de alta frequência sem degradação, esta configuração do Afastador de Raiz Nervosa Toennis apresenta um comprimento total de 15 cm (\$29) que proporciona controle manual excepcional e feedback tátil refinado. Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), o perfil de sua lâmina de trabalho incorpora um layout de corpo delgado de extremidade única que termina em um gancho suave contornado especificamente para manipulação neural atraumática e de tecidos delicados. O cabo plano ergonômico garante contra-tração manual estável e livre de fadiga durante descompressões extensas do canal.

Forjado com acabamento fosco acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador de Raiz Nervosa Toennis para manter padrões clínicos rigorosos, fornecendo a salas de neurocirurgia, centros de cirurgia de coluna e salas de cirurgia ortopédica em todo o mundo resistência excepcional à corrosão, rigidez estrutural e durabilidade completa em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest