



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur nasal de Sheen coudé

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur nasal de Sheen coudé

SKU RM-SNRA-65-1

\$49 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Sheen Nasal Retractor Angled	Longueur totale 6 ½" (165 mm), lame pleine de 10 mm, châssis coudé	\$49
Manchon de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$49

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur nasal de Sheen coudé est un instrument manuel spécialisé pour la rhinoplastie et la chirurgie plastique faciale, conçu spécifiquement pour assurer une élévation sûre et atraumatique de l'enveloppe cutanée nasale et des cartilages latéraux inférieurs. Conçu avec une tige anatomique coudée, cet instrument éloigne la main de l'assistant de l'axe chirurgical, permettant au chirurgien de maintenir une ligne de mire dégagée sur le dorsum nasal.

Construit pour résister à des cycles fréquents de stérilisation à l'autoclave tout en offrant une garantie à vie contre la rouille, cette configuration de l'écarteur nasal de Sheen coudé présente une longueur totale d'outil de 6 ½ pouces (165 mm, \$49). Fabriquée à la main en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), la largeur de la lame de travail mesure 10 mm dans une configuration pleine avec des bords arrondis et atraumatiques pour prévenir les déchirures muqueuses ou l'ischémie dermique. Son châssis fixe coudé à extrémité simple offre aux assistants opératoires un levier manuel stable et sans fatigue pendant le remodelage complexe de la pointe et de la voûte nasales.

Classé comme un écarteur de qualité bloc opératoire certifié, Retractor Maker fabrique l'écarteur nasal de Sheen coudé avec une finition satinée mate antireflet, offrant une haute résistance à la corrosion, une rigidité structurelle inébranlable et une durabilité totale à l'autoclave pour les centres de chirurgie esthétique, ORL et plastique faciale du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest