



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador autoestático Scoville-Haverfield

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador autoestático Sco ville-Haverfield

SKU RM-SHSRR-150-1

\$339 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Chasis autoestático con ramas articuladas	Chasis articulado de acción tipo tijera que se inclina hacia abajo fuera de la línea de visión
1	Valva lateral desmontable de punta afilada única	Valva de garra única de 50 mm diseñada para anclarse profundamente bajo los márgenes de la incisión
1	Valva lateral dentada sólida desmontable	Pala de retracción ósea sólida de 60 mm x 25 mm equipada con una punta microdentada
1	Bloqueo manual integrado por engranaje de tornillo	Mecanismo de rosca central que proporciona una sujeción abierta inmutable para limitar la fatiga
2	Brazos de pinza retractores ergonómicos	Brazos de mango ligeros y estructurados forjados con perímetros completamente lisos
1	Caja / Almacenamiento protector	Embalaje estándar de transporte

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador autoestático Scoville-Haverfield es un sistema de retracción neuroquirúrgico y de columna articulado de primer nivel, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento profundo y sin obstrucciones del tejido paraespinal durante laminectomías lumbares complejas y fusiones espinales. Diseñado con ramas articuladas hacia abajo, este instrumento permite que el chasis mecánico se asiente plano contra los contornos del cuerpo del paciente, manteniendo los mangos del asistente completamente fuera de la línea de visión microscópica del cirujano.

Construido según las especificaciones del marco clínico, este juego completo de separador autoestático Scoville-Haverfield (\$339) proporciona una expansión de hasta 150 mm en el riel horizontal. Fabricado a mano en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el sistema modular incorpora una valva lateral desmontable de una sola punta afilada con una profundidad operativa de 50 mm para un anclaje seguro bajo márgenes de incisión densos, junto con una valva lateral dentada sólida de 60 mm x 25 mm (25 mm de ancho x 60 mm de largo) equipada con una punta microdentada para sujetar los márgenes óseos de forma atraumática. El mecanismo integrado de bloqueo manual por rosca central proporciona una apertura inmutable que elimina la fatiga manual del asistente.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker fabrica el separador autoestático Scoville-Haverfield para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a los centros neuroquirúrgicos, quirófanos de columna ortopédica y salas de traumatología en todo el mundo una estabilidad mecánica excepcional, resistencia a la corrosión y durabilidad completa en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest