



# RETRACTOR MAKER

## 製品パンフレット

### Bookwalter Urology Retractor System

#### CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



# Bookwalter Urology Retractor System

SKU RM-BURS-1

**\$2,399 USD**

## コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント                 | 寸法 / 詳細                     |
|----|-------------------------|-----------------------------|
| 1  | Field Post              | 12" (30.5 cm)               |
| 1  | Post Coupler            | 標準型                         |
| 1  | Horizontal Flex Bar     | 直径 1" (2.5 cm)              |
| 8  | Tilt Ratchet Mechanisms | 多角度対応                       |
| 1  | Segmented Ring          | 10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm) |
| 1  | Segmented Ring          | 8½" × 14" (21.6 × 35.6 cm)  |
| 1  | Malleable Blade         | 2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)     |
| 1  | Malleable Blade         | 1½" × 6" (3.8 × 15.2 cm)    |
| 2  | Kelly Blades            | 1" × 2½" (2.5 × 6.4 cm)     |
| 1  | Kelly Blade             | 1" × 1½" (2.5 × 3.8 cm)     |
| 2  | Kelly Blades            | 2" × 2½" (5.1 × 6.4 cm)     |
| 3  | Vaginal Lateral Blades  | 1" × 3" (2.5 × 7.6 cm)      |
| 1  | Renal Wylie Blade       | 1" × 7" (2.5 × 17.8 cm)     |
| 1  | Sterilization Box       | 保護ケース                       |

## 製品詳細

Bookwalter Urology Retractor Systemは、腎臓、尿管、膀胱、および後腹膜の泌尿器構造への腹部および側腹部アプローチにおいて、安定したハンズフリーの術野展開を提供するテーブル固定式自動開創器セットです。本システムは、12" (30.5 cm) のフィールドポスト、標準ポストカプラー、および直径1" (2.5 cm) の水平フレックスバーを使用して手術台に装着します。

切開部位や患者の体格に合わせてフレームを選択できるよう、10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm) と 8½" × 14" (21.6 × 35.6 cm) の2種類のセグメントリングが付属しています。8つの多角度チルトラチェット機構によりブレードをリングに固定し、開創の深さとブレードの角度を個別に設定できます。

開創用ハードウェアは深部から浅部まで対応しており、2" × 6" および 1½" × 6" のマリアブルブレード、1" × 2½"、1" × 1½"、2" × 2½" サイズのケリーブレード、3つの 1" × 3" 膈壁用ブレード、および 1" × 7" の腎臓用Wylieブレードが含まれています。すべてのコンポーネントは非磁性のサージカルグレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）で製造されており、滅菌ケースに収められています。

Bookwalter Urology Retractor Systemは未滅菌状態で提供され、再利用およびオートクレーブ滅菌が可能です。ご使用前に施設の検証済み手順に従って洗浄および滅菌を行ってください。Retractor Makerは、パキスタンのシアルコートより本セットを直接製造・供給しています。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

#### RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

[info@retractormaker.com](mailto:info@retractormaker.com)

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

[retractormaker.com](https://retractormaker.com)  
[retractormanufacturer.com](https://retractormanufacturer.com)

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

#### フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest