



RETRACTOR MAKER

CATALOGO 2026

DIVARICATORI CHIRURGICI · SISTEMI · LAME · COMPONENTI

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Produttore di Divaricatori — di Retractor Maker

Donald Cameron

CHI SIAMO

Produttore Diretto di Divaricatori Chirurgici

Retractor Maker è un produttore diretto di divaricatori chirurgici con sede a Sialkot, Pakistan. Produciamo sistemi di divaricatori, lame e componenti per otto specialità chirurgiche.

Come è Nata Retractor Maker

Retractor Maker è stata fondata nel 2023, ma la nostra esperienza con gli strumenti chirurgici risale a molto prima.

Sono Saad Shahid e lavoro ancora con mio padre presso Hospitech Traders, l'azienda di strumenti chirurgici di famiglia. Mio padre ha fondato Hospitech Traders nel 1989 e da molti anni produciamo e forniamo strumenti chirurgici.

L'idea di Retractor Maker è nata da uno dei nostri clienti. Un giorno, un cliente ci ha chiesto un divaricatore per chirurgia addominale. All'epoca non producevamo divaricatori, così ho iniziato a esaminare i prodotti disponibili di altre aziende.

Ciò che ho scoperto mi ha sorpreso. Alcuni sistemi di divaricatori completi venivano venduti a circa 60.000-65.000 \$. Ho trovato questi prezzi eccessivamente alti, soprattutto sapendo che avevamo già i macchinari, la manodopera e l'esperienza produttiva necessari per fabbricare da soli gli strumenti chirurgici.

Così ho pensato: perché non produciamo noi stessi il divaricatore per offrirlo a un prezzo molto più accessibile? Questo è il motivo per cui ho fondato Retractor Maker.

COSA FACCIAMO OGGI

Abbiamo Iniziato a Produrli Noi Stessi

Invece di acquistare divaricatori da un'altra azienda per rivenderli, ho deciso di produrli nel nostro laboratorio. Grazie alla nostra esperienza con gli strumenti chirurgici, disponevamo già dei macchinari e dell'assetto produttivo. Abbiamo utilizzato queste risorse per sviluppare e produrre i nostri sistemi di divaricatori.

Oggi forniamo molti dei nostri sistemi di divaricatori a prezzi fino al 90% inferiori rispetto a sistemi comparabili delle principali marche. Il nostro scopo non è semplicemente produrre divaricatori, ma renderli più convenienti e accessibili a ospedali, chirurghi e organizzazioni mediche di tutto il mondo.

Ancora Parte dell'Azienda Produttiva di Famiglia

Retractor Maker è cresciuta dall'esperienza che già avevamo nella produzione di strumenti chirurgici. Sono ancora attivamente coinvolto in Hospitech Traders, lavorando al fianco di mio padre, e allo stesso tempo gestisco Retractor Maker come un'azienda dedicata specificamente ai divaricatori chirurgici.

Specialità Chirurgiche

Chirurgia generale · Urologia · Chirurgia cardiovascolare · Otorinolaringoiatria · Chirurgia plastica · Chirurgia ortopedica e spinale · Neurochirurgia · Ostetricia e ginecologia.

Lavoriamo direttamente con ospedali, distributori di presidi medici, chirurghi e organizzazioni sanitarie in tutto il mondo. Lavoriamo anche su configurazioni specifiche e requisiti personalizzati quando un prodotto standard non soddisfa le esigenze del cliente.

Il Nostro Obiettivo

Produrre autonomamente i divaricatori e fornirli a prezzi fino al 90% inferiori rispetto a sistemi comparabili delle principali marche, affinché più ospedali possano permettersi le attrezzature di cui hanno bisogno.

CATEGORIE DI PRODOTTI

Ordinate per numero di prodotti in ciascuna categoria

Divaricatori ortopedici e spinali

124 prodotti

PAGINE 5-52



Divaricatori per chirurgia generale

118 prodotti

PAGINE 53-95



Divaricatori ORL

109 prodotti

PAGINE 96-132



Divaricatore per chirurgia plastica

61 prodotti


PAGINE 133-154



Divaricatori cardiovascolari

45 prodotti


PAGINE 155-171



Divaricatori per ostetricia e ginecologia

26 prodotti


PAGINE 172-181



Divaricatori neurochirurgici

20 prodotti

PAGINE 182-189



Divaricatori urologici

4 prodotti

PAGINE 190-191





Divaricatore acetabolare, stretto, a due rebbi

SKU **RM-ARNDP-1**

PREZZO **\$99 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Stretto — 32 mm blade	RM-ARNDP-1-1	\$99
Standard — lama 44 mm	RM-ARNDP-1-2	\$99



Anterior Femoral Condylar Retractor

SKU **RM-AFCR-1**

PREZZO **\$99 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Anterior Femoral Condylar Retractor	5" (12.7 cm) di lunghezza, lama fenestrata e seghettata da 45 mm	\$99
Custodia protettiva / Scatola	Confezione individuale per il trasporto	\$99



Anterior Femoral Neck Anteromedial Rim Retractor

SKU **RM-AFNAR-1**

PREZZO **\$49 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Anterior Femoral Neck Anteromedial Rim Retractor	Lunghezza 15" (37.46 cm), lama curva, impugnatura esagonale	\$49
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio individuale per il trasporto	\$49



Leva per il bordo acetabolare anterolaterale

SKU **RM-AAARR-1**

PREZZO **\$49 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Leva per il bordo acetabolare anterolaterale	Lunghezza 10" (25.4 cm), lama 18 mm di larghezza x 3.25" di profondità	\$49
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio per il trasporto singolo	\$49



Divaricatore rotuleo AORI

SKU **RM-APR-1**

PREZZO **\$69 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
5" (12.7 cm), estremità operativa 10 mm	RM-APR-1-1	\$69
7" (17.8 cm), estremità operativa 10 mm	RM-APR-1-2	\$79



Divaricatore per anca APC

SKU **RM-APCHR-1**

PREZZO **\$49 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	A rebbio singolo	10" (25.4 cm) — presa ossea mirata sul bordo acetabolare
1	A rebbio doppio	10" (25.4 cm) — esposizione bilanciata a due punti di tessuti molli e capsula
1	Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio standard per il trasporto



Divaricatore B-Z

SKU **RM-BZR-1**

PREZZO **\$339 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Profondità 7.5 cm (45° o 90°)	RM-BZR-1-1	\$339
Profondità 10 cm (45° o 90°)	RM-BZR-1-2	\$359



Divaricatore B-Z Weitlaner

SKU **RM-BZWR-1**

PREZZO **\$339 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Divaricatore B-Z Weitlaner	28 cm di lunghezza totale, valve 4x4 con denti smussi profonde 83 mm, angolato a 90°	\$339
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio individuale per il trasporto	\$339



Retrattore automatico Beard Distal Bicep

SKU **RM-BDBSRR-1**

PREZZO **\$299 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
6.375" (16.19 cm)	RM-BDBSRR-1-1	\$299
7.5" (19.05 cm)	RM-BDBSRR-1-2	\$319



Beard Distal Radius Wide Hohmann Retractor

SKU **RM-BDRWHR-1**

PREZZO **\$79 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Beard Distal Radius Wide Hohmann Retractor	5.37" (13.63 cm) lunghezza totale, lama larga Hohmann	\$79
Custodia protettiva / Scatola	Confezione singola per il trasporto	\$79



Divaricatore Beckman-Weitlaner, autobloccante

SKU **RM-BWSRR-1**

PREZZO **\$149 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
14 cm	RM-BWSRR-1-1	\$149
16.5 cm	RM-BWSRR-1-2	\$154
21.5 cm	RM-BWSRR-1-3	\$159
24 cm	RM-BWSRR-1-4	\$164
30.5 cm	RM-BWSRR-1-5	\$169
31 cm	RM-BWSRR-1-6	\$174



Divaricatore Beckmann Adson, autobloccante

SKU **RM-BASRR-1**

PREZZO **\$49 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Profilo stelo 25 mm	RM-BASRR-1-1	\$49
Profilo stelo 44 mm	RM-BASRR-1-2	\$59



Divaricatore Bennett Tibia-Retraktor

SKU **RM-BTR-1**

PREZZO **\$79 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Piccolo — lama da 45 mm	RM-BTR-1-1	\$79
Grande — lama da 63 mm	RM-BTR-1-2	\$89



Divaricatore Hohmann, curvo

SKU **RM-BHR-ORTHO-1**

PREZZO **\$69 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
8"	RM-BHR-ORTHO-1-1	\$69
9 3/4"	RM-BHR-ORTHO-1-2	\$74
11"	RM-BHR-ORTHO-1-3	\$79
11 1/2"	RM-BHR-ORTHO-1-4	\$84
12 1/8"	RM-BHR-ORTHO-1-5	\$89






Sistema divaricatore cervicale Black Belt

SKU **RM-BBCRS-1**

PREZZO **\$2,499 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Telaio del divaricatore (Destro)	Configurazione del telaio lato destro
1	Telaio del divaricatore (Sinistro)	Configurazione del telaio lato sinistro
1	Telaio del divaricatore (Sfalsato)	Configurazione del telaio sfalsato (Offset)
2	Pinze per inserimento valve	Componenti per l'inserimento e il fissaggio delle valve
14	Valve dentate	Opzioni di valve dentate da 34 mm - 70 mm in diverse misure
14	Valve smusse	Opzioni di valve smusse da 34 mm - 70 mm in diverse misure
12	Valve a due livelli, dentate	Valve dentate a due livelli da 40 mm - 55 mm
6	Valve a due livelli, smusse	Valve smusse a due livelli da 40 mm - 55 mm
1	Contenitore di sterilizzazione	Contenitore per organizzazione, stoccaggio e preparazione



Blount divaricatore per ginocchio

SKU **RM-BKR-1**

PREZZO **\$64 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
6 3/8" (17.5 cm)	RM-BKR-1-1	\$64
7" (17.8 cm)	RM-BKR-1-2	\$69
10 1/4" (26.0 cm)	RM-BKR-1-3	\$74
10 3/8" (26.4 cm)	RM-BKR-1-4	\$79





Browne Deltoid Retractors

SKU **RM-BDR-1**

PREZZO **\$109 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
10 ¾" (27.3 cm)	RM-BDR-1-1	\$109
11 ½" (29.2 cm)	RM-BDR-1-2	\$114
12 ¼" (31.1 cm)	RM-BDR-1-3	\$119



C Retractors

SKU **RM-CR-1**

PREZZO **\$69 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
12 ½" (31.8 cm)	RM-CR-1-1	\$69
14" (35.6 cm)	RM-CR-1-2	\$74



Divaricatore per radici nervose Campbell

SKU **RM-CNRR-1**

PREZZO **\$69 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Campbell Nervenwurzel-Retraktor	8 ¾" (22.2 cm) di lunghezza, lama larga 10-10.5 mm	\$69
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio individuale per il trasporto	\$69



Divaricatore capsulare

SKU **RM-CR-ORTHO-1**

PREZZO **\$64 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
A un rebbio (Affilato)	RM-CR-ORTHO-1-1	\$64
A due rebbi (Affilato o Smusso)	RM-CR-ORTHO-1-2	\$69
A tre rebbi	RM-CR-ORTHO-1-3	\$74



Divaricatore per tunnel carpale, autostatico

SKU **RM-CTSRR-1**

PREZZO **\$144 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Carpal Tunnel Self-Retaining Retractor	4 1/4" (10.79 cm) di lunghezza, denti smussi, blocco a cremagliera	\$144
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio individuale per il trasporto	\$144



Caspar Cervical Retractor With Ratchet

SKU **RM-CCRWR-1**

PREZZO **\$289 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
16.5 cm	RM-CCRWR-1-1	\$289
22.3 cm	RM-CCRWR-1-2	\$299



Caspar Lumbar Microdiscectomy Retractor System

SKU **RM-CLMRS-1**

PREZZO **\$799 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Valva laterale	40 mm
1	Valva laterale	45 mm
1	Valva laterale	50 mm
1	Valva laterale	55 mm
1	Valva laterale	60 mm
1	Valva laterale	65 mm
1	Valva laterale	75 mm
1	Specula	40 mm
1	Specula	45 mm
1	Specula	50 mm
1	Specula	55 mm
1	Specula	60 mm
1	Specula	65 mm
1	Specula	75 mm
1	Pinza espulsore	Pinza per il cambio rapido delle valve
1	Telaio divaricatore Caspar Microdiscectomy	Telaio a contrapposizione
1	Scatola di sterilizzazione	Contenitore in alluminio con cestello per strumenti




Divaricatore per radici nervose Caspar

SKU **RM-CNRR-SERIES-1**

PREZZO **\$84 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Lama 4 mm	RM-CNRR-SERIES-1-1	\$84
Lama 6 mm	RM-CNRR-SERIES-1-2	\$89
Lama 8 mm	RM-CNRR-SERIES-1-3	\$94
Lama 10 mm	RM-CNRR-SERIES-1-4	\$99





Divaricatore Caspar

SKU **RM-CR-21-1**

PREZZO **\$64 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Caspar Wundhaken	Lunghezza 21 cm, lama 17,0 x 67,0 mm, impugnatura ad anello	\$64
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio individuale per il trasporto	\$64



Divaricatore Caspar, autostatico

SKU **RM-CSRR-SET-1**

PREZZO **\$649 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Telaio a forbice a doppio snodo	Telaio articolato low-profile con chiusura a cremagliera e a vite
1	Chiave di regolazione manuale	Chiave calibrata per la regolazione della micro-tensione
1 Set	Valve laterali dentate semiamaglie	Profondità 38 mm (versione selezionabile a 2, 3 o 4 denti)
1 Set	Valve a gancio viscerale piatto prolungate	Moduli di valve atraumatiche con profondità 38 mm
1	Scatola di protezione e trasporto	Custodia da trasporto su misura



Casper Cervical Retractor

SKU **RM-CCR-115-1**

PREZZO **\$199 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Casper Cervical Retractor Chassis	Telaio da 11.5 cm, design trasversale pieghevole a 4 bracci, apertura 85 mm	\$199
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio per il trasporto individuale	\$199



Cervical Retractor Frame

SKU **RM-CRF-1**

PREZZO **\$109 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
16.5 cm Bracci rigidi	RM-CRF-1-1	\$109
25.5 cm Bracci articolati	RM-CRF-1-2	\$119



Divaricatore cervicale per tessuti

SKU **RM-CTR-13-1**

PREZZO **\$79 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Divaricatore cervicale per tessuti	13 cm di lunghezza totale, punta smussa 1x1	\$79
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio individuale per il trasporto	\$79



Chandler Retractor

SKU **RM-CHR-1**

PREZZO **\$69 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Piccolo (lama 16.0 mm)	RM-CHR-1-1	\$69
Medio (lama 20.0 mm)	RM-CHR-1-2	\$74
Grande (lama 25.0 mm)	RM-CHR-1-3	\$79



Charnley Initial Incision Retractor

SKU **RM-CIIR-399-1**

PREZZO **\$399 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Telaio a pinza a loop autostatico	Anello di cornice perimetrale liscio
1	Valva smussa a 4 denti corta curva verso l'esterno	Estremità operativa da 25 mm × 32 mm
1	Valva smussa a 4 denti lunga curva verso l'esterno	Estremità operativa da 25 mm × 38 mm
1	Gancio di trazione rimovibile	Ancora curva per la presa dei tessuti
1	Catena di collegamento per trazione in metallo	Elemento di collegamento meccanico
1	Gruppo peso a gravità	Peso per forza di trazione costante
1	Imballaggio protettivo / Scatola	Imballaggio standard per il trasporto



Cloward Cervical/Lamina Retractor

SKU **RM-CCLR-1**

PREZZO **\$99 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Branche zigrinate incrociate	RM-CCLR-1-1	\$99
Branche dentellate	RM-CCLR-1-2	\$99



Distanziatore a lama Cloward-Style

SKU **RM-CSBR-1**

PREZZO **\$84 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
13 × 75 mm	RM-CSBR-1-1	\$84
18 × 75 mm	RM-CSBR-1-2	\$89
20 × 75 mm	RM-CSBR-1-3	\$94
23 × 75 mm	RM-CSBR-1-4	\$99



Divaricatore cervicale tipo Cloward

SKU **RM-CSCR-17-1**

PREZZO **\$75 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Telaio divaricatore cervicale tipo Cloward	Lunghezza totale 17 cm, bracci articolati, blocco a cremagliera	\$75
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio per il trasporto individuale	\$75



Cobra Retractor

SKU **RM-COBR-1**

PREZZO **\$79 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Punta standard — 12.0"	RM-COBR-1-1	\$79
Punta standard appuntita — 12.0"	RM-COBR-1-2	\$84
Modello largo — 11.75"	RM-COBR-1-3	\$89
Modificato piccolo — 12.5"	RM-COBR-1-4	\$94
A doppia estremità — 14.0"	RM-COBR-1-5	\$99
Modello profondo — 14.5"	RM-COBR-1-6	\$104
Modificato grande — 14.75"	RM-COBR-1-7	\$109



Cobra Retractor with Hand Rest

SKU **RM-CRHR-1**

PREZZO **\$169 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Cobra Retractor with Hand Rest	Lunghezza 10.22", lama 32 mm, appoggio mano integrato	\$169
Custodia protettiva / Scatola	Confezione singola per il trasporto	\$169



Divaricatore femorale Cobra Style

SKU **RM-CSFR-1**

PREZZO **\$84 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Divaricatore femorale Cobra Style	Lunghezza 11.75" (29.84 cm), lama curva Cobra, punta a gancio grande	\$84
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio individuale per il trasporto	\$84



Divaricatore per legamenti collaterali

SKU **RM-CLR-1**

PREZZO **\$104 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Divaricatore per legamenti collaterali	8" (20.3 cm) di lunghezza totale, profili lama da 5 mm & 11 mm	\$104
Custodia protettiva / Scatola	Confezione di spedizione individuale	\$104



Collateral Soft Tissue Retractor

SKU **RM-CSTR-1**

PREZZO **\$69 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Collateral Soft Tissue Retractor	9 1/2" di lunghezza, lama da 45 mm, punta curva a 2 denti da 11 mm	\$69
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio per il trasporto individuale	\$69



Concave Knee Retractor Kniehebel

SKU **RM-CKR-1**

PREZZO **\$105 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Lama standard	RM-CKR-1-1	\$105
Lama lunga stretta	RM-CKR-1-2	\$105



Divaricatore per radici nervose D'Errico

SKU **RM-DNRR-1**

PREZZO **\$49 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
22.8 cm (approx. 9.0") — 7.0 mm di larghezza x 11.0 mm di lunghezza — Discectomia lombare standard e mobilitazione delle radici nervose	RM-DNRR-1-1	\$49
28.0 cm (ca. 11.0") — 7.0 mm di larghezza x 11.0 mm di lunghezza — corridoio operatorio profondo e accesso lombare bariatrico	RM-DNRR-1-2	\$54



Deep Gelpi Retractor

SKU **RM-DGR-SERIES-1**

PREZZO **\$68 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
3 1/2" - 4 1/2" — Acuminato, Smusso, Angolato acuminato, 90°, Angolo retto — Piccoli interventi superficiali, chirurgia della mano ed esposizione pediatrica	RM-DGR-SERIES-1-1	\$68
5 1/2" - 6 3/4" — Acuminato, smusso, angolato acuminato, 90°, angolo retto — Accesso ai tessuti molli medi, plastica e cervicale	RM-DGR-SERIES-1-2	\$74
7 1/2" - 7 3/4" — Acuminato, Smusso, Angolato acuminato, 90°, Angolo retto — Laminectomia lombare standard e retrazione articolare	RM-DGR-SERIES-1-3	\$84
9 1/4" - 12" — Acuminato, Smusso, Angolato acuminato, 90°, Angolo retto — Pelvi profonda, chirurgia bariatrica e spondilodesi multilivello	RM-DGR-SERIES-1-4	\$94



Divaricatore Deep Gelpi, autobloccante

SKU **RM-DGSRR-1**

PREZZO **\$129 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
7 ½" (ca. 19,0 cm) — Telaio angolato, punte acuminate rivolte verso l'esterno — Laminectomia lombare standard ed esposizione articolare	RM-DGSRR-1-1	\$129
10 ½" (approx. 26.7 cm) — Stelo angolato allungato, punte acuminate rivolte verso l'esterno — Spondilodesi profonda pelvica, bariatrica e multi livello	RM-DGSRR-1-2	\$139



Dingo Modified Humeral Head Retractors

SKU **RM-DMHHR-1**

PREZZO **\$134 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Dingo Modified Humeral Head Retractor	Lunghezza 10" (25.5 cm), punta curva seghettata	\$134
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio per il trasporto individuale	\$134



Direct Access Anterior Broaching Retractor

SKU **RM-DAABR-1**

PREZZO **\$99 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Orientamento sinistro — 9" (22.86 cm), lama 57 mm	RM-DAABR-1-1	\$99
Orientamento destro — 9" (22.86 cm), valvola 57 mm	RM-DAABR-1-2	\$99



Engh Intercondylar Notch Retractor

SKU **RM-EINR-1**

PREZZO **\$79 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Engh Intercondylar Notch Retractor	Lunghezza 8 1/8" (206.4 mm), punta 2.25"	\$79
Custodia protettiva / Scatola	Confezione singola per il trasporto	\$79



Feler-Ducker Retractor

SKU **RM-FDR-1**

PREZZO **\$109 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Opzione A — 54x25 mm sinistra / 76x38 mm destra	RM-FDR-1-1	\$109
Opzione B — 76x38 mm sinistra / 54x25 mm destra	RM-FDR-1-2	\$109



Femoral Calcar Retractor

SKU **RM-FCR-1**

PREZZO **\$44 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Femoral Calcar Retractor	Larghezza lama 25 mm, profondità 5.08 cm (2"), impugnatura ad anello	\$44
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio individuale per il trasporto	\$44



Femoral/Gluteus Medius Minimus Retractor

SKU **RM-FGR-1175-1**

PREZZO **\$44 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Femoral/Gluteus Medius Minimus Retractor	11.75" (29.85 cm) di lunghezza, lama larga 20 mm	\$44
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio individuale per il trasporto	\$44



Flared Cobra Retractors

SKU **RM-FCR-15-1**

PREZZO **\$69 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Orientato a sinistra — rebbio singolo, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-1	\$69
Orientato a sinistra — a due rebbi, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-2	\$69
Orientato a destra — Rebbio singolo, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-3	\$69
Orientato a destra — A doppio rebbio, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-4	\$69



Divaricatore per avambraccio con valve orientabili

SKU **RM-FSBR-1**

PREZZO **\$74 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Divaricatore per avambraccio con valve orientabili	Valva da 5.12" (13.00 cm), impugnatura ad anello, cremagliera — 1	\$74
Custodia protettiva / Scatola	Confezione da trasporto singola — 1	\$74



Fukuda Kujat Style Retractor

SKU **RM-FKSR-1**

PREZZO **\$94 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Fukuda Kujat Style Retractor	9" (22.86 cm) lunghezza totale, lama larga seghettata, impugnatura a T — 1	\$94
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio singolo per il trasporto — 1	\$94



Divaricatori Fukuda Style

SKU **RM-FSR-SHLD-1**

PREZZO **\$89 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
6 1/2" (16.51 cm) — 30 mm o 35 mm	RM-FSR-SHLD-1-1	\$89
8 3/4" (22.23 cm) — 30 mm o 35 mm	RM-FSR-SHLD-1-2	\$94
9" (22.86 cm) — 30 mm o 35 mm	RM-FSR-SHLD-1-3	\$99



Gelpi Crossover Retractor - Deep Angles

SKU **RM-GCRDA-1**

PREZZO **\$124 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
3 1/2 in (9 cm) lama	RM-GCRDA-1-1	\$94
5 1/2 in (14 cm) lama	RM-GCRDA-1-2	\$104
6 1/2 in (16.5 cm) lama	RM-GCRDA-1-3	\$114
7 1/2 in (19 cm) lama	RM-GCRDA-1-4	\$119
8 in (20.3 cm) lama — Standard	RM-GCRDA-1-5	\$124



Divaricatore Glenoid-Condyle

SKU **RM-GCR-7-1**

PREZZO **\$44 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Divaricatore Glenoid-Condyle	Lunghezza totale 7" (17.8 cm), lama a gancio sagomata — 1	\$44
Custodia protettiva / Scatola	Confezione singola per il trasporto — 1	\$44




Divaricatori per glenoide

SKU **RM-GLR-SERIES-1**

PREZZO **\$88 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
8 3/4" - 9" — Orientato a sinistra	RM-GLR-SERIES-1-1	\$88
8 3/4" - 9" — Orientato a destra	RM-GLR-SERIES-1-2	\$91
9 1/2" - 10 1/2" — Lato sinistro	RM-GLR-SERIES-1-3	\$94
9 1/2" - 10 1/2" — Lato destro	RM-GLR-SERIES-1-4	\$97
11" - 11 3/4" — allineato a sinistra	RM-GLR-SERIES-1-5	\$100
11" - 11 3/4" — allineato a destra	RM-GLR-SERIES-1-6	\$103



Trochanter-Major-Hebel

SKU **RM-GTR-1**

PREZZO **\$49 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Greater Trochanteric Retractor	14.875" (37.8 cm) di lunghezza, lama 25 mm di larghezza x 1.5" di profondità — 1	\$49
Custodia protettiva / Scatola	Confezione da trasporto singola — 1	\$49




Harvey Jackson Self Retaining Retractor

SKU **RM-HJSRR-1**

PREZZO **\$229 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Harvey Jackson Self Retaining Retractor	28 cm lunghezza totale, valve 45 x 32 mm, 3x3 punte acuminate — 1	\$229
Custodia protettiva / Scatola	Confezione da trasporto singola — 1	\$229



Divaricatore per radici nervose Hess

SKU **RM-HNRR-1**

PREZZO **\$69 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
10.0 cm — 3.0 mm - 4.0 mm lama — Standard	RM-HNRR-1-1	\$69
10.0 cm — 5.0 mm - 7.0 mm lama — Standard	RM-HNRR-1-2	\$69
12.0 cm	RM-HNRR-1-3	\$74
17.5 cm	RM-HNRR-1-4	\$79



Hibbs Retractor

SKU **RM-HBR-24-1**

PREZZO **\$39 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
51 mm di lunghezza x 19 mm di larghezza — 24 cm	RM-HBR-24-1-1	\$39
76 mm di lunghezza x 25 mm di larghezza — 24 cm	RM-HBR-24-1-2	\$41
82 mm di lunghezza x 25 mm di larghezza — 24 cm	RM-HBR-24-1-3	\$43
101 mm di lunghezza x 25 mm di larghezza — 24 cm	RM-HBR-24-1-4	\$45



Levatore Hohmann Posteriore-Inferiore

SKU **RM-HPIR-11-1**

PREZZO **\$74 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Impugnatura sinistra per curvatura #7 — 11" (27.94 cm)	RM-HPIR-11-1-1	\$74
Impugnatura media destra, curvatura #7 — 11" (27.94 cm)	RM-HPIR-11-1-2	\$74



Hohmann Retractor

SKU **RM-HR-12IN-1**

PREZZO **\$74 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Valvola da 15 mm di larghezza — 12" (30.48 cm)	RM-HR-12IN-1-1	\$74
Valvola da 17 mm di larghezza — 12" (30.48 cm)	RM-HR-12IN-1-2	\$79



Hohmann Retractor Bent Extra Long Handle

SKU **RM-HRBELH-1**

PREZZO **\$69 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
9 3/4" (24.76 cm) — Manico curvo extra lungo	RM-HRBELH-1-1	\$69
10.0" (25.40 cm) — Manico angolato extra lungo	RM-HRBELH-1-2	\$79



Hohmann Retractor Right Angled

SKU **RM-HRRA-1**

PREZZO **\$79 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
9 1/2" Lunghezza totale — 24.13 cm lunghezza, impugnatura 7", angolato ad angolo retto 40 mm	RM-HRRA-1-1	\$84
9 3/4" Lunghezza totale — 24.76 cm lunghezza, impugnatura 7", angolato ad angolo retto 18 mm	RM-HRRA-1-2	\$79



Hohmann Retractor con estremità arrotondata

SKU **RM-HRRE-1**

PREZZO **\$74 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
8 3/8" (21.91 cm) — Lama rotonda da 19 mm	RM-HRRE-1-1	\$74
9 3/4" (24.76 cm) — Lama rotonda da 19 mm	RM-HRRE-1-2	\$79
11.0" (27.94 cm) — Lama rotonda da 19 mm	RM-HRRE-1-3	\$84
11 1/2" (29.21 cm) — Lama rotonda da 19 mm	RM-HRRE-1-4	\$89
12.0" (30.48 cm) — Lama rotonda da 19 mm	RM-HRRE-1-5	\$94
12 1/8" (30.80 cm) — Lama rotonda da 19 mm	RM-HRRE-1-6	\$99



Hohmann Retractor Square End

SKU **RM-HRSE-1**

PREZZO **\$74 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
8 1/2" (21.59 cm) — Lama curva con estremità distale quadrata	RM-HRSE-1-1	\$74
9 1/2" (24.13 cm) — Lama curva con estremità distale quadrata	RM-HRSE-1-2	\$79



Hohmann Retractors Angled

SKU **RM-HRA-1**

PREZZO **\$69 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
6 ½" lunghezza totale — 16.51 cm di lunghezza, punta angolata da 4 mm	RM-HRA-1-1	\$69
11" lunghezza totale — 27.94 cm di lunghezza, impugnatura da 7", angolata da 17 mm	RM-HRA-1-2	\$79



Hohmann Retractors Square Blade

SKU **RM-HRSB-1**

PREZZO **\$74 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
8 ½" (21.59 cm) — Profilo della lama quadrato, manico extra lungo	RM-HRSB-1-1	\$74
9 ½" (24.13 cm) — Profilo della lama quadrato, manico extra lungo	RM-HRSB-1-2	\$79



Divaricatori Holscher

SKU **RM-HLSR-1**

PREZZO **\$43 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
7 mm di larghezza — 9 ½" (24.13 cm)	RM-HLSR-1-1	\$43
9 mm di larghezza — 9 ½" (24.13 cm)	RM-HLSR-1-2	\$46
13 mm di larghezza — 9 ½" (24.13 cm)	RM-HLSR-1-3	\$49



Uncino per radici nervose Holsher

SKU **RM-HNRR-235-1**

PREZZO **\$44 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Uncino per radici nervose Holsher	Lunghezza totale 23.5 cm, lama larga smussa discendente	\$44
Custodia protettiva / Scatola	Singolo imballaggio per il trasporto	\$44



Humeral Head Retractor

SKU **RM-HHR-ORTHO-1**

PREZZO **\$84 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
8 ¾" (22.23 cm) — Stelo curvo, lama ad anello angolata	RM-HHR-ORTHO-1-1	\$84
9.0" (22.86 cm) — Stelo curvo, lama ad anello angolata	RM-HHR-ORTHO-1-2	\$89
10.0" (25.40 cm) — Stelo curvo, lama ad anello angolata	RM-HHR-ORTHO-1-3	\$94
11.0" (27.94 cm) — Stelo curvo, lama ad anello angolata	RM-HHR-ORTHO-1-4	\$99





Image-Line ACF Retractor With Distraction Classic Set

SKU **RM-ILACF-1**

PREZZO **\$4,499 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Misuratore di profondità	Codificato a colori
2	Impugnatura Twist-Lock	Impugnatura in silicone
1	Telaio longitudinale	Standard
1	Telaio trasversale	Standard
2	Valva smussa	30 mm, argento
2	Valva smussa	35 mm, blu
2	Valva smussa	40 mm, rosso
2	Valva smussa	55 mm, nero
2	Valva smussa	60 mm, oro
2	Valva smussa	65 mm, blu navy
2	Valva smussa	70 mm, verde chiaro
2	Valva smussa	75 mm, arancione
1	Valva a dentatura corta	30 mm, argento
1	Valva a dentatura corta	35 mm, blu
1	Valva a dentatura corta	40 mm, rosso
1	Valva a dentatura corta	45 mm, verde
1	Valva a dentatura corta	50 mm, viola
1	Valva a dentatura corta	55 mm, nero
1	Valva a dentatura corta	60 mm, oro
1	Valva a dentatura corta	65 mm, blu navy
1	Valva a dentatura lunga	30 mm, argento
1	Valva a dentatura lunga	35 mm, blu
1	Valva a dentatura lunga	40 mm, rosso
1	Valva a dentatura lunga	45 mm, verde
1	Valva a dentatura lunga	50 mm, viola
1	Valva a dentatura lunga	55 mm, nero
1	Valva a dentatura lunga	60 mm, oro
1	Valva a dentatura lunga	65 mm, blu navy
2	Micro-valva, smussa	14 x 35 mm, blu
2	Micro-valva, smussa	14 x 40 mm, rosso
2	Micro-valva, smussa	14 x 45 mm, verde
2	Micro-valva, smussa	14 x 50 mm, viola
2	Micro-valva, smussa	14 x 55 mm, nero
2	Micro-valva, smussa	14 x 60 mm, oro
2	Micro-valva, a dentatura corta	14 x 35 mm
2	Micro-valva, a dentatura corta	14 x 40 mm
2	Micro-valva, a dentatura corta	14 x 45 mm
2	Micro-valva, a dentatura corta	14 x 50 mm
2	Micro-valva, a dentatura corta	14 x 55 mm
2	Micro-valva, a dentatura corta	14 x 60 mm
2	Punta elicoidale CVB	8 mm profondità, 5¼" lunghezza
1	Guida di perforazione per distrattore CVB	Sinistra
1	Guida di perforazione per distrattore CVB	Destra
1	Distrattore per corpi vertebrali	Sinistro, binario 100 mm
1	Distrattore per corpi vertebrali	Destro, binario 100 mm
2	Cacciavite CVB	Impugnatura in silicone
1	Distrattore multilivello	Sinistro, binario 120 mm, estensione 90 mm
1	Distrattore multilivello	Destro, binario 120 mm, estensione 90 mm
1	Supporto per innesto osseo	Punta 8 x 15 mm, lunghezza 210 mm
1	Impattatore per innesto osseo	3 mm
1	Impattatore per innesto osseo	5 mm
1	Impattatore per innesto osseo	8 mm
1	Taglierina per innesto	Profondità regolabile 8.75", larghezza 7 mm
1	Calibro ACF	9"
1	Vassoio di sterilizzazione	Custodia su misura





Johnson Neuroma Retractor

SKU **RM-JNR-1**

PREZZO **\$74 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
8.0 cm	RM-JNR-1-1	\$74
10.0 cm	RM-JNR-1-2	\$79
11.0 cm	RM-JNR-1-3	\$84
14.0 cm	RM-JNR-1-4	\$89



Telaio per divaricatore della spalla Kolbel

SKU **RM-KSRF-23-1**

PREZZO **\$159 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Piccolo — 36 mm x 36 mm lama	RM-KSRF-23-1-1	\$159
Medio — 53 mm x 36 mm blade	RM-KSRF-23-1-2	\$169
Grande — 68 mm x 36 mm lama	RM-KSRF-23-1-3	\$179



Divaricatore per tessuti molli Kolbel

SKU **RM-KSTR-8IN-1**

PREZZO **\$119 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Divaricatore per tessuti molli Kolbel	Dimensioni / Dettagli: 8" (20.32 cm) lunghezza totale, lama curva con denti smussi · Quantità inclusa: 1	\$119
Custodia protettiva / Scatola	Dimensioni / Dettagli: Imballaggio per il trasporto singolo · Quantità inclusa: 1	\$119



Lateral Fat Pad Retractor

SKU **RM-LFPR-10IN-1**

PREZZO **\$84 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Lateral Fat Pad Retractor	Dimensioni / Dettagli: Lunghezza totale 10" (25.4 cm), lama curva lucidata larga 41 mm · Quantità inclusa: 1	\$84
Custodia protettiva / Scatola	Dimensioni / Dettagli: Imballaggio per il trasporto singolo · Quantità inclusa: 1	\$84



Divaricatore laterale per tessuti molli

SKU **RM-LSTR-ORTHO-1**

PREZZO **\$84 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
9.75 in — 20 mm lama	RM-LSTR-ORTHO-1-1	\$84
9.87 in — 22 mm lama	RM-LSTR-ORTHO-1-2	\$89





Lobster Anterior Lumbar Retractor

SKU **RM-LALR-1**

PREZZO **\$3,999 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
6	Morsetto retrattore Lobster	—
1	Morsetto da tavolo Lobster con montante verticale e attacco per telaio	—
1	Telaio Lobster	—
2	Valva articolata Mayo Lobster, Acciaio inossidabile AISI 304/316 di qualità premium (non magnetico)	2¾" x 2"
1	Valva articolata Mayo Lobster, Acciaio inossidabile AISI 304/316 di qualità premium (non magnetico)	3½" x 2"
1	Valva articolata Deaver Lobster, Acciaio inossidabile AISI 304/316 di qualità premium (non magnetico)	2¾" x 4½"
1	Valva articolata Harrington Lobster, Acciaio inossidabile AISI 304/316 di qualità premium (non magnetico)	2" x 5"
1	Valva articolata Malleable Lobster, Acciaio inossidabile AISI 304/316 di qualità premium (non magnetico)	2" x 6½"
1	Valva articolata Malleable Lobster, Acciaio inossidabile AISI 304/316 di qualità premium (non magnetico)	3" x 6½"
1	Valva articolata Fence Lobster, Acciaio inossidabile AISI 304/316 di qualità premium (non magnetico)	4" x 6"
2	Valva articolata Renal Lobster, Acciaio inossidabile AISI 304/316 di qualità premium (non magnetico)	1" x 4"
2	Valva articolata Renal Lobster, Acciaio inossidabile AISI 304/316 di qualità premium (non magnetico)	1" x 6"
2	Valva articolata Renal Lobster, Acciaio inossidabile AISI 304/316 di qualità premium (non magnetico)	1" x 8"
1	Valva articolata Splanchnic Lobster, Acciaio inossidabile AISI 304/316 di qualità premium (non magnetico)	1½" x 6"
1	Valva articolata Splanchnic Lobster, Acciaio inossidabile AISI 304/316 di qualità premium (non magnetico)	2" x 4½"
1	Valva articolata Splanchnic Lobster, Acciaio inossidabile AISI 304/316 di qualità premium (non magnetico)	2" x 6"
1	Valva articolata Splanchnic Lobster, Acciaio inossidabile AISI 304/316 di qualità premium (non magnetico)	2" x 8"
1	Scatola di sterilizzazione	—



Divaricatore per radici nervose Love

SKU **RM-LNRR-MAT-1**

PREZZO **\$24 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Profilo dritto	Lunghezze disponibili: 17.5 cm o 21.5 cm · Ruolo clinico principale: Accesso interlaminare lineare diretto e mobilizzazione delle radici emergenti · Prezzo (USD): \$24.00 / \$29.00
1	Profilo angolato a 45 gradi	Lunghezze disponibili: 17.5 cm o 21.5 cm · Ruolo clinico principale: Decompressione nel recesso laterale e protezione della radice nervosa subarticolare · Prezzo (USD): \$24.00 / \$29.00
1	Profilo angolato a 90 gradi	Lunghezze disponibili: 17.5 cm o 21.5 cm · Ruolo clinico principale: Esplorazione foraminale profonda e tenuta mediale del sacco durale · Prezzo (USD): \$24.00 / \$29.00
1	Custodia / Scatola protettiva	Lunghezze disponibili: Imballaggio di trasporto standard · Ruolo clinico principale: — · Prezzo (USD): Incluso





Love Love Nervwurzelnaken, forma a baionetta

SKU **RM-LNRR-BAY-21-1**

PREZZO **\$29 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Love Nervwurzelnaken (baionetta)	Dimensioni / Dettagli: 21 cm di lunghezza totale, stelo a baionetta, lama per nervi a forma di cucchiaino · Quantità inclusa: 1	\$29
Custodia protettiva / Scatola	Dimensioni / Dettagli: confezione singola per il trasporto · Quantità inclusa: 1	\$29



Divaricatore per Piede e Caviglia a Basso Profilo

SKU **RM-LPFAR-1**

PREZZO **\$84 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
7.5 inches	RM-LPFAR-1-1	\$84
8.75 inches	RM-LPFAR-1-2	\$89




Divaricatore per emilaminectomia Markham-Meyerding

SKU **RM-MMHR-17-1**

PREZZO **\$124 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Piccolo — lama 40 mm x 25 mm	RM-MMHR-17-1-1	\$104
Medio — lama 50 mm x 25 mm	RM-MMHR-17-1-2	\$114
Grande — lama 60 mm x 25 mm	RM-MMHR-17-1-3	\$124



McCulloch-Type Microdiscectomy Rigid Retractor Frame

SKU **RM-MMRRF-14-1**

PREZZO **\$384 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
McCulloch-Type Microdiscectomy Rigid Retractor Frame	Dimensioni / Dettagli: 14 cm di lunghezza totale, telaio rigido, azionamento a ingranaggi · Quantità: 1	\$384
Custodia protettiva / Scatola	Dimensioni / Dettagli: Imballaggio per il trasporto singolo · Quantità: 1	\$384



Divaricatore per radici nervose tipo McCulloch

SKU **RM-MNRR-1**

PREZZO **\$64 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
12.8 cm	RM-MNRR-1-1	\$64
14.5 cm	RM-MNRR-1-2	\$74



Meniscal Repair Retractor

SKU **RM-MRR-5IN-1**

PREZZO **\$59 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Meniscal Repair Retractor	Dimensioni / Dettagli: 5" (12.7 cm) lunghezza totale, lama deflettore curva lucidata · Quantità inclusa: 1	\$59
Custodia protettiva / Scatola	Dimensioni / Dettagli: Imballaggio per il trasporto singolo · Quantità inclusa: 1	\$59



Meyering Retractor

SKU **RM-MDR-18-1**

PREZZO **\$99 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Estremità di lavoro smussa	Lunghezza totale: 18 cm · Ruolo clinico principale: Spostamento atraumatico dei muscoli paraspinali e mantenimento dei tessuti molli · Prezzo (USD): \$99.00
1	Estremità di lavoro tagliente	Lunghezza totale: 18 cm · Ruolo clinico principale: Presa sicura nella fascia fibrosa densa e nelle inserzioni tendinee · Prezzo (USD): \$99.00
1	Estremità di lavoro dentata	Lunghezza totale: 18 cm · Ruolo clinico principale: Ancoraggio osseo antiscivolo alla lamina e al margine facciale · Prezzo (USD): \$99.00
1	Estremità di lavoro a sella	Lunghezza totale: 18 cm · Ruolo clinico principale: Alloggiamento sagomato dei fasci muscolari e accesso alla decompressione spinale · Prezzo (USD): \$99.00
1	Custodia protettiva / Scatola	Lunghezza totale: Imballaggio standard per il trasporto · Ruolo clinico principale: — · Prezzo (USD): Incluso



Meyering Divaricatore Autostatico

SKU **RM-MRWR-18-1**

PREZZO **\$84 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
32 mm × 25 mm di larghezza	RM-MRWR-18-1-1	\$84
41 mm × 25 mm di larghezza	RM-MRWR-18-1-2	\$89
50 mm × 25 mm di larghezza	RM-MRWR-18-1-3	\$94
57 mm × 25 mm di larghezza	RM-MRWR-18-1-4	\$99



Divaricatori per ginocchio mini-invasivi

SKU **RM-MIKR-1**

PREZZO **\$79 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Lunghezza totale 19 cm	RM-MIKR-1-1	\$79
Lunghezza totale 20 cm	RM-MIKR-1-2	\$84
Lunghezza totale 22 cm	RM-MIKR-1-3	\$89



Divaricatore per radici nervose MIS

SKU **RM-MIS-NRR-17-1**

PREZZO **\$84 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Lama larga 4.7 mm	RM-MIS-NRR-17-1-1	\$84
Lama larga 7.3 mm	RM-MIS-NRR-17-1-2	\$89



Divaricatore tipo Modified Fukuda

SKU **RM-MFTR-SHLD-1**

PREZZO **\$89 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Divaricatore tipo Modified Fukuda	Retrattore a leva omerale ortopedico manuale, lama ad anello fenestrata	\$89
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio individuale per il trasporto	\$89



Divaricatore per rotula (Patella-Retraktor)

SKU **RM-PTR-9IN-1**

PREZZO **\$84 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Patella-Retraktor	Lunghezza 9" (22.86 cm), piastra da 22 mm, lama da 16 mm, punta a uncino	\$84
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio individuale per il trasporto	\$84



PCL Retractor

SKU **RM-PCLR-25-1**

PREZZO **\$99 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
PCL Retractor	25 cm (10") lunghezza totale, punta da 21 mm, serie di denti da 4 mm	\$99
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio di trasporto individuale	\$99



DIVARICATORE PER AMPUTAZIONE PERCY

SKU **RM-PAR-1**

PREZZO **\$399 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
24.3 cm	RM-PAR-1-1	\$399
35.0 cm	RM-PAR-1-2	\$449
42.0 cm	RM-PAR-1-3	\$499



Divaricatore Perkins, autostatico

SKU **RM-PSRR-99-1**

PREZZO **\$99 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Denti solidi standard — 13 cm, sinistro o destro	RM-PSRR-99-1-1	\$99
2 denti e lama appuntita — 11 cm	RM-PSRR-99-1-2	\$99
2 denti e lama appuntita — 13 cm	RM-PSRR-99-1-3	\$99
3 denti e lama appuntita — 11 cm	RM-PSRR-99-1-4	\$99
3 denti e lama appuntita — 13 cm	RM-PSRR-99-1-5	\$99
Lama fenestrata curva — 13 cm, sinistro o destro	RM-PSRR-99-1-6	\$99
Lama con spina solida — 12.7 cm, sinistra o destra	RM-PSRR-99-1-7	\$99



Phantom AL Anterior Lumbar Surgical Access System

SKU **RM-PAL-1**

PREZZO **\$3,999 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
4	Valve 25 x 60 mm	Valva divaricatrice per bassa profondità
4	Valve 25 x 80 mm	Valva divaricatrice per profondità medio-bassa
4	Valve 25 x 100 mm	Valva divaricatrice per media profondità
4	Valve 25 x 120 mm	Valva divaricatrice standard
4	Valve 25 x 140 mm	Valva divaricatrice per profondità estesa
4	Valve 25 x 160 mm	Valva divaricatrice per corridoi profondi
4	Valve 25 x 180 mm	Valva divaricatrice per corridoi estremamente profondi
4	Valve 25 x 200 mm	Valva divaricatrice con portata massima
1	Retraktorring	Telaio circolare centrale con diametro di 300 mm
2	Verlängerungsstange	Estende o posiziona il gruppo del telaio del divaricatore
6	Ringklemme	Fissa i supporti e i componenti all'anello del divaricatore
6	Schwenkbarer Valvenhalter	Consente il montaggio regolabile della valva sull'anello
1	Sechskantschlüssel	Chiave manuale da 225 mm per il montaggio e la regolazione del telaio
2	Arm mit Ringhalter	Supporta e collega l'anello del divaricatore ai supporti da tavolo
2	Drehbare Tischklemme	Ancora la struttura di supporto alle guide laterali del tavolo operatorio
1	Inbus-Schraubendreher	Strumento speciale per la regolazione del sistema
1	Sterilisationsbox	Contentore in alluminio perforato per il ritrattamento





Phantom ML MIS Lumbar Surgical Access System

SKU **RM-PML-1**

PREZZO **\$3,999 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Gancio retto 40 mm	Gancio di retrazione stretto specializzato
1	Gancio retto 50 mm	Gancio di retrazione stretto specializzato
1	Gancio retto 60 mm	Gancio di retrazione stretto specializzato
1	Gancio retto 70 mm	Gancio di retrazione stretto specializzato
1	Gancio retto 80 mm	Gancio di retrazione stretto specializzato
1	Gancio retto 90 mm	Gancio di retrazione stretto specializzato
1	Gancio retto 100 mm	Gancio di retrazione stretto specializzato
1	Controllo girevole a impugnatura a T	Manopola di controllo manuale per la regolazione della rotazione
1	Morsetto da tavolo rotante	Ancora l'unità alla guida laterale del tavolo operatorio
1	Cavo luce	Curvatura standard, 10 ft, non sterile; trasmette la luce dalla sorgente al divaricatore
1	Sorgente luminosa a LED	Unità di illuminazione da tavolo portatile
1	Braccio articolato angolato	Braccio multi-articolato con morsetto a cremagliera per collegare il morsetto al telaio
1	Divaricatore girevole MIS Lumbar Base	Telaio principale a cremagliera top-load da 250 mm per accesso lombare
1	Connettore del telaio	Collega il telaio ausiliario al telaio principale
1	Supporto per valva centrale girevole	Cremagliera top-load da 130 mm; sostiene la valva centrale con controllo della rotazione
1	Counter Pivoting Step Over Retraktor	Braccio di contro-retrazione a cremagliera da 225 mm side-load, Sure-Lock per stabilità laterale
1 paio	Valve smussate (paio) 22 x 50 mm	Coppia di valve per divaricatore con punte smussate
1 paio	Valve smussate (paio) 22 x 60 mm	Coppia di valve per divaricatore con punte smussate
1 paio	Valve smussate (paio) 22 x 70 mm	Coppia di valve per divaricatore con punte smussate
1 paio	Valve smussate (paio) 22 x 80 mm	Coppia di valve per divaricatore con punte smussate
1 paio	Valve smussate (paio) 22 x 90 mm	Coppia di valve per divaricatore con punte smussate
1 paio	Valve smussate (paio) 22 x 100 mm	Coppia di valve per divaricatore con punte smussate
1 paio	Valve smussate (paio) 22 x 110 mm	Coppia di valve per divaricatore con punte smussate
1 paio	Valve smussate (paio) 22 x 120 mm	Coppia di valve per divaricatore con punte smussate
1	Controvalva a denti corti 14 x 40 mm	Controvalva con denti di presa corti
1	Controvalva a denti corti 14 x 50 mm	Controvalva con denti di presa corti
1	Controvalva a denti corti 14 x 60 mm	Controvalva con denti di presa corti
1	Controvalva a denti corti 14 x 70 mm	Controvalva con denti di presa corti
1	Controvalva a denti corti 14 x 80 mm	Controvalva con denti di presa corti
1	Controvalva a denti corti 14 x 90 mm	Controvalva con denti di presa corti
1	Controvalva a denti corti 14 x 100 mm	Controvalva con denti di presa corti
1	Controvalva a denti corti 14 x 110 mm	Controvalva con denti di presa corti
1	Controvalva a denti corti 14 x 120 mm	Controvalva con denti di presa corti
1	Valva a ventaglio a denti corti 18 x 50 mm	Valva a ventaglio a espansione distale con denti corti
1	Valva a ventaglio a denti corti 18 x 60 mm	Valva a ventaglio a espansione distale con denti corti
2	Valva a ventaglio a denti corti 18 x 70 mm	Valva a ventaglio a espansione distale con denti corti
2	Valva a ventaglio a denti corti 18 x 80 mm	Valva a ventaglio a espansione distale con denti corti
2	Valva a ventaglio a denti corti 18 x 90 mm	Valva a ventaglio a espansione distale con denti corti
2	Valva a ventaglio a denti corti 18 x 100 mm	Valva a ventaglio a espansione distale con denti corti
2	Valva a ventaglio a denti corti 18 x 110 mm	Valva a ventaglio a espansione distale con denti corti
2	Valva a ventaglio a denti corti 18 x 120 mm	Valva a ventaglio a espansione distale con denti corti
1	Dilatatore 8 mm	Strumento per la dilatazione sequenziale dei tessuti
1	Dilatatore 13 mm	Strumento per la dilatazione sequenziale dei tessuti
1	Dilatatore 18 mm	Strumento per la dilatazione sequenziale dei tessuti
1	Dilatatore 22 mm	Strumento per la dilatazione sequenziale dei tessuti
1	Otturatore 18 mm	Strumento per l'inserimento iniziale e la guida
1	Otturatore 22 mm	Strumento per l'inserimento iniziale e la guida
1	Scatola di sterilizzazione	Contenitore di stoccaggio per organizzazione e ricondizionamento





Divaricatore per ginocchio Ranawat

SKU **RM-RKR-95-1**

PREZZO **\$79 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Divaricatore per ginocchio Ranawat	Lunghezza 9 ½" (24.13 cm), lama 17 x 34 mm 90° (smussa o acuta)	\$79
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio individuale per il trasporto	\$79



Divaricatore Reverse Hohmann

SKU **RM-RHR-85-1**

PREZZO **\$69 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Reverse Hohmann Retractor	8 ½" (21.59 cm) di lunghezza, lama asimmetrica con denti smussi, manico fenestrato	\$69
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio per il trasporto singolo	\$69



S Total Knee Retractor

SKU **RM-STKR-6IN-1**

PREZZO **\$59 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Modello a lama singola 10 mm — lunghezza 6", lama larga 10 mm	RM-STKR-6IN-1-1	\$59
Modello a lama singola 20 mm — lunghezza 6", lama larga 20 mm	RM-STKR-6IN-1-2	\$59
Versione a doppia estremità — lunghezza 6", estremità doppie da 5 mm e 13 mm	RM-STKR-6IN-1-3	\$59



Divaricatore per radici nervose Sandhu

SKU **RM-SNRR-243-1**

PREZZO **\$54 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Sandhu Nervenwurzelhaken	24.3 cm lunghezza totale, 3.2 mm valvola smussa, 90° fusto flessibile	\$54
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio individuale per il trasporto	\$54



Saxena Bone Grafting Retractor

SKU **RM-SBGR-1**

PREZZO **\$124 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Variante da 16.5 cm — scanalata o a zigrinatura incrociata	RM-SBGR-1-1	\$124
Variante da 25.5 cm — scanalata o a zigrinatura incrociata	RM-SBGR-1-2	\$149



Divaricatore per radici nervose Scoville

SKU **RM-SNRR-235-1**

PREZZO **\$29 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Scoville Nervenwurzelhaken	Lunghezza totale 23.5 cm, punta sagomata angolata, stelo sottile	\$29
Custodia / Scatola protettiva	Imballaggio singolo per il trasporto	\$29



Scoville Self Retaining Retractor

SKU **RM-SSRR-150-1**

PREZZO **\$259 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Telaio a guida scorrevole autobloccante	Guida di scorrimento della base principale per esposizioni di cavità neurochirurgiche e spinali
1	Lama laterale a punta singola rimovibile	Lama a punta singola da 50 mm per un ancoraggio profondo sotto linee di incisione robuste
1	Lama laterale dentata solida rimovibile	Lama solida per retrazione ossea da 60 mm x 25 mm con punte dentate strutturate
1	Blocco a vite manuale integrato	Gruppo filettato per fissare l'esatta apertura riducendo l'affaticamento dell'operatore
2	Bracci del divaricatore ergonomici	Bracci leggeri a doppio braccio con bordi esterni completamente lisci
1	Confezione protettiva / Scatola	Imballaggio standard per il trasporto



Scoville-Haverfield Self Retaining Retractor

SKU **RM-SHSRR-150-1**

PREZZO **\$339 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Telaio autostatico con bracci articolati	Telaio articolato a forbice, angolato verso il basso al di fuori della linea di vista
1	Valvola laterale acuminata a dente singolo rimovibile	Uncino a dente singolo da 50 mm per ancoraggio profondo sotto i bordi dell'incisione
1	Piastra laterale zigrinata solida rimovibile	Piastra di retrazione ossea solida da 60 mm x 25 mm con punta micro-zigrinata
1	Bloccaggio manuale a vite integrato	Meccanismo a filettatura centrale per una tenuta salda al fine di evitare l'affaticamento
2	Bracci del divaricatore ergonomici	Bracci di impugnatura leggeri e strutturati con bordi esterni completamente lisci
1	Confezione protettiva / Scatola	Imballaggio standard per il trasporto



Scoville-Richter Self Retaining Retractor

SKU **RM-SRSRR-155-1**

PREZZO **\$395 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Telaio di base autostatico	Chassis principale a binario scorrevole per il fissaggio di esposizioni impegnative
1	Valvola laterale semitagliente a 3 denti rimovibile	Inserto a artiglio da 62 mm x 37 mm per fissare le superfici tissutali profonde
1	Valvola laterale semitagliente a 4 denti rimovibile	Inserto a artiglio da 62 mm x 52 mm per la divaricazione di bordi tissutali più ampi
1	Blocco a vite manuale integrato	Morsetto rotante meccanico per una tenuta stabile per ridurre al minimo l'affaticamento
2	Bracci del divaricatore ergonomici	Profili leggeri a doppia impugnatura con bordi esterni lisci
1	Scatola protettiva / Confezione	Imballaggio standard per il trasporto



Set divaricatore per colonna cervicale SHADOWLINE Trimline

SKU **RM-STCSRS-1**

PREZZO **\$2,999 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Misuratore di profondità codificato per colore	Strumenti e telai — Standard
2	Impugnatura per divaricatore bloccabile (Side-loading)	Strumenti e telai — Standard
1	Telaio divaricatore trasversale Step-Down	Strumenti e telai — doppia articolazione, caricamento laterale
1	Telaio divaricatore trasversale	Strumenti e telai — doppia articolazione, caricamento laterale (apertura 120 mm)
1	Vassoio per strumenti	Stoccaggio e protezione — vassoio organizzativo
1	Scatola di sterilizzazione	Stoccaggio e protezione — contenitore perforato
2	Valva per tessuti argento	Valve per tessuti smussi (coppie) — 30 mm x 23 mm
2	Valva per tessuti blu	Valve per tessuti smussi (coppie) — 35 mm x 23 mm
2	Valva per tessuti rossa	Valve per tessuti smussi (coppie) — 40 mm x 23 mm
2	Valva per tessuti verde	Valve per tessuti smussi (coppie) — 45 mm x 23 mm
2	Valva per tessuti viola	Valve per tessuti smussi (coppie) — 50 mm x 23 mm
2	Valva per tessuti nera	Valve per tessuti smussi (coppie) — 55 mm x 23 mm
2	Valva per tessuti oro	Valve per tessuti smussi (coppie) — 60 mm x 23 mm
2	Valva per tessuti blu marino	Valve per tessuti smussi (coppie) — 65 mm x 23 mm
2	Valva per tessuti verde chiaro	Valve per tessuti smussi (coppie) — 70 mm x 23 mm
2	Valva per tessuti arancione	Valve per tessuti smussi (coppie) — 75 mm x 75 mm
2	Valva muscolare sottile blu	Valve muscolari sottili (denti corti, coppie) — 35 mm x 14 mm
2	Valva muscolare sottile rossa	Valve muscolari sottili (denti corti, coppie) — 40 mm x 14 mm
2	Valva muscolare sottile verde	Valve muscolari sottili (denti corti, coppie) — 45 mm x 14 mm
2	Valva muscolare sottile viola	Valve muscolari sottili (denti corti, coppie) — 50 mm x 14 mm
2	Valva muscolare sottile nera	Valve muscolari sottili (denti corti, coppie) — 55 mm x 14 mm
2	Valva muscolare sottile oro	Valve muscolari sottili (denti corti, coppie) — 60 mm x 14 mm
1	Valva muscolare laterale argento	Valve muscolari laterali (denti corti, singole) — 30 mm x 23 mm
1	Valva muscolare laterale blu	Valve muscolari laterali (denti corti, singole) — 35 mm x 23 mm
1	Valva muscolare laterale rossa	Valve muscolari laterali (denti corti, singole) — 40 mm x 23 mm
1	Valva muscolare laterale verde	Valve muscolari laterali (denti corti, singole) — 45 mm x 23 mm
1	Valva muscolare laterale viola	Valve muscolari laterali (denti corti, singole) — 50 mm x 23 mm
1	Valva muscolare laterale nera	Valve muscolari laterali (denti corti, singole) — 55 mm x 23 mm
1	Valva muscolare laterale oro	Valve muscolari laterali (denti corti, singole) — 60 mm x 23 mm
1	Valva muscolare laterale blu marino	Valve muscolari laterali (denti corti, singole) — 65 mm x 23 mm
1	Valva muscolare mediana argento	Valve muscolari mediane (denti lunghi, singole) — 30 mm x 23 mm
1	Valva muscolare mediana blu	Valve muscolari mediane (denti lunghi, singole) — 35 mm x 23 mm
1	Valva muscolare mediana rossa	Valve muscolari mediane (denti lunghi, singole) — 40 mm x 23 mm
1	Valva muscolare mediana verde	Valve muscolari mediane (denti lunghi, singole) — 45 mm x 23 mm
1	Valva muscolare mediana viola	Valve muscolari mediane (denti lunghi, singole) — 50 mm x 23 mm
1	Valva muscolare mediana nera	Valve muscolari mediane (denti lunghi, singole) — 55 mm x 23 mm
1	Valva muscolare mediana oro	Valve muscolari mediane (denti lunghi, singole) — 60 mm x 23 mm
1	Valva muscolare mediana blu marino	Valve muscolari mediane (denti lunghi, singole) — 65 mm x 23 mm
2	Valva per tessuti sottili blu	Valve per tessuti sottili (smusse, coppie) — 35 mm x 14 mm
2	Valva per tessuti sottili rossa	Valve per tessuti sottili (smusse, coppie) — 40 mm x 14 mm
2	Valva per tessuti sottili verde	Valve per tessuti sottili (smusse, coppie) — 45 mm x 14 mm
2	Valva per tessuti sottili viola	Valve per tessuti sottili (smusse, coppie) — 50 mm x 14 mm
2	Valva per tessuti sottili nera	Valve per tessuti sottili (smusse, coppie) — 55 mm x 14 mm
2	Valva per tessuti sottili oro	Valve per tessuti sottili (smusse, coppie) — 60 mm x 14 mm





Shoulder Arthroplasty Retractor Glenoid Exposure

SKU **RM-SAR-GE-775-1**

PREZZO **\$79 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Shoulder Arthroplasty Retractor Glenoid Exposure	Lunghezza 7 ¾" (19.68 cm), lama larga 40 mm, impugnatura a T ergonomica	\$79
Schutzhülle / Box	Imballaggio individuale per il trasporto	\$79



Divaricatore Sofield

SKU **RM-SFR-SERIES-1**

PREZZO **\$46 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Taglia #1 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-1	\$46
Taglia #2 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-2	\$46
Taglia #3 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-3	\$46
Taglia #4 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-4	\$46
Taglia #5 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-5	\$46
Taglia #6 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-6	\$46



Leva di Hohmann impilabile (Stackable)

SKU **RM-SHR-1**

PREZZO **\$89 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
8 ¾" (20.96 cm) — Lama Standard, Wide o Bent	RM-SHR-1-1	\$89
9 ¾" (23.50 cm) — Lama Standard, Wide o Bent	RM-SHR-1-2	\$99



Divaricatore per laminectomia Super-Slide

SKU **RM-SSLR-1**

PREZZO **\$2,499 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Telaio del divaricatore	Telaio strutturale principale del sistema divaricatore
4	Valve piccole	Opzioni valve profonde 2" per la retrazione chirurgica
4	Valve medie	Valve di media profondità da 3"
4	Valve grandi	Valve di grande profondità da 4"
4	Valve supplementari	Valve con profondità estesa da 4 3/4"
1	Scatola di sterilizzazione	Contenitore per l'organizzazione e la conservazione del set completo



Surgical Lead Hand Retractor Plate

SKU **RM-SLHRP-199-1**

PREZZO **\$199 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Surgical Lead Hand Retractor Plate	Piastra divaricatrice in piombo modellabile a forma di mano per adulti	\$199
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio standard per il trasporto	\$199



Divaricatore a T con lama angolata

SKU **RM-THRAB-1**

PREZZO **\$99 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
8.0" (20.32 cm) — 110×32 mm o 120×32 mm seghettato	RM-THRAB-1-1	\$99
11.0" (27.94 cm) — 110×32 mm o 120×32 mm seghettato	RM-THRAB-1-2	\$109
14.0" (35.56 cm) — 110×32 mm o 120×32 mm seghettato	RM-THRAB-1-3	\$139



Taylor Retrattore Spinale

SKU **RM-TSR-1**

PREZZO **\$74 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
7 ¼" (18.42 cm) — 3" (7.62 cm) Profondità — Laminectomia posteriore cervicale e toracica, colonna vertebrale giovanile	RM-TSR-1-1	\$74
7 ½" (19.05 cm) — 3" o 4" Profondità — Laminectomia lombare standard e discectomia negli adulti	RM-TSR-1-2	\$79
8.0" (20.32 cm) — 4" (10.16 cm) Profondità — Fusione lombare profonda, chirurgia spinale bariatrica ed esposizione sacrale	RM-TSR-1-3	\$89



Divaricatore per radici nervose Toennis

SKU **RM-TNRR-15-1**

PREZZO **\$29 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Toennis Nervwurzelnhaken	Lunghezza totale 15 cm, stelo sottile, punta dell'uncino liscia sagomata	\$29
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio individuale per il trasporto	\$29



Leva per componenti glenosferici per artroplastica di spalla totale e inversa

SKU **RM-TRSAGCR-26-1**

PREZZO **\$109 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Total and Reverse Shoulder Arthroplasty Glensphere Component Retractor	Lunghezza 10 ¼" (26.03 cm), punta a due rebbi da 24 mm, impugnatura ergonomica	\$109
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio individuale per il trasporto	\$109




Tubular Retractor System

SKU **RM-TRS-MIS-1**

PREZZO **\$2,199 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 12-14 mm, lunghezza 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 12-14 mm, lunghezza 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 12-14 mm, lunghezza 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 12-14 mm, lunghezza 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 12-14 mm, lunghezza 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 12-14 mm, lunghezza 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 12-14 mm, lunghezza 90 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 14-16 mm, lunghezza 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 14-16 mm, lunghezza 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 14-16 mm, lunghezza 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 14-16 mm, lunghezza 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 14-16 mm, lunghezza 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 14-16 mm, lunghezza 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 14-16 mm, lunghezza 90 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 16-18 mm, lunghezza 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 16-18 mm, lunghezza 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 16-18 mm, lunghezza 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 16-18 mm, lunghezza 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 16-18 mm, lunghezza 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 16-18 mm, lunghezza 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 16-18 mm, lunghezza 90 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 18-20 mm, lunghezza 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 18-20 mm, lunghezza 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 18-20 mm, lunghezza 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 18-20 mm, lunghezza 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 18-20 mm, lunghezza 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 18-20 mm, lunghezza 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 18-20 mm, lunghezza 90 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 27-29 mm, lunghezza 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 27-29 mm, lunghezza 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 27-29 mm, lunghezza 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 27-29 mm, lunghezza 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 27-29 mm, lunghezza 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 27-29 mm, lunghezza 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diametro 27-29 mm, lunghezza 90 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Diametro 6 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Diametro 8 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Diametro 10 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Diametro 12 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Diametro 14 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Diametro 16 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Diametro 18 mm
1	Tubular Flexible Arm	Braccio di supporto flessibile multi-articolato
1	Table Clamp Set	Supporto per guida del tavolo operatorio
1	Sterilization Box	Custodia su misura per il ricondizionamento organizzato





Wallace Knee Retractor

SKU **RM-WKR-5IN-1**

PREZZO **\$79 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Wallace Knee Retractor	5" (12.7 cm) di lunghezza totale, telaio autostatico a doppio braccio, ingranaggio a vite	\$79
Custodia protettiva / Scatola	Confezione singola per il trasporto	\$79



Williams Discectomy Retractor

SKU **RM-WDR-1**

PREZZO **\$94 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
50 mm x 20 mm (Sinistra o Destra)	RM-WDR-1-1	\$94
70 mm x 20 mm (Sinistra o Destra)	RM-WDR-1-2	\$99



Divaricatore per frattura del radio distale Williams

SKU **RM-WDRFR-45-1**

PREZZO **\$189 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Lama curva a sinistra — 4.5" (11.43 cm) di lunghezza, punte angolate smusse, curva a sinistra	RM-WDRFR-45-1-1	\$189
Lama curva a destra — 4.5" (11.43 cm) di lunghezza, punte angolate smusse, curva a destra	RM-WDRFR-45-1-2	\$189




Williams Spinal Discectomy Divaricatore

SKU **RM-WSDR-153-1**

PREZZO **\$149 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
50 mm - 70 mm profondità (10 o 20 mm) — Lato sinistro o Lato destro	RM-WSDR-153-1-1	\$149
80 mm - 90 mm profondità (10 o 20 mm) — Lato sinistro o Lato destro	RM-WSDR-153-1-2	\$149
110 mm profondità (10 o 20 mm) — Lato sinistro o Lato destro	RM-WSDR-153-1-3	\$149




Divaricatore autostatico Wiltse-Gelpi

SKU **RM-WGSRR-1**

PREZZO **\$99 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Versione da 28.0 cm — bracci ricurvi verso l'esterno, punte affilate, arresto	RM-WGSRR-1-1	\$99
Versione da 30.5 cm — bracci ricurvi verso l'esterno, punte affilate, arresto	RM-WGSRR-1-2	\$109





Set divaricatore Image-Line ACF con sgancio rapido per distrazione

SKU RM-ILACF-QR-1

PREZZO **\$4,999 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Misuratore di profondità	Codificato a colori
2	Impugnatura a molla	Meccanismo a sgancio rapido
1	Telaio longitudinale	Sgancio rapido standard
1	Telaio longitudinale (rivestimento Panther)	Superficie a bassa riflessione
1	Telaio trasversale	Sgancio rapido standard
1	Telaio trasversale (ceramica Panther)	Rivestimento ceramico non riflettente
2	Valva, smussa	30 mm, argento
2	Valva, smussa	35 mm, blu
2	Valva, smussa	40 mm, rosso
2	Valva, smussa	45 mm, verde
2	Valva, smussa	50 mm, viola
2	Valva, smussa	55 mm, nero
2	Valva, smussa	60 mm, oro
2	Valva, smussa	65 mm, blu navy
2	Valva, smussa	70 mm, verde chiaro
2	Valva, smussa	75 mm, arancione
1	Valva, a denti corti	30 mm, argento
1	Valva, a denti corti	35 mm, blu
1	Valva, a denti corti	40 mm, rosso
1	Valva, a denti corti	45 mm, verde
1	Valva, a denti corti	50 mm, viola
1	Valva, a denti corti	55 mm, nero
1	Valva, a denti corti	60 mm, oro
1	Valva, a denti corti	65 mm, blu navy
1	Valva, a denti lunghi	30 mm, argento
1	Valva, a denti lunghi	35 mm, blu
1	Valva, a denti lunghi	40 mm, rosso
1	Valva, a denti lunghi	45 mm, verde
1	Valva, a denti lunghi	50 mm, viola
1	Valva, a denti lunghi	55 mm, nero
1	Valva, a denti lunghi	60 mm, oro
1	Valva, a denti lunghi	65 mm, blu navy
2	Micro-valva, smussa	14 x 35 mm, blu
2	Micro-valva, smussa	14 x 40 mm, rosso
2	Micro-valva, smussa	14 x 45 mm, verde
2	Micro-valva, smussa	14 x 50 mm, viola
2	Micro-valva, smussa	14 x 55 mm, nero
2	Micro-valva, smussa	14 x 60 mm, oro
2	Micro-valva, a denti corti	14 x 35 mm
2	Micro-valva, a denti corti	14 x 40 mm
2	Micro-valva, a denti corti	14 x 45 mm
2	Micro-valva, a denti corti	14 x 50 mm
2	Micro-valva, a denti corti	14 x 55 mm
2	Micro-valva, a denti corti	14 x 60 mm
1	Punta elicoidale CVB	8 mm profondità, 5/4" lunghezza
1	Guida di foratura per distrattore CVB, sinistra	Standard
1	Guida di foratura per distrattore CVB, destra	Standard
1	Distrattore per corpi vertebrali, sinistro	Cremagliera 100 mm
1	Distrattore per corpi vertebrali, destro	Cremagliera 100 mm
2	Cacciavite CVB, impugnatura in silicone	Standard
1	Distrattore multilivello, sinistro	Cremagliera 120 mm, estensione 90 mm
1	Distrattore multilivello, destro	Cremagliera 120 mm, estensione 90 mm
1	Supporto per innesto osseo	Punta 8 x 15 mm, lunghezza 210 mm
1	Impattatore per innesto osseo	3 mm
1	Impattatore per innesto osseo	5 mm
1	Impattatore per innesto osseo	8 mm
1	Graft-Cutter	Profondità regolabile 8.75", larghezza 7 mm
1	Calibro ACF	9"
1	Contenitore di sterilizzazione	Box organizzativo ad alte prestazioni






Bookwalter Posterior Spinal Retractor

SKU **RM-BPSR-1**

PREZZO **\$2,399 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Stativo (Field Post)	12" (30.5 cm)
1	Giunto (Post Coupler)	Standard
1	Barra orizzontale	1" di diametro (2.5 cm)
6	Cricchetti standard	Non inclinabili
4	Cricchetti inclinabili	Multi-angolo
1	Segmenti di anello a semicerchio	8½" di diametro (21.6 cm)
1	Segmento di anello rettilineo	4" di diametro (10.2 cm)
1	Segmento di anello rettilineo	6" di diametro (15.2 cm)
1	Segmento di anello rettilineo	8" di diametro (20.3 cm)
2	Valve Meyerding	¾" x 2½" (1.7 x 5.9 cm)
2	Valve Meyerding	1" x 3¾" (2.5 x 8.5 cm)
2	Valve Meyerding	2" x 3¾" (5.1 x 9.5 cm)
2	Uncini Scoville	Piccoli
2	Uncini Scoville	Grandi
2	Rastrelli a 3 denti	¾" larghezza x ¾" profondità (1.7 x 1.9 cm)
2	Rastrelli a 4 denti	¾" larghezza x ½" profondità (1.9 x 0.8 cm)
2	Rastrelli a 6 denti	1" larghezza x ½" profondità (2.5 x 0.8 cm)
1	Contenitore di sterilizzazione	Custodia protettiva



Tedan Phantom CS-1600 Set divaricatore cervicale

SKU **RM-TPCS1600-SET-1**

PREZZO **\$2,899 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
10 paia (20 valve totali)	Valve divaricatore smusse (blunt)	Lunghezze da 30 mm a 75 mm (in incrementi di 5 mm)
6 paia (12 valve totali)	Valve divaricatore micro-blunt	Lunghezze da 35 mm a 60 mm (in incrementi di 5 mm)
8 valve	Valve divaricatore a denti lunghi (toothed)	Lunghezze da 30 mm a 65 mm (in incrementi di 5 mm)
1 paio (2 valve totali)	Valve a paletta (paddle)	Compatibilità standard con telai di distrazione multidirezionali
2 impugnature	Impugnature divaricatore a inserimento laterale	Design ergonomico con bloccaggio a rotazione per cambi rapidi delle valve modulari
1 calibro	Calibro di profondità codificato a colori	Calibrato per una rapida misurazione della profondità dei tessuti molli
1 unità	Trapano a spirale con impugnatura driver	Unità manuale di avviamento per viti di distrazione
1 guida	Guida di perforazione doppia	Per garantire l'esatta spaziatura parallela tra le viti di distrazione vertebrale
1 guida	Guida di perforazione singola	Per il posizionamento indipendente o modulare delle viti di distrazione
1 punta	Punta per trapano a spirale	Punta di ricambio specifica per il foro pilota delle viti di distrazione
2 driver	Cacciaviti di distrazione	Cacciaviti per installazione manuale con impugnatura sicura per perni Caspar
1 strumento	Calibro	Calibro di precisione per confermare l'altezza del disco e le tolleranze dello spazio dell'impianto
1 strumento	Pestello per ossa con protezione	Strumento di posizionamento chirurgico a doppia faccia con profilo da 6 mm x 10 mm
1 contenitore	Scatola di sterilizzazione	Contenitore per organizzazione chirurgica personalizzato e resistente





Divaricatore ALM, autostatico

SKU **RM-ASRR-1**

PREZZO **\$89 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
7 cm (circa 2.75"), 4x4 denti acuminati o smussi	RM-ASRR-1-1	\$89
10 cm (approx. 4.0"), 4x4 denti acuminati o smussi	RM-ASRR-1-2	\$99



Ambidextrous Self-Retaining Retractors

SKU **RM-ASRR-AMB-1**

PREZZO **\$239 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Disposizione 4x3 denti	RM-ASRR-AMB-1-1	\$239
Disposizione 4x4 denti	RM-ASRR-AMB-1-2	\$249
Layout 7x7 denti	RM-ASRR-AMB-1-3	\$259




Set divaricatori Army-Navy (2 pezzi)

SKU **RM-ANR-SET-1**

PREZZO **\$49 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Divaricatore Army-Navy	21 cm lunghezza totale, valve a doppia estremità	\$49
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio standard per il trasporto	\$49



Balfour Baby divaricatore autostatico

SKU **RM-BBSRR-1**

PREZZO **\$299 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1 Set (2 valve)	Valve laterali	60 mm di profondità
1	Balfour valva centrale	21 mm di larghezza x 24 mm di profondità
1	Balfour telaio del divaricatore	125 x 90 mm




Divaricatore Balfour

SKU **RM-BR-STD-1**

PREZZO **\$299 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Telaio divaricatore Balfour	200 x 155 mm, 200 x 235 mm o 200 x 265 mm
1 paio	Valve di retrazione laterali	Integrate/Rimovibili (profondità 60 mm o 90 mm)
1	Valva centrale regolabile	47 x 80 mm, 62 x 76 mm o 80 x 80 mm
1	Confezione protettiva	Scatola da trasporto individuale



Divaricatore Balfour USA, autostatico

SKU **RM-BUSRR-1**

PREZZO **\$399 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
4 Set (totale 8 valve)	Valve laterali	profonde 65 mm, 85 mm, 105 mm e 155 mm
1	Valva centrale Balfour	larghezza 70 mm x profondità 70 mm
1	Valva centrale diritta	larghezza 70 mm x profondità 100 mm
1	Telaio Balfour	Telaio portante centrale con vite di bloccaggio



Divaricatore Boley

SKU **RM-BR-16-1**

PREZZO **\$85 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Divaricatore Boley	16 cm di lunghezza totale, lame a doppia estremità	\$85
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio per il trasporto individuale	\$85



Brewster Retractor

SKU **RM-BRW-1**

PREZZO **\$159 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Classe 'E' (1.9 × 3.8 cm)	RM-BRW-1-1	\$159
Classe 'D' (4.4 × 2.5 cm)	RM-BRW-1-2	\$164
Classe 'C' (5.1 × 3.5 cm)	RM-BRW-1-3	\$169
Classe 'B' (5.7 × 4.4 cm)	RM-BRW-1-4	\$174
Classe 'A' (6.3 × 4.7 cm)	RM-BRW-1-5	\$179



Brunner Divaricatore

SKU **RM-BRUN-1**

PREZZO **\$54 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
89 × 19 mm	RM-BRUN-1-1	\$54
101 × 25 mm	RM-BRUN-1-2	\$56
120 × 25 mm	RM-BRUN-1-3	\$58
130 × 29 mm	RM-BRUN-1-4	\$60
140 × 29 mm	RM-BRUN-1-5	\$62
159 × 29 mm	RM-BRUN-1-6	\$64
178 × 29 mm	RM-BRUN-1-7	\$69




Divaricatore Children's Hospital

SKU **RM-CHR-PED-1**

PREZZO **\$39 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Children's Hospital Wundhaken	Lunghezza totale 14 cm, lame pediatriche a doppia estremità	\$39
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio per il trasporto singolo	\$39



Collin Hartmann S-Shaped Retractor

SKU **RM-CHSR-1**

PREZZO **\$29 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Collin Hartmann S-Shaped Retractor	16 cm di lunghezza totale, doppie estremità 52x33 mm & 30x21 mm	\$29
Custodia protettiva / Scatola	Confezione da trasporto individuale	\$29



Cope Retractor Double Ended

SKU **RM-CRDE-1**

PREZZO **\$29 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Cope Retractor Double Ended	Lunghezza totale 18 cm, doppie lame da 6,0 mm e 11,0 mm	\$29
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio individuale per il trasporto	\$29



Divaricatore a doppia estremità Crile

SKU **RM-CRDE-RET-1**

PREZZO **\$29 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Modello #1 — 11 × 3 mm (1/8" × 7/16") & 20 × 6 mm (1/4" × 13/16")	RM-CRDE-RET-1-1	\$29
Modello #2 — 1/4" × 1/2" & 3/8" × 7/8"	RM-CRDE-RET-1-2	\$35



Czerny Retractor Double-Ended

SKU **RM-CRDE-CZ-1**

PREZZO **\$44 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Czerny Retractor Double-Ended	17.5 cm lunghezza totale, 38 × 22 mm valve a doppia estremità	\$44
Custodia protettiva / Scatola	Confezione singola per il trasporto	\$44





Deaver Retractor

SKU **RM-DR-STD-1**

PREZZO **\$59 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
18 cm L x 10 mm / 19 mm B — Esposizione pediatrica, addominale superficiale e tiroidea	RM-DR-STD-1-1	\$59
20 cm L x 13 mm / 16 mm / 26 mm B — Appendicectomia standard ed esposizione per piccola laparotomia	RM-DR-STD-1-2	\$63
21 cm L x 23 mm W — Retrazione media della parete addominale e pelvica	RM-DR-STD-1-3	\$69
23 cm L x 26 mm W — Esposizione per laparotomia esplorativa standard per adulti	RM-DR-STD-1-4	\$71
26 cm L x 26 mm B — Accesso pelvico profondo e ginecologico	RM-DR-STD-1-5	\$73
30 cm L x 26 mm / 38 mm / 50 mm W — Ampia esposizione viscerale e del fegato	RM-DR-STD-1-6	\$75
30 cm L x 76 mm / 101 mm W — Supporto per parete addominale extra-larga ed esposizione viscerale bariatrica	RM-DR-STD-1-7	\$81
33 cm L x 26 mm W — Chirurgia tumorale pelvica e retroperitoneale profonda	RM-DR-STD-1-8	\$85
36 cm L x 26 mm W — Portata massima per chirurgia dell'obesità ed esposizione aortica	RM-DR-STD-1-9	\$87



Deaver Retractor Thin Handle

SKU **RM-DRTH-1**

PREZZO **\$59 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
12" (ca. 30.5 cm) — 25, 38, 50, o 75 mm — Retrazione standard della parete addominale e dei visceri pelvici	RM-DRTH-1-1	\$59
13" (approx. 33.0 cm) — 25, 38, 50, o 75 mm — Accesso profondo retroperitoneale, bariatrico e ortopedico dell'anca	RM-DRTH-1-2	\$64





Deaver Retractors Hollow Grip Handle

SKU **RM-DRHGH-1**

PREZZO **\$64 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
7" (ca. 17.8 cm) — Esposizione di ferite addominali pediatriche e superficiali	RM-DRHGH-1-1	\$64
8" - 8 1/2" (approx. 20.3 - 21.6 cm) — Appendicectomia standard, retrazione tiroidea e pelvica	RM-DRHGH-1-2	\$66
9" - 10" (approx. 22.9 - 25.4 cm) — Esposizione standard per laparotomia esplorativa negli adulti	RM-DRHGH-1-3	\$70
10 1/2" (approx. 26.7 cm) — Campi operatori pelvici e ginecologici profondi	RM-DRHGH-1-4	\$74
12" - 13" (approx. 30.5 - 33.0 cm) — Spostamento viscerale profondo ed elevazione di fegato/milza	RM-DRHGH-1-5	\$76
14" (approx. 35.6 cm) — Portata massima per chirurgia bariatrica e retroperitoneale	RM-DRHGH-1-6	\$80




Divaricatore per tessuti profondi (Deep Rake Retractor)

SKU **RM-DRR-1**

PREZZO **\$68 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Profondità 38 mm — 57 mm di larghezza × 38 mm di profondità — Retrazione sottocutanea e muscolare intermedia	RM-DRR-1-1	\$68
Profondità 51 mm — 57 mm di larghezza × 51 mm di profondità — Esposizione standard della parete addominale e delle articolazioni ortopediche	RM-DRR-1-2	\$72
Profondità 63 mm — 57 mm di larghezza × 63 mm di profondità — Spostamento profondo del pavimento pelvico e dei muscoli paraspinali	RM-DRR-1-3	\$76
Profondità 76 mm — 57 mm di larghezza × 76 mm di profondità — Massima profondità per procedure bariatriche e leva muscolare forte	RM-DRR-1-4	\$80



Denis-Browne Retractor

SKU **RM-DBR-SET-1**

PREZZO **\$499 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Telaio circolare di base autostatico	Telaio da 175 mm × 150 mm per visibilità omnidirezionale
2 (1 paio)	Valve tissutali piatte intercambiabili	Punte curve da 40 mm × 30 mm, ideali per strati delicati
2 (1 paio)	Valve tissutali profonde intercambiabili	Punte curve da 40 mm × 40 mm, ottimizzate per tessuti voluminosi
4	Blocchi a perno intercambiabili Quick-Slide	Meccanismo di ancoraggio Slide-and-Lock per ridurre lo sforzo delle dita
1	Contenitore protettivo / Scatola	Imballaggio standard per il trasporto



Divaricatore Desai, autobloccante

SKU **RM-DSRR-1**

PREZZO **\$129 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Divaricatore Desai, autobloccante	Lunghezza 7,25" (18.41 cm), valve ad asola aperta a 90°, blocco a cremagliera	\$129
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio individuale per il trasporto	\$129



Dockhorn Retractor

SKU **RM-DOCK-1**

PREZZO **\$64 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Lama 12.0 mm × 40.0 mm	RM-DOCK-1-1	\$64
Lama 14.0 mm × 55.0 mm	RM-DOCK-1-2	\$69



Doyen Divaricatore Addominale

SKU **RM-DAR-25-1**

PREZZO **\$94 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Lama larga 90 mm — 25 cm	RM-DAR-25-1-1	\$94
Lama larga 100 mm — 25 cm	RM-DAR-25-1-2	\$99
Lama larga 115 mm — 25 cm	RM-DAR-25-1-3	\$104



Doyen Retractor

SKU **RM-DR-22-1**

PREZZO **\$99 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Lama 30 x 30 mm — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-1	\$89
Lama 32 x 40 mm — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-2	\$94
Lama 40 x 50 mm — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-3	\$99
Lama 40 x 60 mm — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-4	\$104
Lama 45 x 75 mm — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-5	\$109
Lama 65 x 85 mm — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-6	\$114




Divaricatore Farabeuf

SKU **RM-FBR-SET-1**

PREZZO **\$24 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Set 12 cm (circa 4.7")	RM-FBR-SET-1-1	\$24
Set 15 cm (circa 6.0")	RM-FBR-SET-1-2	\$29



Farr Spring Retractor

SKU **RM-FSR-1**

PREZZO **\$34 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
4 cm — Lama piatta o punta acuta	RM-FSR-1-1	\$34
5 cm — Lama piatta o punta acuta	RM-FSR-1-2	\$36
5.5 cm — Lama piatta o punta acuta	RM-FSR-1-3	\$38
6 cm — Lama piatta o punta acuta	RM-FSR-1-4	\$40
7.8 cm — Lama piatta o punta acuta	RM-FSR-1-5	\$42
14 cm — Lama piatta o punta acuta	RM-FSR-1-6	\$44



Fiber optic Deaver Retractor

SKU **RM-FODR-1**

PREZZO **\$139 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Fiber optic Deaver Retractor	Manico da 8" (20.3 cm), lama curva da 1" (25 mm), fascio di fibre ottiche
1	Adattatore universale per cavo luce	Connessione a cavi in fibra ottica standard per sala operatoria
1	Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio standard per il trasporto



Fischl Shoe Horn Divaricatore

SKU **RM-FSHR-16-1**

PREZZO **\$24 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Fischl Shoe Horn Divaricatore	16 cm lunghezza totale, lama a spatola curva a calzante	\$24
Custodia protettiva / Scatola	Confezione singola per il trasporto	\$24



Goelet Retractor

SKU **RM-GLR-185-1**

PREZZO **\$44 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Goelet Retractor	Lunghezza 18.5 cm, doppie valve da 38 mm & 45 mm — 1	\$44
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio individuale per il trasporto — 1	\$44



Divaricatore Golligher, autostatico

SKU **RM-GSRR-SET-1**

PREZZO **\$299 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Telaio addominale autostatico	Telaio ad anello strutturale multiuso per l'accesso chirurgico profondo
2	Valve laterali massicce rimovibili	Pannelli laterali piatti (profondità 51 mm o 102 mm)
2	Lame centrali rimovibili	Lame leggermente curve, sagomate per le strutture organiche interne (51 mm o 102 mm)
3	Chiusure a vite scorrevoli individuali	Perni di bloccaggio meccanici a cricchetto su ogni valva per alleviare l'operatore
2	Bracci di retrazione ergonomici	Profili leggeri con bordi perimetrali lisci
1	Contenitore protettivo / Scatola	Imballaggio standard per il trasporto



Divaricatore autostatico Gosset

SKU **RM-GSR-SET-1**

PREZZO **\$349 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Telaio a guida scorrevole autostatico	Telaio di base disponibile con bracci meccanici dritti o curvi
2 (1 paio)	Valve laterali a filo fisse	Design a cappio 63 mm x 35 mm, valve atraumatiche
1	Valvola centrale solida rimovibile	Paletta per tessuti leggermente curva 60 mm x 65 mm (nella configurazione a 3 valve)
1	Doppio ingranaggio di bloccaggio a vite scorrevole	Sistema manuale di viti zigrinate a più punti per il fissaggio della posizione della guida
2	Bracci ergonomici di estensione a pinza	Guide di impugnatura leggere con bordi esterni completamente lisci
1	Imballaggio protettivo / Scatola	Imballaggio standard per il trasporto



Harrington Splanchnic Retractor

SKU **RM-HSR-SPL-1**

PREZZO **\$69 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
127 mm di lunghezza x 38 mm di larghezza — 30.5 cm o 31.8 cm	RM-HSR-SPL-1-1	\$69
127 mm di lunghezza x 63 mm di larghezza — 30.5 cm o 31.8 cm	RM-HSR-SPL-1-2	\$69
190 mm di lunghezza x 63 mm di larghezza — 30.5 cm o 31.8 cm	RM-HSR-SPL-1-3	\$74



Harrington Splanchnic Retractor With Fiber Optic

SKU **RM-HSR-FO-1**

PREZZO **\$189 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Harrington Splanchnic Retractor With Fiber Optic	Lama 127 × 62 mm, fascio di fibre ottiche, canale di aspirazione-irrigazione — 1
1	Universal Light Cable Fitting	Attacco per cavi luce chirurgici standard — 1
1	Protective Sleeve / Box	Imballaggio per il trasporto standard — 1




Harrington Sweetheart Retractor

SKU **RM-HSR-1**

PREZZO **\$129 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
4 × 12.8 cm	RM-HSR-1-1	\$129
6.5 × 12.8 cm	RM-HSR-1-2	\$134
6.5 × 14.6 cm	RM-HSR-1-3	\$139
9 × 25.5 cm	RM-HSR-1-4	\$144
11.5 × 25.5 cm	RM-HSR-1-5	\$149



Divaricatore Hasson S

SKU **RM-HSR-LAP-1**

PREZZO **\$24 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Versione rigida — 10.0 mm o 13.0 mm	RM-HSR-LAP-1-1	\$24
Design malleabile — 10.0 mm o 13.0 mm	RM-HSR-LAP-1-2	\$44



Divaricatore per ferite Heiss

SKU **RM-HWR-1**

PREZZO **\$94 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Disposizione a 5×5 denti — 10×10 mm o 15×10 mm (Acuto / Smusso)	RM-HWR-1-1	\$94
Schema a 6×6 denti — 10×10 mm o 15×10 mm (Acuto / Smusso)	RM-HWR-1-2	\$99



Holzhimer Self-Retaining Retractor

SKU **RM-HSRR-4IN-1**

PREZZO **\$49 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Holzhimer divaricatore autostatico — 4" (10 cm) di lunghezza, 4×4 rebbi curvi verso l'esterno (acuti o smussi)	RM-HSRR-4IN-1-1	\$49



Divaricatore ad uncino per cute

SKU **RM-HKR-165-1**

PREZZO **\$14 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
1-dente (uncino singolo) — estremità acuminate o smusse	RM-HKR-165-1-1	\$14
2 denti — acuminati o smussi	RM-HKR-165-1-2	\$16
3 denti — estremità acuminate o smusse	RM-HKR-165-1-3	\$18
4 denti — estremità acuminate o smusse	RM-HKR-165-1-4	\$20



Divaricatore Kelly

SKU **RM-KLR-26-1**

PREZZO **\$89 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
55 mm × 60 mm	RM-KLR-26-1-1	\$89
70 mm × 40 mm	RM-KLR-26-1-2	\$94
95 mm × 60 mm	RM-KLR-26-1-3	\$99



Kelly Retractor-Grip Handle

SKU **RM-KLR-GH-1**

PREZZO **\$94 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	38 mm lungo × 51 mm largo	Lunghezze disponibili: 24 cm o 26 cm · Varianti impugnatura: Manico cavo o leggero · Prezzo (USD): \$94.00 / \$99.00
1	51 mm lungo × 63 mm largo	Lunghezze disponibili: 24 cm o 26 cm · Varianti impugnatura: Manico cavo o leggero · Prezzo (USD): \$94.00 / \$99.00
1	63 mm lungo × 76 mm largo	Lunghezze disponibili: 24 cm o 26 cm · Varianti impugnatura: Manico cavo o leggero · Prezzo (USD): \$94.00 / \$99.00
1	76 mm lungo × 89 mm largo	Lunghezze disponibili: 24 cm o 26 cm · Varianti impugnatura: Manico cavo o leggero · Prezzo (USD): \$94.00 / \$99.00
1	89 mm lungo × 76 mm largo	Lunghezze disponibili: 24 cm o 26 cm · Varianti impugnatura: Manico cavo o leggero · Prezzo (USD): \$94.00 / \$99.00
1	Custodia protettiva / Scatola	Lunghezze disponibili: Imballaggio per trasporto standard · Varianti impugnatura: — · Prezzo (USD): Incluso



Kelly Retractor-Lamb Handle

SKU **RM-KLR-LH-1**

PREZZO **\$94 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	51 mm lungo × 63 mm largo	Lunghezza totale: 24 cm · Ruolo clinico primario: Retrazione standard della parete addominale e muscolare intermedia · Prezzo (USD): \$94.00
1	63 mm lungo × 76 mm largo	Lunghezza totale: 24 cm · Ruolo clinico primario: Pavimento pelvico profondo e spostamento viscerale in laparotomia · Prezzo (USD): \$94.00
1	76 mm lungo × 89 mm largo	Lunghezza totale: 24 cm · Ruolo clinico primario: Massima larghezza per l'esposizione della parete addominale e viscerale bariatrica · Prezzo (USD): \$94.00
1	Custodia protettiva / Scatola	Lunghezza totale: Imballaggio per il trasporto standard · Ruolo clinico primario: — · Prezzo (USD): Incluso



Kirschner Retractor

SKU **RM-KR-SET-1**

PREZZO **\$449 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Telaio di base della guida autostatico	Telaio ovale o quadrato (240×240 mm o 340×240 mm)
da 4 a 6 valve	Valve tessutali smusse modulari	A scelta tra set di coppia a 2 valve o set completo a 4 valve
4	Perni di bloccaggio individuali	Meccanismi di ancoraggio slide-and-lock per il fissaggio delle valve
2	Bracci retrattori ergonomici	Impugniture strutturate ultraleggere con bordi esterni lisci
1	Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio di trasporto standard



Kocher Langenbeck Retractor

SKU **RM-KLR-GEN-1**

PREZZO **\$44 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Lame strette (es. 25×6, 35×8 mm)	Lunghezze e impugniture disponibili: 20.3 o 22 cm (anello / cava) · Ruolo clinico: retrazione mirata per tiroide, tendini e piccola chirurgia · Prezzo (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Lame medie (es. 28×15, 41×14 mm)	Lunghezze e impugniture disponibili: 20.3 o 22 cm (anello / cava) · Ruolo clinico: appendicectomia standard, ernie e accessi articolari ortopedici · Prezzo (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Lame profonde (es. 70×14, 80×16 mm)	Lunghezze e impugniture disponibili: 20.3 o 22 cm (anello / cava) · Ruolo clinico: tenuta di strati muscolari profondi e ricostruzioni pelviche o dell'anca · Prezzo (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Custodia protettiva / Scatola	Lunghezze e impugniture disponibili: imballaggio per il trasporto standard · Ruolo clinico: — · Prezzo (USD): incluso



Kocher Retractor

SKU **RM-KCR-1**

PREZZO **\$49 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Versione da 20.3 cm con lama da 20 mm × 12 mm	Funzione clinica principale: elevazione del bordo ferita superficiale e del lobo tiroideo · Prezzo (USD): \$49.00
1	Versione da 21 cm con lame da 8×25, 12×40, 12×45 mm	Funzione clinica principale: retrazione dei tessuti molli intermedi e appendicectomia · Prezzo (USD): \$54.00
1	Versione da 21 cm con lame da 12×60, 12×65 mm	Funzione clinica principale: retrazione della fascia profonda e tenuta della muscolatura delle estremità · Prezzo (USD): \$54.00
1	Versione da 23 cm con lame da 18×40, 20×38, 20×60 mm	Funzione clinica principale: laparotomia standard nell'adulto ed esposizione articolare ortopedica · Prezzo (USD): \$64.00
1	Versione da 23 cm con lame da 25×60, 30×75, 40×75 mm	Funzione clinica principale: ampio spostamento muscolare nella chirurgia pelvica e dell'anca · Prezzo (USD): \$64.00
1	Custodia protettiva / Scatola	Funzione clinica principale: imballaggio di trasporto standard · Prezzo (USD): incluso



Divaricatore Koenig

SKU **RM-KNR-17-1**

PREZZO **\$49 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Con lama fenestrata	Dimensioni disponibili: 13×13 mm o 13×16 mm · Funzione clinica primaria: Visualizzazione diretta dei vasi/strutture sottostanti attraverso la lama · Prezzo (USD): \$49.00
1	Senza lama fenestrata	Dimensioni disponibili: 13×13 mm o 13×16 mm · Funzione clinica primaria: Barriera solida per la ritenzione del tessuto e la retrazione del bordo della ferita · Prezzo (USD): \$49.00
1	Custodia protettiva / Scatola	Dimensioni disponibili: Imballaggio di trasporto standard · Funzione clinica primaria: — · Prezzo (USD): Incluso



Koerte Retractor

SKU **RM-KTR-24-1**

PREZZO **\$54 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Koerte Retractor	Dimensioni / Dettagli: lunghezza totale 24 cm, 8 denti affilati, impugnatura ad anello con anello antiscivolo · Quantità inclusa: 1	\$54
Custodia protettiva / Scatola	Dimensioni / Dettagli: confezione singola per il trasporto · Quantità inclusa: 1	\$54



Krasky Retractor

SKU **RM-KRK-28-1**

PREZZO **\$99 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Krasky Retractor	Dimensioni / Dettagli: 28 cm lunghezza totale, lama 50 × 25 mm, 6 denti taglienti · Quantità inclusa: 1	\$99
Custodia protettiva / Scatola	Dimensioni / Dettagli: Imballaggio per il trasporto singolo · Quantità inclusa: 1	\$99



Lahey Finger Retractor

SKU **RM-LFR-12-1**

PREZZO **\$24 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
1 punta / Gancio singolo	RM-LFR-12-1-1	\$24
2 punte	RM-LFR-12-1-2	\$29
3 punte	RM-LFR-12-1-3	\$34



Divaricatore Lahey

SKU **RM-LR-HH-1**

PREZZO **\$39 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
18 cm (circa 7")	RM-LR-HH-1-1	\$39
20.3 cm (approx. 8")	RM-LR-HH-1-2	\$49



Divaricatore Langenbeck Green

SKU **RM-LGR-1**

PREZZO **\$44 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
17 cm	RM-LGR-1-1	\$44
e 22 cm	RM-LGR-1-2	\$49



Langenbeck Retractor-Solid Handle

SKU **RM-LRSH-203-1**

PREZZO **\$49 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Modello #1	Dimensioni (lunghezza x larghezza): 32 mm di lunghezza x 10 mm di larghezza · Principale applicazione clinica: retrazione mirata dei margini della ferita e dei tessuti molli superficiali · Prezzo (USD): \$49.00
1	Modello #2	Dimensioni (lunghezza x larghezza): 38 mm di lunghezza x 10 mm di larghezza · Principale applicazione clinica: retrazione fasciale intermedia ed esposizione tendinea · Prezzo (USD): \$49.00
1	Modello #3	Dimensioni (lunghezza x larghezza): 38 mm di lunghezza x 12 mm di larghezza · Principale applicazione clinica: appendicectomia standard nell'adulto, ernie e accesso articolare ortopedico · Prezzo (USD): \$49.00
1	Modello #4	Dimensioni (lunghezza x larghezza): 38 mm di lunghezza x 16 mm di larghezza · Principale applicazione clinica: ampio spostamento muscolare e tenuta dei tessuti molli profondi · Prezzo (USD): \$49.00
1	Custodia protettiva / Scatola	Dimensioni (lunghezza x larghezza): imballaggio di spedizione standard · Principale applicazione clinica: — · Prezzo (USD): Incluso



Divaricatore Leriche - Atraumatico, spatola larga

SKU **RM-LRAW-1**

PREZZO **\$94 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
25.5 cm	RM-LRAW-1-1	\$94
e 27 cm	RM-LRAW-1-2	\$99



Little Retractor

SKU **RM-LTR-195-1**

PREZZO **\$54 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
10 mm x 12 mm	RM-LTR-195-1-1	\$54
16 mm x 12 mm	RM-LTR-195-1-2	\$59



Lobster General Retractor System

SKU **RM-LGRS-1**

PREZZO **\$2,699 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Telaio Lobster	—
1	Morsetto da tavolo Lobster con colonna di supporto verticale e supporto	—
6	Morsetto per retrattore Lobster	—
2	Retrattore articolato Lobster Mayo	¾" x 2"
1	Retrattore articolato Lobster Fence	4" x 6"
1	Retrattore articolato Lobster splancnico	2" x 6"
1	Retrattore articolato Lobster Deaver	2¼" x 4½"
1	Retrattore articolato Lobster malleabile (perforato)	2" x 6½"
1	Retrattore articolato Lobster malleabile (perforato)	3" x 6½"
1	Retrattore Lobster Harrington Sweetheart	2" x 5"
1	Retrattore articolato Lobster Kelly, modificato	3" x 2½"
1	Retrattore articolato Lobster Kelly, modificato	3" x 4"
1	Contenitore di sterilizzazione	—



Lone Star Retractor (Chirurgia Colorettaie, Rettale, Testa e Collo)


SKU **RM-LSR-CRHN-1**

PREZZO **\$399 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Anello piccolo — 14.1 cm x 14.1 cm (Colorettaie)	RM-LSR-CRHN-1-1	\$384
Anello standard — 18.6 cm x 8.9 cm (Colorettaie)	RM-LSR-CRHN-1-2	\$399
Anello grande — 25.0 cm x 25.0 cm (Colorettaie)	RM-LSR-CRHN-1-3	\$414





Lone Star Retractor (Chirurgia Generale, Testa e Collo)

SKU **RM-LSR-GHN-1**

PREZZO **\$499 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Anello piccolo — 22.0 cm x 11.3 cm (Chirurgia Generale/Testa e Collo)	RM-LSR-GHN-1-1	\$484
Anello standard — 28.3 cm x 18.3 cm (Chirurgia Generale/Testa e Collo)	RM-LSR-GHN-1-2	\$499
Anello grande — 32.5 cm x 18.3 cm (Generale/Testa e Collo)	RM-LSR-GHN-1-3	\$514



Martin Arm Retractor

SKU **RM-MAR-1**

PREZZO **\$799 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Kupplung	Si fissa saldamente alla guida laterale del tavolo operatorio e blocca l'asta a L.
1	L-Stange	Viene inserita nell'attacco e funge da struttura di supporto primaria verticale e orizzontale.
1	Gelenkarm	Si collega all'asta a L per consentire il movimento multiassiale e il posizionamento bloccato per gli strumenti sopra il campo chirurgico.



Divaricatore digitale Mathieu

SKU **RM-MFR-16-1**

PREZZO **\$34 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Mathieu divaricatore digitale	Dimensioni / Dettagli: 16 cm di lunghezza totale, 8,0 mm di larghezza, 3 rebbi per estremità (acuminati o smussi) · Quantità inclusa: 1	\$34
Custodia protettiva / Scatola	Dimensioni / Dettagli: Imballaggio per il trasporto individuale · Quantità inclusa: 1	\$34



Mathieu Retractor

SKU **RM-MTR-20-1**

PREZZO **\$44 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
42 mm × 13 mm / 42 mm × 26 mm	RM-MTR-20-1-1	\$44
47 mm × 13 mm / 46 mm × 26 mm	RM-MTR-20-1-2	\$54



Divaricatore addominale Mayo

SKU **RM-MAR-28-1**

PREZZO **\$109 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Standard — 11 in, 70 mm lama curva	RM-MAR-28-1-1	\$109



Set di divaricatori Mayo-Collins (confezione da 2)

SKU **RM-MCR-SET-1**

PREZZO **\$49 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Standard — 5 7/8 in, valve a doppia estremità	RM-MCR-SET-1-1	\$49



Divaricatore per dita Meyerding

SKU **RM-MFR-178-1**

PREZZO **\$39 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	3 denti, acuto	Dimensioni (lunghezza x larghezza): 9.5 mm x 3.9 mm di larghezza · Ruolo clinico primario: presa antiscivolo nel tessuto dermico ed elevazione di piccoli lembi cutanei · Prezzo (USD): \$39.00
1	Profilo seghettato	Dimensioni (lunghezza x larghezza): 3.1 mm x 6.3 mm di larghezza · Ruolo clinico primario: esposizione mirata della guaina tendinea e tenuta dei bordi fibrosi · Prezzo (USD): \$39.00
1	Profilo seghettato	Dimensioni (lunghezza x larghezza): 4.7 mm x 15.8 mm di larghezza · Ruolo clinico primario: retrazione fasciale intermedia e ricostruzione tendinea · Prezzo (USD): \$39.00
1	Profilo smusso	Dimensioni (lunghezza x larghezza): 3.1 mm x 9.5 mm di larghezza · Ruolo clinico primario: retrazione neurovascolare atraumatica ed esposizione digitale · Prezzo (USD): \$39.00
1	Profilo smusso	Dimensioni (lunghezza x larghezza): 6.3 mm x 17.4 mm di larghezza · Ruolo clinico primario: ampia elevazione dei tessuti molli ed esposizione dei legamenti della mano · Prezzo (USD): \$39.00
1	Custodia protettiva / Scatola	Dimensioni (lunghezza x larghezza): imballaggio di trasporto standard · Ruolo clinico primario: — · Prezzo (USD): Incluso



Divaricatore Middledorpf

SKU **RM-MDR-28-1**

PREZZO **\$49 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
7.0 mm x 14.0 mm	RM-MDR-28-1-1	\$49
22.0 mm x 20.0 mm	RM-MDR-28-1-2	\$54
30.0 mm x 26.0 mm	RM-MDR-28-1-3	\$59



Morris Retractor einendig

SKU **RM-MRSE-23-1**

PREZZO **\$49 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Morris Retractor einendig	230 mm (23 cm) di lunghezza totale, valva massiccia a forma di L, manico fenestrato	\$49
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio per il trasporto individuale	\$49



Murphy Ball Retractor

SKU **RM-MBR-35-1**

PREZZO **\$39 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Testa a sfera 2.0 mm	RM-MBR-35-1-1	\$39
Punta sferica 3.0 mm	RM-MBR-35-1-2	\$39
Testa a sfera 4.0 mm	RM-MBR-35-1-3	\$39



Murphy Retractor

SKU **RM-MR-195-1**

PREZZO **\$44 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
2 denti (8.0 mm di larghezza)	RM-MR-195-1-1	\$44
3 denti (13.0 mm di larghezza)	RM-MR-195-1-2	\$49
4 denti (18.0 mm di larghezza)	RM-MR-195-1-3	\$54
6 denti (28.0 mm di larghezza)	RM-MR-195-1-4	\$59



Neonatal T Ribbon Retractor

SKU **RM-NTRR-265-1**

PREZZO **\$49 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
2.5 cm x 1.25 cm	RM-NTRR-265-1-1	\$49
3.8 cm x 1.40 cm	RM-NTRR-265-1-2	\$54
4.5 cm x 1.60 cm	RM-NTRR-265-1-3	\$59



Divaricatore Ollier

SKU **RM-OR-SERIES-1**

PREZZO **\$74 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
8 ½" (21.59 cm)	RM-OR-SERIES-1-1	\$74
9.0" (22.86 cm)	RM-OR-SERIES-1-2	\$79



Parker Retractor - Set da 2

SKU **RM-PR-SET-1**

PREZZO **\$44 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
5 in	RM-PR-SET-1-1	\$44
5 1/2 in	RM-PR-SET-1-2	\$49
6 in	RM-PR-SET-1-3	\$54
7 in	RM-PR-SET-1-4	\$59
7 1/4 in	RM-PR-SET-1-5	\$64



Set di divaricatori Parker-Mott (Due pezzi)

SKU **RM-PMR-SET-1**

PREZZO **\$49 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Divaricatore Parker-Mott	Lunghezza totale 15,3 cm, valve piene asimmetriche a doppia estremità	\$49
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio di trasporto standard	\$49




Divaricatore Parker-Tommy

SKU **RM-PTR-16-1**

PREZZO **\$39 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Parker-Tommy Retractor	Lunghezza totale 16 cm, lame curve asimmetriche a doppia estremità	\$39
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio per trasporto singolo	\$39



Divaricatori Deaver pediatrici

SKU **RM-PDR-1**

PREZZO **\$69 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
17.5 cm (6.9")	RM-PDR-1-1	\$69
20.0 cm (7.9")	RM-PDR-1-2	\$74
22.0 cm (8.7")	RM-PDR-1-3	\$79



Spatola addominale flessibile per pediatria

SKU **RM-PRR-1**

PREZZO **\$44 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
17.5 cm (6.9")	RM-PRR-1-1	\$44
20.0 cm (7.9")	RM-PRR-1-2	\$49
22.0 cm (8.7")	RM-PRR-1-3	\$54



Rake Finger Retractor

SKU **RM-RFR-153-1**

PREZZO **\$29 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
1 dente (Gancio singolo) — Punta smusse o acuminate	RM-RFR-153-1-1	\$29
2 denti — Smusso o acuminate	RM-RFR-153-1-2	\$34
3 denti — Punta smusse o acuminate	RM-RFR-153-1-3	\$39
4 denti — Punta smusse o acuminate	RM-RFR-153-1-4	\$44



Redler Retractor

SKU **RM-RDR-5IN-1**

PREZZO **\$49 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Redler Retractor	5" (12.7 cm) di lunghezza totale, lama funzionale affusolata, impugnatura ergonomica sottile	\$49
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio individuale per il trasporto	\$49



Ricard Abdominal Retractor

SKU **RM-RAR-SET-1**

PREZZO **\$229 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Telaio di base autostatico	Chassis con bracci curvi per migliorare l'accesso visivo
2 (1 paio)	Valve laterali massicce rimovibili	Elementi laterali larghi a forma di pala (Opzione A: 50x58 mm / Opzione B: 60x80 mm)
1	Valva centrale rimovibile	Piastra piatta asimmetrica (Opzione A: 55x70 mm / Opzione B: 80x90 mm)
1	Blocco filettato speciale	Blocco manuale per fissare l'ampiezza della divaricazione
1	Impugnatura a gancio compatta	Impugnatura minimalista integrata per risparmiare spazio nel campo operatorio
1	Imballaggio protettivo / Scatola	Imballaggio standard per il trasporto



Richardson Eastman Retractor

SKU **RM-RER-SERIES-1**

PREZZO **\$54 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
10 ¼" (approx. 26.0 cm) — Due lame concave ad angolo retto	RM-RER-SERIES-1-1	\$54
10 ½" (approx. 26.7 cm) — Due lame concave ad angolo retto	RM-RER-SERIES-1-2	\$59
10 ¾" (approx. 27.3 cm) — Due lame concave ad angolo retto	RM-RER-SERIES-1-3	\$64
11 ¼" (approx. 28.6 cm) — Due lame concave ad angolo retto	RM-RER-SERIES-1-4	\$69



Richardson Retractor Grip Handle

SKU **RM-RRGH-1**

PREZZO **\$64 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
9 ½" (24.13 cm) — Manico cavo, Lamb o manico leggero	RM-RRGH-1-1	\$64
10.0" (25.40 cm) — Manico cavo, manico Lamb o manico leggero	RM-RRGH-1-2	\$69
11.0" (27.94 cm) — Manico cavo, manico Lamb o manico leggero	RM-RRGH-1-3	\$74



Divaricatore Richardson con impugnatura ad anello

SKU **RM-RRLH-1**

PREZZO **\$54 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
9 ½" (24.13 cm) — Lama piegata ad angolo retto, impugnatura ad anello	RM-RRLH-1-1	\$54
10.0" (25.40 cm) — Lama piegata ad angolo retto, impugnatura ad anello	RM-RRLH-1-2	\$59



Rochard Retractor

SKU **RM-RR-1**

PREZZO **\$1,699 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
2	Morsetto per binario	Fissaggio al binario del tavolo operatorio
2	Barra laterale per tavolo	26" (telaio di montaggio)
1	Barra trasversale per tavolo	21" (telaio di montaggio)
1	Dispositivo di fissaggio Rochard	Meccanismo di fissaggio del telaio
1	Retrattore addominale Rochard	50 x 90 mm
1	Retrattore addominale Rochard	50 x 105 mm
1	Retrattore addominale Rochard	50 x 120 mm



Rose Retractor Double Ended

SKU **RM-RRDE-1**

PREZZO **\$44 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
5.0" (12.7 cm) — 11.5x12 mm / 10x14.5 mm rebbi smussi	RM-RRDE-1-1	\$44
5 1/2" (13.97 cm) — 11.5x12 mm / 10x14.5 mm rebbi smussi	RM-RRDE-1-2	\$49



Roux Retractor - A due estremità

SKU **RM-RRDE-14-1**

PREZZO **\$54 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Lama piccola — 19 mm wide x 25 mm long	RM-RRDE-14-1-1	\$54
Lama media — 22 mm wide x 41 mm long	RM-RRDE-14-1-2	\$59
Valvola grande — 25 mm wide x 41 mm long	RM-RRDE-14-1-3	\$64
Upgrade Set da 3 — Combina Piccolo, Medio e Grande	RM-RRDE-14-1-4	\$94



Divaricatore a S a doppia estremità

SKU **RM-SSDER-1**

PREZZO **\$29 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
10.0 cm (approx. 4.0") — 15×11 mm / 14×10 mm a doppia estremità	RM-SSDER-1-1	\$29
11.5 cm (approx. 4.5") — 15×11 mm / 14×10 mm a due estremità	RM-SSDER-1-2	\$34



Sauerbruch divaricatore

SKU **RM-SBR-9IN-1**

PREZZO **\$69 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
$\frac{5}{8}$ " × $1\frac{3}{4}$ " (ca. 16 × 44 mm) — 9" (22.86 cm)	RM-SBR-9IN-1-1	\$69
$2\frac{1}{8}$ " × $\frac{7}{8}$ " (approx. 54 × 22 mm) — 9" (22.86 cm)	RM-SBR-9IN-1-2	\$69
$\frac{7}{8}$ " × $2\frac{1}{2}$ " (ca. 22 × 64 mm) — 9" (22.86 cm)	RM-SBR-9IN-1-3	\$69
$\frac{3}{4}$ " × $2\frac{7}{8}$ " (ca. 19 × 73 mm) — 9" (22.86 cm)	RM-SBR-9IN-1-4	\$69



Set di due divaricatori Seeburger

SKU **RM-SRS-14-1**

PREZZO **\$54 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Divaricatori Seeburger	Lunghezza totale 14 cm, impugnatura piatta, lame curve	\$54
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio di trasporto standard	\$54



Senn Forward Retractor

SKU **RM-SFR-625-1**

PREZZO **\$49 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Senn Forward Retractor	6.25" (15.87 cm) di lunghezza, punta anteriore a denti piatti, impugnatura piatta	\$49
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio individuale per il trasporto	\$49



Senn Green divaricatori

SKU **RM-SGR-14-1**

PREZZO **\$27 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Lama 6 mm × 10 mm — 14 cm	RM-SGR-14-1-1	\$27
Lama 6 mm × 20 mm — 14 cm	RM-SGR-14-1-2	\$29



Senn Miller Retractor

SKU **RM-SMR-SERIES-1**

PREZZO **\$29 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
15.0 cm lunghezza utile — 10×9 mm lama piatta / 10×11 mm rastrello a 3 denti	RM-SMR-SERIES-1-1	\$29
15.5 cm lunghezza utile — 10×9 mm lama piatta / 10×11 mm rastrello a 3 denti	RM-SMR-SERIES-1-2	\$34
16.0 cm lunghezza utile — 10×9 mm lama piatta / 10×11 mm rastrello a 3 denti	RM-SMR-SERIES-1-3	\$39
20.0 cm lunghezza di lavoro — 10×9 mm lama piatta / 10×11 mm rastrello a 3 denti	RM-SMR-SERIES-1-4	\$49



Divaricatore Senn T-Handle

SKU **RM-STHR-45-1**

PREZZO **\$54 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Divaricatore Senn T-Handle	Lunghezza 4.5" (11.43 cm), rastrello multi-punta (smusso o acuto), impugnatura a T	\$54
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio per trasporto singolo	\$54



Strandell Stille Retractor

SKU **RM-SSR-17-1**

PREZZO **\$44 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Strandell Stille Retractor	17 cm di lunghezza totale, lama curva 6 x 15 mm (acuta o smussa)	\$44
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio individuale per il trasporto	\$44



US Army Retractor, set da 2

SKU **RM-USAR-SET-21-1**

PREZZO **\$49 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
US Army Retractor	21 cm lunghezza totale, lame a doppia estremità 38x22 mm & 41x25 mm	\$49
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio di trasporto standard	\$49



Volkman Retractor-USA Pattern

SKU **RM-VRUP-223-1**

PREZZO **\$64 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
2 denti (smussi / acuti) — 8 mm - 11 mm	RM-VRUP-223-1-1	\$64
3 denti (smussi / acuti) — 11 mm - 18 mm	RM-VRUP-223-1-2	\$69
4 denti (smussi / acuti) — 18 mm - 26 mm	RM-VRUP-223-1-3	\$74
6 denti (smussi / acuti) — 26 mm - 40 mm	RM-VRUP-223-1-4	\$79



Divaricatore Volkman

SKU **RM-VR-SERIES-1**

PREZZO **\$64 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
2 denti (smussi / acuti) — 8 mm - 11 mm	RM-VR-SERIES-1-1	\$64
3 denti (smussi / acuti) — 10 mm - 18 mm	RM-VR-SERIES-1-2	\$69
4 denti (smussi / acuti) — 13 mm - 28 mm	RM-VR-SERIES-1-3	\$74
6 denti (smussi / acuti) — 18 mm - 28 mm	RM-VR-SERIES-1-4	\$79
8 denti (smussi / acuti) — 28 mm - 42 mm	RM-VR-SERIES-1-5	\$84



Divaricatore W.M. Lemmon Deaver

SKU **RM-WMLDR-395-1**

PREZZO **\$119 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Valva larga 25 mm — 25 mm di larghezza × 235 mm di superficie di lavoro	RM-WMLDR-395-1-1	\$119
Lama larga 50 mm — 50 mm di larghezza × 235 mm di superficie di lavoro	RM-WMLDR-395-1-2	\$119



Divaricatore Weitlaner

SKU **RM-WR-SERIES-1**

PREZZO **\$94 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
da 4" a 4 ½" (10-11.5 cm) — denti 2x2 o 2x3	RM-WR-SERIES-1-1	\$94
da 5" a 5 ½" (13-14 cm) — denti 3x4	RM-WR-SERIES-1-2	\$99
6 ½" (16.5 cm) — denti 3x4	RM-WR-SERIES-1-3	\$104
8" (20 cm) — denti 3x4	RM-WR-SERIES-1-4	\$109
da 9 ½" a 10" (24-25.5 cm) — denti 5x6	RM-WR-SERIES-1-5	\$114



Divaricatore autostatico largo

SKU **RM-WSRR-35-1**

PREZZO **\$139 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Divaricatore autostatico largo	Valve lisce larghe 3.5" (8.89 cm), punte 10x12 mm, telaio a cremagliera	\$139
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio individuale per il trasporto	\$139



Spatola malleabile Zalkind (Malleable)

SKU **RM-ZMRR-1**

PREZZO **\$44 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
10 cm	RM-ZMRR-1-1	\$44
18 cm	RM-ZMRR-1-2	\$49
20 cm	RM-ZMRR-1-3	\$54
21 cm	RM-ZMRR-1-4	\$59
26 cm	RM-ZMRR-1-5	\$64
30 cm	RM-ZMRR-1-6	\$69
33 cm	RM-ZMRR-1-7	\$69




Bookwalter Retractor (Standard)

SKU **RM-SBR-1**

PREZZO **\$2,499 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Bookwalter Colonna di supporto	12" (30.5 cm)
1	Bookwalter Braccio orizzontale	Standard
1	Bookwalter Accoppiamento colonna	Heavy duty
1	Bookwalter Braccio flessibile orizzontale	1" diametro (2.5 cm)
2	Bookwalter Cricchetti standard	Non inclinabili
7	Bookwalter Meccanismi a cricchetto inclinabili	Regolazione multi-angolo
1	Anello ovale medio	10½" x 14½" (26.7 x 36.8 cm)
1	Anello segmentato medio	10½" x 19" (26.7 x 48.3 cm)
2	Valve Balfour	2¾" x 3" (6.7 x 7.6 cm)
4	Valve Kelly	2" x 3" (5.1 x 7.6 cm)
4	Valve Kelly	2" x 4" (5.1 x 10.2 cm)
4	Valve Kelly	2" x 5" (5.1 x 12.7 cm)
4	Valve Kelly	2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)
4	Valve Kelly	2" x 7" (5.1 x 17.8 cm)
1	Valva malleabile	3" x 6" (7.6 x 15.2 cm)
2	Valve malleabili	2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)
1	Scatola di sterilizzazione	Custodia organizzativa perforata



Omni Retractor System

SKU **RM-OR-1**

PREZZO **\$2,499 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Colonna di supporto Omni Clamp	Morsetto per guida del tavolo operatorio ad alta resistenza e colonna
1	Telaio Wishbone standard	Telaio strutturale ad anello a forcella
1	Braccio articolato	19" (48.3 cm) per portata estesa e flessibilità
8	Supporto per valve SnapClamp	Morsetti per telaio a scorrimento con sgancio rapido
2	Valve rotanti Mayo	2¾" x 2" (7.0 x 5.1 cm)
1	Valva rotante Mayo	3½" x 2" (8.9 x 5.1 cm)
1	Valva rotante Fence	4" x 6" (10.2 x 15.2 cm) valva larga per parete muscolare
1	Valva rotante Splanchnic	2" x 4½" (5.1 x 11.4 cm) valva viscerale profonda
1	Valva rotante Splanchnic	2" x 6" (5.1 x 15.2 cm) valva viscerale profonda
2	Valve rotanti per vena renale	1" x 6" (2.5 x 15.2 cm) valve vascolari strette
1	Valva rotante Deaver	2¾" x 4½" (7.0 x 11.4 cm) valva curva
1	Valva rotante flessibile fessurata	2" x 6½" (5.1 x 16.5 cm) striscia flessibile
1	Valva rotante flessibile fessurata	3" x 6½" (7.6 x 16.5 cm) striscia flessibile
1	Valva rotante Harrington (Sweetheart)	2" x 5" (5.1 x 12.7 cm) valva a forma di cuore
1	Cassa di stoccaggio	Valigetta in legno con inserti imbottiti individuali





Bookwalter Bariatric Retractor System

SKU **RM-BBRS-1**

PREZZO **\$1,899 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Field Post	18" (45.7 cm)
1	Horizontal Bar	Standard
1	Post Coupler	Standard
6	Tilt Ratchet Mechanism	Regolabile in angolazione
1	Ratchet Extender	Prolunga standard
1	Twist Ratchet	Angolo variabile
1	Ring, Oval	Medio
1	Kelly Blade	2" x 3" (5.1 x 7.6 cm)
1	Kelly Blade	2" x 4" (5.1 x 10.2 cm)
1	Kelly Blade	2" x 8" (5.1 x 20.3 cm)
1	Balfour Blade	3½" x 2¼" (8.9 x 7.0 cm)
1	Malleable Blade	3" x 10" (7.6 x 25.4 cm)
1	Malleable Blade	2" x 8" (5.1 x 20.3 cm)
1	Malleable Blade	2" x 10" (5.1 x 25.4 cm)
1	Malleable Blade	4" x 8" (10.2 x 20.3 cm)
1	Harrington Blade	2½" x 8" x 3½" (6.4 x 20.3 x 8.9 cm)
1	Sterilization Box	Guscio protettivo




Sistema divaricatore per chirurgia generale Bookwalter

SKU **RM-BGSR-1**

PREZZO **\$1,999 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Colonna di supporto	12" (30.5 cm)
1	Braccio orizzontale	Standard
1	Giunto per colonna	Standard
1	Braccio orizzontale flessibile	1" diametro (2.5 cm)
2	Cricchetti standard	Non inclinabili
6	Meccanismi a cricchetto inclinabili	Multi-angolo
1	Anello ovale, medio	10½" x 14½" (26.7 x 36.8 cm)
1	Anello segmentato, medio	10½" x 19" (26.7 x 48.3 cm)
1	Valva Balfour	2½" x 3" (6.7 x 7.6 cm)
2	Valve Kelly	2" x 3" (5.1 x 7.6 cm)
1	Valva Kelly	2" x 4" (5.1 x 10.2 cm)
1	Valva Kelly	2" x 5" (5.1 x 12.7 cm)
1	Valva Kelly	2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)
1	Valva malleabile	3" x 6" (7.6 x 15.2 cm)
2	Valve malleabili	2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)
1	Valva malleabile	1½" x 6" (3.8 x 15.2 cm)
1	Valva Harrington	1" x 5½" x 2½" (2.5 x 14.3 x 6.4 cm)
1	Valva Gelpi	Standard
1	Contenitore di sterilizzazione	Cassetta protettiva





Thompson Retractor System

SKU **RM-TRS-1**

PREZZO **\$2,499 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
2	Elite Rail Clamp	Supporto per binario laterale per carichi pesanti da 22" (55.9 cm)
1	Double Angled Arm	22" (7" x 9" x 7" / 17.8 x 22.9 x 17.8 cm)
1	Lateral Angled Arm	19" (12" x 7" / 30.5 x 17.8 cm) @ 45° (diametro 3/4")
2	Lateral Angled Arms	17" (10" x 7" / 25.4 x 17.8 cm) @ 45° (diametro 3/4")
1	Bilateral Crossbar (Hinged)	34" (11 1/2" x 8 1/2" x 11 1/2" / 29.2 x 21.6 x 29.2 cm)
3	Cam Clip-On	Cursore per telaio a connessione rapida
1	Micro-Adjustable Handle	10" (25.4 cm) con vite di tensione precisa
3	Balfour Blades with Lips	83 x 73 mm, 83 x 123 mm, 83 x 175 mm
3	Wide Balfour Blades	Intercambiabili, tenuta ampia della parete muscolare
1	Harrington (Sweetheart) Blade	114 x 254 mm (4 1/2" x 10") per tenuta d'organo profonda
9	Kelly Interchangeable Blades	Valva angolata standard 3" x 3 1/2" (7.6 x 8.9 cm)
1	Malleable Interchangeable Blade Set	25x190 mm, 51x254 mm, 76x254 mm, 102x254 mm
2	St. Marks Interchangeable Blades	51 x 152 mm (2" x 6") con bordo a labbro profondo
1	Storage Box	Custodia in legno con fessure di imbottitura individuali




Bookwalter Rectal/Trans-Anal Surgery Retractor

SKU **RM-BRTASR-1**

PREZZO **\$2,199 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Supporto	12" (30 cm)
2	Giunti per supporto in Acciaio inossidabile AISI 304/316 di qualità premium (non magnetico)	1" x 1" (2.5 cm x 2.5 cm)
2	Bracci flessibili orizzontali	Diametro 1" (2.5 cm)
1	Asta di estensione verticale	12" (30 cm)
5	Cricchetti basculanti	Standard, angolo regolabile
1	Piccolo anello a semicerchio	8 1/2" (21.3 cm) ID
1	Anello perineale segmentato	9 1/2" x 14 1/2" (23.8 cm x 36.3 cm)
2	Valvole rettali	3/8" x 3 1/4" (2.2 cm x 9.7 cm)
2	Valvole rettali	3/8" x 2 1/8" (2.2 cm x 7.2 cm)
2	Valvole flessibili	1" x 3 1/2" (2.5 cm x 10 cm)
2	Valvole flessibili	1/2" x 4" (1.3 cm x 8.8 cm)
2	Valvole flessibili	3/4" x 4" (1.9 cm x 10 cm)
2	Valvole Deaver	1" x 3 1/2" (2.5 cm x 8.8 cm)
1	Cestello per sterilizzazione	Contenitore protettivo





Bookwalter Retractor

SKU **RM-BR-1**

PREZZO **\$1,999 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Bookwalter Asta di supporto	12" (30,5 cm)
1	Bookwalter Barra orizzontale	Standard
1	Bookwalter Raccordo per asta	Standard
1	Bookwalter Asta flessibile orizzontale	Diametro 1" (2,5 cm)
2	Bookwalter Cremagliere standard	Non inclinabili
5	Bookwalter Meccanismi a cremagliera inclinabile	Regolabili angularmente
1	Bookwalter Anello ovale, Medio	10½" x 14½" (26,7 x 36,8 cm)
1	Bookwalter Anello segmentato, Medio	10½" x 19" (26,7 x 48,3 cm)
2	Bookwalter Valve Balfour	2¾" x 3" (6,7 x 7,6 cm)
1	Bookwalter Valva Kelly	2" x 3" (5,1 x 7,6 cm)
1	Bookwalter Valva Kelly	2" x 4" (5,1 x 10,2 cm)
1	Bookwalter Valva Kelly	2" x 5" (5,1 x 12,7 cm)
1	Bookwalter Valva Kelly	2" x 6" (5,1 x 15,2 cm)
1	Bookwalter Valva malleabile	3" x 6" (7,6 x 15,2 cm)
2	Bookwalter Valve malleabili	2" x 6" (5,1 x 15,2 cm)
1	Bookwalter Valva Harrington	1" x 5½" x 2½" (2,5 x 14,3 x 6,4 cm)
1	Cassa di stoccaggio in legno	Custodia protettiva su misura



Bookwalter Small Incision Retractor System

SKU **RM-BSIRS-1**

PREZZO **\$2,199 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Asta di supporto	Asta di supporto verticale da 12" (30 cm)
1	Giunto per stativo in Acciaio inossidabile AISI 304/316 di qualità premium (non magnetico)	Morsetto per binario ad alta resistenza da 1" x 1" (2,5 x 2,5 cm)
1	Asta orizzontale Flex	Braccio multi-articolato da 1" di diametro (2,5 cm)
1	Piccolo anello circolare pieno	Diametro interno (ID) di 8½" (21,3 cm)
1	Piccolo anello segmentale ovale	Telaio pieghevole e configurabile da 8½" x 14" (20 x 35 cm)
6	Cricchetti inclinabili	Blocchi meccanici per telaio a basso profilo
2	Valve malleabili	1" x 3½" (2,5 x 12,5 cm)
2	Valve malleabili	¾" x 4" (1,9 x 10 cm)
2	Valve malleabili	2" x 6" (5 x 15 cm)
2	Valve Deaver	Valve pelviche curve da 1" x 3½" (2,5 x 8,8 cm)
2	Valve Kelly	Valve piatte ad angolo retto da 2" x 1½" (5 x 3,8 cm)
2	Valve Kelly	Valve ad angolo retto da 1" x 2½" (2,5 x 6,3 cm)
2	Valve Kelly	Valve ad angolo retto da 1" x 3" (2,5 x 7,5 cm)
2	Valve Rake profonde	Artigli a più denti profondi ¾" x larghi ¾" (1,9 x 1,7 cm)
2	Valve Richardson	Valve piatte con bordo da ¾" x 2" (1,9 x 5 cm)
2	Valve Richardson	Valve piatte con bordo da 1" x 1¼" (2,5 x 3,1 cm)
2	Valve Richardson	Valve piatte con bordo da ¾" x 1" (1,9 x 2,5 cm)
1	Cassetta di sterilizzazione	Contenitore organizzativo perforato personalizzato






Bookwalter StrongArm Basic General Retractor System

SKU **RM-BSABGRS-1**

PREZZO **\$1,499 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	StrongArm PLUS Holder (montaggio dall'alto)	Regolabile in altezza / Articolato
1	Anello ovale, Medium	10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)
1	Morsetto per binario ad alte prestazioni	Compatibile con i binari del tavolo operatorio
4	Meccanismo a cricchetto basculante	Regolabile in angolazione
1	Valvola Balfour	2½" × 3" (6.7 × 7.6 cm)
1	Valvola Harrington	1" × 5½" × 2½" (2.5 × 14.3 × 6.4 cm)
2	Valvole flessibili	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Scatola di sterilizzazione	Contenitore protettivo



Bookwalter StrongArm General Surgery Retractor System

SKU **RM-BSAGSRS-1**

PREZZO **\$2,199 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Supporto StrongArm PLUS per montaggio superiore	Regolabile in altezza / Articolato
1	Morsetto per rotaia robusto	Compatibile con rotaia del tavolo operatorio
2	Meccanismi a cricchetto	Standard, senza funzione di inclinazione
6	Meccanismi a cricchetto inclinabili	Angolazione regolabile
1	Anello segmentato	10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)
1	Anello segmentato	10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)
1	Valva Balfour	2½" × 3" (6.7 × 7.6 cm)
2	Valve Kelly	2" × 3" (5.1 × 7.6 cm)
1	Valva Kelly	2" × 4" (5.1 × 10.2 cm)
1	Valva Kelly	2" × 5" (5.1 × 12.7 cm)
1	Valva Kelly	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Valva Harrington	1" × 5½" × 2½" (2.5 × 14.3 × 6.4 cm)
1	Valva Gelpi	Standard
1	Valva flessibile	3" × 6" (7.6 × 15.2 cm)
2	Valve flessibili	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Valva flessibile	1½" × 6" (3.8 × 15.2 cm)
1	Contenitore di sterilizzazione	Custodia protettiva





Divaricatore Bookwalter individuale

SKU **RM-CBR-1**

PREZZO **\$2,999 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
Configurabile	Componenti di fissaggio (opzioni disponibili)	Aste di supporto standard (12", 18"), supporti Top-Mount StrongArm PLUS, morsetti per barre ad alte prestazioni, attacchi per montanti, barre orizzontali, barre orizzontali flessibili, aste di estensione
Configurabile	Telai ad anello (opzioni disponibili)	Anelli ovali pieni, anelli rotondi pieni, anelli ovali segmentati, anelli rotondi segmentati, segmenti a semicerchio, segmenti di anello dritti (4", 6", 8"), anelli perineali intagliati
Configurabile	Meccanismi a cricchetto (opzioni disponibili)	Cricchetti standard (rigidi), cricchetti basculanti regolabili in angolazione, Twist-Ratchets, estensioni, meccanismi di chiusura Low-Profile
Configurabile	Valve rigide e malleabili (opzioni disponibili)	Kelly, Balfour, Harrington, Deaver, valve malleabili, Richardson, Meyerding, Gelpi, valve vaginali laterali/posteriori, valve renali Wylie e valve rettali, divaricatori profondi
Configurabile	Conservazione e imballaggio (opzioni disponibili)	Scatole per sterilizzazione perforate, inserti per vassoi individuali, contenitori per il trasporto protettivi, imballaggio a marchio OEM



Set accessori rettali/transanali

SKU **RM-RTAAS-1**

PREZZO **\$499 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
2	Valvole rettali	7/8" x 2 1/8" (2.2 x 7.2 cm)
2	Valvole rettali	7/8" x 3 1/8" (2.2 x 9.7 cm)
1	Anello circolare solido piccolo	8.5" (21.3 cm) diametro interno (ID)
1	Scatola di sterilizzazione	Organizzatore protettivo per lo stoccaggio



Set di accessori per piccole incisioni

SKU **RM-SIAS-1**

PREZZO **\$449 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Gelpi valva a uncino	Profilo sottile standard
1	Valva Kelly	1" x 1 1/2" (2.5 x 3.8 cm)
1	Valva Kelly	1" x 2 1/2" (2.5 x 6.3 cm)
1	Anello circolare pieno piccolo	Diametro interno (ID) 8.5" (21.3 cm)
1	Contenitore per sterilizzazione	Organizzatore speciale per la conservazione




Bookwalter StrongArm System

SKU **RM-BSA-1**

PREZZO **\$899 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Braccio di posizionamento Bookwalter StrongArm	Sistema di posizionamento articolato a 3 snodi completo
1	Perno di supporto	Disponibile in lunghezze da 12" (30 cm) o 18" (45 cm)



Divaricatory epatici Snake

SKU **RM-SLR-SERIES-1**

PREZZO **\$299 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Modello a punta triangolare	RM-SLR-TRI-1	\$299
Modello a punta Gastric Band	RM-SLR-GB-1	\$299
Modello a punta circolare	RM-SLR-CIR-1	\$299
Modello a punta a gancio	RM-SLR-HOOK-1	\$299
Modello a punta poligonale	RM-SLR-POLY-1	\$299
Set completo di 5 modelli	RM-SLR-SERIES-1	\$1,399



Divaricatore a ventaglio a 5 dita

SKU **RM-FR5F-299-1**

PREZZO **\$299 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
5 mm — Articolato	RM-FR5F-5A-1	\$299
5 mm — Non articolato	RM-FR5F-5N-1	\$299
10 mm — Articolato	RM-FR5F-10A-1	\$299
10 mm — Non articolato	RM-FR5F-10N-1	\$299



Divaricatore a ventaglio a 3 dita

SKU **RM-FR3F-299-1**

PREZZO **\$299 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
5 mm — Articolata	RM-FR3F-5A-1	\$299
5 mm — Non articolata	RM-FR3F-5N-1	\$299
10 mm — Articolata	RM-FR3F-10A-1	\$299
10 mm — Non articolata	RM-FR3F-10N-1	\$299



Divaricatore per esofago articolato

SKU **RM-EAR-299-1**

PREZZO **\$299 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Stelo 5 mm	RM-EAR-5-1	\$299
Stelo 10 mm	RM-EAR-10-1	\$299



Divaricatore a ventaglio stile Dragon

SKU **RM-KSFR-299-1**

PREZZO **\$299 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
5 mm — Asta dritta	RM-KSFR-5S-1	\$299
5 mm — Asta curva	RM-KSFR-5C-1	\$299
10 mm — Asta dritta	RM-KSFR-10S-1	\$299
10 mm — Asta curva	RM-KSFR-10C-1	\$299



Iron Intern Einarm

SKU **RM-IISA-SERIES-1**

PREZZO **\$999 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
17" Modello Standard	RM-IISA-1-1	\$999
22" Modello Standard	RM-IISA-2-1	\$1,199
22" Jumbo Heavy Duty	RM-IISA-3-1	\$1,299
22" Variante Duplex	RM-IISA-4-1	\$1,399
22" Variante Collapsible	RM-IISA-5-1	\$1,499
26" Modello Standard	RM-IISA-6-1	\$1,599
26" Jumbo Heavy Duty	RM-IISA-7-1	\$1,699



Iron Intern Hydra Doppelarm

SKU **RM-IIHDA-SERIES-1**

PREZZO **\$1,699 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
22" Modello Standard Hydra	RM-IIHDA-1-1	\$1,699
22" Jumbo Heavy Duty	RM-IIHDA-2-1	\$1,799
26" Jumbo Heavy Duty	RM-IIHDA-3-1	\$1,999





Stieber Rib Grip Retractor Kit

SKU **RM-SRGRK-4999-1**

PREZZO **\$4,999 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Lees Center Plattform	Collega la barra trasversale principale allo speciale attacco a doppio braccio Hydra Yoke
1	Hydra Yoke Doppelarm	Converte una configurazione a montante singolo in un telaio rigido a doppio braccio per l'accesso bilaterale
1	Barra verticale con dado ad alette	Palo di supporto verticale standard; deve essere montato sul lato sinistro del tavolo
1	Barra verticale con intaglio a V	Palo di ancoraggio doppio verticale che offre equilibrio del telaio e stabilità anti-rotazione
1	Barra orizzontale in due pezzi	Robusta barra trasversale orizzontale che si blocca sopra l'area toracica/addominale superiore
2	Morsetti per guide 3/D Swinger scanalati	Blocca i pali di supporto verticali in modo sicuro direttamente sulle guide del tavolo operatorio
1	Stieber Kleine Plattform (sinistra)	Alloggiamento del cricchetto che fa avanzare o arretrare la lama del divaricatore sinistra
1	Stieber Kleine Plattform (destra)	Alloggiamento del cricchetto che fa avanzare o arretrare la lama del divaricatore destra
1	Stieber Große Plattform (sinistra)	Ala anatomica esterna che fornisce leva strutturale nel campo operatorio sinistro
1	Stieber Große Plattform (destra)	Ala anatomica esterna che fornisce leva strutturale nel campo operatorio destro
2	Impugnature rotanti Stieber	Impugnature di trascinamento a innesto utilizzate per far avanzare o arretrare manualmente le lame a cricchetto
1	Stieber Nadel	Strumento a ago di regolazione specializzato per bloccare o rilasciare in modo sicuro i gruppi delle piattaforme
2	Lama a cricchetto Stieber (Dimensione 4A)	Lama strutturale robusta a media profondità (fornita con impugnature di Tipo A o Tipo B)
2	Lama a cricchetto Stieber (Dimensione 5A)	Lama strutturale a profilo profondo (fornita con impugnature di Tipo A o Tipo B)
1	Custodia protettiva / Scatola	Valigetta standard robusta per il trasporto e lo stoccaggio
Tipo di collegamento meccanico	Variante impugnatura lama	Dettaglio sulla gamma di movimento
Configurazione a perno fisso / permanente	Impugnatura Tipo A	Limita la rotazione della lama rigorosamente a un singolo piano piatto
Estremità scanalata / Interchangeabile	Impugnatura Tipo B	Consente una rotazione multidimensionale completa; ideale per sollevare archi costali resistenti





Divaricatore Alare

SKU **RM-AR-1**

PREZZO **\$29 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Divaricatore Alare	15 cm di lunghezza totale, valvola 22 x 13 mm	\$29
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio individuale per il trasporto	\$29



Divaricatore Allport Mastoid-Retraktor

SKU **RM-AMR-1**

PREZZO **\$59 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Allport Mastoid-Retraktor	10,2 cm lunghezza totale, 4x4 rebbi affilati	\$59
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio singolo per il trasporto	\$59



Arnett Le Fort divaricatore per labbro superiore

SKU **RM-ALFULR-1**

PREZZO **\$49 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Arnett Le Fort divaricatore per labbro superiore	Strumento per l'esposizione maxillofacciale del labbro superiore	\$49
Custodia protettiva / Scatola	Confezione singola per il trasporto	\$49



Divaricatore nasale Aufricht Daniel

SKU **RM-ADNR-1**

PREZZO **\$29 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Aufricht Daniel Nasenhaken	11 cm di lunghezza totale, lama 50 x 10 mm	\$29
Custodia protettiva / Scatola	Confezione individuale per il trasporto	\$29



Divaricatore nasale Aufricht

SKU **RM-ANR-6IN-1**

PREZZO **\$59 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Senza aspirazione (Standard)	RM-ANR-6IN-1-1	\$59
Con tubo di aspirazione	RM-ANR-6IN-1-2	\$199



Aufricht Nasal Retractor - Fiber Optic

SKU **RM-ANR-FO-1**

PREZZO **\$149 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Aufricht Nasal Retractor - Fiber Optic	Lunghezza 6 1/4" (15.9 cm), lama concava da 7,0 mm, fascio di luce
1	Adattatore universale per guida di luce	Adatto per cavi a fibre ottiche standard in sala operatoria
1	Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio standard per il trasporto



Divaricatore nasale Aufricht Walter

SKU **RM-AWNR-1**

PREZZO **\$69 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Divaricatore nasale Aufricht Walter	13.5 cm di lunghezza totale, lame a doppia estremità 42 x 7 mm	\$69
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio individuale per il trasporto	\$69



Divaricatore per tessuti e guance Austin

SKU **RM-ATCR-1**

PREZZO **\$45 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Divaricatore per tessuti e guance Austin	Divaricatore intraorale compatto ad angolo retto	\$45
Custodia protettiva / Scatola	Confezione singola per il trasporto	\$45



Awty Retrattore per il collo condilare

SKU **RM-ACNR-1**

PREZZO **\$59 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Awty Retrattore per il collo condilare	22 cm di lunghezza totale, lama condilare curva	\$59
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio per il trasporto individuale	\$59



Ritrattore nasale Barsky

SKU **RM-BNR-1**

PREZZO **\$64 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Ritrattore nasale Barsky	3 ¾" (9.5 cm) di lunghezza, lama 10 x 55 mm	\$64
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio per il trasporto individuale	\$64



Divaricatore intraorale Bauer Sigmoid Notch

SKU **RM-BSNIOR-1**

PREZZO **\$79 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Senza connessione per guida luminosa (Sinistro o Destro)	RM-BSNIOR-1-1	\$79
Con connessione per guida luminosa in vetro (Sinistro o Destro)	RM-BSNIOR-1-2	\$149



Divaricatore Endaurale Bellucci

SKU **RM-BER-1**

PREZZO **\$174 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Lama solida con 2 denti smussi	RM-BER-1-1	\$174
Lama solida con 2 denti acuti	RM-BER-1-2	\$174



Divaricatore per labbra e guance Bishop

SKU **RM-BLCR-1**

PREZZO **\$24 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Divaricatore per labbra e guance Bishop	Lunghezza totale 13.5 cm, lame a doppia estremità da 27 mm	\$24
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio individuale per il trasporto	\$24



Divaricatore tracheale Bosc

SKU **RM-BOTR-1**

PREZZO **\$29 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Orientamento sinistro	RM-BOTR-1-1	\$29
Orientamento destro	RM-BOTR-1-2	\$29



Divaricatore tracheale Bosc, modello a molla

SKU **RM-BTR-ST-1**

PREZZO **\$59 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Bosc Tracheal Retractor Spring Type	Lunghezza totale 7 cm, valve curve caricate a molla	\$59
Custodia protettiva / Scatola	Confezione da trasporto individuale	\$59



Divaricatore a doccia per mandibola Bremerich

SKU **RM-BMCR-1**

PREZZO **\$44 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
18 cm	RM-BMCR-1-1	\$44
22.5 cm	RM-BMCR-1-2	\$49



Divaricatore nasale Cerkes, a doppia estremità

SKU **RM-CDENR-1**

PREZZO **\$69 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Small (10×7 mm & 15×7 mm)	RM-CDENR-1-1	\$69
Large (30×8 mm & 35×10 mm)	RM-CDENR-1-2	\$74



Cerkes Nasal Retractor With Weight - Gruber Columella Retractor

SKU **RM-CNRW-1**

PREZZO **\$79 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Cerkes / Gruber Weighted Columella Retractor	Lama a gancio sagomata con peso sferico calibrato	\$79
Custodia protettiva / Scatola	Confezione da trasporto individuale	\$79



Divaricatore combinato per ferite e guance

SKU **RM-CWCR-1**

PREZZO **\$69 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Divaricatore combinato per ferite e guance	Divaricatore orale e per ferite a doppia estremità — 1	\$69
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio individuale per il trasporto — 1	\$69



Divaricatore per condilo

SKU **RM-CONDR-1**

PREZZO **\$44 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
8 mm x 27 mm	RM-CONDR-1-1	\$44
10 mm x 44 mm	RM-CONDR-1-2	\$49



Converse Alar Retractor Double Ended

SKU **RM-CARDE-1**

PREZZO **\$49 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Apertura larga 10 mm	RM-CARDE-1-1	\$49
Apertura larga 14 mm	RM-CARDE-1-2	\$54



Converse Nasal Retractor

SKU **RM-CNR-45-1**

PREZZO **\$69 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Senza guida di luce in fibra	RM-CNR-45-1-1	\$69
Con guida di luce in fibra	RM-CNR-45-1-2	\$209



Converse Nasal retractor, 10 cm

SKU **RM-CNR-10CM-1**

PREZZO **\$14 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
10 mm × 16 mm	RM-CNR-10CM-1-1	\$14
12 mm × 30 mm	RM-CNR-10CM-1-2	\$19
12 mm × 40 mm	RM-CNR-10CM-1-3	\$24
12 mm × 50 mm	RM-CNR-10CM-1-4	\$29



Cottle divaricatore per ala nasale / Retrattore alare

SKU **RM-CANR-1**

PREZZO **\$44 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Sfera sul lato sinistro — 14.0 cm di lunghezza, 10 mm di larghezza, dente a sfera sinistro	RM-CANR-1-1	\$44
Sfera sul lato destro — 14.0 cm di lunghezza, 10 mm di larghezza, dente a sfera destro	RM-CANR-1-2	\$44



Cottle Nasal Retractor - 4 denti smussati

SKU **RM-CNR4BP-1**

PREZZO **\$44 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Cottle Nasal Retractor - 4 Blunt Prongs	6" (15.0 cm) di lunghezza, gancio largo 10.0 mm, 4 denti smussati	\$44
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio di trasporto singolo	\$44



Cottle Retractor 2 denti

SKU **RM-CRH2P-1**

PREZZO **\$49 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Denti con punta a sfera — 6 3/4" lunghezza, 12 mm larghezza	RM-CRH2P-1-1	\$49
Denti taglienti — 6 3/4" length, 12 mm width	RM-CRH2P-1-2	\$49



Divaricatore guancia Cronin

SKU **RM-CCR-ORAL-1**

PREZZO **\$24 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Divaricatore guancia Cronin	16 cm di lunghezza totale, lama curva larga 19 mm	\$24
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio individuale per il trasporto	\$24



Divaricatore Cronin per labbra e ali nasali

SKU **RM-CLNR-1**

PREZZO **\$49 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Divaricatore Cronin per labbra e ali nasali	6" (15.2 cm) di lunghezza totale, larghezza 14 mm, doppia estremità	\$49
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio per il trasporto individuale	\$49



Dumbach Mandibular Channel Retractor

SKU **RM-DMCR-1**

PREZZO **\$49 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Curvo a sinistra — 23 cm	RM-DMCR-1-1	\$49
Curvo a destra — 23 cm	RM-DMCR-1-2	\$49



Dunn Dautrey Lateral divaricatore

SKU **RM-DDLR-135-1**

PREZZO **\$29 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Dunn Dautrey Lateral divaricatore	13.5 cm lunghezza totale, lama laterale angolata	\$29
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio per il trasporto individuale	\$29



Fisch Retractor with Joint

SKU **RM-FRWJ-1**

PREZZO **\$109 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
2 denti a destra / piastra zigrinata a sinistra — 17 cm	RM-FRWJ-1-1	\$109
2 denti a sinistra / piastra zigrinata a destra — 17 cm	RM-FRWJ-1-2	\$109



Divaricatore cervicale flessibile

SKU **RM-FNR-1**

PREZZO **\$29 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Versione a 2 rebbi — Estremità appuntite o smusse	RM-FNR-1-1	\$29
Configurazione a 3 rebbi — Estremità appuntite o smusse	RM-FNR-1-2	\$34
Assetto a 4 rebbi — Estremità appuntite o smusse	RM-FNR-1-3	\$39



Fomon Retractor

SKU **RM-FMR-17-1**

PREZZO **\$44 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Configurazione standard — Lunghezza 17 cm, punta sferica 5 × 10 mm, Acciaio inossidabile AISI 304/316 di qualità premium (non magnetico)	RM-FMR-17-1-1	\$44
Versione isolata — Lunghezza 17 cm, punta sferica 5 × 10 mm, rivestimento dielettrico	RM-FMR-17-1-2	\$54



Divaricatore con aspirazione Gerbault Tebbett's

SKU **RM-GTSR-1**

PREZZO **\$209 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
14 cm — Divaricatore ad aspirazione	RM-GTSR-1-1	\$194
18 cm — Divaricatore ad aspirazione — Standard	RM-GTSR-1-2	\$209
Versione duale aspirazione e fibre ottiche — Divaricatore con punta a 3 fori, linea di aspirazione e fascio di fibre ottiche	RM-GTSR-1-3	\$209



Gifford-Jansen Retractor

SKU **RM-GJR-115-1**

PREZZO **\$84 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Disposizione a 3x3 denti — punte acute o smusse	RM-GJR-115-1-1	\$84
Disposizione a 4x4 denti — punte acute o smusse	RM-GJR-115-1-2	\$89



Goodyear Uvula Retractor

SKU **RM-GUR-18-1**

PREZZO **\$34 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
6 1/4 in (15.9 cm)	RM-GUR-18-1-1	\$26
7 3/8 in (18.7 cm) — Standard, lama 15 mm	RM-GUR-18-1-2	\$34



Green Divaricatore per tiroide

SKU **RM-GTR-223-1**

PREZZO **\$44 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Green Divaricatore per tiroide	22.3 cm lunghezza totale, lama a cappio di filo aperto curva, impugnatura ad anello — 1	\$44
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio per il trasporto singolo — 1	\$44



Gruber Rhinoplasty Retractor

SKU **RM-GRR-NOSE-1**

PREZZO **\$89 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Gruber Rhinoplasty Retractor	Layout a doppio gancio largo 10 mm, impugnatura piatta — 1	\$89
Custodia protettiva / Scatola	Confezione singola per il trasporto — 1	\$89



Hajek Wangenhalter

SKU **RM-HCR-175-1**

PREZZO **\$24 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Hajek Wangenhalter	17.5 cm lunghezza totale, lama atraumatica, impugnatura comfort — 1	\$24
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio per il trasporto singolo — 1	\$24



Divaricatore Hargis per Coronoide con catena

SKU **RM-HCRWC-1**

PREZZO **\$49 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Hargis Divaricatore per Coronoide	19 cm lunghezza totale, lama coronoidea intagliata — 1
1	Catena di retrazione integrata	20 cm catena a maglie in Acciaio inossidabile AISI 304/316 di qualità premium (non magnetico) ad alta resistenza — 1
1	Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio di spedizione individuale — 1



Divaricatore Hargis Mandibular Body

SKU **RM-HMBR-17-1**

PREZZO **\$44 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Divaricatore Hargis Mandibular Body	Lunghezza totale 17 cm, punta a gancio da 13 mm — 1	\$44
Custodia protettiva / Scatola	Confezione singola per il trasporto — 1	\$44



Divaricatore Hargis Medial Ramus

SKU **RM-HMRR-1**

PREZZO **\$59 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Orientato a sinistra — 7 3/4" (19.7 cm)	RM-HMRR-1-1	\$59
Orientato a destra — 7 3/4" (19.7 cm)	RM-HMRR-1-2	\$59



Helms Divaricatore

SKU **RM-HLR-11-1**

PREZZO **\$109 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Helms Retractor	11 cm di lunghezza totale, 2 valve smusse lisce, blocco a vite	\$109
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio individuale per il trasporto	\$109



Henahan Retractor

SKU **RM-HNHR-1**

PREZZO **\$44 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
17 cm (approx. 6.7") — Misura 2 Lama smussa	RM-HNHR-1-1	\$44
20 cm (approx. 7.9") — Misura 2 Lama smussa	RM-HNHR-1-2	\$49



Henner Endaural Retractor

SKU **RM-HER-475-1**

PREZZO **\$189 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
4 1/2 in (11.4 cm)	RM-HER-475-1-1	\$179
4 3/4 in (12.06 cm) — Standard	RM-HER-475-1-2	\$189



House Hand Retractor

SKU **RM-HHR-6IN-1**

PREZZO **\$69 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
House Hand Retractor	Lunghezza 6" (15.24 cm), lame a doppia estremità 5x16 mm e 9x25 mm	\$69
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio individuale per il trasporto	\$69



Divaricatore tracheale Jackson

SKU **RM-JTR-14-1**

PREZZO **\$29 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Divaricatore tracheale Jackson	Lunghezza totale 14 cm, punta affilata angolata da 8.0 mm, impugnatura piatta	\$29
Custodia protettiva / Scatola	Confezione singola per il trasporto	\$29




Jackson Tracheal Retractor-Double Ended

SKU **RM-JTR-DE-17-1**

PREZZO **\$39 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Jackson Tracheal Retractor-Double Ended	17 cm di lunghezza totale, lame sottili curve a doppia estremità	\$39
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio per il trasporto individuale	\$39



Divaricatore per mastoide Jansen

SKU **RM-JMR-1**

PREZZO **\$69 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
3"	RM-JMR-1-1	\$69
3 ¼"	RM-JMR-1-2	\$74
3 ½"	RM-JMR-1-3	\$79
4"	RM-JMR-1-4	\$84
4 ¼"	RM-JMR-1-5	\$89
4 ½"	RM-JMR-1-6	\$94



Jolls Friedman Divaricatore autostatico

SKU **RM-JFSRR-1**

PREZZO **\$94 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Jolls Friedman Divaricatore autostatico	Dimensioni / Dettagli: 6" (15.24 cm) di lunghezza, valve curve fenestrate, chiusura a vite	\$94
Custodia protettiva / Scatola	Dimensioni / Dettagli: Imballaggio per il trasporto individuale	\$94



Retrattore per tessuti molli Kreidler

SKU **RM-KSTR-21-1**

PREZZO **\$44 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Retrattore per tessuti molli Kreidler	Dimensioni / Dettagli: 21 cm lunghezza totale, lama larga 5 x 20 mm · Quantità inclusa: 1	\$44
Custodia protettiva / Scatola	Dimensioni / Dettagli: Imballaggio per il trasporto singolo · Quantità inclusa: 1	\$44



Lahey Thyroid Retractor

SKU **RM-LTR-203-1**

PREZZO **\$49 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Lahey Thyroid Retractor	Dimensioni / Dettagli: 20.3 cm (8") lunghezza totale, lama ad angolo retto da 25 mm con bordo · Quantità inclusa: 1	\$49
Custodia protettiva / Scatola	Dimensioni / Dettagli: Imballaggio individuale per il trasporto · Quantità inclusa: 1	\$49



Levasseur Merrill Retractor

SKU **RM-LMR-25-1**

PREZZO **\$69 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Levasseur Merrill Retractor	Dimensioni / Dettagli: 25 cm lunghezza totale, 12.5 / 27 mm lama a doccia per osteotomia · Quantità inclusa: 1	\$69
Custodia protettiva / Scatola	Dimensioni / Dettagli: Confezione singola per il trasporto · Quantità inclusa: 1	\$69




Levasseur Merrill Retractor Fiber Optic

SKU **RM-LMR-FO-1**

PREZZO **\$139 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Levasseur Merrill Retractor Fiber Optic	Dimensioni / Dettagli: 25 cm di lunghezza, lama 12,5 / 27 mm, fascio di fibre ottiche · Quantità inclusa: 1
1	Adattatore universale per cavo luce	Dimensioni / Dettagli: Collegamento a cavi luce standard per sala operatoria · Quantità inclusa: 1
1	Custodia protettiva / Scatola	Dimensioni / Dettagli: Imballaggio standard per il trasporto · Quantità inclusa: 1



Divaricatore per labbra e guance

SKU **RM-LCR-26-1**

PREZZO **\$49 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Divaricatore per labbra e guance	Dimensioni / Dettagli: 26 cm di lunghezza totale, lama atraumatica curva, impugnatura piatta · Quantità inclusa: 1	\$49
Custodia protettiva / Scatola	Dimensioni / Dettagli: Confezione singola per il trasporto · Quantità inclusa: 1	\$49



Divaricatore per ugola Lothrop

SKU **RM-LUR-1**

PREZZO **\$44 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
17 cm	RM-LUR-1-1	\$44
25 cm	RM-LUR-1-2	\$49



Love Uvula Retractor

SKU **RM-LUR-17-1**

PREZZO **\$59 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
18 mm Blattbreite	RM-LUR-17-1-1	\$59
20 mm breites Blatt	RM-LUR-17-1-2	\$64



Divaricatore tracheale Luer S

SKU **RM-LSTR-1**

PREZZO **\$24 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
10 cm	RM-LSTR-1-1	\$24
13 cm	RM-LSTR-1-2	\$29
14 cm	RM-LSTR-1-3	\$34



Divaricatore tracheale Lukens

SKU **RM-LTR-634-1**

PREZZO **\$79 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Divaricatore tracheale Lukens	Dimensioni / Dettagli: 6 3/4" (17.1 cm) di lunghezza, doppia lama curva da 10 mm e angolata da 7 mm · Quantità inclusa: 1	\$79
Custodia protettiva / Scatola	Dimensioni / Dettagli: Imballaggio per il trasporto individuale · Quantità inclusa: 1	\$79



Mandibular-Channel-Retractor

SKU **RM-MCR-17-1**

PREZZO **\$29 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Mandibular-Channel-Retractor	Dimensioni / Dettagli: lunghezza totale 17 cm, lama a doccia larga 8 mm · Quantità inclusa: 1	\$29
Custodia protettiva / Scatola	Dimensioni / Dettagli: Imballaggio per il trasporto individuale · Quantità inclusa: 1	\$29



Martin-Simplex Divaricatore per Guance e Labbra

SKU **RM-MSCLR-1**

PREZZO **\$24 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
10 cm	RM-MSCLR-1-1	\$24
4 ½ inches / 11 cm	RM-MSCLR-1-2	\$29




McBurney Thyroid Retractor

SKU **RM-MTR-19-1**

PREZZO **\$49 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Standard — 7.5 in, lama 16x10 mm	RM-MTR-19-1-1	\$49



McCabe Antral Retractor

SKU **RM-MAR-658-1**

PREZZO **\$99 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Standard — 6 5/8 in	RM-MAR-658-1-1	\$99



Medial Ramus & Orbital Rim Retractor

SKU **RM-MRORR-29-1**

PREZZO **\$49 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Medial Ramus & Orbital Rim Retractor	Dimensioni / Dettagli: 29 cm di lunghezza totale, lama craniofacciale a curvatura anatomica · Quantità inclusa: 1	\$49
Custodia protettiva / Scatola	Dimensioni / Dettagli: Confezione singola per il trasporto · Quantità inclusa: 1	\$49



Medial Ramus Retractor

SKU **RM-MRR-195-1**

PREZZO **\$99 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Variante sinistra	Lunghezza totale: 19.5 cm · Ruolo clinico primario: Protezione mediale dei tessuti molli nelle osteotomie di scissione sagittale sinistra · Prezzo (USD): \$99.00
1	Variante destra	Lunghezza totale: 19.5 cm · Ruolo clinico primario: Protezione mediale dei tessuti molli nelle osteotomie di scissione sagittale destra · Prezzo (USD): \$99.00
1	Custodia protettiva / Scatola	Lunghezza totale: Imballaggio standard per il trasporto · Ruolo clinico primario: — · Prezzo (USD): Incluso



Divaricatore Millard Cottle con anello per il dito

SKU **RM-MCRFR-1**

PREZZO **\$24 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Millard Cottle Retractor mit Fingerring	Lunghezza 5.5 cm, lama a 2 denti affilata 5 x 12 mm, anello per il dito	\$24
Schutzhülle / Box	Imballaggio di trasporto individuale	\$24



Minnesota Retractor

SKU **RM-MNR-55-1**

PREZZO **\$39 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Modello standard (senza aspirazione)	RM-MNR-55-1-1	\$39
Con tubo di aspirazione	RM-MNR-55-1-2	\$49



Mollison Anterior Pillar Retractor

SKU **RM-MAPR-22-1**

PREZZO **\$44 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Mollison Anterior Pillar Retractor	22 cm di lunghezza totale, due valve strette da 10 mm, impugnatura angolata	\$44
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio individuale per il trasporto	\$44



Mollison Retractor

SKU **RM-MLR-155-1**

PREZZO **\$99 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Mollison Retractor	15.5 cm di lunghezza totale, 4x4 denti acuti, cremagliera	\$99
Custodia protettiva / Scatola	Confezione singola per il trasporto	\$99



Divaricatore mucoperiosteo

SKU **RM-MPR-ORAL-1**

PREZZO **\$54 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Divaricatore mucoperiosteo	Divaricatore intraorale manuale, lama curva atraumatica, impugnatura piatta	\$54
Custodia protettiva / Scatola	Confezione singola per il trasporto	\$54



Divaricatore per pelle nasale

SKU **RM-NSR-6IN-1**

PREZZO **\$44 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Divaricatore per pelle nasale	6" (15 cm) lunghezza totale, valvola curva larga 16 mm, impugnatura ergonomica	\$44
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio individuale per il trasporto	\$44




Divaricatore Neivert per lama e guida

SKU **RM-NKGR-1**

PREZZO **\$39 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Piccolo — 6 3/4 in	RM-NKGR-1-1	\$39
Standard — 7 3/4 in	RM-NKGR-1-2	\$44



Divaricatore alveolare Obwegeser

SKU **RM-OAR-22-1**

PREZZO **\$49 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Obwegeser Alveolar-Retraktor	22 cm di lunghezza totale, lama alveolare curva dentellata	\$49
Custodia / Scatola	Imballaggio individuale per il trasporto	\$49



Obwegeser Divaricatore per Mento

SKU **RM-OCR-16-1**

PREZZO **\$44 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Obwegeser Divaricatore per Mento	Lunghezza totale 16 cm, lama a sella curva per il mento	\$44
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio individuale per il trasporto	\$44



Obwegeser Mandibular Channel Retractor

SKU **RM-OMCR-1**

PREZZO **\$44 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Canale di lavoro 8 mm	RM-OMCR-1-1	\$44
Cannula a canale 10 mm	RM-OMCR-1-2	\$49



Obwegeser Mandibular Rim Retractor

SKU **RM-OMRR-20-1**

PREZZO **\$49 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Obwegeser Mandibular Rim Retractor	Lunghezza totale 20 cm, lama a gancio curva per il bordo mandibolare	\$49
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio individuale per il trasporto	\$49




Obwegeser Retrattore per la spina nasale

SKU **RM-ONSR-22-1**

PREZZO **\$49 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Obwegeser Retrattore per la spina nasale	22 cm di lunghezza totale, lama per spina nasale intagliata	\$49
Custodia protettiva / Scatola	Confezione singola per il trasporto	\$49



Divaricatore per ramo mandibolare Obwegeser

SKU **RM-ORR-22-1**

PREZZO **\$49 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Obwegeser Ramus Wundhaken	22 cm di lunghezza totale, lama per ramo anatomicamente curva	\$49
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio per il trasporto individuale	\$49




Divaricatore per tessuti molli Obwegeser

SKU **RM-OSTR-1**

PREZZO **\$39 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Obwegeser Weichteil-Retractor	8 3/4" (22.2 cm) lunghezza totale	\$39
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio individuale per il trasporto	\$39



Divaricatore per guance Orringer

SKU **RM-OCR-4IN-1**

PREZZO **\$49 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Orringer Cheek Retractor	Lunghezza 4" (10.16 cm), larghezza 3" (8 cm), filo a molla autostatico	\$49
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio individuale per il trasporto	\$49



Divaricatore Paparella-Weitlaner, autobloccante

SKU **RM-PWSRR-5IN-1**

PREZZO **\$89 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Divaricatore Paparella-Weitlaner, autobloccante	5" (12.7 cm) lunghezza totale, 2x2 rebbi (13 mm), 33 mm apertura, cremagliera	\$89
Custodia protettiva / Scatola	Confezione singola per il trasporto	\$89



Petri Pterygoid Intra Oral Retractor

SKU **RM-PPIOR-23-1**

PREZZO **\$79 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Petri Pterygoid Intra Oral Retractor	Lunghezza totale 23 cm, lama Pterygoid larga 25,5 mm	\$79
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio individuale per il trasporto	\$79



Petri Pterygoid Intra Oral Retractor With Fiber Optic

SKU **RM-PPIOR-FO-23-1**

PREZZO **\$149 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Petri Pterygoid Intra Oral Retractor With Fiber Optic	Lunghezza 23 cm, lama larga 25,5 mm, fascio di fibre ottiche
1	Adattatore universale per guida luminosa	Connessione per cavi luce chirurgici standard
1	Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio standard per il trasporto



Piriform Rim Retractor

SKU **RM-PRR-17-1**

PREZZO **\$49 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Piccolo — 17 cm	RM-PRR-17-1-1	\$44
Standard — 18.5 cm, lama 45×7 mm	RM-PRR-17-1-2	\$49



Divaricatore autostatico Plester

SKU **RM-PSRR-109-1**

PREZZO **\$109 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Modello standard smontabile — 4", 5" (circa 11 cm), denti fini semi-affilati, lama piena sinistra o destra	RM-PSRR-109-1-1	\$109
Modello a denti extra fini 2:2 — 11 cm o 13 cm, disposizione asimmetrica dei denti 2x2 extra fini	RM-PSRR-109-1-2	\$109
Modello asimmetrico a 3 denti sinistro — 13 cm, 3 denti semi-affilati a sinistra con lama liscia a destra	RM-PSRR-109-1-3	\$109



Divaricatore per ramo mandibolare

SKU **RM-RR-MAX-1**

PREZZO **\$69 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Piccolo — 17 cm, lama 11/15x70 mm	RM-RR-MAX-1-1	\$59
Standard — 22 cm, lama 11x70 mm	RM-RR-MAX-1-2	\$69
Grande — 22 cm, lama 12/22x70 mm	RM-RR-MAX-1-3	\$79



Reich Condyle Retractor

SKU **RM-RCR-1**

PREZZO **\$49 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
18 cm lunghezza totale — profilo 80° o 110°	RM-RCR-1-1	\$49
19 cm lunghezza totale — profilo 80° o 110°	RM-RCR-1-2	\$59



Divaricatore per dorso nasale Sailer

SKU **RM-SNBR-235-1**

PREZZO **\$49 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Divaricatore per dorso nasale Sailer	23.5 cm di lunghezza totale, valva curva da 15-20 mm x 50 mm	\$49
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio individuale per il trasporto	\$49



Sailer Nasal-Spine-Retractor

SKU **RM-SNSR-49-1**

PREZZO **\$49 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Sailer Nasal-Spine-Retractor	Divaricatore manuale con lama per spina nasale intagliata, impugnatura piatta	\$49
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio individuale per il trasporto	\$49



Divaricatore per tessuti molli Sailer

SKU **RM-SSTR-15-1**

PREZZO **\$44 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Piccolo — 15 cm, lama 7x25 mm	RM-SSTR-15-1-1	\$39
Standard — 15 cm, lama 10x35 mm	RM-SSTR-15-1-2	\$44
Medio-Grande — 15 cm, lama 12x55 mm	RM-SSTR-15-1-3	\$49
Grande — 15 cm, lama 14x70 mm	RM-SSTR-15-1-4	\$54
Extra-Large — 15 cm, lama 16x80 mm	RM-SSTR-15-1-5	\$59



Salzburg Condylar Neck Retractor

SKU **RM-SCNR-225-1**

PREZZO **\$49 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Modello lato destro — 22.5 cm di lunghezza, valva per collo del condilo curva a destra	RM-SCNR-225-1-1	\$49
Modello lato sinistro — 22.5 cm di lunghezza, lama per collo del condilo curva a sinistra	RM-SCNR-225-1-2	\$49



Divaricatore per margine mandibolare Salzburg

SKU **RM-SMRR-23-1**

PREZZO **\$49 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Salzburg Mandibular-Rim-Retraktor	23 cm di lunghezza totale, lama curva per bordo mandibolare	\$49
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio per il trasporto individuale	\$49



Salzburg Divaricatore per tessuti molli

SKU **RM-SSTR-1**

PREZZO **\$44 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Variante 13 cm — Lama liscia a estremità singola	RM-SSTR-1-1	\$44
Variante 14 cm — Lama liscia a estremità singola	RM-SSTR-1-2	\$49



Divaricatore Schuknecht Fisch

SKU **RM-SFR-13-1**

PREZZO **\$114 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
2 denti (disposizione 2:2) — 13 cm di lunghezza, punte semi-appuntite 2:2, rimovibili	RM-SFR-13-1-1	\$114
3 denti (disposizione 3:3) — 13 cm di lunghezza, punte semi-appuntite 3:3, rimovibili	RM-SFR-13-1-2	\$124




Shea Retractor With Fiber Optic Guide

SKU **RM-SRFOG-22-1**

PREZZO **\$139 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Shea Retractor With Fiber Optic Guide	Lunghezza 22 cm, lama larga 14.5 mm, fascio di luce integrato
1	Adattatore universale per cavo luce	Per il collegamento ai cavi standard in fibra ottica per sala operatoria
1	Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio standard per il trasporto



Divaricatore nasale angolato Sheen

SKU **RM-SNRA-65-1**

PREZZO **\$49 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Sheen Nasenhaken Abgewinkelt	6 ½" (165 mm) di lunghezza totale, valvola solida da 10 mm, fusto angolato	\$49
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio singolo per il trasporto	\$49



Divaricatore Sigmoid Notch

SKU **RM-SNR-22-1**

PREZZO **\$64 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Divaricatore Sigmoid Notch	22 cm di lunghezza totale, lama concava da 9,5 / 16 mm, punta completamente curva	\$64
Custodia protettiva / Scatola	Confezione di trasporto individuale	\$64



Sigmoid Notch Retractor With Fiber Optic Guide

SKU **RM-SNRFOG-22-1**

PREZZO **\$139 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Sigmoid Notch Retractor With Fiber Optic Guide	Lunghezza 22 cm, lama 9.5 / 16 mm, canale in fibra ottica
1	Adattatore universale per cavo luce	Collegamento ai cavi in fibra ottica chirurgici standard
1	Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio di trasporto standard



Divaricatore Sistrunk

SKU **RM-STR-153-1**

PREZZO **\$49 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Divaricatore Sistrunk	15.3 cm di lunghezza totale, lame a doppia estremità da 3/16" (9.5 mm), impugnatura piatta	\$49
Custodia protettiva / Scatola	Confezione di trasporto individuale	\$49



Divaricatore Snitman autostatico per via endaurale

SKU **RM-SSER-108-1**

PREZZO **\$99 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Snitman autostatico per via endaurale	10.8 cm di lunghezza totale, 3×3 denti affilati, blocco a cremagliera	\$99
Custodia protettiva / Scatola	Confezione singola per il trasporto	\$99



Sternberg Double Ended Retractor

SKU **RM-SDER-1**

PREZZO **\$24 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
14 cm Standard — Estremità del filo a U contrapposte	RM-SDER-1-1	\$24
37 cm Macro-Reach — Estremità del filo a U contrapposte	RM-SDER-1-2	\$34



Swivel Ring Nasal Retractor

SKU **RM-SRNR-11-1**

PREZZO **\$59 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Swivel Ring Nasal Retractor	11 cm di lunghezza totale, lama da 8 mm, anello rotante a 360°	\$59
Custodia protettiva / Scatola	Confezione singola per il trasporto	\$59



Terry Nasal Retractor

SKU **RM-TNR-6IN-1**

PREZZO **\$44 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Terry Nasal Retractor	6" (152 mm) lunghezza totale, lama 5 x 46 mm, manico ergonomico	\$44
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio per il trasporto individuale	\$44



Tessier Divaricatore a Nastro Malleabile

SKU **RM-TMRR-22-1**

PREZZO **\$44 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Lama Stretta — 22 cm length, spatola malleabile stretta — Esplorazione del pavimento orbitario, accesso al canto mediale, chirurgia cranio-facciale pediatrica	RM-TMRR-22-1-1	\$44
Lama Media — 22 cm length, spatola malleabile media — Esposizione standard del bordo del pavimento orbitario, osteotomie dell'arco zigomatico e mascellare	RM-TMRR-22-1-2	\$44
Lama Larga — 22 cm length, spatola malleabile larga — Per l'elevazione ampia del lembo frontale, accesso coronale e protezione del bulbo	RM-TMRR-22-1-3	\$44
Pacchetto set da 3 — Combina Stretta, Media e Larga — Set completo di vassoi cranio-facciali malleabili per tutti i corridoi ossei facciali	RM-TMRR-22-1-4	\$94



Uncino/Divaricatore tracheale

SKU **RM-THR-6IN-1**

PREZZO **\$29 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Standard — 6 in, 15.2 cm	RM-THR-6IN-1-1	\$29
Grande — 7 in, 18 cm	RM-THR-6IN-1-2	\$34
X-Large — 7.5 in, 19 cm	RM-THR-6IN-1-3	\$39



Divaricatore per tessuti molli Wassmund

SKU **RM-WSTR-21-1**

PREZZO **\$49 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Divaricatore per tessuti molli Wassmund	21 cm lunghezza totale, lama liscia 33 x 20 mm, impugnatura piatta	\$49
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio individuale per il trasporto	\$49



Divaricatore Williger

SKU **RM-WLR-13-1**

PREZZO **\$79 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Williger Retractor (3 Prongs) — 13 cm	RM-WLR-13-1-1	\$79
Williger Retractor (4 Prongs) — 13 cm	RM-WLR-13-1-2	\$89



Divaricatore Wullstein Weitlaner, autobloccante

SKU **RM-WWSRR-1**

PREZZO **\$44 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Compatto (4", 4 ¼", 4 ½") — Diritto / Curvo; 2x2 o 2x3 denti	RM-WWSRR-1-1	\$44
Intermedio (5 ½", 5.5", 6", 6 ½") — Diritto / Curvo; 2x3, 3x3 o 3x4 denti	RM-WWSRR-1-2	\$59
Esteso (8", 9 ½", 10") — Diritto / Curvo; 3x3 o 3x4 denti	RM-WWSRR-1-3	\$79



FK Retractor (Feyh-Kastenbauer)

SKU **RM-FK-1**

PREZZO **\$4,999 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	FK-WO TORS telaio di base con adattatore	Gruppo telaio principale
1	Adattatore per telaio di base FK-WO TORS	Adattatore di collegamento per il montaggio
1	Adattatore per pinza da presa tumorale o tubo di aspirazione	Adattatore per il montaggio di strumenti supplementari
1	Clip per luce	Collegamento cavo laterale
2	Divaricatore per guance	Profilo curvo
1	Tubo di aspirazione fumi	4.0 x 170 mm
10 pezzi	Protezione dentale	Privo di lattice, non autoclavabile
1	Valva mandibolare	11 cm
1	Valva laringea	17 cm, concava
1	Abbassalingua	Curvo
1	Abbassalingua	Curvo, aperto a destra
1	Abbassalingua	Curvo, aperto a sinistra
1	Valva TORS secondo Weinstein-O'Malley	Profilo TORS standard
2	Valva TORS piccola, sinistra	Configurazione sinistra compatta
2	Valva TORS piccola, destra	Configurazione destra compatta
1	Contenitore per sterilizzazione	Vassoio sagomato per set FK-WO TORS





Divaricatore ad artiglio d'orso Anderson

SKU **RM-ABCR-1**

PREZZO **\$49 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
3 griffe appuntite, 4 3/4" (12.1 cm)	RM-ABCR-1-1	\$49
5 griffe acuminate, 4 3/4" (12.1 cm)	RM-ABCR-1-2	\$59



Retrattore Biggs Face Lift (Rhytidectomy)

SKU **RM-BFLR-1**

PREZZO **\$79 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Retrattore Biggs Face Lift (Rhytidectomy)	8" (20.3 cm) di lunghezza, lama fenestrata da 5,2 cm	\$79
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio per trasporto singolo	\$79



Biggs Face-Lift-Retractor, con illuminazione a fibre ottiche

SKU **RM-BFLR-FO-1**

PREZZO **\$99 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Biggs Face-Lift-Retractor, con illuminazione a fibre ottiche	9" (229 mm) di lunghezza, lama da 52 mm, fascio di fibre ottiche
1	Adattatore universale per cavo luce	Compatibile con attacchi Storz, Olympus, Wolf, ACMI
1	Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio di trasporto standard



Divaricatore stretto per mastoplastica Biggs

SKU **RM-BMRN-1**

PREZZO **\$89 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Biggs Mammaplastik-Wundhaken schmal	Lunghezza 6" (15.2 cm), lama curva stretta da 3 cm	\$89
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio per il trasporto individuale	\$89



Biggs Mammaplasty Retractor standard

SKU **RM-BMRS-1**

PREZZO **\$69 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Biggs Mammaplasty Retractor standard	Lunghezza 8" (20.3 cm), lama larga 50.0 mm	\$69
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio per trasporto singolo	\$69



Biggs Mammaplasty Retractor, Fiber Optics

SKU **RM-BMRFO-1**

PREZZO **\$239 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Biggs Mammaplasty Retractor, Fiber Optics	Lama fenestrata da 50 mm, guida di luce, tubo di aspirazione
1	Universal-Lichtkabelanschluss	Collegamento a cavi a fibre ottiche standard da sala operatoria
1	Schutzhülle / Box	Imballaggio di trasporto standard



Divaricatore a dito Blair

SKU **RM-BFR-1**

PREZZO **\$94 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
4 denti, estremità smussa	RM-BFR-1-1	\$94
4 denti, estremità acuta	RM-BFR-1-2	\$94



Breast Engler Retractor

SKU **RM-BER-OPT-1**

PREZZO **\$139 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Breast Engler Retractor	Lama 65 x 12 mm con fascio di fibre ottiche integrato
1	Adattatore universale per cavo luce	Collegamento ai cavi luce standard per sala operatoria
1	Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio standard per il trasporto



Divaricatore orbitale Clodius

SKU **RM-COR-1**

PREZZO **\$24 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Divaricatore orbitale Clodius	Divaricatore manuale periorbitale e per blefaroplastica	\$24
Custodia protettiva / Scatola	Confezione singola per il trasporto	\$24



Divaricatore per lifting frontale coronale

SKU **RM-CBLR-1**

PREZZO **\$49 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Divaricatore per lifting frontale coronale	7 ¾" (18.4 cm) di lunghezza, testa a rastrello da 70.0 mm, 7 denti affilati	\$49
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio individuale per il trasporto	\$49



Divaricatore per pelle e tessuti Curtin

SKU **RM-CSTR-SKIN-1**

PREZZO **\$49 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Divaricatore per pelle e tessuti Curtin	Lunghezza totale 14 cm, testa larga 15,0 mm, 6 punte acuminate	\$49
Custodia protettiva / Scatola	Confezione singola per il trasporto	\$49



Daniel Endoscopic Forehead Nerve Retractor

SKU **RM-DEFNR-1**

PREZZO **\$54 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Daniel Endoscopic Forehead Nerve Retractor	Portata 9 ¾" (17 cm), profilo della punta curvo a sinistra	\$54
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio per il trasporto individuale	\$54



Blefarostato Desmarres

SKU **RM-DER-1**

PREZZO **\$49 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Configurazione standard — 5 ½" (14 cm) di lunghezza, lama a sella in Acciaio inossidabile AISI 304/316 di qualità premium (non magnetico) — Retrazione palpebrale di routine e protezione del bulbo	RM-DER-1-1	\$49
Configurazione isolata — 5 ½" (14 cm) di lunghezza, rivestimento in polimero dielettrico — Sicurezza elettrochirurgica durante cauterizzazione e tagli a radiofrequenza	RM-DER-1-2	\$79



EMORY Endo-Plastic Retractor

SKU **RM-EEPR-1**

PREZZO **\$309 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
EMORY Endo-Plastic Retractor	Lunghezza 10" (254 mm), punta da 1" (25.4 mm), canale ottico da 10 mm	\$309
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio per il trasporto singolo	\$309





Epstein Breast Retractor

SKU **RM-EBR-1**

PREZZO **\$244 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
90 x 27 mm (L x B)	RM-EBR-1-1	\$204
110 x 27 mm (L x B)	RM-EBR-1-2	\$214
140 x 27 mm (L x B)	RM-EBR-1-3	\$224
150 x 25 mm (L x B)	RM-EBR-1-4	\$234
150 x 30 mm (L x B)	RM-EBR-1-5	\$244
150 x 36 mm (L x B)	RM-EBR-1-6	\$254
160 x 27 mm (L x B)	RM-EBR-1-7	\$264
180 x 25 mm (L x B)	RM-EBR-1-8	\$274
190 x 36 mm (L x B)	RM-EBR-1-9	\$284
220 x 27 mm (L x W)	RM-EBR-1-10	\$294



Ferreira breast augmentation Retractor

SKU **RM-FBAR-1**

PREZZO **\$99 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Ferreira breast augmentation Retractor	Manico da 5 1/8" (130 mm), lama curva e conica 25 x 171 mm	\$99
Custodia protettiva / Scatola	Confezione singola per il trasporto	\$99






Divaricatore per aumento del seno Ferreira - Illuminazione a fibre ottiche

SKU **RM-FBAR-FO-1**

PREZZO **\$129 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Ferreira divaricatore per aumento del seno - Illuminazione a fibre ottiche	Lunghezza 5 1/8", lama curva 25 x 171 mm, fascio di fibre ottiche
1	Adattatore universale per cavo luce	Connessione per cavi luce standard da sala operatoria
1	Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio standard per il trasporto



Ferreira Face Lift Retractor

SKU **RM-FFLR-1**

PREZZO **\$49 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Ferreira Face Lift Retractor	Lunghezza totale 4 1/4" (108 mm), lama curva larga 22 mm	\$49
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio per il trasporto individuale	\$49



Ferreira Fiber Optic Face Lift Retractor

SKU **RM-FFOFLR-1**

PREZZO **\$99 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Ferreira Fiber Optic Face Lift Retractor	4 1/4" (108 mm) lunghezza, 22 mm lama, fascio di fibre ottiche
1	Universal-Lichtkabeladapter	Collegamento ai cavi luce standard della sala operatoria
1	Schutzhülle / Box	Imballaggio di trasporto standard



Divaricatori per lifting facciale Freeman

SKU **RM-FFLR-SERIES-1**

PREZZO **\$62 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
20 mm - 22 mm — Dritto	RM-FFLR-SERIES-1-1	\$62
20 mm - 22 mm — Molto curvo	RM-FFLR-SERIES-1-2	\$64
35 mm - 36 mm — Dritto	RM-FFLR-SERIES-1-3	\$66
35 mm - 36 mm — Molto curvo	RM-FFLR-SERIES-1-4	\$68
37 mm - 38 mm — Dritto	RM-FFLR-SERIES-1-5	\$70
37 mm - 38 mm — Molto curvo	RM-FFLR-SERIES-1-6	\$72



Divaricatore Freeman per lembi cutanei

SKU **RM-FFR-8-1**

PREZZO **\$19 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
½" (12 mm) di larghezza — Curvo o Dritto	RM-FFR-8-1-1	\$19
1" (24 mm) di larghezza — Curvo o Dritto	RM-FFR-8-1-2	\$24



Freeman Flap Retractor With Fiber Optic Illumination

SKU **RM-FFR-FO-1**

PREZZO **\$89 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Lama larga 13 mm — 8" lunghezza totale, lama 13 mm, guida luminosa in fibra di vetro	RM-FFR-FO-1-1	\$89
Valva larga 25 mm — 8" lunghezza totale, lama 25 mm, attacco per luce fredda	RM-FFR-FO-1-2	\$94



Freeman Mini Rake Retractor

SKU **RM-FMRR-1**

PREZZO **\$44 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Freeman Mini Rake Retractor	Lunghezza 4 ¾" (12.0 cm), testa larga 1", 4 denti acuminati — 1	\$44
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio individuale per il trasporto — 1	\$44



Freeman Rake Retractor

SKU **RM-FRR-7-1**

PREZZO **\$44 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
22 mm Rastrello Largo — 7" (18 cm)	RM-FRR-7-1-1	\$44
38 mm Rastrello-Divaricatore — 7" (18 cm)	RM-FRR-7-1-2	\$49



Divaricatore Gonzalez Gluteal L-Shaped

SKU **RM-GGLR-1**

PREZZO **\$39 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
18.1 cm (18 cm) — 20 mm	RM-GGLR-1-1	\$39
20.0 cm — 20 mm	RM-GGLR-1-2	\$44



Divaricatore Gonzalez Gluteal S-Shaped

SKU **RM-GGSR-1**

PREZZO **\$39 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
18.1 cm (18 cm) — 20 mm	RM-GGSR-1-1	\$39
20.0 cm — 20 mm	RM-GGSR-1-2	\$44



Gorney Rake Retractor

SKU **RM-GRR-3IN-1**

PREZZO **\$49 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
3 in (7.5 cm), largo 38 mm — Standard	RM-GRR-3IN-1-1	\$49
4 1/4 in (10.8 cm), largo 38 mm	RM-GRR-3IN-1-2	\$59



Hayes Hand Retractors

SKU **RM-HHR-1**

PREZZO **\$49 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
5 1/4" (13.3 cm)	RM-HHR-1-1	\$49
5 1/2" (14.0 cm)	RM-HHR-1-2	\$59
6 1/4" (15.9 cm)	RM-HHR-1-3	\$69



Hoyos Distal Retractor

SKU **RM-HDR-1**

PREZZO **\$349 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Variante Corta da 7.5 cm — 7.5 cm (circa 3.0")	RM-HDR-1-1	\$349
Variante Lunga da 15.0 cm — 15.0 cm (circa 6.0")	RM-HDR-1-2	\$399



Hoyos Proximal Retractor

SKU **RM-HPR-20-1**

PREZZO **\$499 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Hoyos Proximal Retractor	Lunghezza totale 20 cm, impugnatura integrata TC, lama curva prossimale	\$499
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio per il trasporto individuale	\$499



Hoyos Remora Retractor

SKU **RM-HRR-1**

PREZZO **\$499 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Hoyos Remora Retractor	Lama curva con dentellatura, fascio di fibre ottiche integrato, tubo di aspirazione
1	Adattatore universale per guida luminosa	Collegamento a sorgenti luminose chirurgiche standard
1	Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio standard per il trasporto



Kasden Double Ended delicate retractor

SKU **RM-KDEDR-1**

PREZZO **\$29 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Kasden Double Ended delicate retractor	Dimensioni / Dettagli: 6 ½" (16.5 cm) di lunghezza totale, doppie valve sottili, manico in alluminio	\$29
Custodia protettiva / Scatola	Dimensioni / Dettagli: Confezione singola per il trasporto	\$29



Kawamoto divaricatore isolato, bilaterale

SKU **RM-KDEIR-1**

PREZZO **\$34 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Kawamoto divaricatore isolato, bilaterale	Dimensioni / Dettagli: 6" (152 mm) lunghezza, 14 x 16 mm lame isolante a forma di L	\$34
Custodia protettiva / Scatola	Dimensioni / Dettagli: Imballaggio per il trasporto singolo	\$34



Divaricatore per sacco lacrimale Knapp

SKU **RM-KLSR-1**

PREZZO **\$39 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	1 rebbio (uncino singolo)	Larghezze disponibili: 5,0 mm · Stelo & Punta: Rigido o Flessibile (Acuminate / Smusse) · Prezzo (USD): \$39.00 - \$49.00
1	2 rebbi	Larghezze disponibili: 5,0 mm o 6,0 mm · Stelo & Punta: Rigido o Flessibile (Acuminate / Smusse) · Prezzo (USD): \$39.00 - \$49.00
1	3 rebbi	Larghezze disponibili: 6,0 mm o 8,0 mm · Stelo & Punta: Rigido o Flessibile (Acuminate / Smusse) · Prezzo (USD): \$39.00 - \$49.00
1	4 rebbi	Larghezze disponibili: 6,0 mm o 8,0 mm · Stelo & Punta: Rigido o Flessibile (Acuminate / Smusse) · Prezzo (USD): \$39.00 - \$49.00
1	Custodia protettiva / Scatola	Larghezze disponibili: Imballaggio di trasporto standard · Stelo & Punta: — · Prezzo (USD): Incluso




Divaricatore Knapp, autostatico

SKU **RM-KSRR-10-1**

PREZZO **\$79 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Divaricatore Knapp, autostatico	Dimensioni / Dettagli: 10 cm lunghezza totale, 26 mm larghezza, 4x4 denti (diritti/angolati, acuti/smussi) · Ruolo clinico: Esposizione autostatica del sacco lacrimale e in micro-incisioni · Prezzo (USD): \$79.00	\$79
Custodia protettiva / Scatola	Dimensioni / Dettagli: Imballaggio standard per il trasporto · Ruolo clinico: — · Prezzo (USD): Incluso	\$79



Divaricatore Logan

SKU **RM-LWS-4CM-1**

PREZZO **\$199 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Guida inferiore	Telaio principale che funge da guida per l'estensione dei margini della ferita
1	Supporto per braccio scorrevole	Componente mobile regolata orizzontalmente lungo la guida
2	Meccanismi di regolazione a vite	Viti di bloccaggio di precisione per lo spostamento e il fissaggio dei bracci
2	Punte di divaricazione a denti	Estremità delle morse antiscivolo con 3 x 3 denti acuminati ricurvi verso l'esterno
1	Imballaggio protettivo / Scatola	Imballaggio standard per il trasporto



Divaricatore mammario Marx

SKU **RM-MBR-27-1**

PREZZO **\$119 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Marx Breast Retractor	Dimensioni / Dettagli: lunghezza totale 27 cm, lama curva 30 x 125 mm · Quantità inclusa: 1	\$119
Custodia protettiva / Scatola	Dimensioni / Dettagli: imballaggio per il trasporto individuale · Quantità inclusa: 1	\$119



Maxwell Flap Retractor

SKU **RM-MFR-4IN-1**

PREZZO **\$29 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Versione con larghezza 22 mm	RM-MFR-4IN-1-1	\$29
Versione con larghezza 38 mm	RM-MFR-4IN-1-2	\$34



Divaricatore/Uncino cutaneo Meyerding

SKU **RM-MSHR-1**

PREZZO **\$44 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
16 cm (approx. 6.3")	RM-MSHR-1-1	\$44
22.86 cm (9.0")	RM-MSHR-1-2	\$49



Miller Rake Retractor

SKU **RM-MRR-514-1**

PREZZO **\$39 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Profilo a punta smussa	Dimensioni / Dettagli: 5 ¼" di lunghezza, 15 mm di larghezza, 9 denti smussi · Ruolo clinico principale: Sollevamento sicuro di lembi cutanei senza rischio di puntura · Prezzo (USD): \$39.00
1	Profilo a punta acuta	Dimensioni / Dettagli: 5 ¼" di lunghezza, 15 mm di larghezza, 9 denti acuti · Ruolo clinico principale: Presa sicura e antiscivolo su derma denso e fascia fibrosa · Prezzo (USD): \$39.00
1	Custodia protettiva / Scatola	Dimensioni / Dettagli: Imballaggio di trasporto standard · Ruolo clinico principale: — · Prezzo (USD): Incluso



Divaricatore per pelle Moberg

SKU **RM-MSR-1**

PREZZO **\$44 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Variante 17 cm	RM-MSR-1-1	\$44
Variante 18 cm	RM-MSR-1-2	\$49



Ragnell-Davis divaricatore a doppia estremità

SKU **RM-RDDR-49-1**

PREZZO **\$49 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
2.5×8 mm / 5×15 mm — 15, 15.5, 16 cm (Piatto / Rotondo)	RM-RDDR-49-1-1	\$49
3×9 mm / 5×17 mm — 15, 15.5, 16 cm (Piatto / Rotondo)	RM-RDDR-49-1-2	\$49
4×8 mm / 6×15 mm — 15, 15.5, 16 cm (Piatto / Rotondo)	RM-RDDR-49-1-3	\$49



Ring Breast Retractor con illuminazione a luce fredda

SKU **RM-RBR-FO-339-1**

PREZZO **\$339 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Ring Breast Retractor con illuminazione a luce fredda	Divaricatore mammario manuale, valva ad anello, fascio di luce integrato
1	Adattatore universale per cavo luce	Collegamento a cavi in fibra ottica standard per sala operatoria
1	Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio standard per il trasporto



Rollet Retractor

SKU **RM-RLR-5IN-1**

PREZZO **\$39 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Standard — 13 cm, 4 punte acuminate, punta da 4.5 mm	RM-RLR-5IN-1-1	\$39
Grande — 13.5 cm, 4 punte, punta da 7.0 mm	RM-RLR-5IN-1-2	\$44



Divaricatore addominale Saldanha-Solz

SKU **RM-SSAR-235-1**

PREZZO **\$199 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Saldanha-Solz Abdominal-Retraktor	23.5 cm di lunghezza totale, lama curva ottimizzata per i tessuti	\$199
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio per il trasporto individuale	\$199




Sculpo Endoscopic Retractor

SKU **RM-SER-180-1**

PREZZO **\$229 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Sculpo Endoscopic Retractor	Lama 180 x 25 mm, rubinetto di bloccaggio, manico placcato in oro
1	Vite di fissaggio del canale ottico	Integra in modo sicuro endoscopi da 5 mm o 10 mm
1	Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio per il trasporto standard



Divaricatore cutaneo Sisson

SKU **RM-SSR-105-1**

PREZZO **\$84 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Sisson Wundhaken	10.5 cm di lunghezza totale, gancio con rebbi 1x1 scharfer, impugnatura piatta	\$84
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio di trasporto individuale	\$84



Spring Wire Retractor

SKU **RM-SWR-1**

PREZZO **\$44 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
8.6 cm - 8.9 cm — 1x1, 3x3, o 4x4 denti	RM-SWR-1-1	\$44
11.5 cm - 13.0 cm — 1x1, 3x3 o 4x4 denti	RM-SWR-1-2	\$48
22.8 cm Macro — 1x1, 3x3 o 4x4 denti	RM-SWR-1-3	\$60



Talei Necklift Retractor "Benetrator 2"

SKU **RM-TNRB2-9IN-1**

PREZZO **\$159 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Talei Necklift Retractor "Benetrator 2"	9" (22.86 cm) di lunghezza totale, lama larga curva, canale di aspirazione integrato	\$159
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio individuale per il trasporto	\$159



Talei Necklift Retractor Narrow "Le Petit Benetrator"

SKU **RM-TNR-9IN-1**

PREZZO **\$159 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Talei Necklift Retractor Narrow "Le Petit Benetrator"	9" (22.86 cm) di lunghezza totale, lama curva ultrasottile, impugnatura piatta	\$159
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio individuale per il trasporto	\$159



Tebbetts Breast Retractor

SKU **RM-TBR-64-1**

PREZZO **\$64 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
9 cm x 24 mm — Con denti o Senza denti — Accesso inframammario, dissezione della tasca periareolare	RM-TBR-64-1-1	\$64
15 cm x 24 mm — Con denti o Senza denti — Per la preparazione di tasche sottopettorali profonde e aumento del seno transascellare	RM-TBR-64-1-2	\$64



Tebbetts Double-Ended Breast Retractor

SKU **RM-TDEBR-1**

PREZZO **\$69 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Portata 23 cm — Lama lunga 37x70 mm / Lama corta 22x54 mm — Mastoplastica additiva sottomammaria standard e dissezione della tasca periareolare	RM-TDEBR-1-1	\$69
Portata 31 cm (12.25") — Lama lunga 37x70 mm / Lama corta 22x54 mm — Formazione di tasche sottopettorali profonde, aumento transascellare e mastoplastica di revisione	RM-TDEBR-1-2	\$89



Tebbetts Divaricatore per mastoplastica a fibre ottiche

SKU **RM-TFOBAR-1**

PREZZO **\$259 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Senza fonte di luce — 13 dimensioni selezionabili (Con/Senza denti) — Adattatore universale per cavo in fibra ottica (Storz/Wolf/Olympus/ACMI)	RM-TFOBAR-1-1	\$259
Con sorgente LED wireless — 13 dimensioni selezionabili (Con/Senza denti) — Unità luminosa LED wireless alimentata a batteria (batteria AA, sterilizzabile a gas)	RM-TFOBAR-1-2	\$335



Tebbetts Fiber Optic Breast Augmentation Retractor, Doppelgriff

SKU **RM-TFOBARDH-1**

PREZZO **\$259 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Senza sorgente luminosa — 13 dimensioni selezionabili (Con/Senza denti) — Adattatore universale per cavo in fibra ottica (Storz/Wolf/Olympus/ACMI)	RM-TFOBARDH-1-1	\$259
Con sorgente LED wireless — 13 dimensioni selezionabili (Con/Senza denti) — Unità luminosa LED wireless a batteria (batteria AA, sterilizzabile a gas)	RM-TFOBARDH-1-2	\$335



Tebbetts Spatula divaricatore mammario

SKU **RM-TSBR-125-1**

PREZZO **\$89 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
25 mm di larghezza × 185 mm di lunghezza — 12 ½" (31.5 cm) — Preparazione standard della tasca subpettorale e accesso inframammario negli adulti	RM-TSBR-125-1-1	\$89
38 mm di larghezza × 190 mm di lunghezza — 12 ½" (31.5 cm) — Ampio spostamento del muscolo pettorale e grandi tasche ricostruttive	RM-TSBR-125-1-2	\$99



Tupper's Universal Hand Retractor

SKU **RM-TUHR-1**

PREZZO **\$699 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Tavolo per mano	Superficie operatoria centrale
2	Supporti catena rialzati	Supporti del telaio per il perimetro
2	Ganci per catene	Punti di fissaggio fissi
2	Ganci scorrevoli per supporto catena	Punti di fissaggio regolabili
4	Catene a sfere con ganci cutanei	21 cm
6	Catene a sfere per fissaggio braccio/polso	26 cm
1 Set	Elastici	5 pezzi



Vickers Low Profile Retractor

SKU **RM-VLPR-SERIES-1**

PREZZO **\$199 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
2x2 punte smusse	RM-VLPR-SERIES-1-A	\$199
3x3 punte, smusse	RM-VLPR-SERIES-1-B	\$219
Valve piene (superficie liscia)	RM-VLPR-SERIES-1-C	\$199



Yancoskie Abdominoplasty Retractor

SKU **RM-YAR-75-1**

PREZZO **\$99 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Yancoskie Abdominoplasty Retractor	Lunghezza 7 1/2" (19.0 cm), gancio largo 152 mm, 6 denti taglienti in linea	\$99
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio di spedizione singolo	\$99



Yancoskie Coronal Lift Retractor

SKU **RM-YCLR-9IN-1**

PREZZO **\$119 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Yancoskie Coronal Lift Retractor	9" (22.9 cm) di lunghezza totale, rastrello largo 150 mm, 6 counterbalance sharp prongs	\$119
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio per il trasporto singolo	\$119




Sistema di divaricazione per chirurgia della mano Bookwalter

SKU **RM-BHSRS-1**

PREZZO **\$999 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
2	Mini-Bookwalter Valve, gancio singolo	Standard Mini — punta acuta o smussa
2	Mini-Bookwalter Valve, gancio doppio	Standard Mini — punta acuta o smussa
2	Mini-Bookwalter Valve, gancio triplo	Standard Mini — punta acuta o smussa
2	Mini-Bookwalter Valve, gancio quadruplo	Standard Mini — punta acuta o smussa
1	Mini-Bookwalter cricchetto a vite rotante	Standard Mini
4	Mini-Bookwalter meccanismo a cricchetto basculante	Standard Mini
1	Mini-Bookwalter anello divaricatore	7" (17,5 cm)
1	Contenitore per sterilizzazione	Custodia protettiva





Hoyos Retractor System

SKU **RM-HRS-1**

PREZZO **\$1,999 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Hoyos Distal Retractor Short	Valva di retrazione distale corta per l'accesso vicino all'incisione
1	Hoyos Distal Retractor Long	Valva di retrazione distale lunga per una maggiore profondità tissutale
1	Hoyos Proximal Retractor Long	Valva di retrazione prossimale lunga per l'elevazione del confine prossimale
1	Remora Retractor	Valva di trazione specializzata per ridurre al minimo lo scivolamento
1	Interlocking Support Rod	Collega i bracci del divaricatore al telaio principale
1	Table Clamp for Hoyos Retractor System	Ancora la colonna verticale alla guida del tavolo operatorio
1	Hoyos Horizontal Extension Bar	Estende il telaio orizzontalmente sopra il campo operatorio
1	Hoyos Vertical Post	Colonna principale verticale per il supporto del telaio di montaggio





Divaricatore polmonare Allison

SKU **RM-ALR-1**

PREZZO **\$79 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Neonatale / Pediatrico — 20 mm x 23 cm	RM-ALR-1-1	\$79
Pediatric Compact — 30 mm x 11 cm	RM-ALR-1-2	\$89
Standard — 40 mm x 25.5 cm	RM-ALR-1-3	\$99
Adulti, dimensione media — 42 mm x 29 cm	RM-ALR-1-4	\$109
Adulti Largo — 54 mm x 31 cm	RM-ALR-1-5	\$119
Adulti, extra-largo — 65 mm x 31 cm	RM-ALR-1-6	\$129



Divaricatore costale Baby-Haight

SKU **RM-BHRS-52-1**

PREZZO **\$289 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Telaio di espansione lineare ultra-miniaturizzato	Guida di scorrimento micro-scanalata, ottimizzata per parametri chirurgici neonatali
2	Valve laterali fenestrate rimovibili (Coppia 1)	Mini-valve per tessuti 9 mm x 10 mm per limitare le necrosi da pressione
2	Valve laterali fenestrate rimovibili (Coppia 2)	Mini-valve per tessuti 9 mm x 20 mm per corridoi più profondi nei lattanti
1	Blocco a vite a filettatura fine integrato	Vite zigrinata piatta per il controllo graduale della larghezza
2	Bracci di estensione micro-forceps ergonomici	Profili di impugnatura aerodinamici e leggeri con bordi esterni lisci
1	Contenitore protettivo / Scatola	Imballaggio standard per il trasporto




Bailey Divaricatore costale / Contrattore costale

SKU **RM-BRC-1**

PREZZO **\$159 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Bailey Rib Contractor	Lunghezza totale 20 cm, compressore meccanico con punte ad artiglio	\$159
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio di trasporto individuale	\$159



Divaricatore Bugge Takedown I.M.A Mammaria

SKU **RM-BTIMAR-499-1**

PREZZO **\$499 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Telaio divaricatore Bugge Takedown I.M.A	Binario di sollevamento meccanico con larghezza di divaricazione di 110 mm
1 paio	Valve laterali fisse	Valve di sollevamento sternale sagomate 40 mm x 100 mm
1 set	Valve di lavoro integrate	Gruppo terminale di lavoro esteso 40 mm x 150 mm
1	Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio standard per il trasporto



Divaricatore costale Burford

SKU **RM-BRS-SERIES-1**

PREZZO **\$359 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Opzione 3 (Apertura Compatta) — 200 mm maximum spread — 1 paio 47x62 mm + 1 paio 65x62 mm valve	RM-BRS-SERIES-1-1	\$359
Opzione 1 (Apertura Media) — 260 mm maximum spread — 1 paio 47x62 mm + 1 paio 65x62 mm valve	RM-BRS-SERIES-1-2	\$379
Opzione 2 (Apertura Massima) — 300 mm maximum spread — 1 paio 47x62 mm + 1 paio 65x62 mm valve	RM-BRS-SERIES-1-3	\$399



Divaricatore costale Castaneda

SKU **RM-CRS-SERIES-1**

PREZZO **\$309 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Opzione 1 — 10.5 mm x 32 mm — 65 mm maximum spread — Toracotomia neonatale, correzione della coartazione aortica, legatura PDA nei neonati	RM-CRS-SERIES-1-1	\$309
Opzione 2 — 12.0 mm x 45 mm — 70 mm maximum spread — Correzione di difetti cardiaci congeniti nei neonati, scissione di anelli vascolari	RM-CRS-SERIES-1-2	\$329
Opzione 3 — 15.0 mm x 60 mm — 120 mm maximum spread — Toracotomia nei bambini e negli adolescenti, creazione di shunt polmonari	RM-CRS-SERIES-1-3	\$349



Divaricatore sternale Castaneda

SKU **RM-CSR-1**

PREZZO **\$374 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Profilo neonatale	RM-CSR-1-1	\$374
Profilo per lattanti	RM-CSR-1-2	\$384
Profilo per adulti	RM-CSR-1-3	\$389



Divaricatore atriale Cooley

SKU **RM-CAR-1**

PREZZO **\$64 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Modello piccolo	RM-CAR-1-1	\$64
Modello medio	RM-CAR-1-2	\$69
Modello grande	RM-CAR-1-3	\$74




Cooley Rippenspreizer

SKU **RM-CRS-SERIES-2**

PREZZO **\$319 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Profilo neonatale — 12 mm × 16 mm — 95 mm apertura massima — Accesso toracico neonatale e infantile, cardiocirurgia congenita	RM-CRS-SERIES-2-1	\$319
Pediatric Profile — 15 mm × 30 mm — 140 mm apertura massima — Interventi cardiaci pediatrici e toracotomia	RM-CRS-SERIES-2-2	\$329
Profilo adulto standard — 21 mm × 44 mm — 150 mm apertura massima — Toracotomia standard negli adulti, lobectomia e resezione polmonare	RM-CRS-SERIES-2-3	\$339
Profilo adulto grande — 35 mm × 50 mm — 200 mm apertura massima — Chirurgia toracica bariatrica, esposizioni mediastiniche profonde	RM-CRS-SERIES-2-4	\$349



Cooley Sternal Retractor

SKU **RM-CSR-STD-1**

PREZZO **\$354 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Profilo pediatrico — 145.0 mm × 140.0 mm × 21.0 mm × 45.0 mm	RM-CSR-STD-1-1	\$354
Profilo per adulti — 200.0 mm × 180.0 mm × 32.0 mm × 50.0 mm	RM-CSR-STD-1-2	\$364
Profilo extra large — 178.0 mm × 152.0 mm × 102.0 mm × 29.0 mm	RM-CSR-STD-1-3	\$374



Cooley Sternotomy Retractor

SKU **RM-CSTR-PED-1**

PREZZO **\$359 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Profilo neonatale — 85.0 mm × 55.0 mm × 16.0 mm × 14.0 mm	RM-CSTR-PED-1-1	\$359
Profilo pediatrico — 115.0 mm × 80.0 mm × 30.0 mm × 15.0 mm	RM-CSTR-PED-1-2	\$369




Coryllos Retractors

SKU **RM-COR-THOR-1**

PREZZO **\$99 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
22 mm × 82 mm — 9 ½" - 10"	RM-COR-THOR-1-1	\$99
43 mm × 108 mm — 9 ½" - 10"	RM-COR-THOR-1-2	\$109
65 mm × 115 mm — 9 ½" - 10"	RM-COR-THOR-1-3	\$119



Divaricatore per aorta Crawford

SKU **RM-CAR-VASC-1**

PREZZO **\$44 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Modello piccolo — 19 cm length, 15.0 mm Blatt	RM-CAR-VASC-1-1	\$44
Modello grande — 19 cm Länge, 15.0 mm Valve	RM-CAR-VASC-1-2	\$49



Divaricatore venoso Cushing

SKU **RM-CVR-1**

PREZZO **\$49 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
20.3 cm (approx. 8.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-1	\$49
22.8 cm (approx. 9.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-2	\$52
24.2 cm (approx. 9.5") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-3	\$55
25.5 cm (ca. 10.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-4	\$58
30.5 cm (approx. 12.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-5	\$61
35.5 cm (approx. 14.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-6	\$64
40.0 cm (ca. 15.75") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-7	\$67



Divaricatore Popliteo Darling, autobloccante

SKU **RM-DPSRR-1**

PREZZO **\$109 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Opzione A — 54 mm x 25 mm Sinistra / 76 mm x 38 mm Destra — Esposizione profonda dell'arteria poplitea con spostamento muscolare laterale	RM-DPSRR-1-1	\$109
Opzione B — 76 mm x 38 mm Sinistra / 54 mm x 25 mm Destra — Esposizione profonda dell'arteria poplitea con spostamento muscolare mediale	RM-DPSRR-1-2	\$109



DeBakey Retractor

SKU **RM-DBR-15-1**

PREZZO **\$72 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
DeBakey Retractor	15.3 cm di lunghezza totale, punte 1x1 acuminate	\$72
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio individuale per il trasporto	\$72



Divaricatore costale DeBakey

SKU **RM-DRS-SET-1**

PREZZO **\$449 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Telaio a guida parallela per carichi pesanti	Guida di scorrimento per la divaricazione ossea strutturale lineare (150 mm o 200 mm)
6 (3 paia)	Valve laterali a gancio rimovibili	3 paia di valve intercambiabili con bordi curvi antiscivolo
1	Vite di fissaggio integrata	Perno di bloccaggio manuale per ridurre al minimo l'affaticamento dell'operatore
2	Bracci di estensione ergonomici	Impugnature leggere con bordi esterni lisci e atraumatici
1	Confezione protettiva / Scatola	Imballaggio standard per il trasporto





Expanded Vascular Lobster Retractor

SKU **RM-EVLR-1**

PREZZO **\$2,999 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
6	Lobster Retractor-Klammer	—
1	Lobster Tischklammer mit vertikaler Säule & Rahmenkupplung	—
1	Lobster Gelenkarm	—
1	Lobster Rahmen	—
2	Lobster Mayo Gelenk-Valve	2¾" x 2"
1	Lobster Mayo Gelenk-Valve	3¾" x 2"
1	Lobster Deaver Gelenk-Valve	2¾" x 4½"
1	Lobster Harrington Sweetheart-Valve	2" x 5"
1	Lobster biegsame Gelenk-Valve (perforiert)	2" x 6½"
1	Lobster biegsame Gelenk-Valve (perforiert)	3" x 6½"
1	Lobster Fence Gelenk-Valve	4" x 6"
2	Lobster Nieren-Gelenk-Valve	1" x 6"
1	Lobster Splanchnikus-Gelenk-Valve	2" x 4½"
1	Lobster Splanchnikus-Gelenk-Valve	2" x 6"
1	Scatola di sterilizzazione	—



Divaricatore costale Finochietto (Modif)

SKU **RM-FMR-299-1**

PREZZO **\$299 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Telaio a binario orizzontale sottile	Guida di scorrimento piatta per dilatazione manuale profonda (apertura 120 mm)
2 (Coppia fissa)	Valve curve fisse	Valve laterali fenestrate da 14 mm x 15 mm, adatte ai contorni costali
1	Bloccaggio a vite zigrinata	Ingranaggio di bloccaggio per garantire la retrazione chirurgica ottimale
2	Estensioni ergonomiche delle braccia	Impugnature di divaricazione leggere per ridurre l'affaticamento dell'operatore
1	Imballaggio protettivo / Scatola	Imballaggio standard per il trasporto





Divaricatore Costale Finochietto

SKU **RM-FRS-SERIES-1**

PREZZO **\$329 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Telaio con guida parallela	Telaio lineare per lo scorrimento e la divaricazione delle strutture ossee
2 (coppia fissa)	Valve angolate fisse	Blocchi laterali per la presa ossea con finestre circolari
1	Vite di fissaggio integrata	Blocco strutturale manuale per il fissaggio sicuro dell'apertura del telaio
2	Prolunghe ergonomiche delle branche	Impugniture leggere, ottimizzate per prevenire l'affaticamento
1	Confezione protettiva / Scatola	Imballaggio standard per il trasporto



Divaricatore costale Finochietto-Baby

SKU **RM-FBRS-100-1**

PREZZO **\$299 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Guida parallela	Sistema di binari in miniatura per uno scorrimento fluido in campi operatori pediatrici ristretti
2 (coppia fissa)	Valve angolate fisse	Blocchi laterali per la presa ossea da 31 mm x 31 mm con finestre circolari
1	Vite di fissaggio integrata	Meccanismo di chiusura manuale per il bloccaggio sicuro della divaricazione
2	Bracci estensori ergonomici	Impugniture strutturate ultraleggere con bordi lisci
1	Confezione protettiva / Scatola	Imballaggio standard per il trasporto




Finochietto-Infant Divaricatore Costale

SKU **RM-FIRS-SERIES-1**

PREZZO **\$319 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Telaio a guida orizzontale filigranato	Layout a guida scorrevole compatta, ottimizzato per la toracotomia infantile
2 (Coppia fissa)	Valve fisse angolate	Moduli laterali fenestrati da 14x15 mm o 15x15 mm
1	Vite di bloccaggio	Blocco di sicurezza manuale per fissare l'apertura e ridurre lo sforzo
2	Bracci ergonomici conici	Impugniture leggere e strutturate con bordi esterni completamente lisci
1	Imballaggio protettivo / Scatola	Imballaggio standard per il trasporto



Divaricatore sternale I.M.A modello francese

SKU **RM-FPIMASR-429-1**

PREZZO **\$429 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Guida di scorrimento principale	Telaio laterale per la guida e la divaricazione delle strutture toraciche
1	Componente pala sternale larga	Pala piatta liscia da 100 mm x 20 mm per la distribuzione della forza sternale
2	Pale sternali ad artiglio asimmetriche	Doppi ganci di trazione curvi con profondità dell'artiglio di 28 mm o 32 mm
3	Speciali viti di fissaggio per pale	Meccanismi di bloccaggio indipendenti per il fissaggio di ogni lama
2	Bracci retrattori ergonomici	Bracci di supporto leggeri e aerodinamici con bordi esterni lisci
1	Confezione protettiva / Scatola	Imballaggio standard per il trasporto



Divaricatore sternale French Pattern I.M.A. per ministernotomia

SKU **RM-FPMS-429-1**

PREZZO **\$429 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Telaio scorrevole sulla linea mediana a basso profilo	Guida di scorrimento miniaturizzata, ottimizzata per accessi di ministernotomia
1	Componente valvola sternale miniaturizzata	Piastra rettangolare liscia da 30 mm x 20 mm per la distribuzione della forza sulla parete ossea
2	Valvole sternali a micro-artiglio	Doppi ganci di fissaggio curvi con estremità di lavoro profonde 43 mm o 50 mm
3	Chiusure a vite manuali integrate per valvole	Gruppi filettati a chiusura rapida per fissare le impostazioni di apertura individuale
2	Bracci stabilizzatori profilati	Layout del telaio leggero con bordi esterni completamente lisci
1	Imballaggio protettivo / Scatola	Imballaggio di trasporto standard



Haight Rippenspreizer

SKU **RM-HRS-329-1**

PREZZO **\$329 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Barra di scorrimento orizzontale	Telaio scorrevole per l'espansione strutturale manuale durante la toracotomia
2 (Coppia fissa)	Valve ad angolo fisso	Piastre laterali per la tenuta ossea da 30 mm x 30 mm con fenestrature per i tessuti
1	Blocco a vite filettata	Blocco meccanico per una tenuta stabile al livello di retrazione scelto
2	Bracci retrattori ergonomici	Profili leggeri con bordi esterni completamente lisci
1	Confezione protettiva / Scatola	Imballaggio standard per il trasporto



Henly Retractor Valva Centrale

SKU **RM-HRCB-1**

PREZZO **\$48 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
19 mm di lunghezza × 15 mm di larghezza — Attacco codolo Henly standard	RM-HRCB-1-1	\$48
25 mm di lunghezza × 15 mm di larghezza — Attacco codolo Henly standard	RM-HRCB-1-2	\$50
32 mm di lunghezza × 15 mm di larghezza — Montaggio codolo Henly standard	RM-HRCB-1-3	\$52
76 mm di lunghezza × 15 mm di larghezza — Attacco codolo Henly standard	RM-HRCB-1-4	\$54




Henly Retractor Frame

SKU **RM-HRF-6CM-1**

PREZZO **\$124 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Henly Retractor Frame	Capacità di apertura 6 cm, telaio a cricchetto con anelli per le dita, alloggiamento per valva centrale	\$124
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio individuale per il trasporto	\$124



Leaflet Retractor

SKU **RM-LFR-22-1**

PREZZO **\$49 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Lama larga 5.0 mm	Lunghezza totale: 22 cm · Ruolo clinico primario: cardiocirurgia pediatrica, commissurotomia e ispezione delle cuspidi aortiche · Prezzo (USD): \$49.00
1	Lama larga 8.0 mm	Lunghezza totale: 22 cm · Ruolo clinico primario: retrazione della valvola mitrale negli adulti ed esposizione delle corde tendinee sottovalvolari · Prezzo (USD): \$49.00
1	Custodia protettiva / Scatola	Lunghezza totale: imballaggio di trasporto standard · Ruolo clinico primario: — · Prezzo (USD): Incluso




McCarthy Mini-Sternotomy Retractor with Universal Lift

SKU **RM-MMSR-1**

PREZZO **\$699 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Chest Spreader Dual Bars	Telaio principale da 5 pollici modificato per la divarica sternale
1	Split Universal Clamp	Morsetto di montaggio specializzato per il fissaggio degli accessori del telaio
1	Universal Clamp	Blocco di serraggio multiuso per l'integrazione dei componenti
1	Main Bracket	Staffa di montaggio principale per supportare bracci divaricatori aggiuntivi
1	Tube Holder	Fissa i tubi chirurgici all'interno del campo operatorio
1	Right Angle Transverse Bar	Barra trasversale strutturale per il posizionamento degli elementi divaricatori ausiliari
1	Large Wire Basket Retractor (Malleable)	Cestello in filo metallico largo e malleabile per lo spostamento delicato dei tessuti
2	Small Wire Basket Retractor (Malleable)	Cestelli in filo metallico compatti e malleabili per la retrazione mirata dei tessuti



Mercedes Thoracic Retractor

SKU **RM-MTR-SERIES-1**

PREZZO **\$329 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Robusto telaio a binario semicircolare	Meccanica tradotta per fornire coppia meccanica
4 (2 paia)	Valve laterali a gancio rimovibili	2 paia di valve fenestrate intercambiabili (48×68 mm o 70×75 mm)
1	Volantino a vite centrale	Meccanismo di bloccaggio manuale per fissare la configurazione e defaticare le mani
2	Bracci di retrazione ergonomici	Telaio dell'impugnatura leggero con bordi esterni lisci
1	Imballaggio protettivo / Scatola	Imballaggio standard per il trasporto






Divaricatore per valvola mitrale

SKU **RM-MVR-1**

PREZZO **\$899 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Staffa principale	Componente strutturale principale del sistema retrattore
1	Divaricatore sternale Cooley	Componente per la retrazione dello sterno
1	Braccio laterale	Fornisce ulteriore supporto strutturale e posizionamento
3	Morsetto universale	Collega e fissa i componenti compatibili all'interno del sistema
1	Valvola per tricuspide	Opzione valvola per l'esposizione cardiocirurgica
1	Valvola retrattrice grande	Opzione valvola più grande per la retrazione dei tessuti
3	Valvola retrattrice piccola	Opzioni valvola più piccole per la retrazione dei tessuti
1	Contenitore di sterilizzazione	Organizza e protegge il set completo durante lo stoccaggio e il ricondizionamento



Divaricatore costale Morse

SKU **RM-MRS-SERIES-1**

PREZZO **\$239 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Opzione A — 22 x 27 mm / 200 mm Spread	RM-MRS-SERIES-1-A	\$239
Opzione B — 30 x 28 mm / 210 mm apertura	RM-MRS-SERIES-1-B	\$259
Opzione C — 42 x 28 mm / 210 mm apertura	RM-MRS-SERIES-1-C	\$279
Opzione D — 55 x 28 mm / 210 mm apertura	RM-MRS-SERIES-1-D	\$299





Divaricatore costale Morse-Favaloro

SKU **RM-MFRS-160-1**

PREZZO **\$269 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Struttura a guida parallela	Guida leggera in alluminio che funge da telaio di espansione
4 (2 paia)	Valve laterali angolate mobili	Lame da 17 mm x 22 mm regolabili in quattro direzioni che si adattano alle coste
1	Chiusura a vite	Bullone di bloccaggio integrato per fissare le valve alla retrazione ottimale
2	Bracci di retrazione ergonomici	Bracci di impugnatura conici in alluminio con bordi esterni lisci
1	Confezione protettiva / Scatola	Imballaggio standard per il trasporto



Parsonnet Divaricatore Epicardico

SKU **RM-PER-1**

PREZZO **\$44 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Extra piccolo	RM-PER-1-1	\$44
Piccolo	RM-PER-1-2	\$49
Medio	RM-PER-1-3	\$54
Grande	RM-PER-1-4	\$59



Ross Aortic Valve Retractor

SKU **RM-RAVR-25-1**

PREZZO **\$89 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Misura #1 — 5/8" x 5/8" (approx. 16 x 16 mm)	RM-RAVR-25-1-1	\$89
Misura #2 — 1/2" x 7/8" (approx. 13 x 22 mm)	RM-RAVR-25-1-2	\$89
Misura #3 — 3/4" x 1" (approx. 19 x 25 mm)	RM-RAVR-25-1-3	\$89
Misura #4 — 3/4" x 1 1/8" (approx. 19 x 29 mm)	RM-RAVR-25-1-4	\$89
Misura #5 — 1 1/8" x 1 1/8" (approx. 29 x 29 mm)	RM-RAVR-25-1-5	\$89
Misura #6 — 1 3/8" x 7/8" (approx. 35 x 22 mm)	RM-RAVR-25-1-6	\$89



Divaricatore per vene Sachs

SKU **RM-SVR-22-1**

PREZZO **\$54 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Modello con valvola liscia — lunghezza 22 cm, valvola curva liscia	RM-SVR-22-1-1	\$54
Modello con lama dentellata — lunghezza 22 cm, bordo della lama dentellato	RM-SVR-22-1-2	\$54
Modello con uncino appuntito — lunghezza 22 cm, uncino curvo appuntito	RM-SVR-22-1-3	\$54



Semb Divaricatore per polmone e muscoli

SKU **RM-SLMR-89-1**

PREZZO **\$89 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Modello ergonomico da 25.5 cm — 25.5 cm con impugnatura ergonomica	RM-SLMR-89-1-1	\$89
Modello con impugnatura piatta da 25.0 cm — 25.0 cm con impugnatura piatta	RM-SLMR-89-1-2	\$89



Sistema divaricatore ThoraGate Rib Up

SKU **RM-TRURS-1**

PREZZO **\$1,499 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	ThoraGate Rib Up Retractor	Telaio principale per il divaricatore toracico e gruppo di elevazione
1	Flexarm	Braccio di supporto articolato per il posizionamento degli elementi del divaricatore
1	Saug-Stabilisierungsfuß	Unità di base per il supporto dell'equilibrio meccanico del sistema
2	Valve inferiori (varie dimensioni)	Valve intercambiabili per l'ingaggio costale inferiore
3	Valve superiori (varie dimensioni)	Valve intercambiabili per l'elevazione costale superiore



Tuffier Divaricatore costale

SKU **RM-TRS-160-1**

PREZZO **\$299 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Telaio a guida orizzontale	Guida parallela per la divaricazione strutturale sotto pressione
2 (coppia fissa)	Valve laterali ampie fisse	Superfici angolate da 45 mm x 45 mm con dentellatura interna per la presa sull'osso
1	Vite di fissaggio manuale	Blocco a vite per assicurare la divaricazione e ridurre lo sforzo manuale
2	Estensioni delle branche ergonomiche	Costruzione dell'impugnatura aerodinamica e leggera con bordi lisci
1	Imballaggio protettivo / Scatola	Imballaggio standard per il trasporto




Valve XS Retractor System

SKU **RM-VXRS-1**

PREZZO **\$999 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Valve XS Retractor System per accesso laterale	Configurazione a doppio snodo
1	Valvola singola con chiusura Ball-Snap	53 x 36 mm
1	Accessorio per divaricatore costale laterale (malleabile)	60 x 35 mm
1	Morsetto di collegamento Valve XS Typ B	Morsetto strutturale
1	Asta di retrazione	9" (230 mm)
1	Divaricatore per MICS CABG	Componente speciale
1	Strumento di inserimento per valve elevatore atriale	Strumento di applicazione specifico
1	Valvola singola	30 x 35 mm
1	Valvola singola	40 x 35 mm
1	Valvola singola	50 x 35 mm
1	Valvola singola	60 x 35 mm
1	Valvola singola	70 x 35 mm
1	Scatola di sterilizzazione	Contenitore per stoccaggio





Vascular Lobster System

SKU **RM-VLS-1**

PREZZO **\$2,699 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Lobster Frame	—
1	Lobster Table Clamp with Vertical Post & Frame	—
8	Lobster Retractor Clamp	—
2	Lobster Mayo Swivel Retractor	¾" x 2"
1	Lobster Mayo Swivel Retractor	3½" x 2"
1	Lobster Fence Swivel Retractor	4" x 6"
1	Lobster Splanchnic Swivel Retractor	2" x 4½"
1	Lobster Splanchnic Swivel Retractor	2" x 6"
2	Lobster Renal Swivel Retractor	1" x 6"
1	Lobster Deaver Swivel Retractor	¾" x 4½"
1	Lobster Malleable Swivel Retractor (perforated)	2" x 6½"
1	Lobster Malleable Swivel Retractor (perforated)	3" x 6½"
1	Lobster Harrington Sweetheart Retractor	2" x 5"
1	Sterilization Box	—



Willauer-Deaver Retractor


SKU **RM-WDR-395-1**

PREZZO **\$99 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Valva larga 25 mm — 25 mm di larghezza x 108 mm di superficie di lavoro	RM-WDR-395-1-1	\$99
Lama larga 50 mm — 50 mm di larghezza x 108 mm di superficie di lavoro	RM-WDR-395-1-2	\$149






Wylie Renal Vein Retractor

SKU **RM-WRVR-1**

PREZZO **\$89 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
11 3/4" (29.85 cm) — Lama vascolare curva liscia	RM-WRVR-1-1	\$89
12.0" (30.48 cm) — lama vascolare curva liscia	RM-WRVR-1-2	\$94
12 1/2" (31.75 cm) — lama vascolare curva liscia	RM-WRVR-1-3	\$99
12 3/4" (32.39 cm) — lama vascolare curva liscia	RM-WRVR-1-4	\$104
13.0" (33.02 cm) — Lama vascolare curva liscia	RM-WRVR-1-5	\$109



Rultract Retractor System

SKU **RM-RRS-1**

PREZZO **\$1,499 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Supporto a doppia articolazione Spline-Tip con morsetto	Funge da interfaccia di montaggio primaria e regolazione del morsetto
1	Gruppo gancio con Snap-Clip	Afferra e trattiene il tessuto chirurgico tramite l'attacco Snap-Clip
1	Supporto superiore scanalato	Collega la sezione del telaio superiore e stabilizza il gruppo del supporto



Sistema di divaricazione IMA Bookwalter

SKU **RM-BIRS-1**

PREZZO **\$1,499 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Asta di prolunga verticale	12" (30 cm)
1	Giunto per colonna	Standard
1	Asta orizzontale	Standard
2	Meccanismo a cricchetto IMA	Micro-Twist (< 1 mm)
1	Asta trasversale IMA	12" (30 cm)
2	Valvole divaricatori IMA	Profilo IMA standard
1	Contenitore per sterilizzazione	Custodia protettiva



Divaricatore vaginale Breisky

SKU **RM-BVR-1**

PREZZO **\$89 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	100 mm x 25 mm — da 28 cm a 36 cm	Esposizione vaginale superficiale e dell'introito — \$89.00
1	100 mm x 35 mm / 40 mm — da 28 cm a 36 cm	Ampio supporto della parete vaginale anteriore/posteriore — \$89.00
1	130 mm x 20 mm / 30 mm — da 28 cm a 36 cm	Esposizione intermedia del fornice vaginale — \$94.00
1	130 mm x 40 mm — da 28 cm a 36 cm	Ricostruzione profonda del pavimento pelvico — \$94.00
1	140 mm x 35 mm — da 28 cm a 36 cm	Accesso cervicale durante l'isterectomia vaginale — \$99.00
1	160 mm x 20 mm / 35 mm — da 28 cm a 36 cm	Accesso profondo al fornice in anatomie parose — \$99.00
1	180 mm x 25 mm — da 28 cm a 36 cm	Accesso pelvico e apicale di massima profondità — \$104.00
1	Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio standard — Incluso



Delee Universal Retractor

SKU **RM-DUR-1**

PREZZO **\$129 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Delee Universal Retractor	24 cm di lunghezza totale, lama curva 50 x 70 mm	\$129
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio per il trasporto individuale	\$129





Specolo vaginale Doyen

SKU **RM-DVR-1**

PREZZO **\$79 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Specolo vaginale Doyen	Specolo vaginale manuale a lama larga con impugnatura ad anello	\$79
Custodia protettiva / Scatola	Confezione singola per il trasporto	\$79



Specolo vaginale Eastman

SKU **RM-EVR-1**

PREZZO **\$59 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
76 mm x 38 mm — 18 cm	RM-EVR-1-1	\$59
88 mm x 38 mm — 18 cm	RM-EVR-1-2	\$62
101 mm x 38 mm — 18 cm	RM-EVR-1-3	\$64



Divaricatore ostetrico Guttman

SKU **RM-GOR-1**

PREZZO **\$94 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Prolunga lama 7.5 cm — Base 50 mm x 70 mm con prolunga 7.5 cm	RM-GOR-1-1	\$94
Prolunga lama 11.0 cm — Base 50 mm x 70 mm con prolunga 11 cm	RM-GOR-1-2	\$99



Divaricatore per isterectomia Heaney

SKU **RM-HEHR-1**

PREZZO **\$84 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
44 mm x 25 mm — 17 cm o 27 cm	RM-HEHR-1-1	\$84
70 mm x 25 mm — 17 cm o 27 cm	RM-HEHR-1-2	\$84
73 mm x 28.5 mm — 17 cm o 27 cm	RM-HEHR-1-3	\$89
114 mm x 25 mm — 17 cm o 27 cm	RM-HEHR-1-4	\$89



Divaricatore vaginale Heaney Simon

SKU **RM-HSVR-1**

PREZZO **\$139 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
27.0 cm (10.6") — profili piccoli, medi, grandi	RM-HSVR-1-1	\$139
29.2 cm (11.5") — profili piccoli, medi, grandi	RM-HSVR-1-2	\$149



Divaricatore vaginale Jackson

SKU **RM-JVR-1**

PREZZO **\$44 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
75 mm x 38 mm	RM-JVR-1-1	\$44
90 mm x 38 mm	RM-JVR-1-2	\$49
100 mm x 38 mm	RM-JVR-1-3	\$54



Divaricatore Vaginale Kelly Sims

SKU **RM-KSVR-1**

PREZZO **\$84 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
18 cm	RM-KSVR-1-1	\$84
20 cm	RM-KSVR-1-2	\$89
23 cm	RM-KSVR-1-3	\$94
26 cm	RM-KSVR-1-4	\$99



Divaricatore vaginale Kristeller

SKU **RM-KVR-1**

PREZZO **\$44 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Lame strette (75×10, 110×14, 110×17 mm)	Lunghezze disponibili: 18 cm o 22 cm · Uso clinico: Pediatria, nullipare e canali vaginali stretti · Prezzo (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Lame medie (75×23, 80×25, 115×23 mm)	Lunghezze disponibili: 18 cm o 22 cm · Uso clinico: Esami vaginali standard e piccoli interventi pelvici · Prezzo (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Lame larghe/profonde (100×32, 115×26, 115×29, 115×32 mm)	Lunghezze disponibili: 18 cm o 22 cm · Uso clinico: Ricostruzioni profonde del pavimento pelvico e isterectomie vaginali · Prezzo (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Custodia protettiva / Scatola	Lunghezze disponibili: Imballaggio per trasporto standard · Uso clinico: — · Prezzo (USD): Incluso



Specolo vaginale laterale ebanizzato

SKU **RM-LEVR-63-1**

PREZZO **\$79 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Specolo vaginale laterale ebanizzato	Dimensioni / Dettagli: parametro dimensionale 6.3 cm, lama ebanizzata sicura per il laser · Quantità inclusa: 1	\$79
Custodia protettiva / Scatola	Dimensioni / Dettagli: confezione singola per il trasporto · Quantità inclusa: 1	\$79



Divaricatore vaginale laterale non conduttivo

SKU **RM-LNCVR-63-1**

PREZZO **\$69 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Profilo a stelo aperto	Larghezza lama: 6.3 cm · Ruolo clinico principale: maggiore libertà intraoperatoria degli strumenti durante LEEP/LLETZ · Prezzo (USD): \$69.00
1	Profilo a stelo prolungato chiuso	Larghezza lama: 6.3 cm · Ruolo clinico principale: spostamento laterale ottimizzato della mucosa vaginale e ablazione laser · Prezzo (USD): \$69.00
1	Custodia protettiva / Scatola	Larghezza lama: Imballaggio per il trasporto standard · Ruolo clinico principale: — · Prezzo (USD): Incluso



Lateral-Wall Vaginal Retractor

SKU **RM-LWVR-1**

PREZZO **\$109 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
23 cm	RM-LWVR-1-1	\$109
26 cm	RM-LWVR-1-2	\$114
28 cm	RM-LWVR-1-3	\$119



Lone Star Retractor (Ginecologia e Urologia maschile)

SKU **RM-LSR-GMU-1**

PREZZO **\$399 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Anello piccolo — 16.6 cm x 16.2 cm (Ginecologia/Urologia)	RM-LSR-GMU-1-1	\$384
Anello standard — 25.3 cm x 11.3 cm (Ginecologia/Urologia)	RM-LSR-GMU-1-2	\$399
Anello grande — 32.5 cm x 18.3 cm (Ginecologia/Urologia)	RM-LSR-GMU-1-3	\$414



Divaricatore vaginale O'Sullivan-O'Conner

SKU **RM-OSVR-28-1**

PREZZO **\$399 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Telaio principale del divaricatore	Dimensioni (lunghezza × larghezza): telaio da 28 cm (curvo o ovale) · Quantità: 1 telaio · Prezzo (USD): Incluso nel set (\$399.00)
1	Valva intercambiabile piccola	Dimensioni (lunghezza × larghezza): valva smussa da 1.3 cm × 4.7 cm · Quantità: 1 valva · Prezzo (USD): Incluso nel set
1	Valva intercambiabile media	Dimensioni (lunghezza × larghezza): valva smussa da 3.8 cm × 8.9 cm · Quantità: 1 valva · Prezzo (USD): Incluso nel set
1	Valva intercambiabile grande	Dimensioni (lunghezza × larghezza): valva smussa da 4.4 cm × 8.9 cm · Quantità: 1 valva · Prezzo (USD): Incluso nel set
1	Confezione protettiva / Scatola di trasporto	Dimensioni (lunghezza × larghezza): imballaggio di trasporto standard · Quantità: 1 scatola · Prezzo (USD): Incluso nel set



Pelvic Retractor Blunt

SKU **RM-PRB-105-1**

PREZZO **\$89 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Pelvic Retractor Blunt	Lunghezza 10 ½" (26.67 cm), lama smussa solida larga 1"	\$89
Custodia protettiva / Scatola	Confezione singola per il trasporto	\$89




Isolierter Redundant Nonconductive Wall Retractor

SKU **RM-RNWR-7IN-1**

PREZZO **\$99 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Medio — 7 in, 9.0×2.0 cm blade	RM-RNWR-7IN-1-1	\$99
Grande — 7 in, 9.0×2.5 cm lama	RM-RNWR-7IN-1-2	\$109
X-Large — 7 in, 9.0×3.0 cm lama	RM-RNWR-7IN-1-3	\$119



Redundant Wall Retractor

SKU **RM-RWR-18-1**

PREZZO **\$89 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Medio — 18 cm, lama 5.7×2.2 cm	RM-RWR-18-1-1	\$89
Grande — 18 cm, lama 7.0×2.2 cm	RM-RWR-18-1-2	\$99
X-Large — 18 cm, lama 10.8×3.0 cm	RM-RWR-18-1-3	\$109



Rigby Divaricatore Vaginale Auto-Ritenente

SKU **RM-RSRVR-18-1**

PREZZO **\$69 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Rigby Divaricatore Vaginale Auto-Ritenente	Lunghezza totale 18 cm, valve lisce profonde 63,5 mm, blocco a cremagliera	\$69
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio individuale per il trasporto	\$69



Divaricatore vaginale Sims

SKU **RM-SVR-19-1**

PREZZO **\$91 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
63.5 mm × 25 mm — Lucidato o Ebanizzato	RM-SVR-19-1-1	\$91
76.0 mm × 32 mm — Lucidato o Ebanizzato	RM-SVR-19-1-2	\$93
82.5 mm × 32 mm — Lucidato o Ebanizzato	RM-SVR-19-1-3	\$95
82.5 mm × 38 mm — Lucidato o Ebanizzato	RM-SVR-19-1-4	\$97
89.0 mm × 41 mm — Lucidato o Ebanizzato	RM-SVR-19-1-5	\$99



Divaricatore vaginale Sims — Manico cavo

SKU **RM-SVRHGH-23-1**

PREZZO **\$89 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
70 mm x 25 mm — 23 cm	RM-SVRHGH-23-1-1	\$89
76 mm x 38 mm — 23 cm	RM-SVRHGH-23-1-2	\$94
90 mm x 38 mm — 23 cm	RM-SVRHGH-23-1-3	\$99



St. Marks Pelvic Retractor

SKU **RM-SMPR-1**

PREZZO **\$79 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Variante 11 ½" con labbro — 11 ½" (29.2 cm)	RM-SMPR-1-1	\$79
Variante 13" con labbro — 13" (33.0 cm)	RM-SMPR-1-2	\$84
Variante 13" senza labbro — 13" (33.0 cm)	RM-SMPR-1-3	\$89






Bookwalter GYN Retractor System

SKU **RM-BGRS-1**

PREZZO **\$1,699 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Asta di supporto	12" (30 cm)
1	Giunto di supporto	Standard
1	Braccio orizzontale	Standard
4	Meccanismi a cremagliera basculante	Multi-angolo
1	Anello perineale con tacche	9½" x 14½" (24.1 x 36.8 cm)
2	Valve vaginali laterali	1" x 3" (2.5 x 7.6 cm)
1	Valva vaginale posteriore	1" x 4½" (2.5 x 11.4 cm)
1	Valva Deaver	1" x 5" (2.5 x 12.7 cm)
1	Valva Deaver	1" x 3½" (2.5 x 8.9 cm)
1	Contenitore per sterilizzazione	Custodia protettiva




Sistema di retrazione per chirurgia pelvica Bookwalter GYN Magrina

SKU **RM-BGMPRS-1**

PREZZO **\$1,499 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Field Post (Colonna di supporto)	12" (30 cm)
1	Post Coupler (Giunto)	Standard
1	Flex-Bar orizzontale	Standard, multi-articolata
1	Anello perineale con dentellature	9½" x 14½" (24.1 x 36.8 cm)
4	Cricchetto basculante rotante	Standard con blocco ad anello
2	Valve vaginali laterali	1" x 3" (2.5 x 7.6 cm)
1	Valva Deaver	1" x 3½" (2.5 x 8.9 cm)
1	Valva Deaver	1" x 5" (2.5 x 12.7 cm)
1	Valva vaginale posteriore	1" x 4½" (2.5 x 11.4 cm)
1	Scatola di sterilizzazione	Contenitore protettivo





Bookwalter StrongArm GYN-Chirurgiesystem

SKU **RM-BSAGYN5-1**

PREZZO **\$1,599 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	StrongArm Plus (Top Mount) con morsetto per guida	Articolato / Compatibile con guide da tavolo
4	Cricchetto inclinabile autostatico	Multi-angolo standard
1	Anello perineale dentellato	9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm)
2	Valve vaginali laterali	1" × 3" (2.5 × 7.6 cm)
1	Valva vaginale posteriore	1" × 4½" (2.5 × 11.5 cm)
1	Valve Deaver	1" × 3½" (2.5 × 8.9 cm)
1	Valve Deaver	1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)
1	Contenitore di sterilizzazione	Custodia protettiva




Bookwalter Perineal Surgery Retractor

SKU **RM-BPRS-1**

PREZZO **\$2,199 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Asta di supporto	12" (30 cm)
2	Morsetti articolati	Standard
1	Barra orizzontale	Standard
1	Asta di prolunga verticale	12" (30 cm)
5	Meccanismi a cricchetto basculanti	Standard multi-angolo
1	Segmenti a semicerchio	8½" di diametro (21.6 cm)
1	Anello perineale dentellato	9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm)
2	Valve vaginali posteriori	1" × 4½" (2.5 × 11.4 cm)
1	Valva Deaver	1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)
1	Valva Deaver	1" × 3½" (2.5 × 8.9 cm)
2	Valve malleabili	½" × 4" (1.3 × 10.2 cm)
2	Valve malleabili	¾" × 4" (1.9 × 10.2 cm)
2	Valve malleabili	1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)
1	Contenitore di sterilizzazione	Custodia protettiva





Adattatore Mayfield regolabile

SKU **RM-AMA-1**

PREZZO **\$1,199 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Adattatore Mayfield regolabile	Fornisce una piattaforma di montaggio sicura per i sistemi di supporto per la testa Mayfield su tavoli operatori senza fori di alloggiamento integrati
2	Supporti terminali regolabili	Fissano l'adattatore alle guide laterali del tavolo operatorio e si adattano a diverse larghezze del tavolo
Molteplici	Fori di montaggio	Consentono la regolazione laterale e il posizionamento flessibile dell'unità base del morsetto cranico



Adson Cerebellum Divaricatore

SKU **RM-ACR-1**

PREZZO **\$159 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Piccolo — 6.5 in, 22 mm profondità	RM-ACR-1-1	\$149
Standard — 7.5 in, 22 mm profondità	RM-ACR-1-2	\$159
Grande — 9.5 in, 22 mm profondità	RM-ACR-1-3	\$174



Divaricatore cerebellare Adson autostatico

SKU **RM-ASCR-1**

PREZZO **\$199 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Piccolo — 6.5 in, denti 4x4	RM-ASCR-1-1	\$189
Standard — 7.5 in, denti 4x4	RM-ASCR-1-2	\$199
Grande — 9.5 in, denti 4x4	RM-ASCR-1-3	\$214



Divaricatore cerebellare autostatico Anderson-Adson

SKU **RM-AASCR-1**

PREZZO **\$199 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Piccolo — 6.5 in, 4x4 punte acuminate	RM-AASCR-1-1	\$189
Standard — 7.5 in (19 cm), 4x4 punte acuminate, 13 mm di profondità	RM-AASCR-1-2	\$199
Grande — 9.5 in, 4x4 punte acuminate	RM-AASCR-1-3	\$214



Budde Halo Retractor

SKU **RM-BHR-1**

PREZZO **\$2,499 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Halo Ring	Design circolare a doppia cerniera
3	Halo Flex Arm	9 in (229 mm)
2	Budde Halo Support Bracket	Staffe di fissaggio ad alta resistenza
2	Budde Halo Support Rod	5/16 in di diametro
1	Budde Halo Pattie Tray	Vaschetta perforata integrata
1	Budde Halo Mini Vise	Blocco di serraggio in Acciaio inossidabile AISI 304/316 di qualità premium (non magnetico)
2	Budde Curved Retractors	Spatole cerebrali coniche
2	TEW Micro Retractor Blades	Microlame in Acciaio inossidabile AISI 304/316 di qualità premium (non magnetico)
2	Halo Adjustment Wrenches	Strumenti di bloccaggio del sistema
1	Sterilization Box	Vassoio organizzatore perforato






Divaricatore per cuoio capelluto Contour, autostatico

SKU **RM-CSRSR-1**

PREZZO **\$99 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
3x4 punte, smusse	RM-CSRSR-1-1	\$99
3x4 punte, acute	RM-CSRSR-1-2	\$99



Divaricatore per decompressione Cushing

SKU **RM-CDR-215-1**

PREZZO **\$59 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Divaricatore per decompressione Cushing	Lunghezza 21.5 cm, valva a sella fenestrata 13 x 19 mm	\$59
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio per il trasporto individuale	\$59



Dandy Uncino per nervi

SKU **RM-DNR-20-1**

PREZZO **\$25 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Diritta — 20 cm di lunghezza totale, uncino smusso diritto — Esplorazione diretta dei nervi cranici e mobilizzazione delle radici	RM-DNR-20-1-1	\$25
Angolata Curva a Destra — 20 cm di lunghezza totale, uncino curvo a destra — Navigazione dei recessi laterali destri e dei nervi della base cranica	RM-DNR-20-1-2	\$25
Angolata Curva a Sinistra — 20 cm di lunghezza totale, uncino curvo a sinistra — Navigazione dei recessi laterali sinistri e dei nervi della base cranica	RM-DNR-20-1-3	\$25




Greenberg Retractor Kit

SKU **RM-GRK-1**

PREZZO **\$3,499 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
2	Greenberg Retractor Morsetti primari	Misura standard per morsetti cranici (6 in / 152 mm) - si blocca direttamente su sistemi Mayfield o sistemi di fissaggio cranico rigidi
4	Greenberg Retractor Morsetti secondari	Misura per barra standard (12 in / 305 mm) - collega le barre primarie e secondarie per costruire il telaio esterno
4	Greenberg Retractor Bracci articolati, lunghi	Lunghezza 9.5 in (241 mm) - bracci a frizione articolati per alloggiare e posizionare le spatole del divaricatore
1	Greenberg Retractor Appoggio per le mani	Lunghezza 10 in (254 mm) - piattaforma di supporto ergonomica per stabilizzare le mani del chirurgo
1	Greenberg Retractor Vaschetta per cottoncini	6.75 in x 3 in (172 mm x 76 mm) - montaggio sul telaio per alloggiare cottonoidi/patties imbevuti di soluzione fisiologica
1	Greenberg Retractor Vassoio di sterilizzazione	17 in x 10 in x 2.375 in - scatola organizzativa robusta e perforata
1	Greenberg Spatola flessibile conica	9 in, larghezza ¼ in x ¾ in (6 x 19 mm) - spatola extra larga per retrazione corticale su ampia superficie
1	Greenberg Spatola flessibile conica	9 in, larghezza 5/32 in x ½ in (4 x 16 mm) - larghezza media per esposizione lobare e sottotemporale
1	Greenberg Spatola flessibile conica	9 in, larghezza ¾ in x ½ in (3 x 13 mm) - spatola standard per accesso interemisferico profondo o cisternale
1	Greenberg Spatola flessibile conica	9 in, larghezza 3/32 in x ¾ in (2.4 x 9.5 mm) - spatola finemente conica per passaggi stretti alla base cranica
1	Greenberg Spatola flessibile conica	9 in, larghezza 1/16 in x ¾ in (1.6 x 6 mm) - micro-spatola per la retrazione delicata di nervi e vasi



Greenberg Simplicity Retractor

SKU **RM-GSR-1**

PREZZO **\$2,499 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Greenberg Primary Bar	6" (15 cm) — ancoraggio rigido a punto singolo sul perno della morsettiera cranica
1	Greenberg Floating Secondary Bar	12" (30 cm) — binario secondario focalizzato per il montaggio dei bracci articolati
4	Greenberg Long Retractor Arms	9.5" (24 cm) — bracci articolati multiassie per una tenuta precisa delle valve
1	Greenberg Hand Rest	10" (25 cm) — piattaforma di supporto regolabile per l'avambraccio
1	Greenberg Pattie Tray	3" x 6¾" (7.5 x 16.8 cm) — montaggio sul telaio per l'appoggio di cottoni e strumenti
1	Kompakte Sterilisationsbox	Layout personalizzato — organizzatore compatto e perforato e contenitore per sterilizzazione
1	Malleable Tapered Retractor Blade	9" x ¼" x ¾" — valva extra-larga per una protezione corticale completa
1	Malleable Tapered Retractor Blade	9" x 5/32" x ¾" — valva di larghezza media per la retrazione lobare
1	Malleable Tapered Retractor Blade	9" x ¼" x ½" — valva standard per accesso interemisferico profondo
1	Malleable Tapered Retractor Blade	9" x 3/32" x ¾" — valva a punta fine conica per percorsi cisternali stretti
1	Malleable Tapered Retractor Blade	9" x 1/16" x ¾" — micro-valva per la separazione delicata di nervi e vasi





Divaricatore per nervi Hoen

SKU **RM-HNR-22-1**

PREZZO **\$24 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Divaricatore per nervi Hoen	Lunghezza totale 22 cm, punta per nervi curva atraumatica	\$24
Custodia protettiva / Scatola	Confezione singola per il trasporto	\$24



Leyla Retractor

SKU **RM-LR-1**

PREZZO **\$1,199 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Base di fissaggio per due bracci flessibili	Blocco di montaggio centrale che ancora entrambi i bracci flessibili all'asta di supporto
2	Bracci flessibili	Bracci di frizione multi-snodati mobili a 360 gradi per un posizionamento preciso
2	Supporti per spatole cerebrali piatte	Adattatori di montaggio terminali per collegare le spatole ai bracci flessibili
1	Snodo sferico per fissaggio al tavolo	Giunto multiasse che consente un'angolazione flessibile dell'asta di supporto sulla guida del tavolo
1	Asta di supporto per fissaggio	Barra in Acciaio inossidabile AISI 304/316 di qualità premium (non magnetico) massiccio che solleva il sistema sopra il piano dei teli operatori
1	Testa di accoppiamento	Blocco di bloccaggio ad alte prestazioni per fissare l'asta di supporto alle guide laterali del tavolo operatorio
2	Supporto per spatole cerebrali piatte	Meccanismi di bloccaggio di precisione per afferrare saldamente spatole cerebrali piatte/flessibili
1	Custodia in legno	Scatola protettiva su misura per una conservazione, un trasporto e un controllo dell'inventario sicuri





Mayfield Headrest

SKU **RM-MHR-1**

PREZZO **\$699 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Modello per adulti	RM-MHR-1-A	\$699
Modello pediatrico	RM-MHR-1-P	\$799



Mayfield Skull Clamp

SKU **RM-MSC-1**

PREZZO **\$2,499 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Standard Mayfield Skull Clamp System	Fornisce una fissazione cranica rigida e un posizionamento stabile della testa durante l'operazione
2	Pin cranici aggiuntivi	Pin di fissazione di ricambio per interventi su adulti o in pediatria
1	Scatola di sterilizzazione in alluminio con tappetino in silicone	Protegge, organizza, conserva e sterilizza il sistema completo



Miskimon Cerebellar Retractor

SKU **RM-MCR-19-1**

PREZZO **\$139 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Miskimon Cerebellar Retractor	Dimensioni / Dettagli: 19 cm lunghezza totale, 7x7 denti acuti ricurvi verso l'esterno, chiusura a cremagliera · Quantità inclusa: 1	\$139
Custodia protettiva / Scatola	Dimensioni / Dettagli: Confezione singola per il trasporto · Quantità inclusa: 1	\$139





Divaricatore Oldberg

SKU **RM-OR-21-1**

PREZZO **\$49 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Lama larga 13.0 mm	RM-OR-21-1-1	\$49
Valvola larga 15.0 mm	RM-OR-21-1-2	\$49
Larghezza lama 19.0 mm	RM-OR-21-1-3	\$49



Divaricatore per nervi Scoville

SKU **RM-SNR-165-1**

PREZZO **\$29 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Scoville Nervenhooken	Lunghezza totale 16.5 cm, punta angolata profilata, gambo sottile	\$29
Custodia protettiva / Scatola	Imballaggio individuale per il trasporto	\$29



Smithwick Nerve Retractor

SKU **RM-SNR-29-1**

PREZZO **\$29 USD**

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO
Piccolo — 17 cm, uncino smussato curvo	RM-SNR-29-1-1	\$29
Medio — 21 cm, uncino smussato curvo	RM-SNR-29-1-2	\$29
Standard — 29 cm, uncino smussato curvo	RM-SNR-29-1-3	\$29




Greenberg Retractor

SKU **RM-GR-1**

PREZZO **\$3,999 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
2	Barre primarie	6" (15 cm) — per il montaggio diretto su perni rigidi per morse craniche
4	Barre secondarie flottanti	12" (30 cm) — estende il perimetro di supporto esterno intorno alla craniotomia
4	Bracci flessibili lunghi per divaricatore	9,5" (24 cm) — bracci a frizione multi-articolati per il posizionamento delle spatole
2	Poggiamani	10" (25 cm) — supporto fisico per l'avambraccio per ridurre l'affaticamento del chirurgo
1	Spatola conica per divaricatore	da ¼" a ¾" (da 6 mm a 19 mm) — spatola extra larga per retrazione corticale su ampia area
1	Spatola conica per divaricatore	da 5/32" a ¾" (da 4 mm a 16 mm) — spatola media per accesso lobare e subtemporale
1	Spatola conica per divaricatore	da ¼" a ½" (da 3 mm a 12,5 mm) — spatola standard per corridoi interemisferici profondi
1	Spatola conica per divaricatore	da 3/32" a ¾" (da 2,4 mm a 9 mm) — spatola conica fine per percorsi stretti della base cranica
1	Spatola conica per divaricatore	da 1/16" a ¼" (da 1,5 mm a 6 mm) — microspatola per delicata retrazione nervosa/vascolare
1	Vassoio per pattie in alluminio	3" x 6¼" (7.5 cm x 16.8 cm) — montato sul telaio per l'organizzazione dei neuro-patties
1	Vassoio di sterilizzazione	17" x 10" x 2½" (43 cm x 25 cm x 6.3 cm) — vassoio organizzatore robusto e perforato



Sugita Mehrzweck-Kopfframe

SKU **RM-SMH-SET-1**

PREZZO **\$4,999 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Smart Fix C-Halter	Telaio rigido con morsetto a C che collega il telaio di base al tavolo operatorio
1	Smart Fix Gelenk	Blocco di collegamento articolato include 2 viti di fissaggio speciali
1	Smart Fix Stopperhülse	Boccola di guida bloccante che impedisce lo spostamento assiale del telaio
1 Set	Smart Fix Kopfstift, Standard	Perno conico di fissaggio cranico per craniotomie standard negli adulti
1 Set	Smart Fix Kopfstift, Lang	Perno di fissaggio cranico allungato per profili ossei cranici spessi
1	Flexible Basiseinheit	Base di articolazione multi-snodabile che collega gli attacchi al tavolo
1	Rahmeneinheit	Arco strutturale principale semicircolare che consente il fissaggio di accessori a 360°
1 Set	Feder-Skalpschellen-Reraktoren	Divaricatori per clip da scalp a tensione elastica per tenuta emostatica
1	Federhaken-Versteller	Meccanismo di selezione della tensione per controllare la forza di trazione della clip dello scalp
1 Set	Retractor Slide Adjustor II	Supporto scorrevole di micro-avanzamento di precisione per spatole cerebrali
1	Handauflage (Zentral)	Stabilizzatore ergonomico per avambraccio e polso per il microchirurgo
1	Handauflage R	Appoggio anatomico per avambraccio destro
1	Handauflage L	Appoggio anatomico per avambraccio sinistro
1	Verstellbare Handauflage mit Dom-Schraube	Poggiamani articolato con bloccaggio a cupola sferica
1	Verstellbare Handauflage mit Schieber	Poggiamani scorrevole longitudinale per angoli operativi variabili
1	Instrumentenablage	Vassoio sterile per cannule di aspirazione e microstrumenti
1	Watteplatte	Superficie di appoggio per tamponi neurochirurgici e batuffoli di cotone
1	Watteplatten-Versteller	Braccio di posizionamento articolato per la piattaforma dei batuffoli di cotone
1	Unterlochbefestigung	Staffa di montaggio aggiuntiva per divaricatori cerebrali periferici
1	Sterilisationsbox	Contenitore di trasporto in alluminio/Acciaio inossidabile AISI 304/316 di qualità premium (non magnetico) personalizzato per l'organizzazione





Judd-Masson Self Retaining Retractor

SKU **RM-JMSR-399-1**

PREZZO **\$399 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Telaio di base autostatico ad alta resistenza	Telaio multipunto per un'ampia visibilità 3D
2	Valve laterali piatte fisse	Segmenti profondi 69 mm rivolti verso l'esterno con finestrate protettive a 90 gradi
1	Componente valva centrale regolabile	Valva piatta massiccia per un adattamento sicuro alle strutture organiche interne
1	Bloccaggio a doppia cremagliera	Doppie clip di bloccaggio meccanico per il controllo dell'espansione di entrambi i sistemi di valve
2	Bracci divaricatori ergonomici	Impugnature leggere e strutturate con bordi delicati sui tessuti
1	Confezione protettiva / Scatola	Imballaggio standard per il trasporto



Divaricatore urologico Turner-Warwick

SKU **RM-TWUR-549-1**

PREZZO **\$549 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTA	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Telaio di base circolare autostatico	Telaio ad anello rigido da 180 mm x 140 mm per visibilità a 360 gradi
6	Valve a artiglio regolabili con doppie punte curve	Valve di divaricazione multidirezionali da 13 mm x 14 mm per tessuto fibroso
6	Perni di bloccaggio a scorrimento rapido	Chiusure manuali asolate per il fissaggio sicuro della tensione del tessuto
2	Bracci di presa ergonomici del divaricatore	Telai delle impugnature leggeri e strutturati con bordi esterni forgiati lisci
1	Confezione protettiva / Scatola	Imballaggio standard per il trasporto





Urology Lobster Expanded Retractor

SKU **RM-ULER-1**

PREZZO **\$3,499 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
8	Lobster morsetto per retrattore	—
1	Lobster morsetto da tavolo con colonna verticale e giunto per telaio	—
1	Lobster braccio articolato	—
1	Lobster telaio	—
2	Lobster Mayo retrattore rotante	2" × 2"
2	Lobster Mayo retrattore rotante	2¾" × 2"
1	Lobster Deaver retrattore rotante	2¾" × 4½"
1	Lobster Deaver retrattore rotante	1½" × 6"
1	Lobster Harrington Sweetheart retrattore	2" × 5"
1	Lobster Harrington retrattore	2.5" × 6"
1	Lobster retrattore rotante malleabile (perforato)	2" × 6½"
1	Lobster retrattore rotante malleabile (perforato)	3" × 6½"
1	Lobster Marshall divaricatore vescicale malleabile, rotante	3" × 6"
1	Lobster Fence retrattore rotante	4" × 6"
1	Lobster splancnico retrattore rotante	2" × 4½"
1	Scatola di sterilizzazione	—




Bookwalter Urology Retractor System

SKU **RM-BURS-1**

PREZZO **\$2,399 USD**

ELENCO COMPONENTI

QTÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Asta di supporto	12" (30.5 cm)
1	Raccordo per asta	Standard
1	Braccio flessibile orizzontale	Diametro 1" (2.5 cm)
8	Meccanismi a cricchetto inclinabili	Multi-angolo
1	Anello segmentato	10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)
1	Anello segmentato	8½" × 14" (21.6 × 35.6 cm)
1	Valvola malleabile	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Valvola malleabile	1½" × 6" (3.8 × 15.2 cm)
2	Valvole Kelly	1" × 2½" (2.5 × 6.4 cm)
1	Valvola Kelly	1" × 1½" (2.5 × 3.8 cm)
2	Valvole Kelly	2" × 2½" (5.1 × 6.4 cm)
3	Valvole vaginali laterali	1" × 3" (2.5 × 7.6 cm)
1	Renal Wylie Valve	1" × 7" (2.5 × 17.8 cm)
1	Box di sterilizzazione	Contenitore protettivo



ORDINI E ASSISTENZA

Come ordinare da Retractor Maker

Ordini e pagamento

- Inviaci l'elenco degli strumenti con codici articolo, misure, quantità e paese di spedizione tramite il modulo di richiesta preventivo, e-mail o WhatsApp.
- Confermiamo configurazione, prezzo, tempi di consegna e spedizione in un preventivo scritto.
- Il pagamento avviene in anticipo tramite bonifico bancario sul nostro conto aziendale. Il pagamento con carta di credito o debito può essere predisposto su richiesta del cliente.

Tempi di consegna

- Disponibile a magazzino: spedizione entro 5 giorni lavorativi, quindi circa 7 giorni di consegna in tutto il mondo.
- Su ordinazione: 17-20 giorni lavorativi di produzione, quindi circa 9 giorni di consegna in tutto il mondo.

Ordinare campioni

- I campioni sono disponibili per distributori, ospedali e fornitori medici che valutano i nostri strumenti per acquisti in grandi volumi.
- Inviaci i codici articolo e le quantità necessarie; quoteremo i campioni e la spedizione verso il tuo paese. I campioni a magazzino vengono spediti entro 5 giorni lavorativi.

Cura e sterilizzazione

- Pulisci tempestivamente gli strumenti dopo l'uso, risciacquali e asciugali completamente e ispeziona lame, denti e cricchetti.
- I retrattori in acciaio inossidabile sono adatti alla sterilizzazione a vapore (autoclave); segui il ciclo validato della tua struttura.
- Conservali in un luogo pulito e asciutto, in vaschette o supporti che proteggano lame e punte.

Le guide complete sono disponibili su retractormanufacturer.com: Ordini e pagamento, Ordinare campioni e Cura e sterilizzazione.



GRAZIE

Saremo lieti di discutere le vostre esigenze in materia di divaricatori chirurgici.

CONTATTA RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Siti web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

INDIRIZZO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SEGUICI



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest