



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Gancho de Pele/Afastador Meyerding

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Gancho de Pele/Afastador Meyerding

SKU RM-MSHR-1

\$44 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
16 cm (approx. 6.3")	RM-MSHR-1-1	\$44
22.86 cm (9.0")	RM-MSHR-1-2	\$49

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Gancho de Pele/Afastador Meyerding é um instrumento cirúrgico versátil de ponta dupla, projetado especificamente para combinar tração cutânea fina com o deslocamento de tecidos moles mais profundos em um único chassi. Projetado para alta agilidade processual, esta ferramenta de ponta dupla permite que as equipes cirúrgicas elevem as bordas da pele de forma limpa com um gancho fino em uma extremidade e, em seguida, invertam o instrumento para segurar as margens fasciais mais profundas com uma lâmina de afastador sólida, sem a necessidade de troca de ferramentas.

Construído para total adaptabilidade processual, esta configuração do Gancho de Pele/Afastador Meyerding é oferecida em dois comprimentos totais de instrumento: um modelo compacto de 16 cm (\$44) para procedimentos estéticos finos e um modelo estendido de 22.86 cm (\$49) para campos operatórios mais profundos. Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), as extremidades de trabalho integradas apresentam uma Extremidade Afastadora equipada com um perfil de lâmina sólida de 5.0 mm de largura x 16.0 mm de comprimento, emparelhada com uma Extremidade de Gancho de Pele com 1 ponta afiada para garantir um engajamento preciso e sem deslizamento com margens de tecidos sensíveis. Seu cabo central equilibrado proporciona alavancagem manual livre de fadiga.

Forjado com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Gancho de Pele/Afastador Meyerding para resistir a ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, fornecendo às salas de cirurgia plástica, reconstrutiva e geral em todo o mundo uma resistência excepcional à corrosão, rigidez estrutural e durabilidade completa em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest