



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

B-Z Retraktor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



B-Z Retraktor

SKU RM-BZR-1

\$339 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
7.5 cm Tief (45° oder 90°)	RM-BZR-1-1	\$339
10 cm tief (45° oder 90°)	RM-BZR-1-2	\$359

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der B-Z Retraktor ist ein robuster, selbsthaltender chirurgischer Retraktor, der für eine exzellente intraoperative Sicht bei komplexen spinalen, orthopädischen und pelvinen Eingriffen entwickelt wurde. Durch den mechanischen Gegenzug an dichten Muskel- und Faszien-schichten entlastet dieses Instrument das OP-Personal und hält gleichzeitig einen stabilen Operationskorridor in tiefen Kavitäten offen.

Der modular konzipierte B-Z Retraktor ermöglicht eine reibungslose Expansion bis zu einer Breite von 12.8 cm für eine adaptive anatomische Freilegung. Chirurgen können das System mit 45-Grad- oder 90-Grad-gewinkelten Rahmengenometrien konfigurieren, um die mechanischen Arme außerhalb des direkten Sichtfeldes zu halten, kombiniert mit 7.5 cm (\$339) oder 10 cm (\$359) tiefen Valven. Der feinverzahnte Sperrmechanismus arretiert unter hoher Muskelspannung sicher, um ein versehentliches Lösen zu verhindern.

Hergestellt aus medizinischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit reflexfreiem Satin-Finish, fertigt Retractor Maker den B-Z Retraktor für hohe mechanische Belastungen und repetitive Dampfautoklavierzyklen, was Chirurgen in der Wirbelsäulenchirurgie und Traumatologie langlebige Zuverlässigkeit bietet.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest