



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Darling Popliteal Sperrer, selbsthaltend

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Darling Popliteal Sperrer, selbsthaltend

SKU RM-DPSRR-1

\$109 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Option A — 54 mm × 25 mm Links / 76 mm × 38 mm Rechts — Tiefe Freilegung der A. poplitea mit lateraler Muskelverdrängung	RM-DPSRR-1-1	\$109
Option B — 76 mm × 38 mm Links / 54 mm × 25 mm Rechts — Tiefe Freilegung der A. poplitea mit medialer Muskelverdrängung	RM-DPSRR-1-2	\$109

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Darling Popliteal Sperrer ist ein unverzichtbarer vaskulärer und orthopädischer Retraktor, der speziell für die stabile, freihändige Exposition der Fossa poplitea und der Gefäßtrifurkation entwickelt wurde. Ausgestattet mit asymmetrischen Valven, die den tiefen anatomischen Konturen des posterioren Knie-raums entsprechen, verdrängt dieses Instrument die Gastrocnemius- und Hamstring-Muskulatur, ohne die Poplitealgefäße zu komprimieren.

Konzipiert für vollständige prozedurale Adaptivität, verfügt dieser Darling Popliteal Sperrer über einen verstellbaren, selbsthaltenden Rahmen mit anpassbaren Doppelblattsätzen (\$109). Chirurgen können den Rahmen entweder mit den Optionen 54 mm × 25 mm links / 76 mm × 38 mm rechts oder 76 mm × 38 mm links / 54 mm × 25 mm rechts konfigurieren, wobei Standard-Produktionsserien auch 76 mm × 25 mm Paarkombinationen unterstützen. Die integrierte Mehrpositions-Ratschensperre hält den gezielten Gewebegendruck automatisch aufrecht und verhindert die Ermüdung der Hände des Assistenten bei filigranen Gefäßbypass-Operationen.

Geschmiedet aus medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einem reflexionsfreien satinierten Matt-Finish, fertigt Retractor Maker den Darling Popliteal Sperrer so, dass er wiederholten Sterilisationszyklen standhält. Er bietet hohe Korrosionsbeständigkeit, unnachgiebige strukturelle Steifigkeit und vollständige klinische Langlebigkeit für Gefäß- und Traumazentren weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest