



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

関節包レトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



関節包レトラクター

SKU RM-CR-ORTHO-1

\$64 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
単爪 (鋭)	RM-CR-ORTHO-1-1	\$64
重鉤 (鋭または鈍)	RM-CR-ORTHO-1-2	\$69
3本爪	RM-CR-ORTHO-1-3	\$74

製品詳細

関節包レトラクターは、人工関節置換術や再建術において、厚い関節包や線維性軟部組織を確実に滑らずに変位させるために特別に設計された、不可欠な整形外科用手術器具です。深い関節陥凹部を操作するように設計されており、滑りやすい軟骨や骨の縁から外れることなく、連続的な対抗牽引を維持することが可能です。

強力な関節レバレッジ用に構築された Retractor Maker の関節包レトラクターシリーズは、助手のの手が術野の視界を妨げないよう、標準全長 10" (approx. 25.4 cm) を採用しています。執刀医は、3 種類のブレード幅 (20 mm、22 mm、30 mm) と、用途の広いプロング配置を選択できます。鋭利なシングルプロング (\$64)、鋭利または鈍的プロファイルを備えたダブルプロング (\$69)、そして広い関節包バンドに保持力を分散させる幅広のトリプルプロング (\$74) が用意されています。

反射のないサテンマット仕上げを施したプレミアム手術グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼 (非磁性) から鍛造された Retractor Maker の関節包レトラクターは、過酷な機械的トルクや繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐えるよう製造されており、整形外科の人工関節置換および外傷チームに卓越した耐久性と臨床的安定性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest