



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

直腸・経肛門手術用アクセサリセット

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron

直腸・経肛門手術用 アクセサリセット

SKU RM-RTAAS-1

\$499 USD



コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
2	直腸ブレード	7/8" × 2 7/8" (2.2 × 7.2 cm)
2	直腸ブレード	7/8" × 3 7/8" (2.2 × 9.7 cm)
1	小型ラウンドソリッドリング	内径 (ID) 8.5" (21.3 cm)
1	滅菌ボックス	保護・収納用オーガナイザー

製品詳細

直腸・経肛門手術用アクセサリセットは、Bookwalter 一般外科用開創器システムを既にお持ちで、経肛門および直腸手術用の専用ハードウェアを必要とする医療機関向けのアドオンキットです。本製品は単体で使用するものではなく、互換性のある Bookwalter 一般外科用開創器システムと組み合わせて使用するよう設計されています。

セットには、7/8" × 2 7/8" (2.2 × 7.2 cm) の直腸ブレード2枚と、7/8" × 3 7/8" (2.2 × 9.7 cm) の直腸ブレード2枚が含まれており、浅い術野から深い術野まで2段階の展開深度に対応します。内径 8.5" (21.3 cm) の小型ラウンドソリッドリングは、会陰部の作業領域に適したコンパクトなフレームを提供します。

すべてのコンポーネントは非磁性の医療用グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）で製造されており、症例の合間にブレードとリングを整理して保管できる滅菌ボックスが付属しています。本アクセサリセットは非滅菌状態で提供され、再利用およびオートクレーブ滅菌が可能です。使用前に、貴施設の検証済み手順に従って洗浄および滅菌を行ってください。

Retractor Maker は、パキスタンのシアルコートから本セットを直接製造・供給しています。本製品は Retractor Maker によって直接製造、検査、供給されます。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest