



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

St. Marks Pelvic Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



St. Marks Pelvic Retractor

SKU RM-SMPR-1

\$79 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
11 ½" Variante mit Lippe — 11 ½" (29.2 cm)	RM-SMPR-1-1	\$79
13" Variante mit Lippe — 13" (33.0 cm)	RM-SMPR-1-2	\$84
13" Variante ohne Lippe — 13" (33.0 cm)	RM-SMPR-1-3	\$89

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der St. Marks Pelvic Retractor ist ein international anerkanntes Instrument für tiefe Kavitäten, das speziell für die sichere, weitreichende Organverdrängung und Muskelretraktion bei kolorektalen, pelvinen und gynäkologischen Eingriffen entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem verlängerten, rechtwinkligen Blatt, ermöglicht dieses Instrument dem OP-Team die saubere Verdrängung von Blase, Uterus und Beckenperitoneum, wodurch ein ungehinderter Sichtkorridor in den präsakralen Raum und den tiefen Beckenboden aufrechterhalten wird.

Konzipiert für eine hohe Frequenz an Autoklavierzyklen und versehen mit einer lebenslangen Garantie gegen Rost und Materialfehler, umfasst diese St. Marks Pelvic Retractor Serie drei Konfigurationsmodelle: eine 11 ½-Zoll Variante (\$79) mit einem 35 mm × 45 mm Blatt mit Lippe, eine 13-Zoll Variante mit Lippe (\$84) und 60 mm × 45 mm Blatt, sowie eine 13-Zoll Variante ohne Lippe (\$89) mit 60 mm × 45 mm Blatt. Handgefertigt aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), verhindern die abgerundeten Blattkanten Organperforationen, während der robuste ergonomische Griff eine ermüdungsfreie manuelle Hebelwirkung gewährleistet.

Mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish gefertigt, produziert Retractor Maker den St. Marks Pelvic Retractor für extreme mechanische Gegenzugkräfte. Damit bietet er kolorektalen Chirurgie-Einheiten, urologischen

Operationssälen und gynäkologisch-onkologischen Zentren weltweit unnachgiebige strukturelle Steifigkeit, Korrosionsbeständigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest