



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de côtes Tuffier

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Ronald Cameron



Écarteur de côtes Tuffier

SKU RM-TRS-160-1

\$299 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Cadre à glissière horizontale	Rail de guidage à barres parallèles assurant l'écartement structurel sous compression
2 (Paire fixe)	Valves latérales larges fixes	Plaques angulées de 45 mm × 45 mm avec crans internes pour la prise osseuse
1	Verrouillage par vis manuelle	Engrenage de verrouillage fileté qui sécurise l'écartement et réduit la fatigue manuelle
2	Bras d'extension ergonomiques	Tiges de manipulation profilées et légères conçues avec des bords lisses
1	Boîte / Rangement de protection	Emballage de transport standard

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de côtes Tuffier est un écarteur de chirurgie cardiothoracique essentiel, spécifiquement conçu pour assurer une séparation intercostale progressive et sûre ainsi qu'une exposition de la paroi thoracique lors de thoracotomies et d'interventions pulmonaires chez l'adulte. Conçu avec un cadre à glissière horizontale robuste, cet instrument permet aux chirurgiens d'appliquer des forces de distraction mécanique continues sur les côtes adjacentes, prévenant les fractures costales tout en maintenant un couloir opératoire dégagé vers l'espace pleural.

Construit selon des spécifications cliniques rigoureuses, cette configuration de l'écarteur de côtes Tuffier présente une ouverture horizontale maximale atteignant un seuil de 160 mm (\$299). Fabriquées à la main en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), les dimensions des valves latérales fixes mesurent 45 mm × 45 mm, optimisées pour des expositions thoraciques stables chez l'adulte et dotées de

crans internes pour garantir une prise positive et antidérapante contre les surfaces osseuses. Son mécanisme de verrouillage par vis manuelle sécurise rigidement les paramètres d'écartement choisis pour réduire la fatigue manuelle, tandis que les bras d'extension profilés et légers présentent des bords lisses protecteurs pour sauvegarder les tissus mous environnants.

Forgé avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur de côtes Tuffier pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant aux blocs opératoires thoraciques, aux centres cardiovasculaires et aux salles de chirurgie traumatologique du monde entier une rigidité structurelle exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une durabilité totale en autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest