



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Système d'écarteur Hoyos Retractor System

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Système d'écarteur Hoyos Retractor System

SKU RM-HRS-1

\$1,999 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Écarteur distal Hoyos court	Option de lame d'écartement distale courte pour un accès plus proche des incisions
1	Écarteur distal Hoyos long	Option de lame d'écartement distale longue pour une portée tissulaire plus profonde
1	Écarteur proximal Hoyos long	Composant de lame d'écartement proximal long pour l'élévation des limites proximales
1	Écarteur Remora	Lame d'écarteur à traction spécialisée conçue pour réduire le glissement
1	Tige de support emboîtable	Relie les bras de l'écarteur au cadre suspendu principal
1	Étau de table pour Hoyos Retractor System	Ancre le montant vertical au rail de la table d'opération
1	Barre d'extension horizontale Hoyos	Prolonge le cadre horizontalement au-dessus du champ chirurgical
1	Montant vertical Hoyos	Colonne verticale principale supportant le cadre de montage

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Hoyos Retractor System est une plateforme d'écartement chirurgical de premier plan, fixée à la table, conçue pour répondre aux exigences complexes d'exposition des tissus mous en chirurgie plastique esthétique et reconstructrice avancée. En se fixant rigidement au rail latéral de la table d'opération, ce système élimine la fatigue liée à l'écartement manuel, permettant aux équipes chirurgicales de maintenir une élévation symétrique et continue du lambeau tissulaire lors d'opérations abdominales et de remodelage corporel étendues.

Conçu spécifiquement pour les procédures esthétiques modernes, le Hoyos Retractor System comprend un cadre modulaire de 8 pièces composé d'un étau de table, d'un montant vertical, d'une barre d'extension horizontale et d'une tige de support emboîtable. L'assortiment d'écarteurs inclut un écarteur distal court, un écarteur distal long, un écarteur proximal long et la lame spécialisée antidérapante Remora, conçue pour maintenir une prise sûre sur le tissu adipeux sous-cutané et les plans fasciaux sans nécrose tissulaire.

Usiné à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) et d'alliages métalliques à haute résistance avec une finition satinée antireflet, Retractor Maker fournit le Hoyos Retractor System complet non stérile et entièrement autoclavable à l'intérieur d'un conteneur de stérilisation en aluminium robuste, garantissant une rotation rapide et une précision procédurale maximale.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)