



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Sistema Separador Rultract

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Sistema Separador Rultract

SKU RM-RRS-1

\$1,499 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Poste de mezcla doble con punta estriada/abrazadera	Proporciona la interfaz de montaje principal y el ajuste de la abrazadera
1	Conjunto de rastrillo con clip de presión	Sujeta y mantiene el tejido quirúrgico con un accesorio de clip de presión
1	Poste superior estriado	Conecta la sección superior del marco y estabiliza el conjunto del poste

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Sistema Separador Rultract es un separador quirúrgico especializado de montaje en mesa, diseñado para proporcionar una elevación tisular ascendente constante, manos libres y una visibilidad anatómica inigualable durante procedimientos quirúrgicos exigentes. Al anclarse de forma segura a los rieles estándar de la mesa de operaciones, esta plataforma modular elimina la fatiga del asistente quirúrgico mientras mantiene una tracción vertical y lateral suave y antideslizante durante intervenciones prolongadas.

Configurado específicamente para la elevación esternal, la disección de la arteria mamaria interna (IMA) y exposiciones abdominales superiores, este Sistema Separador Rultract incluye un poste de mezcla doble con punta estriada de alta resistencia con abrazadera integrada, un poste superior estriado estabilizador y un conjunto de rastrillo articulado con un clip de presión seguro. Cada componente está mecanizado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), lo que evita reflejos intensos bajo la iluminación quirúrgica y protege las estructuras anatómicas circundantes de una tensión focal excesiva.

Suministrado de forma no estéril y totalmente autoclavable, Retractor Maker fabrica el Sistema Separador Rultract siguiendo tolerancias clínicas exactas, entregando instrumentos de retracción de alto rendimiento directamente a hospitales, centros cardíacos y distribuidores quirúrgicos en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest