



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Crochet Trachéal / Écarteur

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Crochet Trachéal / Écarteur

SKU RM-THR-6IN-1

\$29 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Standard — 6 in, 15.2 cm	RM-THR-6IN-1-1	\$29
Grand — 7 in, 18 cm	RM-THR-6IN-1-2	\$34
X-Large — 7.5 in, 19 cm	RM-THR-6IN-1-3	\$39

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Crochet Trachéal / Écarteur est un instrument chirurgical essentiel pour les voies respiratoires, en urgence comme en électif, conçu spécifiquement pour assurer une élévation et une stabilisation sûres et antidérapantes des cartilages trachéaux lors des procédures de trachéotomie. Doté d'un crochet pointu à courbure anatomique, cet instrument permet aux chirurgiens de saisir et d'élever le cricoïde ou les anneaux trachéaux supérieurs proprement, soulevant les voies respiratoires vers l'incision opératoire tout en déplaçant le fascia prétrachéal sus-jacent.

Conçu pour résister à des cycles de stérilisation en autoclave à haute fréquence sans dégradation, cette configuration du Crochet Trachéal / Écarteur présente une longueur totale de 6 pouces (15.2 cm, \$29). Fabriqué à la main en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), son profil de pointe active intègre une conception à une seule extrémité dotée d'une configuration à une pointe pointue courbe qui mord fermement dans le périchondre dense, empêchant le déplacement de l'instrument pendant l'incision trachéale critique et l'insertion de la canule. Le manche plat ergonomique offre un levier manuel stable pour les assistants opératoires.

Forgé avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker produit le Crochet Trachéal / Écarteur pour respecter des normes cliniques strictes, fournissant aux services d'ORL, aux urgences et aux blocs de soins intensifs du monde entier une rigidité structurelle exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une durabilité

complète en autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest