



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de Valva Estilo Cloward

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador de Valva Estilo Cloward

SKU RM-CSBR-1

\$84 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
13 × 75 mm	RM-CSBR-1-1	\$84
18 × 75 mm	RM-CSBR-1-2	\$89
20 × 75 mm	RM-CSBR-1-3	\$94
23 × 75 mm	RM-CSBR-1-4	\$99

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador de Valva Estilo Cloward es un retractor quirúrgico espinal manual indispensable, diseñado específicamente para proporcionar una exposición segura y no traumática de la columna cervical anterior durante intervenciones de disco y fusión. Diseñado para retraer suavemente los músculos largos del cuello y desplazar lateralmente el esófago y la vaina carotídea, este instrumento establece un corredor visual seguro hacia los espacios de los discos intervertebrales.

Construido para profundidades variables del paciente, esta configuración del Separador de Valva Estilo Cloward presenta una longitud total de chasis uniforme de 19 cm emparejada con cuatro anchos de valva seleccionables a través de una profundidad fija de 75 mm: 13 mm (\$84), 18 mm (\$89), 20 mm (\$94) y 23 mm (\$99). Los cirujanos pueden elegir entre una configuración con pestaña (With Lip) diseñada para evitar el deslizamiento del músculo sobre el margen de la valva, o un diseño sin pestaña (Without Lip) para una inserción suave de bajo perfil en planos de tejido confinados. Su mango plano ergonómico proporciona una palanca manual constante y libre de fatiga.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico con un acabado mate satinado libre de reflejos, Retractor Maker fabrica el Separador de Valva Estilo Cloward bajo

estrictas tolerancias clínicas, asegurando una alta resistencia a la corrosión, una rigidez estructural inquebrantable y una durabilidad completa en autoclave para quirófanos de todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest