



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Talei Necklift Estreito “Le Petit Benetrator”

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Afastador Talei Necklift Estreito “Le Petit Benetrator”

SKU RM-TNR-9IN-1

\$159 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Afastador Talei Necklift Estreito “Le Petit Benetrator”	Comprimento total de 9” (22.86 cm), lâmina curva ultraestreita, cabo plano	\$159
Estojo / Caixa de Proteção	Embalagem individual para transporte	\$159

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Talei Necklift Estreito “Le Petit Benetrator” é um afastador avançado para cirurgia plástica estética, desenvolvido especificamente para fornecer elevação de tecidos moles segura e ampla, além de visibilidade precisa durante procedimentos de necklift deep plane, platismoplastia e submentoplastia. Projetado com um perfil de lâmina curva ultraestreita, este instrumento permite que os cirurgiões naveguem por túneis submentonianos estreitos com clareza, elevando o músculo platisma e o retalho cutâneo cervical sem comprimir o ramo mandibular marginal ou cervical do nervo facial.

Construído para controle manual delicado em espaços cervicais profundos, esta configuração do Afastador Talei Necklift Estreito “Le Petit Benetrator” apresenta um comprimento total de 9 inches (22.86 cm, \$159). Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) para garantir resistência duradoura e proteção contra corrosão, sua lâmina estreita de contornos suaves sustenta os retalhos teciduais de forma atraumática, prevenindo a desvascularização dérmica localizada. O cabo ergonômico balanceado oferece aos assistentes cirúrgicos uma alavancagem manual estável, reduzindo a fadiga das mãos durante procedimentos prolongados de rejuvenescimento facial.

Forjado com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador Talei Necklift Estreito “Le Petit Benetrator” para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, oferecendo estabilidade mecânica excepcional, resistência à corrosão e durabilidade completa em autoclave para centros de cirurgia plástica facial e clínicas de estética em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)