



# RETRACTOR MAKER

## БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Назальный ретрактор Aufricht Walter

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Назальный ретрактор Aufricht Walter

**SKU** RM-AWNR-1

**\$69 USD**

### ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

| РАЗМЕР / ВАРИАНТ                | SKU / ДЕТАЛИ                                        | ЦЕНА (USD) |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| Aufricht Walter Nasal Retractor | Общая длина 13.5 см, двусторонние лопатки 42 × 7 мм | \$69       |
| Защитный чехол / Коробка        | Индивидуальная транспортная упаковка                | \$69       |

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Назальный ретрактор Aufricht Walter представляет собой двусторонний ручной инструмент для ринопластики, разработанный для обеспечения исключительной хирургической универсальности и точной тракции мягких тканей во время косметических и реконструктивных операций на носу. Благодаря интеграции двух специализированных рабочих концов на одной сбалансированной рукоятке, этот инструмент позволяет хирургам адаптироваться к различной глубине носового свода без смены инструментов.

Разработанный для улучшенного контроля процедур, данный ретрактор Aufricht Walter имеет общую длину 13.5 см с рабочими лопатками размером 42 мм в длину и 7 мм в ширину. Двусторонняя архитектура лопаток обеспечивает различные углы наклона и профили кривизны, что позволяет хирургическим бригадам аккуратно удерживать крыльные хрящи одним концом или приподнимать кожно-мягкотканый лоскут спинки носа другим концом без риска разрыва слизистой оболочки.

Изготовленный из высококачественной медицинской хирургической нержавеющей стали с антибликовым сатиновым матовым покрытием, Retractor Maker производит назальный ретрактор Aufricht Walter, способный выдерживать жесткие циклы автоклавирования, обеспечивая отделения пластической хирургии и отоларингологии по всему миру долговечным и точным инструментом.



## БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

### КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

**[info@retractor maker.com](mailto:info@retractor maker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Веб-сайты

**[retractor maker.com](http://retractor maker.com)**  
**[retractor manufacturer.com](http://retractor manufacturer.com)**

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

### ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest