



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de Ramus

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Ronald Cameron



Écarteur de Ramus

SKU RM-RR-MAX-1

\$69 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Petit — 17 cm, lame 11/15×70 mm	RM-RR-MAX-1-1	\$59
Standard — 22 cm, lame 11×70 mm	RM-RR-MAX-1-2	\$69
Grand — 22 cm, 12/22×70 mm lame	RM-RR-MAX-1-3	\$79

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de Ramus est un écarteur maxillo-facial indispensable, spécifiquement conçu pour assurer un déplacement atraumatique des tissus mous et une exposition osseuse optimale du ramus mandibulaire lors des interventions orthognathiques. Conçu avec une courbure de lame anatomique qui épouse les bords antérieur et latéral du ramus, cet écarteur protège les branches du nerf facial, le muscle masséter et les vaisseaux faciaux contre les scies oscillantes et les fraises rotatives.

Optimisée pour un dégagement intra-oral profond, cette configuration de l'écarteur de Ramus (\$69) dispose d'une tige allongée qui maintient les mains de l'assistant hors du champ opératoire, préservant ainsi une visibilité parfaite pour le chirurgien. Forgé à la main dans un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), l'extrémité active intègre une lame à canal profilé qui s'appuie fermement contre l'os cortical sans glisser sur les tissus mous environnants. Le manche ergonomique permet un levier manuel stable et sans fatigue tout au long des ostéotomies mandibulaires complexes.

Doté d'une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur de Ramus pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant aux équipes de chirurgie orale, maxillo-faciale et reconstructrice du monde entier une rigidité structurelle exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une durabilité totale en autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest