



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Zervikaler Geweberetraktor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Zervikaler Geweberetraktor

SKU RM-CTR-13-1

\$79 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Zervikaler Geweberetraktor	13 cm Gesamtlänge, 1×1 stumpfe Zinkenspitze	\$79
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$79

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Zervikale Geweberetraktor ist ein spezialisiertes chirurgisches Handinstrument, das gezielt für die lokalisierte, atraumatische Weichteilverdrängung bei anspruchsvollen anterioren Freilegungen der Halswirbelsäule entwickelt wurde. Konzipiert für das Manövrieren in engen anatomischen Arbeitsbereichen, ermöglicht dieser Retraktor den chirurgischen Teams das sanfte Mobilisieren von Faszien, Muskelrändern und Fettgewebe weg von den Musculi longi colli.

Um die Kontrolle in lokalisierten Operationsfeldern zu optimieren, verfügt dieses Modell des Zervikalen Geweberetraktors über eine Gesamtlänge von 13 cm (\$79) in Kombination mit einer 1×1 stumpfen Zinkenkonfiguration. Die einzelne stumpfe Spitze ist so strukturiert, dass sie Geweberänder effektiv hakt und stabilisiert, wodurch unnötige Gewebetraumata beim Patienten oder versehentliche Punktionen der Speiseröhre und der Karotisscheide verhindert werden. Sein ergonomischer Flachgriff bietet taktile Sensibilität und rutschfeste Kontrolle während langwieriger zervikaler Eingriffe.

Gefertigt aus medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einer reflexionsfreien Satin-Matt-Oberfläche, produziert Retractor Maker den Zervikalen Geweberetraktor so, dass er wiederholten Sterilisationszyklen im Krankenhaus standhält. Er bietet Wirbelsäulen- und neurochirurgischen OP-Abteilungen außergewöhnliche Haltbarkeit, Korrosionsbeständigkeit und chirurgische Zuverlässigkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest