



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Hess Nervwurzelhaken

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Hess Nervwurzelhaken

SKU RM-HNRR-1

\$69 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
10.0 cm — 3.0 mm – 4.0 mm Blatt — Standard	RM-HNRR-1-1	\$69
10.0 cm — 5.0 mm – 7.0 mm Blatt — Standard	RM-HNRR-1-2	\$69
12.0 cm	RM-HNRR-1-3	\$74
17.5 cm	RM-HNRR-1-4	\$79

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Hess Nervwurzelhaken ist ein spezialisierter neurochirurgischer und spinaler Retraktor, der gezielt für die sichere, atraumatische Retraktion und den Schutz von verlaufenden Nervwurzeln und des Thekalsacks bei lumbalen Bandscheibeneingriffen entwickelt wurde. Mit seinem abgewinkelten Arbeitsende und der hohlgeformten Spitze ermöglicht dieser Retraktor Chirurgen, Nervenfasern sanft medial zu mobilisieren und den Bandscheibenvorfall freizulegen, ohne eine Traktionsneuropraxie zu riskieren.

Um verschiedenen spinalen Arbeitstiefen gerecht zu werden, umfasst diese Hess Nervwurzelhaken-Serie drei verschiedene Gesamtlängen: 10.0 cm (\$69), 12.0 cm (\$74) und 17.5 cm (\$79). Das aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) handgefertigte Instrument bietet vier wählbare Blattbreiten: 3.0 mm, 4.0 mm, 5.0 mm und 7.0 mm. Die Geometrie kombiniert eine abgewinkelte Blattarchitektur mit einer speziellen Griffmontage, die dem Chirurgen außergewöhnliches taktilen Feedback und ermüdungsfreie Hebelwirkung unter mikroskopischer Beleuchtung bietet.

Geschmiedet mit einem blendfreien seidenmatten Finish, fertigt Retractor Maker den Hess Nervwurzelhaken so, dass er wiederholten Autoklavierzyklen standhält. Er bietet neurochirurgischen Abteilungen und orthopädischen

Wirbelsäulenzentren weltweit kompromisslose strukturelle Steifigkeit, hohe Korrosionsbeständigkeit und vollständige klinische Langlebigkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest