



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Beckman-Weitlaner Otostatik Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Beckman-Weitlaner Otostatik Ekartör

SKU RM-BWSRR-1

\$149 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
14 cm	RM-BWSRR-1-1	\$149
16.5 cm	RM-BWSRR-1-2	\$154
21.5 cm	RM-BWSRR-1-3	\$159
24 cm	RM-BWSRR-1-4	\$164
30.5 cm	RM-BWSRR-1-5	\$169
31 cm	RM-BWSRR-1-6	\$174

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Beckman-Weitlaner Otostatik Ekartör, spinal, ortopedik ve nörolojik müdahaleler sırasında stabil ve eller serbest operatif erişim sağlamak için tasarlanmış temel bir derin doku cerrahi ekartördür. Bağımsız olarak eklenilebilen özel menteşeli kollara sahip bu alet, düzensiz yara konturlarına kusursuz şekilde uyum sağlar, asistan yorulmasını ortadan kaldırır ve asimetrik insizyonlarda dengeli bir görüş alanı sağlar.

Prosedürel uyumluluk için tasarlanan Beckman-Weitlaner Otostatik Ekartör, altı standart toplam uzunlukta üretilmektedir: 14 cm (\$149), 16.5 cm (\$154), 21.5 cm (\$159), 24 cm (\$164), 30.5 cm (\$169) ve 31 cm (\$174). Cerrahlar, şasiyi fasyal tutuş için keskin uçlu veya derin vasküler ve visseral yapıları güvenle korumak için künt uçlu 3x4 veya 4x4 diş dizileriyle özelleştirebilirler. Entegre parmak halkalı mandallı kilit mekanizması, yoğun doku direnci altında hedeflenen gerilimi korur.

Yansıma yapmayan saten mat kaplamalı birinci sınıf tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker üretimi Beckman-Weitlaner Otostatik Ekartör, tekrarlayan

hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretilmiştir ve cerrahi ekiplere güvenilir tutuş stabilitesi, pürüzsüz artikülasyon ve uzun vadeli dayanıklılık sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest