



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador para Reparación de Meniscos

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador para Reparación de Meniscos

SKU RM-MRR-5IN-1

\$59 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separador para Reparación de Meniscos	Dimensiones / Detalles: 5" (12.7 cm) de longitud total, hoja deflectora curva pulida · Cantidad incluida: 1	\$59
Funda / Caja protectora	Dimensiones / Detalles: Embalaje de tránsito individual · Cantidad incluida: 1	\$59

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador para Reparación de Meniscos es un instrumento ortopédico especializado para rodilla, diseñado específicamente para proporcionar protección neurovascular no traumática y deflexión de la cápsula durante reparaciones meniscales artroscópicas de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Diseñado para asentarse detrás de la cápsula posterior de la rodilla, este separador actúa como un deflector de aguja rígido, protegiendo la arteria poplítea, la vena y los nervios tibial y peroneo del avance de las agujas de sutura meniscal.

Construido en una configuración de tamaño dedicada para optimizar la retroalimentación táctil, este Separador para Reparación de Meniscos cuenta con una longitud total de instrumento de 5 pulgadas (12.7 cm, \$59). Fabricada a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), la geometría de la hoja incorpora un vástago curvo con un perfil de punta redondeada y abierta que se adapta al cóndilo femoral posterior y a la meseta tibial. El acabado de su superficie está altamente pulido para minimizar la fricción del tejido local y permitir un deslizamiento sin esfuerzo de la aguja directamente a través de la incisión posteromedial o posterolateral.

Forjado con un mango satinado mate antirreflejos y una hoja de cuchara pulido espejo, Retractor Maker produce el Separador para Reparación de Meniscos para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario,

proporcionando a los especialistas en medicina deportiva y cirujanos de rodilla de todo el mundo una rigidez estructural inquebrantable, resistencia a la corrosión y durabilidad completa en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest