



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Nasal Aufricht Daniel

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Ronald Cameron



Afastador Nasal Aufricht Daniel

SKU RM-ADNR-1

\$29 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Afastador Nasal Aufricht Daniel	Comprimento total de 11 cm, lâmina de 50 × 10 mm	\$29
Luva Protetora / Caixa	Embalagem individual de transporte	\$29

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Nasal Aufricht Daniel é um afastador de rinoplastia especializado e compacto, projetado para fornecer visualização clara e atraumática do dorso nasal, abóbada cartilaginosa e estrutura septal. Projetado com um perfil reduzido de 11 cm, este instrumento permite que cirurgiões e assistentes alcancem alta manobrabilidade e elevação constante do tecido em espaços operatórios confinados.

Otimizado para reduzir a tensão tecidual intraoperatória, esta configuração do Afastador Nasal Aufricht Daniel apresenta uma lâmina lisa de 50 mm de comprimento por 10 mm de largura que desliza facilmente sob o envelope cutâneo dorsal. O conjunto da lâmina incorpora um ângulo suave para baixo que se adapta à ponte nasal, proporcionando um contato de superfície ampla que elimina pontos de pressão localizados. Seu cabo leve e proporcional reduz a fadiga manual durante remodelações nasais estéticas prolongadas.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Nasal Aufricht Daniel seguindo rigorosos padrões clínicos, garantindo resistência superior à corrosão, reprocessamento fácil e compatibilidade total com autoclave para centros cirúrgicos plásticos e de ORL.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest