



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Нервный ретрактор Dandy

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Нервный ретрактор Dandy

SKU RM-DNR-20-1

\$25 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Прямой — 20 см общая длина, прямой тупой крючок — прямая ревизия черепных нервов и мобилизация корешков	RM-DNR-20-1-1	\$25
Изогнутый вправо — 20 см общая длина, крючок с правым изгибом — Для навигации в области латерального кармана и нервов основания черепа справа	RM-DNR-20-1-2	\$25
Изогнутый влево — 20 см общая длина, крючок с левым изгибом — Для навигации в области латерального кармана и нервов основания черепа слева	RM-DNR-20-1-3	\$25

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Нервный ретрактор Dandy — это признанный во всем мире нейрохирургический инструмент, разработанный специально для безопасных и деликатных манипуляций с нервами и исследования тканей в ходе краниальных и спинальных процедур. Оснащенный сверхтонким тупым кончиком в форме крючка, этот ретрактор позволяет хирургу исследовать, мобилизовать и защищать черепные нервы и нежные сосудистые пучки без риска случайного прокола или разрыва.

Созданная для точного микрохирургического доступа, данная модель ретрактора Dandy имеет стандартизированную общую длину 20 см (\$25), что позволяет легко достигать глубоких

интракраниальных путей. Хирурги могут выбрать одну из трех конфигураций: прямую для прямого линейного доступа, правоизогнутую или левоизогнутую для манипуляций в обход костных выступов и сосудистых петель. Тонкая круглая рукоятка с насечкой обеспечивает высокую тактильную чувствительность при вращении кончиками пальцев и надежный контроль без проскальзывания при работе под микроскопом.

Изготовленный из высококачественной хирургической нержавеющей стали с безбликовым сатиновым покрытием, нервный ретрактор Dandy от Retractor Maker производится в соответствии со строгими клиническими допусками, обеспечивая высокую коррозионную стойкость, структурную жесткость и полную долговечность при автоклавировании для нейрохирургических операционных по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest