



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Esternal Cooley

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Eternal Cooley

SKU RM-CSR-STD-1

\$354 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Perfil Infantil — 145.0 mm × 140.0 mm × 21.0 mm × 45.0 mm	RM-CSR-STD-1-1	\$354
Perfil Adulto — 200.0 mm × 180.0 mm × 32.0 mm × 50.0 mm	RM-CSR-STD-1-2	\$364
Perfil extra grande — 178.0 mm × 152.0 mm × 102.0 mm × 29.0 mm	RM-CSR-STD-1-3	\$374

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Esternal Cooley es un instrumento quirúrgico cardiotorácico fundamental, diseñado específicamente para proporcionar una separación esternal simétrica y fiable, así como una amplia exposición mediastínica durante operaciones de corazón abierto y tórax. Diseñado con un robusto mecanismo de piñón y cremallera, este separador autorretentivo distribuye la fuerza de apertura de forma suave a lo largo de ambos márgenes hemiesternales, evitando fracturas óseas localizadas y dislocaciones costocondrales.

Para adaptarse a los diversos perfiles anatómicos de los pacientes, el Separador Esternal Cooley se fabrica en tres configuraciones escaladas con precisión: Perfil Infantil (145 × 140 × 21 × 45 mm, \$354), Perfil Adulto (200 × 180 × 32 × 50 mm, \$364) y Perfil Extra Grande (178 × 152 × 102 × 29 mm, \$374). Sus valvas de curvatura anatómica y bordes protectores se asientan de forma segura contra las cortezas esternales divididas, manteniendo un campo visual estable durante la canulación de bypass, reconstrucción valvular y anastomosis de injertos.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico superior con un acabado satinado mate antirreflejos, Retractor Maker fabrica el Separador Esternal Cooley para soportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a las salas de cirugía cardíaca de todo el

mundo una rigidez mecánica excepcional, una acción de manivela suave y durabilidad de por vida.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest