



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de Rodilla Ranawat

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador de Rodilla Ranawat

SKU RM-RKR-95-1

\$79 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separador de Rodilla Ranawat	Longitud de 9 ½" (24.13 cm), hoja de 90° de 17 x 34 mm (Roma o Afilada)	\$79
Funda / Caja Protectora	Embalaje individual para tránsito	\$79

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador de Rodilla Ranawat es un instrumento quirúrgico ortopédico especializado, diseñado específicamente para proporcionar un apalancamiento óseo fiable y desplazamiento de tejidos blandos durante la artroplastia total de rodilla (TKA) y reconstrucciones complejas de rodilla. Diseñado para colocarse detrás de la meseta tibial y los ligamentos colaterales, este separador permite a los equipos quirúrgicos mantener las estructuras capsulares y ligamentosas pesadas alejadas de las sierras óseas oscilantes y los escariadores.

Construido con un chasis altamente duradero y resistente a la corrosión, esta configuración del Separador de Rodilla Ranawat presenta una longitud total de herramienta de 9 ½ pulgadas (24.13 cm, \$79). Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), las dimensiones de su punta de trabajo miden 17 mm de ancho x 34 mm de largo. La geometría del perfil de la punta incorpora un extremo de trabajo integrado en ángulo de 90 grados disponible en dos tipologías distintas seleccionables desde el menú de opciones: una punta Roma (Blunt) diseñada para una retracción suave y atraumática de tejidos blandos vascularmente sensibles, o una punta Afilada (Sharp) diseñada para proporcionar un anclaje altamente seguro y antideslizante en estructuras ligamentosas resistentes y hueso cortical. El mango de alta resistencia ofrece un apalancamiento manual sin fatiga para los asistentes quirúrgicos.

Forjado con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Separador de Rodilla Ranawat para soportar el torque ortopédico pesado y los ciclos repetidos de autoclave hospitalaria, proporcionando a los centros de artroplastia de rodilla y salas de cirugía de trauma ortopédico de todo el mundo una estabilidad

mecánica excepcional, resistencia a la corrosión y durabilidad clínica completa.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest