



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Sistema de Afastador Tubular

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Sistema de Afastador Tubular

SKU RM-TRS-MIS-1

\$2,199 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diâmetro 12-14 mm, comprimento 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diâmetro 12-14 mm, comprimento 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diâmetro 12-14 mm, comprimento 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diâmetro 12-14 mm, comprimento 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diâmetro 12-14 mm, comprimento 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diâmetro 12-14 mm, comprimento 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diâmetro 12-14 mm, comprimento 90 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diâmetro 14-16 mm, comprimento 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diâmetro 14-16 mm, comprimento 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diâmetro 14-16 mm, comprimento 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diâmetro 14-16 mm, comprimento 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diâmetro 14-16 mm, comprimento 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diâmetro 14-16 mm, comprimento 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diâmetro 14-16 mm, comprimento 90 mm

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diâmetro 16-18 mm, comprimento 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diâmetro 16-18 mm, comprimento 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diâmetro 16-18 mm, comprimento 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diâmetro 16-18 mm, comprimento 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diâmetro 16-18 mm, comprimento 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diâmetro 16-18 mm, comprimento 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diâmetro 16-18 mm, comprimento 90 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diâmetro 18-20 mm, comprimento 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diâmetro 18-20 mm, comprimento 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diâmetro 18-20 mm, comprimento 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diâmetro 18-20 mm, comprimento 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diâmetro 18-20 mm, comprimento 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diâmetro 18-20 mm, comprimento 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diâmetro 18-20 mm, comprimento 90 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diâmetro 27-29 mm, comprimento 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diâmetro 27-29 mm, comprimento 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diâmetro 27-29 mm, comprimento 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diâmetro 27-29 mm, comprimento 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diâmetro 27-29 mm, comprimento 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diâmetro 27-29 mm, comprimento 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diâmetro 27-29 mm, comprimento 90 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Diâmetro 6 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Diâmetro 8 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Diâmetro 10 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Diâmetro 12 mm

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Diâmetro 14 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Diâmetro 16 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Diâmetro 18 mm
1	Tubular Flexible Arm	Braço de fixação articulado multiarticulado
1	Table Clamp Set	Montagem em trilho de mesa cirúrgica
1	Sterilization Box	Estojo sob medida para reprocessamento organizado

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Sistema de Afastador Tubular é uma plataforma essencial de instrumentais cirúrgicos minimamente invasivos, projetada para criar corredores de acesso com preservação muscular durante intervenções espinhais complexas. Ao facilitar a dilatação tecidual sequencial em vez do descolamento muscular traumático, este sistema minimiza drasticamente a ruptura de tecidos, reduz a dor pós-operatória e acelera a recuperação do paciente.

Projetado para versatilidade processual em segmentos cervicais e lombares, o Sistema de Afastador Tubular apresenta um complemento abrangente de portais tubulares especializados nos diâmetros de 12-14 mm, 14-16 mm, 16-18 mm, 18-20 mm e 27-29 mm, com comprimentos de 30 mm a 90 mm. O conjunto inclui dilatadores sequenciais de 6 mm a 18 mm, um grampo rígido para trilho de mesa e um braço articulado flexível que se fixa com segurança à mesa de operação para travar o tubo de trabalho rigidamente sobre o espaço discal alvo.

Usinado com precisão em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico, não magnético e com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fornece o Sistema de Afastador Tubular completo em condição não estéril e totalmente autoclavável dentro de uma caixa de esterilização dedicada, garantindo a gestão ideal da esterilidade e a rotatividade organizada do centro cirúrgico.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest