



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Laterale Weichteil-Retraktoren

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Laterale Weichteil-Retraktoren

SKU RM-LSTR-ORTHO-1

\$84 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
9.75 in — 20 mm Blatt	RM-LSTR-ORTHO-1-1	\$84
9.87 in — 22 mm Blatt	RM-LSTR-ORTHO-1-2	\$89

PRODUKTBESCHREIBUNG

Laterale Weichteil-Retraktoren sind unverzichtbare orthopädisch-chirurgische Instrumente, die speziell für die sichere, rutschfeste Verdrängung von periartikulärem Weichteilgewebe, Kapseln und lateralen Kollateralbändern während der totalen Knieendoprothetik entwickelt wurden. Mit einem anatomisch gebogenen Schaft ermöglichen diese Retraktoren dem chirurgischen Team, neurovaskuläre Strukturen und laterale Bandstrukturen während der tibialen und femoralen Resektion vor oszillierenden Knochensägen zu schützen.

Um unterschiedlichen Patienten anatomien und Tiefenanforderungen gerecht zu werden, wird diese Linie der Lateralen Weichteil-Retraktoren in zwei Gesamtlängen angeboten: 9.75 inches (24.76 cm, \$84) und 9.87 inches (25.07 cm, \$89). Handgefertigt aus erstklassigem deutschen Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) in chirurgischer Qualität, verfügen die Arbeitsenden über wählbare gebogene Blattbreiten von 20 mm und 22 mm. Die Zinkenkonfigurationen umfassen sowohl stumpfe als auch scharfe Kombinationen, die für ein präzises Greifen des Gewebes ohne Abrutschen von der Knochenkortikalis maßgeschneidert sind. Der robuste Griff bietet dem Assistenten einen stabilen manuellen Gegenzug.

Geschmiedet mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, fertigt Retractor Maker Laterale Weichteil-Retraktoren so, dass sie hohen mechanischen Belastungen und wiederholten Autoklavierzyklen standhalten. Sie bieten Knierekonstruktions- und orthopädischen Traumazentren weltweit kompromisslose klinische Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit und chirurgische Zuverlässigkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest