



# RETRACTOR MAKER

## BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur rotulien (Patella Retractor)

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Écarteur rotulien (Patella Retractor)

**SKU** RM-PTR-9IN-1

**\$84 USD**

### TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

| TAILLE / OPTION              | SKU / DÉTAILS                                                      | PRIX (USD) |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| Patella Retractor            | Longueur 9" (22.86 cm), patin 22 mm, lame 16 mm, pointe en crochet | \$84       |
| Housse / Boîte de protection | Emballage de transport individuel                                  | \$84       |

### DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur rotulien Patella Retractor est un instrument de chirurgie orthopédique indispensable, conçu spécifiquement pour assurer une éversion et un déplacement sûrs et antidérapants de la rotule et du tendon rotulien lors des arthroplasties totales du genou et des reconstructions articulaires. Conçu pour s'accrocher sous le bord rotulien, cet écarteur permet aux équipes chirurgicales de mobiliser proprement l'appareil extenseur loin du fémur distal, établissant ainsi un large couloir visuel vers le ligament croisé antérieur et les condyles fémoraux.

Construit pour garantir une durabilité absolue et une résistance à la corrosion, cette configuration dédiée du Patella Retractor présente une longueur totale de 9 pouces (22.86 cm, \$84). Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), sa géométrie structurelle élancée et allongée intègre un patin rotulien de 22 mm de large associé à une lame inférieure de 16 mm de large dotée d'un bord légèrement incurvé et d'une pointe fonctionnelle en forme de crochet. Ce profil anatomique s'insère en toute sécurité derrière l'os cortical et les tissus mous sans écraser le cartilage articulaire patellaire. La poignée ergonomique offre un levier manuel sans fatigue pour les assistants opératoires.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique le Patella Retractor pour résister aux couples orthopédiques élevés et aux cycles d'autoclave hospitaliers répétés, offrant aux spécialistes de la médecine du sport et aux chirurgiens reconstructeurs du genou du monde entier une résistance mécanique exceptionnelle et une durabilité clinique complète.



## MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

### CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

**[info@retractor maker.com](mailto:info@retractor maker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Sites web

**[retractor maker.com](http://retractor maker.com)**  
**[retractor manufacturer.com](http://retractor manufacturer.com)**

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

### SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest