



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Glenoid Retractors (関節窩レトラクター)

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Glenoid Retractors (関節窩レトラクター)

SKU RM-GLR-SERIES-1

\$88 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
8 ¾" - 9" - 左向き	RM-GLR-SERIES-1-1	\$88
8 ¾" - 9" - 右向き	RM-GLR-SERIES-1-2	\$91
9 ½" - 10 ½" - 左向	RM-GLR-SERIES-1-3	\$94
9 ½" - 10 ½" - 右向	RM-GLR-SERIES-1-4	\$97
11" - 11 ¾" - 左向	RM-GLR-SERIES-1-5	\$100
11" - 11 ¾" - 右向	RM-GLR-SERIES-1-6	\$103

製品詳細

Glenoid Retractorsは、人工肩関節置換術（TSA）および反転型人工肩関節置換術（RSA）において、関節窩円蓋および後方関節縁を鮮明かつ安定して露出させるために設計された特殊な整形外科手術器具です。解剖学的な曲線を持つ二又ブレードにより、関節窩の前縁または後縁を確実にフックし、関節包組織や筋肉を側方に保持することで、リーミングやソケット設置を円滑に行うことができます。

多様な解剖学的構造や術式に対応するため、Glenoid Retractorsシリーズは8 ¾" (\$88)、9" (\$91)、9 ½" (\$94)、10 ½" (\$97)、11" (\$100)、そして深部まで届く11 ¾" (\$103)の6種類の全長で展開されています。術者は、三角筋大胸筋アプローチや上方アプローチなど、特定の術野に合わせて左向き（Left-facing）または右向き（Right-facing）を選択可能です。堅牢なハンドル設計により、助手は優れたレバレッジを効かせることができ、手の疲労を軽減します。

反射を抑えたサテンマット仕上げのプレミアム医療グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から製造されており、Retractor Makerは、激しい機械的負荷や繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐えるGlenoid Retractorsを提供します。世界中の肩関節再建および整形外科外傷チームに対し、優れた耐久性、耐食性、および臨床性能を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest