



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Pulmonar Allison

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Pulmonar Allison

SKU RM-ALR-1

\$79 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Infantil / Pediátrico — 20 mm × 23 cm	RM-ALR-1-1	\$79
Compacto Pediátrico — 30 mm × 11 cm	RM-ALR-1-2	\$89
Padrão — 40 mm × 25.5 cm	RM-ALR-1-3	\$99
Adulto Intermediário — 42 mm × 29 cm	RM-ALR-1-4	\$109
Adulto Largo — 54 mm × 31 cm	RM-ALR-1-5	\$119
Adulto Extra-Largo — 65 mm × 31 cm	RM-ALR-1-6	\$129

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Pulmonar Allison (frequentemente denominado espátula pulmonar Allison) é um instrumento cirúrgico torácico manual essencial, projetado para afastar e manter o tecido pulmonar distante do pericárdio e do mediastino. Desenvolvido com uma extremidade de trabalho em grade de arame flexível, este instrumento distribui a força de retração por uma superfície de contato expansiva para evitar contusões parenquimatosas localizadas e cisalhamento tecidual.

Adaptável a intervenções torácicas neonatais, pediátricas e adultas, o Afastador Pulmonar Allison é fabricado em seis dimensões anatômicas distintas. As opções variam desde modelos compactos para lactentes de 20 mm de largura por 23 cm, até lâminas largas para adultos de 65 mm de largura por 31 cm, incluindo a configuração padrão de 40 mm de largura por 25.5 cm. Seu cabo ergonômico sólido proporciona ao cirurgião um feedback tátil refinado e alavancagem durante procedimentos cardíacos e pulmonares prolongados.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico não magnético com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Pulmonar Allison para suportar ciclos contínuos de autoclavagem hospitalar, oferecendo flexibilidade mecânica duradoura e confiabilidade para departamentos cardioráquicos em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)