



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Finochietto Kaburga Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Finochietto Kaburga Ekartörü

SKU RM-FRS-SERIES-1

\$329 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Modernize Edilmiş Paralel Kılavuz Raylı Gövde	Kayarak açılmak ve kemikleri genişletmek için tasarlanmış doğrusal çubuk şasisi
2 (Sabit Çift)	Sabit Açılı Bıçaklar	Dairesel pencerelere sahip kemik kavrayıcı lateral bloklar
1	Entegre Çevirmeli Vida Kilidi	Gövde genişlemesini güvenli bir şekilde tutmak için konumlandırılmış manuel yapısal kilit
2	Ergonomik Forseps Uzatma Kolları	Kullanıcı yorgunluğunu azaltmak için optimize edilmiş hafif yapılı kollar
1	Koruyucu Saklama Kutusu	Standart taşıma ambalajı

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Finochietto Kaburga Ekartörü, majör pulmoner, kardiyak ve mediastinal operasyonlar sırasında güvenli, kademeli interkostal kaburga ayrımı ve göğüs duvarı maruziyeti sağlamak için özel olarak tasarlanmış temel bir kardiyotorasik cerrahi retraktördür. Güçlü bir dişli ray kılavuzuyla tasarlanan bu alet, cerrahların komşu kaburgalar üzerinde kalibre edilmiş mekanik distraksiyon uygulamasına olanak tanıyarak kosta kırıklarını önler ve plevral boşluğa engelsiz bir görsel koridor oluşturur.

Çeşitli torasik boşluk derinliklerine ve anatomik boyutlara uyum sağlamak üzere üretilen standart Finochietto Kaburga Ekartörü iskeleti, cerrahi gereksinimlere bağlı olarak altı temel boyut kombinasyonunda seçilebilir: Seçenek 1 (40 × 45 mm / 135 mm açıklık, \$329), Seçenek 2 (40 × 45 mm / 150 mm açıklık, \$339), Seçenek 3 (46 × 62 mm / 190 mm açıklık, \$349), Seçenek 4 (52 × 62 mm / 175 mm açıklık, \$339), Seçenek 5 (80 × 65 mm / 190 mm açıklık, \$349) ve Seçenek 6 (85 × 65 mm / 175 mm açıklık, \$359). Birinci sınıf ameliyathane sınıfı

Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen sabit açılı yan bıçaklar, kemiğin güvenli kavranmasını sağlayan dairesel pencerelere sahiptir; entegre vida kilidi ise gövde genişlemesini kayma olmadan güvenli bir şekilde sabit tutar.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Finochietto Kaburga Ekartörü'nü hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretmektedir. Bu sayede dünya genelindeki kardiyotorasik servislerine, travma merkezlerine ve akciğer nakli ameliyathanelerine olağanüstü yapısal rijitlik, korozyon direnci ve tam klinik güvenilirlik sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest