



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор спланхничный Harrington Splanchnic
Retractor With Fiber Optic с оптоволоконной
подсветкой

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ретрактор спланхнический Harrington Splanchnic Retractor With Fiber Optic с оптоволоконной подсветкой

SKU RM-HSR-FO-1

\$189 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Harrington Splanchnic Retractor With Fiber Optic	Лопатка 127 × 62 mm, световод, канал аспирации-ирригации — 1 шт.
1	Универсальный разъем для световода	Для подключения к стандартным операционным оптоволоконным кабелям — 1 шт.
1	Защитный чехол / коробка	Стандартная транспортная упаковка — 1 шт.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Harrington Splanchnic Retractor With Fiber Optic представляет собой высокотехнологичный хирургический инструмент, специально разработанный для атравматичного смещения внутренних органов в сочетании с прямой оптической подсветкой и активным управлением жидкостями в глубоких операционных пространствах. Благодаря интеграции высокоэффективного оптоволоконного канала и системы непрерывной аспирации-ирригации вдоль лопатки типа «sweetheart», этот ретрактор устраняет неосвещенные зоны и одновременно удаляет скопившийся экссудат.

Данная конфигурация Harrington Splanchnic Retractor With Fiber Optic с лопаткой стандартного размера 127 mm в длину и 62 mm в ширину (\$189) спроектирована для обеспечения максимальной видимости при обширных абдоминальных и тазовых диссекциях. Гладкая дистальная часть в форме сердца защищает ткани печени, селезенки и кишечника от локального сдавления. Встроенная трубка аспирации-ирригации мгновенно удаляет кровь и электрохирургический дым, а универсальный разъем совместим со стандартными осветительными кабелями (Storz, Olympus, Wolf, ACMI).

Изготовленный компанией Retractor Maker из медицинской нержавеющей стали и световодов с высокой пропускной способностью, инструмент имеет антибликовое сатиновое покрытие. Harrington Splanchnic

Retractor With Fiber Optic соответствует строгим клиническим стандартам, обладает высокой долговечностью и выдерживает многократное автоклавирование, что делает его идеальным выбором для центров общей хирургии, урологии и гинекологии по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest