



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Брюшной ретрактор Mayo

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Брюшной ретрактор Mayo

SKU RM-MAR-28-1

\$109 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Стандартный — 11 in, изогнутое лезвие 70 mm	RM-MAR-28-1-1	\$109

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Брюшной ретрактор Mayo является базовым хирургическим инструментом для глубоких полостей, разработанным специально для широкого атравматичного смещения мягких тканей и внутренних органов во время крупных открытых абдоминальных и тазовых операций. Благодаря широкому, плавно изогнутому лопатообразному лезвию, заканчивающемуся мягким удерживающим краем, этот ретрактор позволяет хирургическим бригадам аккуратно отводить мощные мышечные слои, жировую ткань и внутренние органы от операционного поля.

Созданная для обеспечения долговечной механической прочности при обширных лапаротомиях, эта модификация брюшного ретрактора Mayo имеет общую длину 28 cm (\$109) в сочетании с широким лезвием 70 mm. Инструмент изготовлен вручную из высококачественной немецкой медицинской стали, что гарантирует абсолютную долговечность, коррозионную стойкость и пожизненную гарантию от ржавчины. Архитектура широкого лезвия равномерно распределяет ручную противотягу, предотвращая травмирование паренхиматозных органов. Эргономичная рукоятка обеспечивает превосходное рычажное усилие и стабилизацию руки в течение многочасовых процедур.

Выполненный с антибликовым матовым покрытием, ретрактор Mayo производства Retractor Maker выдерживает высокие механические нагрузки и многократные циклы автоклавирувания, обеспечивая общую хирургию, гинекологические и урологические операционные по всему миру непоколебимой клинической надежностью.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)