



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Autoestático Balfour Baby

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Autoestático Balfour Baby

SKU RM-BBSRR-1

\$299 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1 Conjunto (2 valvas)	Valvas Laterais	60 mm de profundidade
1	Valva Central Balfour	21 mm de largura × 24 mm de profundidade
1	Quadro de Afastador Balfour	125 × 90 mm

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Autoestático Balfour Baby é um afastador cirúrgico pediátrico especializado, projetado para fornecer exposição atraumática e autoestática em campos cirúrgicos neonatais, pediátricos e abdominais menores. Construído com proporções reduzidas, este instrumento oferece contra-tração estável e mãos livres sem obstruir espaços de trabalho anatômicos delicados.

Projetado especificamente para espaços anatômicos reduzidos, este conjunto completo de Afastador Autoestático Balfour Baby apresenta um quadro de expansão ágil de 125 × 90 mm, um par de valvas laterais de 60 mm de profundidade e uma valva central compacta de 21 × 24 mm para deslocamento pélvico e visceral direcionado. O parafuso de ajuste fino do quadro permite que a equipe cirúrgica controle a tensão de abertura suavemente em incrementos milimétricos, evitando o estiramento excessivo do tecido.

Fabricado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fornece o Afastador Autoestático Balfour Baby não estéril e totalmente autoclavável dentro de uma caixa protetora individual, oferecendo durabilidade clínica excepcional para departamentos de cirurgia pediátrica.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest