



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Зеркало Delee Universal Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Зеркало Delee Universal Retractor

SKU RM-DUR-1

\$129 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Delee Universal Retractor	Общая длина 24 см, изогнутое полотно 50 × 70 mm	\$129
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$129

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Зеркало Delee Universal Retractor (часто называемое пузырьным ретрактором Delee) — это базовый акушерско-гинекологический хирургический инструмент, разработанный специально для широкого атравматичного смещения мочевого пузыря и передней брюшной стенки во время кесарева сечения и открытых операций на органах малого таза. Благодаря широкому гладкому изогнутому полотну этот ретрактор безопасно изолирует мочевой пузырь от разрезов при гистеротомии в нижнем сегменте матки.

Данная конфигурация Delee Universal Retractor, созданная для максимальной экспозиции операционного поля, имеет общую длину 24 см и фиксированный профиль полотна шириной 50 мм и глубиной 70 мм. Закругленная полированная кромка полотна атравматично удерживает мочевой пузырь, предотвращая повреждение слизистой оболочки или проколы при сильной тракции. Мощная эргономичная плоская рукоятка обеспечивает ассистентам рычаг без утомления рук, гарантируя, что мочевой пузырь остается прижатым и защищенным от проходов скальпеля и наконечников аспиратора.

Изготовленный из высококачественной медицинской нержавеющей стали с безбликовым сатиновым матовым покрытием, ретрактор Delee Universal Retractor производства Retractor Maker выдерживает многократные циклы больничной стерилизации, обеспечивая отделениям родовспоможения и гинекологическим операционным по всему миру исключительную долговечность и клиническую

надежность.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest